

Lansinoh®

GB LANSINOH®

SINGLE ELECTRIC BREAST PUMP INSTRUCTIONS FOR USE

(D) LANSINOH® ELEKTRISCHE
MILCHPUMPE

(F) TIRE-LAIT ÉLECTRIQUE À POMPE
SIMPLE DE LANSINOH®

(TR) LANSINOH® ELEKTRİKLİ TEKLİ GÖĞÜS
POMPASI

(NL) LANSINOH® ENKELE ELEKTRISCHE
BORSTKOLF

(GR) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΘΗΛΑΣΤΡΟ ΜΟΝΗΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ
LANSINOH®

(H) LANSINOH® ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ

(FIN) LANSINOH® SINGLE -SÄHKÖINEN
RINTAPUMPPU

(S) LANSINOH® SINGLE ELECTRIC BREAST
PUMP (BRÖSTPUMP)

(DK) LANSINOH® SINGLE ELEKTRISK
BRYSTPUMPE

(I) TIRALATTE ELETTRICO SINGOLO
LANSINOH®

(E) LANSINOH® EXTRACTOR DE LECHE
ELÉCTRICO SIMPLE

(P) BOMBA TIRA-LEITE ELÉTRICA SIMPLES
LANSINOH®

(PL) POJEDYNCZY LAKTATOR ELEKTRYCZNY
LANSINOH®

(CZ) JEDNODUCHÁ ELEKTRICKÁ PRSNÍ
ODSÁVAČKA LANSINOH®

(SK) JEDNOSTRANNÁ ELEKTRICKÁ
ODSÁVAČKA LANSINOH®

(SRB) LANSINOH® JEDNOSTRUKA
(HR) ELEKTRIČNA PUMPIČA ZA IZMLAZANJE

(UA) ОДИНАРНИЙ
ЕЛЕКТРОМОЛОКОВІДСМОКТУВАЧ
LANSINOH®


(RUS) ОДИНАРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
МОЛОКОУТСОС LANSINOH®

(AR) مضخة الثدي الكهربائية الفردية LANSINOH®






APPENDIX 1



APPENDIX 2





CONTENTS

GB	Page 01
D	Page 05
F	Page 09
TR	Page 14
NL	Page 19
GR	Page 22
H	Page 25
FIN	Page 28
S	Page 31
DK N	Page 34
I	Page 38
E	Page 41
P	Page 45
PL	Page 48
CZ	Page 51
SK	Page 55
SRB	Page 58
HR	Page 61
UA	Page 64
RUS	Page 67
AR	Page 73

GB Congratulations!

Designed for breastfeeding mums who want to continue to provide their babies with their breastmilk, even if they have to be apart, the Lansinoh® Single Electric Breast Pump allows you to comfortably express breastmilk quickly and easily.

Our pump;

- Is simple to clean, assemble & use - Hygienic design guaranteed against milk entering the tubing - no need to clean tubing.
- Has adjustable suction levels with easy to use +/- control buttons.
- Has an LED indicator so you know exactly what suction and phase setting you are on.
- Includes NaturalWave™ Teat (with cap) which helps maintain established breast feeding patterns.
- “Pump → Store → Feed” Comes with one bottle to pump, store and feed for convenience and ease (Sealing disc for storage & NaturalWave™ Teat included).
- Is mains or battery operated - 6 AA batteries (not included).
- Is dishwasher & steriliser friendly (No need to wash tubing or tuning connector).

If you have any questions, please call our customer service department at +44 (0) 113 205 4201 or email help@lansinoh.co.uk

Contents

01. Important Safeguards
02. Pump Diagram
03. Lansinoh® Single Electric Breast Pump Parts
04. Cleaning Instructions
05. Assembling the Breastmilk Expression Set
06. Pumping Tips
07. Using the Lansinoh® Single Electric Breast Pump
08. Power Options
09. Breastmilk Storage Guidelines
10. Technical Data
11. Troubleshooting
12. Feeding breastmilk with the NaturalWave™ Peristaltic Teat
13. Warranty

01. Important Safeguards

The Lansinoh® Single Electric Breast Pump is a personal care item and for hygienic reasons should never be shared with other mothers or resold from one mother to another. Either of these actions will void the warranty.

If you are a mother who is infected with Hepatitis B, Hepatitis C or Human Immunodeficiency Virus (HIV), pumping breastmilk using the Lansinoh® Single Electric Breast Pump will not reduce or remove the risk of transmitting the virus to your baby through your breastmilk.

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be maintained, including the following:

Read All Instructions before Using

Danger: To reduce the risk of electrocution:

- Always unplug this product immediately after using
- Do not use while bathing
- Do not place or store this product where it can fall or be pulled into a tub or sink
- Do not place or drop pump into water or other liquid
- Do not reach for an electrical product that has fallen into water. Unplug immediately.

Warning: To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

- This product should never be left unattended when plugged in
- Close supervision is necessary when this product is used near children or invalids
- Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer
- Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water
- Keep the cord away from heated surfaces
- Never use while sleeping or drowsy
- Never drop or insert any object into any opening or tubing
- Do not use this product if it is broken or any parts are missing
- Do not allow small children or pets to play with the pump unit, AC adaptor, etc.
- Do not use outdoors with the AC adaptor or operate where aerosol spray products are being used or where oxygen is being administered

Save these instructions along with your receipt for future reference.

IMPORTANT POINTS FOR OPERATING YOUR LANSINOH® SINGLE ELECTRIC BREAST PUMP

Do not wash or sterilize the tubing or tubing connector.

Let Down and Expression function

When babies breastfeed, they start with quick sucking to stimulate your milk let-down and flow. Once your milk has let down, the baby draws the milk out with slower, deeper sucks. While nothing can replicate exactly how a baby feeds at the breast, to simulate the natural rhythm, the Lansinoh® Single Electric Breast Pump offers two phases – the Let Down Phase and the Expression Phase.

Let Down Phase (Phase 1) is a faster pumping style to trigger your milk to let down and start flowing.

Expression Phase (Phase 2) features 6 adjustable suction strengths that can be tailored for your comfort.

The Key Pad

Your Lansinoh® Single Electric Breast Pump features hidden LED lights beneath the purple key pad panel to helpfully indicate what suction and phase setting you are on.

⏻ Button allows you to switch between phases. Phase 1 (Let Down) is identified with slowly dimming LED lights. Phase 2 (expression) is identified with still LED lights.

Each phase has 6 suction levels. Using ⏻ button, you can increase suction level and ⏻ button decreases the suction level. Lansinoh recommends you select the level and phase that works best for you.

You have a maximum of 6 LED lights that illuminate depending on the selected suction level. After 20 seconds, only the highest (furthest right) LED will remain on to indicate that the pump body is switched on and as a prompt as to which suction level is currently selected. The lower LED's will automatically switch off to conserve energy.


When the pump is turned on, it starts in phase 1 (Let Down) and will automatically switch to Phase 2 (expression) after 2 minutes. The pump will always default to suction level 1 when starting and when switching between Let Down and expression phases. Suction levels can then be adjusted with the ⏻ and ⏻ buttons.

If you prefer to by-pass phase 1 (Let Down), simply press ⏻ button to switch to phase 2 (expression). It is always possible to return back to phase 1 (Let Down) when needed.

The pump will automatically turn off after 60 minutes.


Lansinoh® is here to support you in your breastfeeding journey. If you have any questions, please do not hesitate to contact us on +44 (0) 113 205 4201 or help@lansinoh.co.uk in the UK, or contact your country distributor.

02. Pump Diagram




Basic Controls, Display and Features

- ① Power On/Off Button ⏻
- ② Suction Level Increase Control Button ⏻
- ③ Suction Level Decrease Control Button ⏻
- ④ ⏻ Button to change between Let Down and Expression Phase and back again
- ⑤ LED Suction Strength Indicator




- ⑥ Tubing Input
- ⑦ Battery Compartment for 6 AA Batteries (not included)

NOTE: Rechargeable batteries are not recommended.




- 03 AC Adapter Connector Socket
- 04 AC Adapter



03. Lansinoh® Single Electric Breast Pump Parts

Item/Item Number

- 01 Tubing 800mm #54100
- 02 Pump Connector #53453
- 03 Breast Cone (standard) #54101
- 04 ComfortFit™ Silicone Breast Cushion (standard) #54103
- 05 Breast Cushion Body #53454
- 06 Diaphragm #54105
- 07 Diaphragm Cap # 53410
- 08 White Valve (1 + 1) # 53401
- 09 160ml Container (1) # 53451
- 10 Container Ring (1) and Sealing Disk (1) # 53450
- 11 AC Adapter/Power Cord
- 12 Bottle Holder (1) # 53452



Before Each Use...

- Always wash hands thoroughly with soap and water before handling the Breastmilk Expression Set, the pump body, or other attachments.
- Disassemble the Breastmilk Expression Set to clean. Set aside the tubing as it does not need to be washed or sterilised.
- Do not operate the pump if liquid or moisture is visible in the tubing, but thoroughly dry it first before use if there are any signs of moisture.

04. Cleaning Instructions

Unless otherwise instructed by your healthcare provider, follow these sterilisation and cleaning instructions.

Sterilisation

1. Prior to using the set for the first time, disassemble and boil for 10 minutes all parts of the Breastmilk Expression Set that come into contact with breastmilk. The set includes all parts except for the pump base, plug, tubing and tubing connector.
 - **Note: Ensure you use enough water to keep parts afloat while boiling**
 - **Note: Do not boil the tubing and tubing connector**
2. Remove all parts from water immediately after boiling.
3. Completely air dry before assembly and next use.
- **Note: Partially dried parts may effect operation of the pump.**
Please ensure parts are completely dry before use

Cleaning


- Set aside the tubing and tubing connector. These items do not need to be washed or sterilised because the diaphragm prevents them from coming into contact with the breastmilk.
- The breast cushion and containers may be cleaned in the upper compartment of your dishwasher or hand washed with dish soap in hot water. For best results, we recommend using a baby bottle brush to clean the container and a teat brush to clean the insides of the breast cushion. DO NOT use solvents or abrasives.
- Rinse with hot, clean water.
- All other parts of the breastmilk expression set should be hand washed to prevent loss and extend their usefulness.
- To clean your breast pump, wipe the base with a damp cloth, using only water or mild soap.

- Do not wash or sterilise the tubing or tubing connector.
- **Note:** For best results, make sure the diaphragms are completely dry before use.
- **Note:** Before using the Breastmilk Expression Set, visually inspect the individual components for cracks, chips, tears, discolouration or deterioration, as this may effect the functionality of the Breastmilk Expression Set.

Please visit www.lansinoh.co.uk or call +44 (0) 113 205 4201 in the UK or contact your country distributor for further guidance and replacement parts.

05. Assembling The Breastmilk Expression Set

Your Breastmilk Expression Set comes preassembled in Lansinoh® product packaging. Clean Breastmilk Expression Set parts (except tubing and tubing connector) as described in the "Cleaning Instructions" section. Once all parts are clean and completely dry, assemble the expression set as follows:



1. Place purple diaphragm, arrow side up (arrow visible), on top of breast cushion body. Ensure arrows are pointing towards the ComfortFit™ breast cushion.



2. Then, secure the diaphragm cap onto the breast cushion body by twisting clockwise enclosing the purple diaphragm.
3. Push the soft silicone ComfortFit™ breast cushion inside the breastcone.

Note. Ensure that the rim of the breast cone is secure inside the lip of the breast cushion and the funnel of the cushion is aligned neatly within the cone.

4. Then push the ComfortFit™ breast cushion and cone into the breast cushion body.
5. Gently secure white valve into the bottom of breast cushion body.
Note: Use caution when handling and cleaning the small white valve.
6. Screw collection bottle onto breast cushion body.
7. Insert tubing into back of diaphragm cap; ensure tight fit.
8. Place tubing input into the pump.

06. Pumping Tips

The most important part of successful pumping is the ability to trigger the let down reflex. This is when your milk begins to flow freely. Warm wet compresses applied to the breasts and gentle, circular massaging of the breasts prior to and/or during a pumping session can help encourage this natural reflex. Thinking of or looking at your baby, or a photo of your baby if you are apart can also be helpful. You also may wish to try the Lansinoh®Therapearl™ 3in1 Breast Therapy which can help with your milk let down.

Some mums can achieve more than one let down during a pumping session. You may be able to achieve a second or third let down during your pumping session by returning to the (Let Down) Phase by pressing the button.

How Long To Pump


Breastmilk is produced on a supply and demand basis and by expressing your breastmilk regularly, your body will be stimulated and you will be able to maintain your milk supply. Just like with breastfeeding, it is not necessary to time your pumping sessions though you will get a better sense of the time it takes for your body to express your milk using a breast pump.

If you have any breastfeeding or breast pump related questions, consult with your midwife, health visitor or other health care professional or visit www.lansinoh.co.uk

Pumping and Feeding Tips

- You may pump one breast while nursing the baby on the other. This allows you to maximize pumping effectiveness, using the let down reflex stimulated by your baby's sucking.
- You may want to try the Lansinoh® mOmma® Bottle, featuring the NaturalWave™ teat which is clinically proven to help babies maintain established breastfeeding patterns allowing your baby to go from breast to bottle and back again.
- Should you choose to use the Lansinoh® mOmma® Bottle with NaturalWave™ Teat to feed your baby expressed breastmilk, please take the following precautions:
- Always test the temperature of any liquid before feeding your baby.
- Do not let a child take a bottle to bed or self feed without supervision.

07. Using the Lansinoh® Single Electric Breast Pump
How to use the Lansinoh® Single Electric Breast Pump




For maximum milk flow, please follow these instructions:

- 1. Ensure all tubes are attached to the tubing connector.
- 2. Hold the Breastmilk Expression Set to your breast with the nipple central extending towards the tunnel of the breast cushion.
- 3. Make sure the breast completely fills the breast cushion so that a vacuum is formed and no air escapes. If you experience friction or discomfort on your nipples, you may need a different size cushion. Larger size cushions are also available. For more details, please call +44 (0) 113 205 4201, visit www.lansinoh.co.uk or contact your country distributor.
- 4. The Breastmilk Expression Set and nipple tunnel must tilt slightly downward to allow milk to flow naturally toward the bottle.
- 5. Press and hold the On/Off Button for a few seconds to turn the pump on.
- 6. When the pump is turned on, it starts in phase 1 (Let Down) and will automatically switch to Phase 2 (expression) after 2 minutes.
- 7. If the milk starts to flow earlier, press the button to change to expression phase.
- 8. The pump will always default to suction level 1 when starting and when switching between let-down and expression phase. Suction levels can then be adjusted with the and buttons.
- 9. If you prefer to by-pass phase 1 (Let Down), again, simply press button to switch to phase 2 (expression). It is always possible to return back to phase 1 (Let Down) when needed.


- Note: If at any time the suction on your breast reaches uncomfortable levels, reduce the suction level by pressing the button.**
- 10. When a pumping session is finished, turn the pump off with the On/Off Button. Ensure there is no suction on the nipple before removing the breast cushion from the breast. If necessary, break the suction by inserting a finger between the breast cushion and the breast. Once the suction is broken, the breast cushion can be removed safely.
 - 11. Use the custom stand to prevent the bottle from falling over and risk losing any breastmilk.
 - 12. Close the bottle with the lid and sealing disc provided – Please follow the breastmilk storage guidelines as outlined in section 9.

08. Power Options

The pump may be operated under any of the following power supply modes:



AC Adapter (included)
Connect the AC Adapter to the power connector socket located on the right side of the pump. Plug the AC Adapter into an available electrical outlet. Electrical safety can only be achieved when the breast pump is connected to the AC Power Adapter supplied with the product (See “Technical Data” section).



6 AA Alkaline Batteries (Not Included)
Make sure the batteries are inserted correctly according to the polarity (+) and (-) as indicated. Close the compartment by gently pressing the cover until it snaps into place.

Remove batteries if pump is not in use for a long period of time. Dispose of batteries according to regulations for environmental protection and recycling. Replace all batteries at the same time. Please note that the pump is not designed to be used with rechargeable batteries.

Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline and standard (carbon-zinc) batteries. If batteries are in the pump, but AC Adapter is in use, the pump will use the adapter to power the pump, not the batteries. For the most economical use, we recommend using your pump with the AC Adapter provided. Your AC Adapter is a universal AC plug adapter type and can be used with 100V to 240V systems with 50Hz and 60Hz mains.

09. Breastmilk Storage Guidelines

Breastmilk Storage and Thawing Guidelines for Healthy Term Babies.
Check with your healthcare professional, midwife or health visitor for specific storage instructions.
When you are freezing your breastmilk, do not fill containers more than ¾ full to allow for expansion from freezing. Date containers with the date you expressed your milk for future reference. Use the oldest breastmilk first.

Room temperature	(<26°C)	6 hours
Fridge	(>4°C)	3 days
Fridge	(<4°C)	5 days
Freezer section in fridge		2 weeks
Home freezer	(<-18°C)	6 months

*La Leche League (2012)

Note: DO NOT store breastmilk in fridge/freezer door. The door tends to be the warmest part of the fridge/freezer.

Thawing

Thaw frozen milk in the refrigerator or place the containers under cool running water, gradually warming the water until the milk is thawed. Thawed milk can be kept in a refrigerator for up to 24 hours.
NOTE: DO NOT refreeze milk once it has thawed.

Gently shake thawed milk before feeding to baby to mix the layers that have separated. Breastmilk is not homogenized and the “cream” will rise to the top of the bottle. Breastmilk can vary in colour and consistency depending upon the time of the day that the milk was expressed, what you have eaten, and the age of the baby at the time of pumping.

NOTE: DO NOT MICROWAVE HUMAK MILK! Microwaving alters the composition of the milk. Microwaving may also create “hot spots” in the milk that could burn.

NOTE: DO NOT thaw breastmilk in hot or boiling water.

10. Technical Data

- 1. Power Supply
Battery operation: 6 AA size alkaline batteries (not included), all connected in series. Do not use rechargeable batteries.
Battery operating time: Approximately 2 hours with 6 alkaline batteries (not included).
AC Adapter operation: 100V/240V wall plug type AC adapter, galvanically isolated with 9V DC output voltage.
Pump power dissipation: 10 watts maximum
Voltage regulation: Linear voltage regulator with low dropout voltage and short circuit protection.
- 2. Control System
Control unit: Microcontroller with integral program memory
Program memory: 8K flash ROM, 1K RAM memory
There are 2 phases: expression and stimulation are selectable from keypad.
Adjustable suction level: 6 suction levels are selectable and controlled from keypad.
Suction vacuum level: Minimum 56 mmHg, maximum 225 mmHg

Regulatory Compliance

Type BF Applied Part

CLASS II equipment

Transport / Storage

Transport / Storage

Caution

Operation

Operation

Operating instructions

CE 1008

Warning: Children have STRANGLED in cords. Keep the cords out of the reach of children.

Technical Data

Power Requirements

AC Adapter (included)

AC Adapter – EU

Plug Configuration

100V/240V wall plug type

AC adaptor, galvanically isolated adaptor with 9V DC output voltage.

Batteries (not included) 6 AA batteries, 1.5V alkaline

Regulatory Compliance UL (E314167) and CSA approved with EU power adapter

11. Troubleshooting

Troubleshooting the Lansinoh® Single Electric Breast Pump

Interruption of Electrical Service

If you experience an interruption in the normal operation of the electrical and/or mechanical functioning of the pump, simply to the following:

- Unplug the AC adapter cord from the electrical outlet.
- Wait a few seconds, and then plug the AC adapter cord back into the electrical outlet. If you still experience electrical failure, try using the pump with the six AA batteries making sure the AC adapter is removed.

Discomfort While Pumping

If you feel any discomfort, you may need a different size breast cushion. Visit www.lansinoh.co.uk or call +44 (0) 113 205 4201 in the UK or contact your country distributor.

Decreased Suction

If it feels like the suction has decreased, try the following:

- Remove the tubing from the pump and place a finger over the tubing connector. If you feel suction, the pump is operating properly, but the Breastmilk Expression Set may not be correctly assembled or the white valve may be damaged. If no suction is felt on your finger, try unplugging the adapter from the electrical outlet, wait a few seconds, and plug it back into the electrical outlet.
 - Make sure the Breastmilk Expression Set has been properly assembled. Check the assembly information in the section “Assembling the Breastmilk Expression Set”.
 - Inspect the white valve for a tear or pinhole. This component is critical to achieving proper suction. Replace the white valve with one of the spare valves provided with the product.
- ## 12. Feeding Breastmilk with the NaturalWave™ Peristaltic Teat
- The NaturalWave™ Peristaltic Teat is specially designed to:
- Help maintain established breast feeding patterns.
 - Switch easily from breast to bottle and back again.
 - Encourages baby's 'wave-like' tongue movement.
 - Promotes instinctive sucking action for natural oral development.



1. Latching on

Lips open outward and latch onto the areola.

2. Peristaltic tongue movement

Tongue moves in a smooth “wave-like” motion to compress nipple and extract milk. This encourages natural oral, jaw and facial development.


Fact: Baby's tongue repeats the peristaltic movement about 800 to 1000 times in just one nursing session.

3. Swallowing

Back of baby's tongue rises, channelling the milk into the oesophagus.

The NaturalWave™ Peristaltic Teat was designed and is clinically proven to encourage this natural feeding pattern.

1. Teat Tip
Baby controls milk flow.
2. Soft 100% Silicone
Stretches and flexes for optimal compression.
3. Inner vertical ridges
Strengthen teat structure, making it collapse-resistant.
4. Unique gradual slope design
Enables smooth peristaltic tongue movement.
5. Wide, texture teat base
For easy latch on and effective suction.
6. AVS
Reduces intake of air, a potential cause of colic.




One piece, hassle-free design teat available in slow, medium and fast flows
Exclusive breastfeeding is recommended for the first 6 months of baby's life. Breastfeeding and breastmilk production should be firmly established before introducing a bottle and teat.

Instructions for Use: Fill with the required amount of liquid and tighten the screw cap. Heating in a microwave is not recommended. If you choose to heat food in the microwave do not seal the bottle. Remove teat, collar and cap when using in the microwave. Shake well before use and always check temperature before offering to baby. Unevenly heated food may burn baby's mouth. Do not microwave human milk as microwaving alters the composition of the milk. Before first use, clean the product. To ensure product hygiene, put the teat and the bottle with all its components in boiling water for 5 minutes before use. When carrying a full bottle, make sure it is closed with the cap in place, taking care to position the teat in the centre of the cap to activate the “spill-proof” function of the product.

Cleaning: Before initial use, place the product in boiling water for 5 minutes, allow to cool, and thoroughly rinse all bottle components. This is to ensure hygiene. Subsequently, the bottle can also be washed in the upper rack of a dishwasher and can be sterilised (open) both in the microwave and using a special sterilising machine. Always wash all components of the product immediately after each use. Wash in warm soapy water and rinse thoroughly. Clean before each use

Assembly: Once thoroughly dry, insert feeding teat through the top of the screw cap collar. Attach the screw cap collar securely onto the bottle neck.



Precautions: When not in use, store in a dry and covered place. Always use this product with adult supervision. Do not clean, store or allow to come into contact with solvents or harsh chemicals. Damage could result. Do not leave the product in direct sunlight or hear, or leave in disinfectant (sterilising solution) for longer than recommended. Do not warm the liquid by placing the bottle directly onto gas or electric rings, warming plates, in electric ovens etc.

For your child's safety and health WARNING! Always use this product with adult supervision. Never use feeding teats as a soother. Continuous and prolonged sucking of fluids will cause tooth decay. Always check food temperature before feeding. Keep all components not in use out of reach of children. Do not leave the baby alone with drinking equipment due to risk of choking, the baby falling over or if the product has disassembled.

WARNING: Tooth decay in young children can occur even when non-sweetened fluids are used. This can occur if the baby is allowed to use the bottle/cup for long periods through the day and particularly during the night, when saliva flow is reduced or it is used as a soother. Do not leave the teat in direct sunlight or hear, or leave in disinfectant (sterilising solution) for longer than recommended, as this may weaken the teat. Inspect before each use. Throw away at the first sign of damage or weakness. Replace the teat every 7 weeks, for safety and hygiene reasons. Pull the feeding teat in all directions to check the product.

ATTENTION: Some juices are sterile and solutions may make the silicone become opaque. This does not modify any of the properties. Do not microwave human milk as microwaving alters the composition of the milk. Heating in a microwave oven may produce localised high temperatures. Take extra care when microwave heating. Always stir heated food to ensure even heat distribution and test the temperature before serving.

WARNING: Packaging materials are not part of the product. For your child's safety, please remove and discard all packaging materials prior to use but read and retain the instructions for future reference. Leave open in the microwave.

13. Warranty

Limited Consumer Product Warranty

This product is warranted to the original consumer purchased (the “purchaser”) to be free from defects in material and workmanship which are not commercially acceptable for the period of one year from the date of purchase on the pump mechanism and the period of 90 days on all other product components. Warranty coverage terminates if you sell or otherwise transfer this product to another person. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary, by location.

LANSINOH MAKES NO EXPRESS WARRANTY OF ANY KIND REGARDING THE PRODUCT OTHER THAN THOSE WARRANTIES EXPLICITLY SET FORTH HEREIN. ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR ANY IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO A PERIOD OF 90 DAYS FROM THE DATE OF PURCHASE BY THE ORIGINAL PURCHASER.

In the event the product is found by Lansinoh® to not meet the above limited warranty, as purchaser's sole and exclusive remedy Lansinoh® will repair or, at the option of Lansinoh®, replace this product without charge for such replacement or parts of labour.

NOTE: The purchaser shall bear all expense for returning this product to Lansinoh®. This warranty does not apply to any product that has been subjected to misuse, abuse, or alteration. Only Lansinoh® brand replacement parts are recommended for use with Lansinoh® breastfeeding products. Improper or incorrectly performed maintenance or repair or use of non-Lansinoh® brand replacement parts may invalidate this warranty.

TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, LANSINOH SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, REPLACEMENT COSTS RESULTING FROM THE BREACH OF ANY WRITTEN OR IMPLIED WARRANTY.

If you wish to make a claim under this warranty, please telephone +44 (0) 113 205 4201 if you are in the UK or contact your country distributor. You will be given a Freepost address to return the product, if necessary, together with your original dated bill of sale or other dated proof of purchase and a brief statement of the problem.

Declaration for Electromagnetic Compatibility (EMC)

For information use only

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ATTENTION

Recommended separation distance between Portable and mobile RF communications equipment and the model @ 3Vrms			
The Lansinoh Single Electric Breast Pump is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the Lansinoh Single Electric Breast Pump can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the Lansinoh Single Electric Breast Pump as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment.			
Separation distance according to frequency of transmitter m			
Rated Maximum output power of transmitter W	150 khz to 80 Mhz	80 Mhz to 800 Mhz	800 Mhz to 2.5 Ghz
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,37	0,37	0,74
1	1,17	1,17	2,33
10	3,69	3,69	7,38
100	11,67	11,67	23,33

Wireless Statement

Wireless communications equipment such as wireless home network devices, mobile phones, cordless telephones and their base stations, walkie-talkies can affect this equipment and should be kept at least a distance of 3.5m away from the equipment.

Stacking

This device should not be used adjacent to or stacked with other equipment. And if adjacent or stacked use is necessary, this device should be observed to verify normal operation in the configuration in which it will be used.

This product is a personal care product and therefore cannot be returned once opened. If you experience any problems with this product, please telephone our free customer service line at +44 (0) 113 205 4201 in the UK or contact your country distributor. Our representative will be happy to assist you.

 Manufacturer: Lansinoh Laboratories SaglikGerecleriTasarimSan.Tic.Sti. A.O.S.B – 10006 Sok. No:64 35620 Cigli / Izmir / Turkiye

Lansinoh® Laboratories, Inc. Jason House, Kerry Hill, Leeds, LS18 4JR, UK.
lansinoh.co.uk

Lansinoh® is a registered trademark of Lansinoh Laboratories, Inc. ©2014 Lansinoh Laboratories, Inc. All rights reserved.

304-013-00

🕒 Herzlichen Glückwunsch!

Die Lansinoh® Elektrische Milchpumpe dient zum schnellen und einfachen Abpumpen von Muttermilch und wurde speziell für stillende Mütter entwickelt, die ihr Baby weiterhin mit Muttermilch ernähren möchten, obwohl sie zeitweise von ihm getrennt sind.

- Leicht zu reinigen, schnell zusammengebaut und einfach in der Anwendung - Der patentierte Rücklaufschutz verhindert garantiert das Eindringen von Muttermilch in die Schläuche und erspart somit die Reinigung.
- Individuell einstellbare Saugstärkestufen mit benutzerfreundlichen +/- Steuertasten.
- Mit LED-Indikator - So wissen Sie immer, in welcher Pumpphase und Saugstärkestufe Sie sich befinden.
- Inklusive NaturalWave™ Sauger (mit Verschlusskappe) um an der Brust erlernte Saugmuster aufrecht zu erhalten.
- "Abpumpen → Aufbewahren → Füttern": Eine Flasche zum Abpumpen, Aufbewahren und Füttern zur einfachen und bequemen Anwendung (NaturalWave™ Sauger und Verschlussplättchen zur Aufbewahrung inklusive).
- Batterie- oder netzteilbetrieben - (6x AA, nicht im Lieferumfang enthalten)
- Für Geschirrspülmaschine & Sterilisatoren geeignet (Schlauch und Schlauchverbindungsstück müssen nicht gereinigt werden).

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter +49 (0)30 2196162-0 oder per E-Mail an: info@lansinoh.de

Inhaltsverzeichnis

- 01. Wichtige Sicherheitshinweise
- 02. Pumpschema
- 03. Lansinoh® Elektrische Milchpumpe - Einzelteile
- 04. Reinigungshinweise
- 05. Zusammenbau des Pumpsets
- 06. Tipps zum Abpumpen
- 07. Anwendung der Milchpumpe
- 08. Stromversorgung
- 09. Hinweise zur Aufbewahrung von Muttermilch
- 10. Technische Daten

- 11. Fehlerbehebung
- 12. Muttermilch mit dem NaturalWave™ Sauger füttern
- 13. Garantie

01. Wichtige Sicherheitshinweise

Die Lansinoh® Elektrische Milchpumpe ist ein persönlicher Hygieneartikel und sollte daher nicht mit anderen Müttern geteilt oder weiterverkauft werden. Beide Handlungen führen zu einem Verfall der Garantie.

Wenn Sie als Mutter mit Hepatitis B, Hepatitis C oder HIV infiziert sind, reduziert oder verhindert die Lansinoh® Elektrische Milchpumpe nicht das Risiko einer Übertragung des Virus* auf Ihr Baby über die Muttermilch.

Bei der Verwendung elektrischer Produkte, besonders in der Anwesenheit von Kindern, sollten immer grundlegende Sicherheitsvorschriften eingehalten werden, unter anderem:

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig vor der Verwendung des Produktes.

- Vermeiden Sie einen Stromschlag:
- Ziehen Sie immer sofort nach Anwendung das Netzteil aus der Steckdose.
- Nicht in der Badewanne verwenden.
- Das Produkt sollte an einem Ort aufgestellt oder gelagert werden, wo es keinesfalls in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen kann.
- Das Produkt niemals ins Wasser oder eine andere Flüssigkeit stellen oder fallen lassen.
- Greifen Sie nie nach einem elektrischen Produkt, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort das Netzteil aus der Steckdose.

So vermeiden Sie Verbrennungen, Brand oder Verletzungen:

- Dieses Produkt sollte niemals unbeaufsichtigt sein, solange es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Bei der Verwendung in der Nähe von Kindern oder Behinderten ist eine strenge Aufsicht erforderlich.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur für den vorgesehenen Verwendungszweck, wie in diesem Handbuch beschrieben. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller beschrieben wurde.
- Nehmen Sie das Produkt nie in Betrieb, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind oder wenn es nicht richtig funktioniert, fallen gelassen oder beschädigt oder in Wasser eingetaucht wurde.
- Halten Sie das Stromkabel von heißen Oberflächen fern.
- Verwenden Sie das Produkt nie, wenn Sie müde oder schläfrig sind.
- Lassen Sie niemals irgendeinen Gegenstand in eine Öffnung fallen und führen Sie keinen Gegenstand in einen Schlauch ein.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder irgendwelche Teile fehlen.
- Lassen Sie niemals kleine Kinder oder Haustiere mit der Pumpe, dem Netzteil etc. spielen.
- Verwenden Sie die Pumpe mit dem Netzteil niemals im Freien und nehmen Sie es niemals in Betrieb, wenn Aerosol-Sprays in der Nähe verwendet werden oder Sauerstoff zugeführt wird.

Heben Sie diese Anleitung mit dem Kaufbeleg sorgfältig auf.

WICHTIGE PUNKTE FÜR DEN BETRIEB IHRER LANSINOH® ELEKTRISCHEN MILCHPUMPE
Waschen oder sterilisieren Sie den Schlauch oder das Schlauchverbindungsstück nicht. Dies ist nicht notwendig und kann Teile der Pumpe beschädigen.

Stimulations- und Abpumpfunktion

Stillende Babys saugen zuerst rasch, um den Milchspenderefflux und den Milchfluss anzuregen. Fließt die Milch bereits, saugt das Baby mit langsameren, kräftigeren Zügen. Auch wenn nichts das Stillen eines Babys an der Brust genau nachahmen kann, so bietet die Lansinoh® Elektrische Milchpumpe zwei Phasen, um den natürlichen Rhythmus zu imitieren - Stimulations- und Abpumpphase.

Stimulationsphase (Phase 1): Die schnelle und leichte Stimulation löst Ihren Milchspenderefflux aus. Sie können die Saugstärke in 6 individuellen Stufen einstellen.

Abpumpphase (Phase 2): Effizientes, stärkeres Abpumpen maximiert Ihren Milchfluss. Sie können die Saugstärke in 6 individuellen Stufen einstellen.

Das Tastenfeld

Ihre Lansinoh® Elektrische Milchpumpe ist mit verborgenen LED-Lampen unter dem violetten Tastenfeld ausgestattet, die die aktuellen Saugstärke- und Phaseneinstellungen anzeigen.

Mit der Quick-Change-Taste  können Sie zwischen den Phasen wechseln. Phase 1 (Stimulation) wird mit einem langsam blinkenden LED-Licht angezeigt, Phase 2 (Abpumpen) wird mit einem ständig leuchtenden LED-Licht angezeigt.

In beiden Phasen gibt es 6 Saugstärkestufen. Mit der  Taste können Sie die Saugstärke erhöhen, während die  Taste die Saugstärke senkt. Lansinoh empfiehlt Ihnen, die Stufe auszuwählen, die am besten für Sie passt.

Es leuchten bis zu 6 LED-Lampen je nach ausgewählter Saugstärkestufe auf. Nach 20 Sekunden leuchtet nur noch die höchste (am weitesten rechts gelegene) LED-Lampe auf, um anzuzeigen, dass die Pumpe eingeschaltet ist und als Hinweis dafür, welche Saugstärkestufe derzeit ausgewählt ist. Die unteren LEDs schalten sich automatisch aus, um Strom zu sparen.


Beim Einschalten der Pumpe startet die Phase 1 (Stimulation), die automatisch nach 2 Minuten zu Phase 2 (Abpumpen) umschaltet. Die Pumpe schaltet sich beim Einschalten und Umschalten zwischen Stimulation und Abpumpen immer automatisch auf Saugstärkestufe 1 ein. Die Saugstärkestufen können dann mit den Tasten  und  reguliert werden.

Wenn Sie Phase 1 (Stimulation) überspringen oder verkürzen wollen, drücken Sie einfach die Taste , um auf Phase 2 (Abpumpphase) umzuschalten. Es ist immer möglich, bei Bedarf zu Phase 1 (Stimulation) zurückzukehren.

Die Pumpe schaltet sich nach 60 Minuten automatisch ab, wenn zwischendurch keine Taste betätigt wurde.


Lansinoh möchte Sie beim Stillen unterstützen. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns unter der Telefonnummer +49 (0)30 2196162-0 oder per E-Mail an info@lansinoh.de.

02. Pumpenschema




Bedienelemente, Display und Funktionen


- ① Ein/Aus-Knopf
- ② Steuertaste Saugstärke erhöhen
- ③ Steuertaste Saugstärke senken
- ④ Quick-Change-Taste um zwischen Stimulations- und Abpumpphase und wieder zurück zu wechseln
- ⑤ LED-Anzeige Saugstärke



- ⑥ Schlaucheingang
 - ⑦ Batteriefach für 6 AA-Batterien (nicht enthalten)
- HINWEIS: Wieder aufladbare Batterien („Akkus“) werden nicht empfohlen



- ⑧ Anschluss für Stecker-Netzteil
- ⑨ Netzteil




03. Lansinoh® Elektrische Milchpumpe - Einzelteile

Teil-/Artikelnummer

- ① Verbindungsschlauch 800mm #54100
- ② Verbindungsstück #53453

- ③ Trichter (Standard) #54101
- ④ ComfortFit™ Silikon-Saugaufsatz #54103
- ⑤ Pumpenkörper #53454
- ⑥ Membran #54105
- ⑦ Membrankappe #53410
- ⑧ Weibes Ventil (1+1 Ersatzteil) #53401
- ⑨ Muttermilchflasche 160ml (1) #53451
- ⑩ Deckel (1) und Verschlussplättchen (1) #53450
- ⑪ Netzteil
- ⑫ Standfuß (1) #53452



Vor jeder Anwendung...

- Waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Seife und Wasser, bevor Sie das Pumpset oder sonstiges Zubehör in die Hand nehmen.
- Zerlegen Sie das Pumpset zum Reinigen. Legen Sie den Schlauch zur Seite, da er nicht gewaschen oder sterilisiert werden darf.
- Nehmen Sie die Pumpe nicht in Betrieb, wenn Flüssigkeit oder Feuchtigkeit im Schlauch zu sehen ist, sondern trocknen Sie den Schlauch zuerst gründlich vor der Anwendung, wenn es irgendwelche Anzeichen auf Feuchtigkeit gibt.

04. Reinigungshinweise

Sofern Sie von Ihrer Ärztin, Hebamme, Stillberaterin keine anderen Anweisungen erhalten haben, befolgen Sie bitte die Sterilisations- und Reinigungsvorschriften.

Sterilisation

1. Zerlegen Sie das Pumpset vor der erstmaligen Verwendung in seine Einzelteile und kochen Sie alle Teile, die mit der Muttermilch in Berührung kommen, 10 Minuten lang aus. Das Set enthält alle Teile ausgenommen Standfuß, Netzstecker, Schlauch und Schlauchverbindungsstück.
- Hinweis: Verwenden Sie beim Auskochen ausreichend Wasser, damit die Teile schwimmen.
- Hinweis: Kochen Sie Schlauch und Schlauchverbindungsstück nicht aus.
2. Entfernen Sie sämtliche Teile sofort nach dem Auskochen aus dem Wasser.
3. Lassen Sie alle Teile vor dem Zusammenbau und der nächsten Verwendung vollständig an der Luft trocknen.
- Hinweis: Nicht vollständig getrocknete Teile können den Betrieb der Pumpe beeinträchtigen. Bitte sorgen Sie dafür, dass die Teile vor der Verwendung vollständig getrocknet sind.


Reinigung

- Legen Sie Schlauch und Schlauchverbindungsstück zur Seite. Diese Teile müssen nicht gewaschen oder sterilisiert werden, da sie nicht mit der Muttermilch in Kontakt kommen.
- Trichter, Pumpenkörper, Membrankappe, Standfuß und Muttermilchflasche können im oberen Fach Ihres Geschirrspülers oder in warmem Spülwasser gereinigt werden. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir Ihnen, zur Reinigung der Muttermilchflasche eine Bürste für Babyflaschen zu verwenden sowie eine Saugerbürste, um die Innenseiten der Saugaufsätze zu reinigen. Verwenden Sie KEINE Lösungs- oder Scheuermittel.
- Spülen Sie mit warmem, sauberem Wasser.
- Alle anderen Teile des Pumpsets (Ventil, Membran, ComfortFit™ Silikon-Saugaufsatz) sollten mit der Hand gewaschen werden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
- Wischen Sie bei Bedarf den Motor der Milchpumpe mit einem feuchten Tuch ab und verwenden Sie dazu nur Wasser oder milde Seife.
- Waschen oder sterilisieren Sie Schlauch und Verbindungsstück nicht.
- Hinweis: Überprüfen Sie vor Verwendung des Pumpsets die einzelnen Teile auf Risse, Sprünge oder sonstige Schäden, da sich dies auf die Funktionsfähigkeit des Pumpsets auswirken kann.

Bitte besuchen Sie www.lansinoh.de oder kontaktieren Sie uns per Telefon unter +49 (0)30 2196162-0 für weitere Hilfestellung und Ersatzteile.

05. Zusammenbau des Pumpsets

Ihr Pumpset ist in der Produktpackung bereits zusammengebaut. Reinigen Sie die Teile (ausgenommen Schlauch und Schlauchverbindungsstück), wie im Abschnitt „Reinigungshinweise“ beschrieben. Sobald alle Teile sauber und vollständig trocken sind, bauen Sie das Pumpset wie folgt zusammen:



1. Setzen Sie die violette Membran mit der Pfeilseite nach oben (Pfeil sichtbar) auf den Pumpenkörper auf. Vergewissern Sie sich, dass die Pfeile zum Trichter/ComfortFit™ Silikon-Saugaufsatz zeigen.



2. Befestigen Sie anschließend die Membrankappe auf dem Saugaufsatz durch Drehen im Uhrzeigersinn so, dass die violette Membran eingeschlossen ist.
3. Schieben Sie den weichen ComfortFit™ Silikon-Saugaufsatz in den Trichter ein. Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Silikon-Saugaufsatz sicher im Trichter sitzt.
4. Schieben Sie den ComfortFit™ Silikon-Saugaufsatz und den Trichter in den Pumpenkörper.
5. Drücken Sie das weiße Ventil sanft von unten in das Gehäuse des Pumpenkörpers.

Hinweis: Gehen Sie bei Anwendung und Reinigung des kleinen weißen Ventils sehr vorsichtig vor.

6. Schrauben Sie die Muttermilchflasche auf den Pumpenkörper.
7. Führen Sie den Schlauch in die Rückseite der Membrankappe ein, überprüfen Sie, ob er fest sitzt.
8. Führen Sie den Schlauch in die Pumpe ein.

06. Tipps zum Abpumpen

Um erfolgreich abzupumpen, muss der Milchspendereflex ausgelöst werden. Dann beginnt die Milch frei zu fließen. Wärme, feuchte Kompressen auf der Brust und sanfte Kreismassagen der Brust vor und/oder während des Abpumpens können helfen, diesen natürlichen Reflex zu fördern. Auch kann es hilfreich sein, an Ihr Baby zu denken oder Ihr Baby oder ein Foto von ihm anzuschauen, wenn Sie von ihm getrennt sind. Sie können auf Wunsch auch die Lansinoh® Thera™Pearl® 3-in-1 ThermoPerlen anwenden, die Ihnen beim Milcheinschuss helfen.

Bei manchen Müttern wird während einer Abpumpsitzung mehr als einmal der Milchspendereflex ausgelöst. Sie können einen zweiten oder dritten Milcheinschuss während des Abpumpens fördern, indem Sie durch Drücken der Quick-Change-Taste (↻) zur Stimulationsphase zurückwechseln.

Wie lange wird abgepumpt

Muttermilch wird nach Bedarf und Nachfrage produziert. Regelmäßiges Abpumpen stimuliert Ihren Körper, die Muttermilchproduktion aufrecht zu erhalten. So wie beim Stillen ist es nicht notwendig, das Abpumpen genau zeitlich zu planen, doch Sie werden mit der Zeit ein besseres Gefühl dafür entwickeln, wie lange das Abpumpen dauert.

Wenn Sie irgendwelche Fragen bezüglich Stillen oder zur Milchpumpe haben, wenden Sie sich an Ihre Hebamme, Stillberaterin oder Ärztin und besuchen Sie uns im Internet unter: www.lansinoh.de

Tipps zum Abpumpen und Füttern

- Sie können an einer Brust abpumpen, während Sie Ihr Baby an der anderen Brust stillen. So können Sie die Wirksamkeit des Abpumpens optimieren, indem Sie den vom Saugen Ihres Babys ausgelösten Milchspendereflex ausnutzen.
- Testen Sie auch die Lansinoh® Weithalsflasche mit dem NaturalWave™ Sauger: Der Sauger ermöglicht dem Baby sein an der Brust erlerntes Saugmuster beizubehalten. Für einen einfachen Wechsel von der Brust zur Flasche und zur Brust zurück.
- Wenn Sie sich für die Lansinoh® Weithalsflasche mit NaturalWave™ Sauger entscheiden, um Ihr Baby mit der abgepumpten Muttermilch zu füttern, beachten Sie bitte Folgendes:
- Überprüfen Sie immer die Temperatur jeder Flüssigkeit, bevor Sie Ihr Baby füttern.
- Lassen Sie Ihr Kind niemals mit einer Trinkflasche ins Bett gehen oder selbst unbeaufsichtigt aus der Trinkflasche trinken.

07. Anwendung der Lansinoh® Elektrischen Milchpumpe

Anwendung Milchpumpe



Bitte befolgen Sie für maximalen Milchfluss folgende Anweisungen:

1. Überprüfen Sie, ob der Schlauch richtig und fest am Schlauchverbindungsstück und an der Membrankappe angeschlossen ist.
2. Halten Sie das Pumpset so an die Brust, dass die Brustwarze in der Mitte des Saugaufsatzes ist.
3. Sorgen Sie dafür, dass die Brust den Saugaufsatz vollständig ausfüllt, sodass ein Vakuum entsteht und keine Luft entweichen kann. Wenn Sie Reibung an Ihren Brustwarzen spüren, benötigen Sie möglicherweise eine andere Aufsatzgröße. Größere Aufsätze sind bei Bedarf verfügbar. Für weitere Details kontaktieren Sie uns per Telefon unter +49 (0)30 2196162-0 oder besuchen Sie unsere Homepage unter www.lansinoh.de.
4. Das Pumpset und der Trichter müssen leicht nach vorne geneigt sein, damit die Milch in die Flasche fließen kann.
5. Halten Sie den Ein/Aus-Knopf ein paar Sekunden gedrückt, um die Pumpe einzuschalten.
6. Beim Einschalten der Pumpe startet die Phase 1 (Stimulation), die automatisch nach 2 Minuten zu Phase 2 (Abpumpen) umschaltet.
7. Fangt die Milch früher zu fließen an, drücken Sie die Quick-Change-Taste (↻), um zur Abpumpphase zu wechseln.
8. Die Pumpe schaltet sich beim Einschalten und Umschalten zwischen Stimulation und Abpumpen immer automatisch auf Saugstärkestufe 1 ein. Die Saugstärke kann dann mit den Tasten (+) und (-) reguliert werden.
9. Wenn Sie Phase 1 (Stimulation) überspringen wollen, drücken Sie einfach die Quick-Change-Taste (↻), um auf Phase 2 (Abpumpen) umzuschalten. Es ist immer möglich, bei Bedarf zu Phase 1 (Stimulation) zurückzukehren. Hinweis: Wenn das Ansaugen an Ihrer Brust unangenehm wird, reduzieren Sie die Saugstärke durch Drücken des Knopfes (-).
10. Wenn das Abpumpen beendet ist, schalten Sie die Pumpe mit dem Ein/Aus-Knopf ab. Achten Sie darauf, dass kein Sog mehr an der Brustwarze spürbar ist, bevor der Saugaufsatz von der Brust entfernt wird. Unterbrechen Sie das Ansaugen notfalls, indem Sie einen Finger sanft zwischen Saugaufsatz und Brust einführen. Ist das Ansaugen unterbrochen, kann der Saugaufsatz sicher entfernt werden.
11. Verwenden Sie den Standfuß um zu verhindern, dass die Flasche umfällt und wertvolle Muttermilch verschüttet wird.
12. Verschließen Sie die Flasche mit Deckel und Verschlussplättchen - bitte befolgen Sie die in Abschnitt 9 beschriebenen Hinweise zur Aufbewahrung von Muttermilch.


08. Stromversorgung

Die Pumpe kann folgendermaßen mit Strom versorgt werden:



Netzteil (im Lieferumfang enthalten)

Schließen Sie das Netzteil an den rechts an der Pumpe befindlichen Anschluss an. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose. Die elektrische Sicherheit kann nur gewährleistet werden, wenn die Milchpumpe an genau das Netzteil angeschlossen ist, das mit dem Produkt angeliefert wird (siehe Abschnitt „Technische Daten“).



6x AA Alkalibatterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Überprüfen Sie, ob die Batterien korrekt mit dem (+) und (-) Pol wie angegeben eingeführt sind. Schließen Sie das Batteriefach durch sanften Druck auf den Deckel, bis er einrastet. Entfernen Sie die Batterien, wenn die Pumpe längere Zeit nicht in Betrieb ist. Entsorgen Sie die Batterien gemäß den Vorschriften für Umweltschutz und Recycling. Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus.

Bitte beachten Sie, dass die Pumpe nicht für wieder aufladbare Batterien („Akkus“) konstruiert ist. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien. Mischen Sie Alkali- und Standard-Zinkkohlebatterien nicht miteinander. Befinden sich Batterien in der Pumpe, während die Pumpe mit dem Netzteil in Betrieb ist, dann greift die Pumpe auf das Netzteil zu und nicht auf die Batterien. Für einen sparsamen Stromverbrauch empfehlen wir Ihnen, Ihre Pumpe mit dem mitgelieferten Netzteil zu betreiben. Ihr Netzteil ist ein universeller AC-Steckeradapter und kann mit 100V - 240V Systemen mit 50Hz und 60Hz Stromleitungen verwendet werden.

09. Hinweise zur Aufbewahrung von Muttermilch

Richtlinien zur Lagerung und zum Auftauen von Muttermilch für gesunde, termingerechte geborene Babys. Für frühgeborene oder kranke Kinder können andere Vorschriften gelten.

Fragen Sie Ihre Hebamme, Stillberaterin oder Ärztin in diesem Fall nach spezifischen Lagerungsvorschriften.

Wenn Sie Ihre Muttermilch einfrieren, füllen Sie die Behälter maximal 3/4 voll, da sich die Flüssigkeit beim Einfrieren ausdehnt. Datieren Sie die Behälter mit dem Datum des Abpumpens für die zukünftige Verwendung. Verwenden Sie immer die älteste Muttermilch zuerst.

Wie lange kann ich Muttermilch aufbewahren?

Bei Raumtemperatur (ca. 21°C)	Max. 8 Stunden
Im Kühlschrank (+4°C bis +6°C)	Max. 72 Stunden
*-Gefrierfach (≤ -6°C)	Max. 2 Wochen
**-Gefrierfach (≤ -12°C)	Max. 4 Monate
***/*-Tiefkühlschrank (≤ -18°C)	Max. 6 Monate

Wie lange kann ich aufgetaute Muttermilch im Kühlschrank aufbewahren?

Beutel / Flasche geöffnet	12 Stunden
Beutel / Flasche ungeöffnet	24 Stunden

Quelle: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Hinweis: Lagern Sie Muttermilch NICHT in der Tür des Kühlschranks/Tiefkühlschranks, dort ist es nicht kalt genug.

Auftauen

Tauen Sie eingefrorene Milch über einige Stunden im Kühlschrank auf oder halten Sie die Behälter unter lauwarmes bis warmes (nicht heißes!) fließendes Wasser, bis die Milch aufgetaut ist. Aufgetaute Milch kann bis zu 24 Stunden im Kühlschrank aufbewahrt werden.

HINWEIS: Frieren Sie Muttermilch nach dem Auftauen NICHT erneut ein. Achten Sie daher darauf, in Beutel oder Flasche nur so viel einzufrieren, wie Ihr Kind bei einer Mahlzeit isst.

Schütteln Sie die aufgetaute Milch sanft, bevor Sie Ihr Baby damit füttern, um die getrennten Schichten zu vermischen. Muttermilch ist nicht homogenisiert und der Milchrahm steigt in der Flasche nach oben. Muttermilch ist ein Naturprodukt und kann in Farbe und Konsistenz voneinander abweichen, je nachdem, um welche Tageszeit die Milch abgepumpt wurde, was Sie gegessen haben und wie alt Ihr Baby zum Zeitpunkt des Abpumpens ist. Dies ist unbedenklich.

HINWEIS: ERWÄRMEN SIE MUTTERMILCH NICHT IN DER MIKROWELLE! Erwärmen in der Mikrowelle verändert die Zusammensetzung der Milch. Dabei können auch heiße Bereiche in der Milch entstehen, an denen sich Ihr Baby verbrennen könnte.

HINWEIS: Tauen Sie Muttermilch NIE in heißem oder kochendem Wasser auf.

10. Technische Daten

1. Stromversorgung

Batteriebetrieb: 6x AA Alkalibatterien (nicht im Lieferumfang enthalten), alle in Serie angeschlossen. Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien („Akkus“).

Batterie-Betriebsdauer: Ca. 2 Stunden mit 6x AA Alkalibatterien (nicht enthalten).

Betrieb mit Netzteil, 100V/240V Wandsteckdose AC-Adapter, galvanisch isoliert mit 9V Gleichstrom Ausgangsspannung.

Pumpe Verlustleistung: maximal 10 Watt

Spannungsregulierung: Linearer Spannungsregler mit niedriger Dropout-Spannung und Kurzschlusschutz.

2. Steuersystem

Steuereinheit: Mikrocontroller mit integriertem Programmspeicher

Programmspeicher: 8K Flash ROM, 1K RAM Speicher

Es gibt 2 Phasen: Abpumpen und Stimulation werden auf dem Keypad ausgewählt.

Einstellbare Ansaugdauer: 6 Ansaugstufen können ausgewählt und über das Keypad geregelt werden.

Stufe Ansaugvakuum: Mindestens 56 mmHg, maximal 225 mmHg

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Anwendungsteil Typ BF



Ausrüstung Klasse II



Transport/Lagerung



Transport/Lagerung



Achtung



Bedienung



Bedienung



Bedienungsanleitung



1008



Achtung: Kinder wurden mit Stromkabeln stranguliert.
Halten Sie Stromkabel immer vor Kindern fern.

Achtung: Halten Sie Stromkabel immer von Kindern fern.

Technische Daten

Stromversorgung

AC Adapter (im Lieferumfang enthalten)

AC Adapter - EU

Steckerkonfiguration

100V/240V Wandstecker

AC Adapter, galvanisch isolierter Adapter mit 9V Gleichstrom-Ausgangsspannung

Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) 6 AA Batterien, 1,5V Alkali

Einhaltung der Vorschrift UL (E314167) und CSA-geprüft mit EU Stromadapter

11. Fehlerbehebung

Fehlerbehebung bei der Lansinoh® Elektrischen Milchpumpe

Unterbrechung der Stromversorgung

Wenn bei Normalbetrieb der elektrischen und/oder mechanischen Funktion der Pumpe eine Unterbrechung auftritt, machen Sie Folgendes:

- Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.
- Warten Sie einige Sekunden und stecken Sie das Netzteil erneut in die Steckdose. Ist die Stromversorgung immer noch defekt, versuchen Sie die Pumpe mit den 6 AA-Batterien zu betreiben, nachdem Sie das Netzteil entfernt haben. Möglicherweise ist das Netzteil beschädigt.

Unbehagen beim Abpumpen

Wenn Sie beim Abpumpen Unbehagen verspüren, wenden Sie sich bitte an Ihre Hebamme oder Stillberaterin. Eine mögliche Ursache für Schmerzen im Brustwarzenbereich beim Abpumpen ist ein zu kleiner ComfortFit™ Saugaufsatz. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an den Lansinoh Kundenservice unter +49 (0)30 2196162-0 oder per E-Mail an: info@lansinoh.de.

Verminderte Saugkraft

Wenn es sich anfühlt, als ob die Saugkraft vermindert wurde, versuchen Sie Folgendes:

- Entfernen Sie den Schlauch aus der Pumpe und legen Sie einen Finger über den Schlauchanschluss. Wenn Sie Saugkraft spüren, arbeitet die Pumpe korrekt, aber das Pumpset ist möglicherweise nicht richtig zusammengebaut oder das weiße Ventil beschädigt. Spüren Sie an Ihrem Finger keinen Sog, ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose, warten Sie ein paar Sekunden und stecken Sie es wieder ein.
- Überprüfen Sie, ob das Pumpset richtig montiert wurde. Schlagen Sie dazu die Information über den Zusammenbau im Abschnitt „Zusammenbau des Pumpsets“ nach.
- Überprüfen Sie das weiße Ventil auf Risse oder Löcher. Dieses Bauteil ist für eine ordentliche Saugkraft entscheidend. Tauschen Sie das weiße Ventil bei Bedarf gegen das mitgelieferte Ersatzventil aus. Überprüfen Sie außerdem die Membran auf Schäden.

12. Muttermilch mit dem NaturalWave™ Sauger füttern

Der NaturalWave™ Sauger erfüllt wesentliche Kriterien:

- Ermöglicht Babys ihr an der Brust erlerntes Saugmuster beizubehalten.
- Einfacher Wechsel von der Brust zur Flasche und zurück zur Brust.
- Erlaubt die typisch wellenförmigen Zungenbewegungen des Babys beim Sagen.
- Unterstützt die natürliche Mund- und Kieferentwicklung.



1. Anlegen

Die aufgestülpten Lippen umschließen die Brustwarze und erzeugen beim Sagen ein Vakuum.



2. Peristaltische Zungenbewegungen

Die Zunge des Babys bewegt sich wellenförmig für eine effektive Brustentleerung und sorgt gleichzeitig für die gesunde Entwicklung der Mund- und Kiefermuskulatur.



3. Schlucken

Die hintere Zunge hebt sich und lenkt die Milch in Richtung Speiseröhre.

Wissenschaftlich erwiesen: Babys wenden ihr an der Brust erlerntes Saugmuster am NaturalWave™ Sauger an.

1. Saugerspitze

Exakter Sitz in Babys Mund. Das Baby kontrolliert den Milchfluss.

2. Extra weiches Silikon

Dehnbar und besonders flexibel für optimales Zusammendrücken.

3. Innen verstärkte Saugerspitze für mehr Stabilität

4. Sanfte Neigung


Unterstützt weites Öffnen des Mundes und gleichmäßige Zungenbewegungen.

5. Breite Saugbasis

Mit seidig-weicher Anti-Haft-Textur für ein natürliches Hautgefühl und optimalen Mundschluss.

6. AVS™

Verringert das Schlucken von Luft und dadurch möglicherweise verursachte Koliken. NaturalWave™ Sauger erhältlich in den Größen S = Langsamer, M = Mittlerer und L = Schneller Milchfluss.



Ausschließliches Stillen wird von der WHO für die ersten 6 Monate empfohlen. Die Stillbeziehung sollte sich eingepiegt haben, bevor Sie die regelmäßige Anwendung von Saugern und Flaschen beginnen.

Gebruichsinshinweise: Bitte befüllen Sie die Flasche mit der gewünschten Flüssigkeitsmenge und drehen Sie den Schraubverschluss zu. Vor dem Erstgebrauch alle Teile für 5 Minuten in kochendes Wasser legen, abkühlen lassen und danach gründlich mit Wasser ausspülen. Unterwegs immer die Schutzkappe aufsetzen. Achten Sie darauf, dass der Silikonsauger sich in der Mitte der Schutzkappe befindet, um sicherzustellen, dass die Weithalsflasche auslaufsicher ist. Die Weithalsflaschen sind mikrowelleneignend, es wird jedoch empfohlen, Nahrung nicht in der Mikrowelle zu erwärmen. Falls Sie Nahrung in der Mikrowelle erwärmen, Schraubverschluss, Silikonsauger und Schutzkappe entfernen. Mischen Sie die Nahrung nach dem Erwärmen, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu erreichen, ansonsten besteht Verbrühungsgefahr durch ungleichmäßig erwärmte Nahrung. Muttermilch sollten Sie nicht in der Mikrowelle erhitzen. Mikrowellen verändern die Zusammensetzung der Milch und verringern die Anzahl abwehraktiver, lebender Zellen.


Reinigung: Bitte reinigen Sie die Flasche vor jedem Gebrauch. Dabei die Flasche nie im zusammengebauten Zustand reinigen oder sterilisieren – dies kann zu Beschädigungen führen – immer in Einzelteile zerlegen. Nach dem ersten Gebrauch kann die Flasche im oberen Gestell der Spülmaschine gereinigt werden. Manche Säfte oder Sterilisationsflüssigkeiten können das Silikon eintrüben, dies hat aber keinen Einfluss auf die Materialqualität des Saugers. Lassen Sie den Sauger nicht länger mit Kältesinfektionslösungen in Kontakt kommen als vom Hersteller empfohlen (Materialschäden). Vor jeder Benutzung reinigen.

Zusammensetzen: Alle Teile müssen vor dem Zusammensetzen absolut trocken sein. Stecken Sie den NaturalWave™ Sauger von oben in den Schraubverschluss und schrauben Sie diesen auf die Flasche.

Aufbewahrung: Wenn nicht in Gebrauch, bewahren Sie das Produkt lichtgeschützt und trocken auf. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und große Hitze (Materialschäden). Falls Sie Nahrung in der Mikrowelle erwärmen, entfernen Sie Schraubverschluss, Silikonsauger und Schutzkappe von der Flasche. Stellen Sie die Flasche nie verschlossen in die Mikrowelle. Zum Erwärmen des Inhalts die Flasche nicht auf Herdplatten, Ceranfelder, in den Ofen, etc. stellen.

ACHTUNG! ZU SICHERHEIT IHRES KINDES:

Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen (Unfallgefahr). Lassen Sie Ihr Baby niemals mit einer Trinkflasche allein. Längeres oder anhaltendes Nuckeln und Umspülen des Kiefers mit Flüssigkeit kann Karies verursachen. Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch, bei ersten Anzeichen von Materialschäden oder -schwäche bitte entsorgen. Ziehen Sie an dem Sauger, bei geringsten Rissen oder Materialschäden den Sauger austauschen. Wir empfehlen den Sauger je nach Bedarf zu wechseln, jedoch spätestens nach 7 Wochen. Alle nicht im Gebrauch befindlichen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kontrollieren Sie vor dem Füttern immer die Temperatur der Nahrung.



Verhindern Sie Karies! Bei kleinen Kindern kann Karies selbst durch ungesüßte Getränke entstehen, wenn Sauger, Schnabel oder Trinkhalmbecher über einen längeren Zeitraum am Tag und besonders in der Nacht – wenn der Speichelfluss reduziert ist – als Ersatz für Beruhigungsauger gegeben werden. Trinksauger niemals als Schnuller verwenden.

ACHTUNG: Manche Säfte oder Sterilisationsflüssigkeiten können das Silikon eintrüben, dies hat aber keinen Einfluss auf die Materialqualität des Saugers. Lassen Sie den Sauger nicht länger mit Kältesinfektionslösungen in Kontakt kommen, als vom Hersteller empfohlen (Materialschäden). Falls Sie Nahrung in der Mikrowelle erwärmen, entfernen Sie Schraubverschluss, Silikonsauger und Schutzkappe von der Flasche. Stellen Sie die Flasche nie verschlossen in die Mikrowelle. Zum Erwärmen des Inhalts, die Flasche nicht auf Herdplatten, Ceranfelder, in den Ofen, etc. stellen.

ACHTUNG: Die Verpackungsmaterialien sind nicht Teil des Produktes. Zur Sicherheit Ihres Kindes entfernen Sie bitte alle Verpackungsteile vor dem Gebrauch. Bitte lesen und bewahren Sie die Gebrauchsinshinweise auf. Nur offen in der Mikrowelle erwärmen.

13. Garantie

1 Jahr Garantie auf das Gerät ab Kaufdatum, 90 Tage auf die Teile des Pumpsets und die Verbindungsschläuche. Der Hersteller haftet nicht für irgendwelche Schäden oder Folgeschäden, die durch fehlerhaften Betrieb, unsachgemäßen Gebrauch oder Gebrauch durch unbefugte Personen entstanden sind. Unsachgemäße oder nicht korrekt ausgeführte Wartungsarbeiten oder Reparaturen oder der Gebrauch von nicht originale Zubehör können zum Verlust der Garantieleistung führen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche des Käufers bei Produktmängeln bleiben von dieser Garantie unberührt und gelten unabhängig davon.

Wenn Sie die Garantie in Anspruch nehmen möchten, wenden Sie sich bitte an den Lansinoh Laboratories Inc. Kundenservice Ihres Landes. Deutschland: unter Tel. +49 (0) 30 2196162-0 oder per E-Mail an info@lansinoh.de. Andere Länder: www.lansinoh.de/lansinoh-international.

Erklärung für Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)
Nur zur Information

FCC Stellungnahme
Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss empfangene Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen die einen ungewünschten Betrieb verursachen können.

ACHTUNG

Empfohlener Trennungsabstand zwischen tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsanlagen und dem Modell @ 3Vrms			
Die Lansinoh Elektrische Milchpumpe ist für den Betrieb in einem elektromagnetischen Umfeld bestimmt, in dem gestrahlte HF-Störgrößen kontrolliert werden. Der Kunde oder Anwender der Lansinoh Elektrischen Milchpumpe kann mithilfe, elektromagnetische Störungen zu verhindern, indem er den unten empfohlenen Mindestabstand zwischen tragbaren und mobilen RF-Kommunikationsanlagen (Sendern) und der Lansinoh Elektrischen Milchpumpe einhält, je nach maximaler Ausgangsleistung der Kommunikationssysteme.			
Trennungsabstand je nach Frequenz des Senders in m			
Maximale Ausgangsleistung W	150 khz bis 80 Mhz	80 Mhz bis 800 Mhz	800 Mhz bis 2,5 Ghz
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,37	0,37	0,74
1	1,17	1,17	2,33
10	3,69	3,69	7,38
100	11,67	11,67	23,33

Erklärung über drahtlose Kommunikation
Drahtlose Kommunikation wie drahtlose Heimnetzwerkgeräte, Handys, Schnurlostelefone und ihre Basisstationen und Walkie-Talkies können sich auf das Gerät auswirken und sollten sich mindestens 3,5 m weit entfernt befinden.

Stapeln
Dieses Gerät sollte nicht neben oder über anderen Geräten verwendet werden. Ist der Einsatz mehrerer Geräte neben- oder übereinander erforderlich, sollte das Gerät beobachtet werden, um zu überprüfen, ob es in der verwendeten Konfiguration normal funktioniert.

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen persönlichen Hygieneartikel, der nach dem Öffnen nicht mehr umgetauscht werden kann. Treten bei Ihnen Probleme mit dem Produkt auf, wenden Sie sich bitte telefonisch an unseren Kundendienst unter der Telefonnummer +49 (0)30 2196162-0. Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter.

Lansinoh Laboratories Inc., Niederlassung Deutschland, Berlin
www.lansinoh.de

Hersteller: Lansinoh Laboratories Saglik Gereceleri Tasarim San.Tic.Sti.
A.O.S.B – 10006 Sok. No:64 35620 Cigli / Izmir / Turkiye

Lansinoh® ist eine eingetragene Marke von Lansinoh Laboratories, Inc.

©2014 Lansinoh Laboratories, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

304-013-00

F Félicitations!

Çocu pour les mamans qui allaitent et qui veulent continuer à donner leur lait à leurs bébés même s'ils doivent être séparés, le tire-lait électrique à pompe simple de Lansinoh® vous permet d'exprimer votre lait confortablement, rapidement et facilement.

Avantages de notre tire-lait :

- Facile à nettoyer, assembler et utiliser - sa conception hygiénique garantit que le lait n'entrera pas dans les tuyaux - pas besoin de nettoyer les tuyaux.
- Rythmes de succion réglables grâce à des touches de contrôle +/- faciles à utiliser.
- Indicateur LED pour que vous sachiez exactement le réglage de succion et la phase sur lesquels vous êtes.
- Tétine NaturalWave™(avec bouchon) qui aide à maintenir les habitudes établies de l'allaitement.
- "Pomper → Stocker → Nourrir" fournie avec un biberon pour pomper, stocker, et nourrir votre bébé, plus pratique et facile (disque d'étanchéité pour le stockage et tétine NaturalWave™ inclus).
- Fonctionne sur secteur ou piles - 6 piles AA (vendues séparément).
- Peut passer au lave-vaisselle ou au stérilisateur (pas besoin de nettoyer les tuyaux ou le raccord de tuyau).

Veillez contacter notre service clientèle pour toute question +44 (0) 113 205 4201 ou par email help@lansinoh.co.uk

Table des matières

01. Précautions importantes
02. Schéma du tire-lait
03. Pièces du tire-lait à pompe simple de Lansinoh®
04. Nettoyage
05. Assemblage du kit d'expression de lait maternel
06. Conseils pour l'expression
07. Utiliser le tire-lait électrique à pompe simple de Lansinoh®
08. Options d'alimentation
09. Guide pour le stockage du lait maternel
10. Données techniques
11. Dépannage
12. Donner le lait maternel avec la tétine péristaltique NaturalWave™
13. Garantie

01. Précautions importantes

Le tire-lait électrique à pompe simple de Lansinoh® est un article d'hygiène personnelle et ne doit par conséquent jamais être partagé avec d'autres mères ou revendu d'une mère à l'autre. L'une ou l'autre de ces actions annulera la garantie.

Si vous êtes une mère infectée par le virus de l'hépatite B, de l'hépatite C ou de l'immunodéficience humaine (VIH), exprimer votre lait avec le tire-lait électrique à pompe simple de Lansinoh® ne réduira ou n'annulera pas le risque de transmission du virus par votre lait à votre bébé.

Des précautions basiques de sécurité doivent être prises lors de l'utilisation d'appareils électriques, en particulier si des enfants sont présents, celles-ci incluent :

La lecture des instructions avant utilisation

Danger : pour réduire le risque d'électrocution :

- Toujours débrancher l'appareil immédiatement après utilisation
- Ne pas utiliser dans le bain
- Ne pas placer ou stocker cet appareil dans un endroit où il peut tomber ou être tiré dans une baignoire ou un lavabo
- Ne pas placer ou faire tomber le tire-lait dans de l'eau ou tout autre liquide
- Ne pas essayer d'attraper un appareil électrique qui est tombé dans l'eau. Débrancher immédiatement.

Attention : pour réduire les risques de brûlures, d'électrocution, de feu ou de blessure aux personnes :

- Ce produit ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché
- Une supervision rapprochée est nécessaire quand cet appareil est utilisé près d'enfants ou d'invalides
- Utilisez cet appareil exclusivement pour l'utilisation prévue et décrite par ce manuel.
- N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant
- N'utilisez jamais cet appareil si le cordon électrique ou la prise sont abîmés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou s'il a été endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau
- Tenez le cordon électrique éloigné des surfaces chaudes
- Ne jamais utiliser en dormant ou en somnolant
- Ne jamais faire tomber d'objet ou en insérer dans une ouverture ou un tuyau
- Ne jamais utiliser cet appareil si des pièces sont cassées ou manquantes
- Ne pas permettre aux enfants en bas âge ou aux animaux de compagnie de jouer avec le tire-lait, l'adaptateur secteur etc.
- Ne pas utiliser en extérieur avec l'adaptateur secteur ou si des produits aérosols en spray sont en cours d'utilisation ou si de l'oxygène est en cours d'administration

Gardez ces instructions avec votre reçu pour future référence.

ÉLÉMENTS IMPORTANT DE L'UTILISATION DE VOTRE TIRE-LAIT ÉLECTRIQUE À POMPE SIMPLE DE LANSINOH®

Ne lavez ou ne stérilisez pas les tuyaux ou le raccord de tuyaux

Fonction d'éjection et d'expression du lait

Quand les bébés sont allaités, ils commencent par des suctions rapides pour stimuler l'éjection et le flux de lait. Dès l'éjection du lait, le bébé avale le lait avec des mouvements de succion plus lents et plus délibérés. Bien que rien ne puisse reproduire exactement la manière dont un bébé se nourrit au sein, le tire-lait électrique à pompe simple de Lansinoh® propose deux phases pour simuler le rythme naturel – la phase d'éjection et la phase d'expression.

La phase d'éjection (Phase 1) est un rythme de pompage plus rapide afin de déclencher l'éjection et le flux de votre lait.

La phase d'expression (Phase 2) comporte 6 niveaux d'intensité de succion qui peuvent être adaptés à votre confort.

Le clavier

Des LED cachées sous le panneau mauve du clavier de votre tire-lait électrique à pompe simple de Lansinoh® vous permettent de savoir la succion et la phase sur laquelle vous êtes.

La touche  vous permet de basculer d'une phase à l'autre. Phase 1 (éjection) est reconnaissable car les LED s'assombrissent doucement. Phase 2 (expression) est reconnaissable car les LED sont fixes.

Chaque phase comporte 6 niveaux de succion. Avec la touche , vous pouvez augmenter le niveau de succion et avec la touche  vous diminuez le niveau de succion. Lansinoh vous recommande de sélectionner le niveau et la phase qui marche le mieux pour vous.


Vous avez un maximum de 6 LED qui s'allument selon le niveau de succion sélectionné. Après 20 secondes, seule la plus haute (celle la plus à droite) LED restera allumée pour indiquer que le tire-lait est en marche et comme rappel du niveau de succion actuellement sélectionné. Les LED plus basses s'éteindront automatiquement pour préserver de l'énergie.

Quand le tire-lait est mis en marche, il commence en phase 1 (éjection) et se mettra automatiquement en phase 2 (expression) après 2 minutes. Le tire-lait sera toujours sur un niveau de succion par défaut de 1 au démarrage et lors du passage de la phase éjection à la phase expression. Les niveaux de succion peuvent être ajustés avec les touches  et . Si vous préférez ignorer la phase 1 (éjection), appuyez simplement sur la touche  pour passer à la phase 2 (expression). Il est toujours possible de revenir à la phase 1 (éjection) si nécessaire.

Le tire-lait s'éteindra automatiquement après 60 minutes.


Lansinoh® est là pour vous soutenir au cours du voyage de votre allaitement. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question au +44 (0) 113 205 4201 ou help@lansinoh.co.uk au Royaume-Uni ou contactez votre distributeur.

2.1. Schéma du tire-lait




Contrôles de base, affichages et fonctions


- ① Touche On/Off 
- ② Touche d'augmentation du niveau de succion 
- ③ Touche de diminution du niveau de succion 
- ④  Touche pour passer de la phase éjection à la phase expression et vice versa.
- ⑤ Indicateur LED du niveau de succion



- ⑥ Entrée du tuyau
 - ⑦ Compartiment pour les piles AA (vendues séparément)
- NOTE : il n'est pas conseillé d'utiliser des piles rechargeables.




- ⑧ Prise de l'adaptateur secteur
- ⑨ Adaptateur secteur



03. Pièces du Tire-lait Électrique à Simple Pompage Lansinoh®

Pièce/Numéro de la pièce

- ① Tubes 800 mm #54100
- ② Connecteur de la pompe #53453
- ③ Corolle (standard) #54101
- ④ Coussinet d'allaitement en silicone ComfortFit™ (standard) #54103
- ⑤ Corps du coussinet d'allaitement #53454
- ⑥ Diaphragme #54105
- ⑦ Couvercle du diaphragme # 53410
- ⑧ Valve blanche (1+1) # 53401
- ⑨ Biberon de 160 ml (1) # 53451
- ⑩ Anneau (1) et joint d'étanchéité (1) du biberon # 53450
- ⑪ Adaptateur secteur/ Cordon d'alimentation
- ⑫ Socle du biberon (1) # 53452



Avant chaque utilisation...

- Lavez-vous toujours les mains soigneusement à l'eau et au savon avant de manipuler le kit d'expression de lait, le corps du tire-lait ou tout autre élément.
- Démontez le kit d'expression de lait pour le nettoyer. Mettez le tuyau de côté car il n'a pas besoin d'être lavé ou stérilisé.
- Ne pas faire fonctionner le tire-lait si on peut voir du liquide ou de l'humidité dans le tuyau mais le sécher soigneusement avant utilisation s'il y a des traces d'humidité.

04. Nettoyage

Suivez ces instructions de stérilisation et de nettoyage à moins que votre médecin ou infirmière vous ait donné d'autres instructions.

Stérilisation

1. Avant la première utilisation du kit, démontez-le et faites bouillir 10 minutes toutes les pièces du kit d'expression de lait maternel qui entrent en contact avec le lait. Ce kit comprend toutes les pièces à l'exception de la base du tire-lait, de la prise de courant, du tuyau et du raccord de tuyau.
- Remarque : assurez-vous d'utiliser suffisamment d'eau pour que les pièces flottent pendant l'ébullition
- Remarque : ne faites pas bouillir le tuyau et le raccord de tuyau
2. Retirez toutes les pièces de l'eau immédiatement après qu'elles aient bouilli.
3. 1. Sécher complètement à l'air avant de l'assembler et la prochaine utilisation.
- Remarque : des pièces partiellement séchées risquent d'affecter le fonctionnement du tire-lait. Veuillez-vous assurer que toutes les pièces sont complètement sèches avant utilisation

Nettoyage


- Mettez le tuyau et le raccord de tuyau de côté. Ces pièces n'ont pas besoin d'être lavées ou stérilisées car la membrane évite qu'elles entrent en contact avec le lait.
- Le coussinet de la tétérille et les récipients peuvent être lavés dans le compartiment supérieur de votre lave-vaisselle ou à la main avec du liquide vaisselle et de l'eau chaude. Pour de meilleurs résultats, nous recommandons d'utiliser un écouvillon à biberons pour laver le coussinet et une brosse à tétine pour laver l'intérieur du coussinet de la tétérille. NE PAS utiliser de produits abrasifs ou à base de solvants.
- Rincer à l'eau chaude et propre.
- Toutes les autres pièces du kit d'expression de lait maternel doivent être lavées à la main pour éviter leur perte et étendre leur durée de vie.
- Essuyez votre tire-lait avec un chiffon humide pour le nettoyer, utilisez uniquement de l'eau ou un savon doux.
- Ne lavez ou ne stérilisez pas les tuyaux ou le raccord de tuyaux
- Remarque : pour de meilleurs résultats, veillez à ce que les diaphragmes soient complètement secs avant utilisation.
- Remarque : avant d'utiliser le kit d'expression de lait maternel, réalisez une inspection visuelle de chacune de ses pièces, vérifiez l'absence de fentes, de brisures, de déchirures, de décoloration ou de détérioration car cela pourrait affecter la fonctionnalité du kit d'expression de lait maternel.

Veuillez-vous rendre sur www.lansinoh.co.uk ou appeler +44 (0) 113 205 4201 au Royaume-Uni ou contactez le distributeur de votre pays pour plus d'informations et des pièces de remplacement.

05. Assemblage du kit d'expression de lait maternel

Votre kit d'expression de lait maternel arrive déjà assemblé dans un emballage de produits de Lansinoh®. Nettoyez les pièces du kit d'expression de lait maternel (à l'exception du

tuyau et du raccord de tuyau) tel que décrit dans la section "Instructions de nettoyage". Dès que toutes les pièces sont propres et entièrement sèches, veuillez assembler le kit d'expression comme suit :



1. Placez la membrane mauve, le côté de la flèche vers le haut (flèche visible), sur le corps du coussinet de la tétérille. Vérifiez que les flèches sont dirigées vers le coussinet de la tétérille ComfortFit™.



2. Ensuite, fixez le couvercle du diaphragme à la partie principale du coussinet de la tétérille en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ce qui referme la membrane mauve.
3. Pousser le coussinet de la tétérille ComfortFit™ dans le cône de la tétérille. Remarque. Assurez-vous que le bord du cône de la tétérille est bien fixé à l'intérieur de la lèvre du coussinet de la tétérille et que l'entonnoir du coussinet est bien aligné à l'intérieur du cône.

4. Ensuite, poussez le coussinet de la tétérille ComfortFit™ et le cône à l'intérieur du coussinet de la tétérille.
5. Fixez délicatement le clapet blanc au fond du corps du coussinet de la tétérille.
- Remarque : manipulez et nettoyez le petit clapet blanc avec délicatesse.
6. Vissez la bouteille de collecte dans le corps du coussinet de la tétérille.
7. Insérez le tuyau au fond du couvercle de la membrane ; vérifiez que l'ensemble est bien ajusté.
8. Placez le tuyau dans le tire-lait.

06. Conseils pour l'expression

La partie la plus importante du tirage de lait et la capacité à déclencher le réflexe d'éjection de lait. C'est à ce moment-là que votre lait commence à couler tout seul. Des compresses humides et tièdes posées sur les seins et des massages doux et circulaires avant et/ou pendant la séance de pompage peuvent contribuer à encourager ce réflexe naturel. Penser à votre bébé ou le regarder, ou regarder une photo de lui si vous êtes séparés peut aussi aider. Vous aurez aussi peut-être envie d'essayer la thérapie des seins 3en1 Therapearl™ de Lansinoh® qui peut aider votre réflexe d'éjection du lait.

Certaines mamans peuvent avoir plus d'un réflexe d'éjection au cours d'un tirage de lait. Vous pourriez peut-être avoir un deuxième ou un troisième réflexe d'éjection en appuyant sur la touche .

Durée d'une séance de tirage de lait


La production de lait maternel dépend de la demande qui en est faite et si vous exprimez votre lait régulièrement, votre corps sera stimulé et vous pourriez maintenir votre production de lait. Tout comme pour l'allaitement maternel, il n'est pas nécessaire de mesurer la durée de vos séances de tirage de lait mais vous aurez une meilleure idée du temps qu'il faut à votre corps pour exprimer du lait en utilisant un tire-lait.

Si vous avez des questions en lien avec l'allaitement maternel ou avec les tire-laits, consultez votre sage-femme, un professionnel de la santé ou rendez-vous sur www.lansinoh.co.uk

Conseils pour tirer le lait et nourrir votre bébé

- Vous pouvez tirer le lait d'un sein et allaiter votre bébé sur l'autre. Ceci vous permet de maximiser l'efficacité du tirage de lait en prenant avantage du réflexe d'éjection stimulé par la succion de votre bébé.
- Vous voudrez peut-être essayer le biberon mOmma® de Lansinoh®, qui comporte une tétine NaturalWave™ dont l'utilisation a été prouvée par des tests cliniques comme aidant les bébés à maintenir les habitudes de tétée établies, leur permettant de passer du sein au biberon et du biberon au sein.
- Si vous optez de donner à votre bébé votre lait avec le biberon mOmma® de Lansinoh® avec une tétine NaturalWave™, veuillez prendre les précautions suivantes :
- Vérifiez toujours la température de tout liquide que vous donnez à votre bébé.
- Ne laissez pas votre bébé prendre un biberon au lit ou se nourrir seul sans supervision.

07. Utiliser le tire-lait électriqueà pompe simple de Lansinoh®
Comment utiliser le tire-lait pompe simple de Lansinoh®



Veuillez suivre ces instructions pour un flux de lait maximal :

- 1. Assurez-vous que tous les tuyaux sont fixés au raccord.
- 2. Placez le kit d'expression de lait maternel sur votre sein avec le mamelon central et étendu vers l'embout de coussinet de la tétérelle.
- 3. Assurez-vous que le sein remplit complètement le coussinet de la tétérelle afin qu'un vide se crée et qu'aucun air ne s'échappe. Si vous ressentez une friction ou une sensation désagréable sur vos mamelons, vous avez peut-être besoin d'une autre taille de coussinet. Il existe aussi de plus grands coussinets. Appelez le +44 (0) 113 205 4201, pour plus de détails ou allez sur www.lansinoh.co.uk ou contactez votre distributeur national.
- 4. Le kit d'expression de lait maternel et l'embout de la tétérelle doivent être légèrement inclinés vers le bas afin de permettre au lait de s'écouler naturellement vers la bouteille.
- 5. Appuyez et maintenez la touche On/Off pendant quelques secondes pour mettre le tire-lait en marche.
- 6. Quand le tire-lait est mis en marche, il commence en phase 1 (éjection) et se mettra automatiquement en phase 2 (expression) après 2 minutes.
- 7. Si le lait commence à couler plus tôt, appuyez sur la touche pour passer à la phase d'expression..
- 8. Le tire-lait sera toujours sur un niveau de succion par défaut de 1 au démarrage et lors du passage de la phase éjection à la phase expression. Les niveaux de succion peuvent être ajustés avec les touches et .
- 9. Si vous préférez ignorer la phase 1 (éjection), appuyez simplement sur la touche pour passer à la phase 2 (expression). Il est toujours possible de revenir à la phase 1 (éjection) si nécessaire.
Remarque : si à tout moment la succion sur votre sein atteint un niveau désagréable, réduisez la succion en appuyant sur la touche .
- 10. Quand la séance de tirage de lait est finie, éteignez le tire-lait avec la touche On/ Off. Assurez-vous qu'il n'y a aucune succion du mamelon avant de retirer le sein du coussinet de la tétérelle. Si nécessaire, interrompez la succion en insérant un doigt entre le coussinet de la tétérelle et le sein. Vous pouvez retirer votre sein en toute sécurité quand la succion est interrompue.
- 11. Utilisez le support sur mesure pour éviter que la bouteille ne se renverse et que vous perdiez du lait.
- 12. Fermez la bouteille avec le couvercle et le disque d'étanchéité fournis - Veuillez suivre les instructions de stockage du lait maternel qui sont présentées en section 9.


08. Options d'alimentation

Le tire-lait peut fonctionner indifféremment avec les sources d'alimentations suivantes :



Adaptateur secteur (inclus)

Connecter l'adaptateur secteur à la prise d'alimentation qui se trouve sur la droite du tire-lait. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique. La sécurité électrique n'est garantie que si le tire-lait est connecté à l'adaptateur secteur fourni avec le produit (voir la section "données techniques").



6 piles alcalines AA (vendues séparément)

Assurez-vous que les piles sont correctement insérées, comme indiqué en fonction de leur polarité (+) et (-). Fermez le compartiment en appuyant doucement sur le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Retirez les piles si vous n'utilisez pas le tire-lait pendant une période prolongée. Éliminez les piles conformément à la réglementation en matière de protection de l'environnement et de recyclage. Remplacez toutes les piles en même temps.

Veuillez noter que le tire-lait n'est pas conçu pour être utilisé avec des piles rechargeables. Ne mélangez pas de vieilles piles et des piles neuves. Ne mélangez pas de piles alcalines et de piles standard (carbone-zinc). Si l'adaptateur secteur est utilisé pendant qu'il y a des piles dans le tire-lait, le tire-lait utilisera l'adaptateur comme source d'alimentation et non pas les piles. Pour une utilisation plus économique, nous recommandons d'utiliser votre tire-lait avec l'adaptateur secteur fourni. Votre adaptateur secteur est un adaptateur de type universel à fiche et peut être utilisé sur des systèmes allant de 100V à 240V avec un réseau de 50Hz à 60Hz.

09. 4. Guide pour le stockage du lait maternel

Directives de stockage du lait maternel et de décongélation pour les bébés à terme et en bonne santé.

Demandez à votre médecin, sage-femme ou autre personnel de la santé pour toute autre instructions spécifiques de stockage.

Quand vous congélez votre lait, ne remplissez pas les récipients à plus de ¾ de leur capacité pour prendre en compte leur expansion lors de la congélation. Inscrivez la date à laquelle vous avez exprimé votre lait sur les récipients. Utilisez le lait le plus vieux en premier.

Température ambiante	(<26°C)	6 Heures
Réfrigérateur	(>4°C)	3 Jours
Réfrigérateur	(<4°C)	5 Jours
Compartment congélateur du réfrigérateur		2 Semaines
Congélateur domestique	(<-18°C)	6 Mois

Remarque : NE PAS stocker du lait maternel dans la porte du réfrigérateur / congélateur. La porte a tendance à être la partie la plus chaude du réfrigérateur / congélateur.

Décongélation

Décongelez le lait dans le réfrigérateur ou placez les récipients sous un filet d'eau fraîche en réchauffant graduellement l'eau jusqu'à ce que le lait soit décongelé. Le lait décongelé peut être gardé au réfrigérateur pendant 24 heures.

REMARQUE : NE PAS recongeler le lait qui a été décongelé.

Secouez délicatement le lait décongelé avant de le donner à votre bébé afin de mélanger les couches qui se sont séparées. Le lait maternel n'est pas homogénéisé et la "crème" se concentre sur la partie supérieure de la bouteille. La couleur et la consistance du lait maternel peuvent varier en fonction de l'heure à laquelle il a été exprimé, de ce que vous avez mangé, et de l'âge du bébé au moment du prélèvement.

REMARQUE : NE PAS FAIRE PASSER DU LAIT HUMAIN AU MICRO-ONDES ! Le micro-ondes modifie la composition du lait. Le micro-ondes crée aussi des "points chauds" dans le lait et cela pourrait brûler.

REMARQUE : NE PAS décongeler du lait maternel dans de l'eau chaude ou bouillante.

10. Données techniques

1. Alimentation

Fonctionnement sur piles : 6 piles alcalines de taille AA (vendues séparément), toutes connectées en série. N'utilisez pas de piles rechargeables.

Durée de l'utilisation avec des piles : environ 2 heures pour 6 piles alcalines (vendues séparément).

Fonctionnement avec l'adaptateur secteur : adaptateur secteur de type prise murale de 100V/240V, isolation galvanique avec 9V DC tension de sortie.

Puissance dissipée : 10 watts maximum

Régulation de tension : régulateur de tension linéaire à faible chute de tension et protection de court-circuit.

2. Système de contrôle

Unité de contrôle : micro-contrôleur avec mémoire de programme intégrale

Mémoire programme : 8K mémoire Flash ROM, mémoire RAM 1K

Il y a deux phases : l'expression et la stimulation peuvent être sélectionnées à partir du clavier. Niveau de succion réglable : 6 niveaux de succion peuvent être sélectionnés et contrôlés grâce au clavier

Niveau de vide de la succion : minimum 56 mmHg, maximum 225 mmHg

Conformité réglementaire

Partie appliquée de type BF



Warning: Children have STRANGLÉD in cords.
Keep the cords out of the reach of children.

Attention : des enfants se sont ÉTRANGLÉS avec des cordons électriques. Empêchez les enfants d'atteindre les cordons électriques.

Données techniques

Alimentation

Adaptateur secteur (inclus)

Adaptateur secteur – UE

Configuration de la prise

Prise murale de type 100V/240V

Adaptateur secteur, adaptateur isolé galvaniquement avec une tension de sortie de 9V DC

Piles (vendues séparément) 6 piles alcalines de type AA, 1,5V

Respect de la réglementation UL (E314167) et CSA avec adaptateur d'alimentation de l'UE

11. Dépannage

Dépannage du tire-lait électrique à pompe simple Lansinoh®

Interruption du service électrique

Si le fonctionnement électrique et/ou mécanique normal du tire-lait est interrompu, faites simplement les choses suivantes

- Débranchez le cordon de l'adaptateur du secteur.
- Attendez quelques secondes puis rebranchez l'adaptateur sur le secteur. Si la défaillance électrique se reproduit, essayez d'utiliser le tire-lait avec les six piles AA en vous assurant que vous avez bien retiré l'adaptateur secteur.

Gêne lors de l'expression de lait

Si vous ressentez une gêne, vous avez peut-être besoin d'une autre taille de coussinet de tétérille. Rendez-vous sur www.lansinoh.co.uk ou appelez le +44 (0) 113 205 4201 au Royaume-Uni ou contactez votre distributeur national.

Succion affaiblie

Si vous trouvez que la succion est plus faible, essayez les solutions suivantes :

- Retirez le tuyau du tire-lait et placez un doigt sur le raccord du tuyau. Si vous sentez une succion, le tire-lait fonctionne correctement, mais le kit d'expression de lait maternel n'est peut-être pas assemblé correctement ou le clapet blanc est peut-être endommagé. Si vous ne ressentez aucune succion sur votre doigt, essayez de débrancher l'adaptateur de la prise secteur et attendez quelques secondes, puis rebranchez-le sur l'alimentation.
- Vérifiez que le kit d'expression de lait maternel a été correctement assemblé. Vérifiez les informations d'assemblage de la section "Assembler le kit d'expression de lait maternel".
- Inspectez le clapet blanc et recherchez une déchirure ou un petit trou. Cette pièce est fondamentale pour une bonne succion. Remplacez le clapet blanc par un des clapets de rechange fournis avec cet appareil.

12. Donner le lait maternel avec la tétine péristaltique NaturalWave™

La tétine péristaltique NaturalWave™ est conçue spécialement pour :

- Contribuer à maintenir les habitudes de tétée établies.
- Passer facilement du sein au biberon et du biberon au sein.
- Encourager le mouvement "en vague" de la langue de bébé.
- Promouvoir l'action de succion instinctive pour un développement oral naturel.



1. La mise au sein

Les lèvres s'ouvrent vers l'extérieur et attrapent l'aréole.

2. Le mouvement péristaltique de la langue

La langue bouge dans un mouvement "en vague" afin de comprimer le mamelon et d'extraire le lait. Ceci encourage le développement oral, facial et de la mâchoire.


Fait : la langue de bébé répète ce mouvement péristaltique environ 800 à 1000 fois au cours d'une seule tétée.

3. Avaler

L'arrière de la langue de bébé remonte et guide le lait dans l'œsophage.

La tétine péristaltique NaturalWave™ a été conçue pour encourager ce mode d'alimentation naturel et son efficacité a été prouvée lors de test cliniques.

1. Bout de la tétine
Bébé contrôle le débit de lait.
2. 100% silicone souple
S'étire et se plie pour une compression optimale.
3. Arêtes verticales intérieures
Renforcent la structure de la tétine, la rendant résistante à l'écrasement.
4. Pente graduelle unique
Permet un mouvement péristaltique ininterrompu de la langue
5. Base de la tétine large et texturisée
Pour une prise facile et une succion efficace.
6. AVS
Réduit l'entrée d'air, une cause potentielle de coliques.



Une tétine conçue pour ne pas présenter de problèmes, en une seule pièce et disponible en flux lents, moyens et rapides.


On recommande d'allaiter exclusivement au sein pendant les 6 premiers mois de la vie d'un bébé. L'allaitement et la production de lait maternel doivent être fermement établis avant de présenter un biberon et une tétine.

Mode d'emploi : remplir jusqu'au niveau souhaité avec la quantité de liquide voulue et serrer la bague. Il n'est pas recommandé de chauffer au micro-ondes. Ne fermez pas le biberon si vous choisissez de chauffer la nourriture au micro-ondes. Retirez la tétine, la bague et le bouchon si vous utilisez un micro-ondes. Bien secouer avant utilisation et toujours vérifier la température avant de le présenter à bébé. Des aliments chauffés de manière non homogène peuvent brûler la bouche de bébé. Ne passez pas le lait humain au micro-ondes car ceci modifie la composition du lait. Nettoyer l'article avant sa première utilisation. Pour assurer l'hygiène des produits, mettre la tétine et la bouteille avec toutes ses différentes parties dans l'eau bouillante pendant 5 minutes avant de vous en servir. Lorsque vous portez un biberon plein, vérifiez qu'il est fermé et que le bouchon est en place, bien placer la tétine au centre du bouchon pour activer la fonction "anti-éclaboussures" du produit.

Nettoyage : avant la première utilisation, placer le produit dans l'eau bouillante pendant 5 minutes, laisser refroidir et rincer soigneusement toutes les parties du biberon. Ceci est un gage d'hygiène. Par la suite, le biberon peut aussi être lavé dans la partie supérieure d'un lave-vaisselle et peut être stérilisé (ouvert) aussi bien au four micro-ondes qu'avec un stérilisateur. Toujours laver les différentes pièces du produit immédiatement après utilisation. Laver à l'eau tiède savonneuse et rincer soigneusement. Nettoyer avant chaque utilisation

Assemblage : une fois complètement sec, insérer la tétine dans la bague. Bien visser la bague sur le biberon.

Précautions : ranger le biberon dans un endroit sec et arbré quand il n'est pas utilisé. Toujours utiliser ce produit sous la supervision d'un adulte. Ne pas le nettoyer, le ranger ou le mettre en contact avec des solvants ou des produits chimiquement agressifs. Cela pourrait l'endommager. N'exposez pas le produit directement au soleil ou à la chaleur, ou ne le laissez dans un désinfectant (solution de stérilisation) plus longtemps que recommandé. Ne pas réchauffer le liquide en plaçant la bouteille directement sur une plaque au gaz ou électrique, sur un chauffe-plats, dans un fours électrique, etc.



AVERTISSEMENT pour la sécurité et la santé de votre enfant ! Toujours utiliser ce produit sous la supervision d'un adulte. Ne jamais utiliser de tétine de biberon comme tétine/tototte. La succion continue et prolongée de liquides provoque des caries dentaires. Toujours vérifier la température des aliments avant de nourrir. Ranger toutes les pièces qui ne sont pas en cours d'utilisation hors de portée des enfants. Ne pas laisser le bébé seul avec un biberon en raison du risque d'étouffement, de chute du bébé ou si le produit s'est démonté.

ATTENTION : des caries dentaires peuvent se produire chez les jeunes enfants même si des fluides sans sucre apriés sont utilisés. Cela peut se produire si on permet au bébé d'utiliser le biberon / la tasse pendant de longues périodes dans la journée ou plus particulièrement la nuit, quand le flux de salive est réduit ou qu'il est utilisé comme tétine. N'exposez pas de tétine directement au soleil ou à la chaleur, ou ne le laissez dans un désinfectant (solution de stérilisation) plus longtemps que recommandé car cela peut fragiliser la tétine. Inspectez avant chaque utilisation. Jetez au premier signe de détérioration ou de fragilité. Remplacez la tétine toutes les 7 semaines, pour des raisons de sécurité et d'hygiène. Étirez la tétine dans toutes les directions pour vérifier le produit.

ATTENTION : certains jus sont stériles et des solutions peuvent opacifier le silicone. Ceci n'en modifie aucune propriété. Ne passez pas le lait humain au micro-ondes car ceci modifie la composition du lait. Réchauffer au micro-ondes peut produire des températures localement élevées. Faites très attention lorsque vous réchauffez des aliments au micro-ondes. Mélangez toujours la nourriture réchauffée pour garantir que la chaleur est distribuée uniformément et vérifiez la température avant de servir.

ATTENTION : les matériaux de l'emballage ne font pas partie du produit. Pour la sécurité de votre enfant, veuillez retirer et jeter tous les matériaux d'emballage avant utilisation mais lisez et gardez les instructions pour future référence. Laissez ouvert dans le micro-ondes.

13. Garantie

Garantie limitée du consommateur du produit

Ce produit est garanti pour le consommateur l'ayant acheté à l'origine ("l'acheteur"), comme étant exempt de défauts de matériaux et de fabrication commerciale acceptables et ce pour une période d'un an à compter de la date d'achat sur le mécanisme de la pompe et pour une durée de 90 jours pour toutes les autres pièces du produit. La garantie prend fin si vous vendez ou transférez ce produit à une autre personne. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient selon la localisation.

LANSINOH NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPLICITE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT EN QUI CONCERNE LE PRODUIT AUTRE QUE LES GARANTIES EXPLICITES DANS LA PRÉSENTE. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, À L'INCLUSION DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE LA QUALITÉ MARCHANDE OU TOUTE GARANTIE IMPLICITE D'ADÉQUATION POUR UN USAGE PARTICULIER, DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI, EST LIMITÉE DANS LE TEMPS À UN DÉLAI DE 90 JOURS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT PAR L'ACHETEUR ORIGINAL.

Dans l'éventualité où Lansinoh® trouverait que le produit ne remplit pas la garantie limitée ci-dessus, au seul et unique recours de l'acheteur, Lansinoh® réparera ou, au gré de Lansinoh®, remplacera ce produit sans frais de remplacement ou de travail.

REMARQUE : l'acheteur sera responsable de la totalité des frais de retour à Lansinoh®. Cette garantie n'est pas valable pour tout produit qui a été soumis à une utilisation abusive, ou altéré. Seules des pièces de rechange de Lansinoh® sont recommandées pour les produits d'allaitement maternel de Lansinoh®. Un entretien, une réparation ou une utilisation inadéquate ou mal effectués ou l'utilisation de pièces autres que celles de Lansinoh® est susceptible d'invalider cette garantie.

DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, LANSINOH NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES FRAIS DE REMPLACEMENT SUITE À LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE ÉCRITE OU IMPLICITE.

Si vous souhaitez faire une réclamation en vertu de cette garantie, veuillez téléphoner au +44 (0) 113 205 4201 si vous êtes au Royaume-Uni ou contacter votre distributeur national. Vous recevrez une adresse Freepost à laquelle retourner le produit, si nécessaire, avec votre facture de vente originale datée ou toute autre preuve d'achat datée ainsi qu'une brève explication du problème.

Déclaration de compatibilité électromagnétique (DCE)
Uniquement à des fins d'information

Déclaration de la FCC
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, à l'inclusion des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

ATTENTION

Distance de séparationrecommandée entre les appareils de communication portables et mobiles RF et le modèle @ 3Vrms				
Le tire-lait Lansinoh électrique à pompe simple est prévu pour une utilisation dans un environnement électromagnétique où les perturbations RF émises sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur du tire-lait Lansinoh électrique à pompe simple peut contribuer à éviter les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre les appareils de communication portables et mobiles RF (émetteurs) et le tire-lait Lansinoh électrique à pompe simple en suivant les recommandations ci-dessous, en fonction de la puissance de sortie maximale de l'équipement de communication.				
Distance de séparation en fonction de la fréquence de l'émetteur en m				
Puissance maximale de sortie de l'émetteur W	150 khz à 80 Mhz	80 Mhz à 800 Mhz	800 Mhz à 2,5 Ghz	
0,01	0,12	0,12	0,23	
0,1	0,37	0,37	0,74	
1	1,17	1,17	2,33	
10	3,69	3,69	7,38	
100	11,67	11,67	23,33	

Déclaration sans fil
Le matériel de communication sans fil tels que les dispositifs de réseau sans fil à domicile, les téléphones portables, les téléphones sans fil et de leurs stations de base, les talkies-walkies peuvent affecter cet appareil et doivent être gardés à une distance de 3,5 m de l'équipement.

Empilage
Cet appareil ne doit pas être utilisé à proximité de matériel emplié ou emplié avec d'autres appareils. Et si une utilisation adjacente ou empliée est nécessaire, l'appareil doit être observé afin d'en vérifier le fonctionnement normal pour la configuration dans laquelle il sera utilisé.

Cet appareil est un article de soins personnels et ne peut pas être renvoyé une fois ouvert. Si vous rencontrez des problèmes avec cet appareil, veuillez appeler notre ligne de service clientèle au +44 (0) 113 205 4201 pour le Royaume-Uni ou contacter votre distributeur national. Notre représentant se fera un plaisir de vous aider.

Lansinoh® Laboratories, Inc. Jason House, Kerry Hill, Leeds, LS18 4JR, Royaume-Uni.
lansinoh.co.uk

 Fabricant : LansinohLaboratoriesSaglikGerecleriTasarimSan.Tic.Sti.
A.O.S.B – 10006 Sok. No:64 35620 Cigli / Izmir / Turkiye

Lansinoh® est une marque déposée de LansinohLaboratories, Inc.

©2014 LansinohLaboratories, Inc. Tous droits réservés.
304-013-00

 Tebrikler!

Ayrı olmak zorunda kaldıklarında bile bebeklerini emzirmeye devam etmek isteyen anneler için dizayn edilen Lansinoh® Elektrikli Tekli Göğüs Pompası, hızlı ve kolay bir şekilde sağım yapmanızı sağlar.

Göğüs pompasını;

- Temizliği, montajı ve kullanımı basittir - Sütün borulara girişini önleyen hijyenik dizayn – Boruların temizlenmesine gerek yoktur.
- Ayarlanabilir emiş seviyeleri bulunur +/- düğmeleriyle kolay kontrol.
- LED göstergesi sayesinde hangi emiş ve aşama ayarında olduğunuzu görebilirsiniz.
- NaturalWave™ Göğüs Ucu (başlıklı) sayesinde yerleşmiş emzirme alışkanlarınızı korumanızı sağlar.
- “Pompalama → Saklama → Besleme” sistemi pompalama, saklama ve emzirme için tek bir şişe kullanarak rahatlık sağlar (Saklama için sızdırmaz disk ve NaturalWave™ Göğüs Başlığı dahil).
- çalışması elektrikle veya pille sağlanabilir - 6 AA pil (ürünle gelmez).
- temizliği bulaşık makinesinde ve sterilizatörde yapılabilir (Boruların ve boru bağlantılarının yıkamasına gerek yoktur).

Tüm sorularınız için +44 (0) 113 205 4201 numarasından veya help@lansinoh.co.uk e-posta adresinden Müşteri Hizmetleri Departmanımız ile görüşebilirsiniz.

İçindekiler

01. Önemli Tedbirler
02. Pompa Şeması
03. Lansinoh® Elektrikli Tekli Göğüs Pompası Parçaları
04. Temizlik Talimatları
05. Süt Sağım Setinin Montajı
06. Pompalama Püf Noktaları
07. Lansinoh® Elektrikli Tekli Göğüs Pompasının Kullanımı
08. Güç Seçenekleri
09. Anne Sütü Saklama Esasları
10. Teknik Bilgiler
11. Sorun Giderme
12. NaturalWave™Peristaltik Göğüs Başlığı ile Emzirme
13. Garanti

01. Önemli Tedbirler

Lansinoh® Elektrikli Tekli Göğüs Pompası bir kişisel bakım ürünüdür ve hijyen açısından diğer annelere kesinlikle paylaşılmamalı ve diğer annelere satılmamalıdır. Her iki durum da garantiyi geçersiz kılar.

Hepatit B, Hepatit C veya İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) hastası bir anneseyiz, Lansinoh® Elektrikli Tekli Göğüs Pompası ile emzirme yapmanız, virüsü süt yoluyla bebeğinize geçirme riskinizi düşürmez veya ortadan kaldırmaz.

Özellikle çocukların olduğu ortamlarda elektrikli ürünler kullanılırken, aşağıdakileri de içeren temel güvenlik tedbirleri daima alınmalıdır:

Ürünü Kullanmadan Önce Tüm Talimatları Okuyun

- Dikkat: Elektrik çarpması riskini azaltmak için;
- Daima ürünü kullandıktan hemen sonra fişini çekin
 - Ürünü banyo yaparken kullanmayın
 - Ürünü, küvet ya da lavaboya düşebileceği bir yerde saklamayın
 - Pompayı su ve diğer sıvıların içersine yerleştirmeyin/düşürmeyin
 - Suya düşmüş elektrikli ürünlere kesinlikle uzanmayın. İlk önce ürünün fişini çekin.

- Uyarı: Yanma, elektrik çarpması, yangın ve yaralanma riskini azaltmak için;
- Ürün fişe takılıyken kesinlikle gözetimsiz bırakılmamalıdır
 - Ürün çocukların veya engellilerin yanında kullanılabacağına sıkı kontrol uygulanmalıdır
 - Ürün, yalnızca bu kılavuzda belirtilen amaçla kullanılmalıdır. Üretici tarafından tavsiye edilmeyen aksesuar ve parçalar kullanmayın
 - Kablo su veya fişi hasarlı, düzgün çalışmayan, düşürülmüş veya hasar görmüş ya da suya düşürülmüş ürün kesinlikle kullanılmamalıdır
 - Kabloyu sıcak yüzeylerden uzak tutun
 - Uyurken veya uyuklu olduğunuzda kesinlikle kullanmayın
 - Ürünün deliklerine ve borularına kesinlikle yabancı maddeler sokmayın
 - Bozuk veya parçaları eksikse, ürünü kullanmayın
 - Küçük çocukları ve evcil hayvanları pompa ünitesiyle, AC adaptörle ve diğer parçaları kurcalamasına izin vermemeyin
 - AC adaptör ile dışarda kullanmayın, aerosol sprey ürünlerinin kullandığı veya oksijen uygulanan yerlerde ürünü kullanmayın

Ürün fişiyile birlikte bu kılavuzu saklayın.
LANSINOH® ELEKTRİKLİ TEKİLİ GÖĞÜS POMPASININ KULLANIMINDA ÖNEMLİ HUSUSLAR
Boruyu ve boru konektörünü yıkamayın ve sterilize etmeyin.

Boğaltma ve Sağıma fonksiyonu
Bebekler emzirildiğinde, anne sütünün boğalma ve akışını taklit etmek için hızlı bir emme ritmi ile başlarlar. Süt boşaldıktan sonra, bebek daha yavaş ve daha derin bir emme hareketiyle sütü emer. Bir bebeğin süt emme şekli bire bir taklit edilemez olsa da, doğal ritmin taklit edilmesi için Lansinoh® Elektrikli Tekli Göğüs Pompası iki aşamadan oluşur – Boğaltma Aşaması ve Sağım Aşaması.

Boğaltma Aşaması (1. Aşama), anne sütünün boğaltılması ve akmaya başlaması için hızlı bir pompalama şeklidir.

Sağım Aşaması (2. Aşama), kendinize göre en rahat şekilde ayarlayabileceğiniz 6 emiş gücü içerir.

Tuş Takımı

Lansinoh® Elektrikli Tekli Göğüs Pompasının mor tuş takımı panelinin altında bulunan gizli LED lambalarla hangi emiş ve aşama ayarında olduğunuzu görebilirsiniz.

tuşu ile aşamalar arasında geçiş yapabilirsiniz. Yavaşça kısılan LED lambalar 1. aşamayı (Boşaltma) gösterir. 2. aşamayı (Sağım) ise sürekli yanan LED lambalar gösterir.

Her aşamada 6 emiş seviyesi bulunur. Emiş seviyesini arttırmak için tuşunu, emiş seviyesini düşürmek için tuşunu kullanabilirsiniz. Lansinoh, size en uygun olan seviye ve aşamayı seçmenizi önermektedir.

Seçtiğiniz emiş seviyesine göre yanan en fazla 6 LED lambası bulunmaktadır. 20 saniye sonra, pompanın açıldığını ve seçilen emiş seviyesini göstermek için sadece en yüksek (en sağdaki) LED yanar. Enerji tasarrufu için alttaki LED'ler otomatik olarak söner.


Pompa açıldığında 1. aşamada (Boşaltma) başlar ve 2 dakika sonra otomatik olarak 2. aşamaya (Sağım) geçer. Boşaltma ve Sağım aşamaları arasında geçiş yapıldığında pompa daima 1. emiş seviyesinden başlar. Emiş seviyelerini ayarlamak için ve tuşlarını kullanabilirsiniz.

1. aşamayı (Boşaltma) atlamak istiyorsanız, tuşuna basarak 2. aşamaya (Sağım) geçebilirsiniz. İsteddiğiniz zaman tekrar 1. aşamaya (Boşaltma) dönebilirsiniz.

Pompa yaklaşık 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır.


Lansinoh® emzirme serüveninizde size yardımcı olmak için burada. Tüm sorularınız için İngiltere'de +44 (0) 113 205 4201 numarasından veya help@lansinoh.co.uk e-posta adresinden bizimle görülebilir ya da ülkenizdeki distribütörle iletişime geçebilirsiniz.

2. Pompa Şeması




Temel Kontroller, Ekran ve Özellikler


- 1 Güç Açma/Kapatma Düğmesi
- 2 Emiş Seviyesi Artış Kontrol Düğmesi
- 3 Emiş Seviyesi Düşüş Kontrol Düğmesi
- 4 Düğmesi, Boşaltma ve Sağım aşamaları arasında geçiş sağlar.
- 5 LED Emiş Güç Göstergesi



- 6 Boru Girişi
- 7 6 AA Pili (ürünle gelmez) için Pili Bölmesi
NOT: Şarj edilebilir piller tavsiye edilmez.




- 8 AC Adaptör Bağlantı Soketi
- 9 AC Adaptör



03. Lansinoh® Elektrikli Tekli Göğüs Pompası Parçaları

Parça/Parça No.

- 1 Boru 800mm #54100
- 2 Pompa Konektörü #53453
- 3 Göğüs Hunisi (standart) #54101
- 4 ComfortFit™ Silikon Göğüs Yastığı (standart) #54103
- 5 Göğüs Yastığı Gövdesi #53454
- 6 Diyafram #54105
- 7 Diyafram Başlığı # 53410
- 8 Beyaz Valf (1+1) # 53401
- 9 160ml Kap (1) # 53451
- 10 Kap Halkası (1) ve Sızdırmaz Disk (1) # 53450
- 11 AC Adaptör/Güç Kablo
- 12 Şişe Tutucu (1) # 53452



Her Kullanımdan Önce...

- Süt Sağım Setini, pompa gövdesini ve diğer parçaları tutmadan ve kullanmadan önce daima ellerinizi sabun ve suyla iyice yıkayın.
- Temizlemek için Süt Sağım Setini sökün. Yıkama ve sterilize edilmesi gerektiği için boruyu ayrı koyun.
- Boruda sıvı veya nem varsa, pompayı çalıştırmayın; aksi takdirde, kullanmadan önce ilk olarak iyice durulayın.

04. Temizlik Talimatları

Sağlık uzmanının aksini belirtmediği sürece, aşağıdaki sterilizasyon ve temizlik talimatlarına uygun hareket edin.

Sterilizasyon

1. Set ilk kez kullanmadan önce, Süt Sağım Setinin sütle temas eden tüm parçalarını söküp 10 dakika kaynatın. Pompa tabanı, priz, boru ve boru konektörü dışındaki tüm parçalar sete dahildir.
- Not: Kaynatma sırasında parçaları yüzer durumda tutacak kadar su kullanın
- Not: Boru ve boru konektörünü kaynatmayın
2. Kaynatmadan hemen sonra tüm parçaları sudan çıkarın.
3. Montajdan ve sonraki kullanımdan önce havada tamamen kurutun.
- Not: Tam kurutulmamış parçaları pompanın çalışmasını etkileyebilir. Lütfen ürünü kullanmadan önce parçaları tamamen kurutun


Temizlik

- Boru ve boru konektörünü ayırın. Diyafram, sütle temaslarını engellediği için bu parçaları yıkanmasına veya sterilize edilmesine gerek yoktur.
- Göğüs yastığını ve kaplarını bulaşık makinesinin üst bölümünde ya da sıcak suda bulaşık deterjanı kullanarak elle temizleyebilirsiniz. En iyi sonuç için, kabı temizlemek için biberon fırçası, göğüs yastığının iç bölümünü temizlemek için de göğüs başlığı fırçası kullanmanız önerilir. Solvent ve aşındırıcı maddeler KULLANMAYIN.
- Sıcak ve temiz suyla durulayın.
- Süt sağım setinin diğer tüm parçaları, kapları önmek ve kullanımı ömrünü uzatmak için elle yıkanmalıdır.
- Göğüs pompasını temizlemek için sadece su veya hafif sabun kullanarak ıslak bir bezle pompa tabanını silin.
- Boruyu ve boru konektörünü yıkamayın ve sterilize etmeyin.
- Not: En iyi sonuç için, ürünü kullanmadan önce diyaframları tamamen kurutun.
- Not: Fonksiyonları etkilenilebileceği için, Süt Sağım Setini kullanmadan önce parçalarda çatlak, kırık, yırtılma, solma veya bozulma olup olmadığını gözle kontrol edin.

Detaylı bilgi ve yedek parçalar hakkında bilgi almak için İngiltere’de +44 (0) 113 205 4201 numarasını arayın ya da www.lansinoh.co.uk adresini ziyaret edin, başka bir ülkedeyseiz bölgenizdeki distribütörle iletişime geçin.

05. Süt Sağım Setinin Montajı

Süt Sağım Seti, Lansinoh® ambalajında paketlenmiş olarak gelir. “Temizlik Talimatları” bölümünde belirtilen şekilde Süt Sağım Seti parçalarını (boru ve boru konektörü hariç) temizleyin. Tüm parçaları temizleyip tamamen kuruttuktan sonra seti aşağıdaki şekilde birleştirin:



1. Ok (görünür ok) tarafı yukarı gelecek şekilde mor diyaframı göğüs yastığı gövdesinin üzerine yerleştirin. Oklar, ComfortFit™ göğüs yastığına bakacak şekilde olmalıdır.
2. Sonra, mor diyaframı saracak şekilde saat yönünde döndürerek diyafram başlığını göğüs yastığı gövdesiyle birleştirin.
3. Yumuşak silikonlu ComfortFit™ göğüs yastığını göğüs hunisinin içine itin. Not: Göğüs hunisinin kenarı, göğüs yastığının ucu içine girmeli, yastığın hunisi de huni ile tam hizalı olmalıdır.
4. Sonra ComfortFit™ göğüs yastığını ve hunisini göğüs yastığı gövdesinin içine itin.
5. Beyaz valfi yavaşça göğüs yastığı gövdesinin altına yerleştirin.
Not: Küçük beyaz valfi tutarken ve temizlerken dikkatli olun.
6. Toplama şişesini göğüs yastığı gövdesine vidalayın.
7. Boruyu tekrar diyafram başlığına sıkıca yerleştirin.
8. Boru girişini pompaya yerleştirin.

06. Pompalama Püf Noktaları

Başarılı bir pompalamanın anahtarı boşaltma refleksini tetikleme becerisidir. Bu, anne sütünün serbest akışa geçtiği aşamadır. Pompalamadan önce ve/veya pompalama sırasında göğşe uygulanan sıcak ve nemli kompresler ve göğse hafifçe, dairesel olarak uygulanan masaj, bu doğal refleksiyi kolaylaştırabilir. Bebeğinizden ayrışsanız, bebeğinizi düşünmeniz, ona veya bir resmine bakmanız da yardımcı olabilir. Sütün akmasını yardımcı olacak Lansinoh® Therapearl™’u 1 Arada Göğüs Terapisi ürünü de kullanabilirsiniz.

Bazı anneler, bir pompalama seansında birden fazla boşaltma sağlayabilir.  tuşuna basarak Boşaltma aşamasına geri dönerek pompalama sırasında 2. veya 3. kez süt boşaltımı sağlayabilirsiniz.

Pompalama Süresi

Anne sütü, arz-talep esasına göre verilir ve düzenli olarak süt vermenizi, vücudunuzdaki sütün korunmasını sağlar. Emzirmediğiniz gibi, pompalama zamanlarını belirlemenize gerek yoktur, ancak göğüs pompası kullandığınızda vücudunuzun ne kadar sürede süt verdiğini daha iyi anlarsınız.


Emzirme ve göğüs pompası ile alakalı tüm sorularınızı ebenize, sağlık görevlinize veya başka bir sağlık çalışanına sorabilir ya da www.lansinoh.co.uk adresini ziyaret edebilirsiniz.

Pompalama ve Emzirme Püf Noktaları

- Bir memeden bebeğinizi emzirirken diğer memenizde pompalama yapabilirsiniz. Böylece, bebeğinizin emme hareketlerini taklit eden boşaltma refleksiyi pompalamadan maksimum verimi alırsınız.
- Bebeklerin yerleşmiş emme şekillerini korumaya yardımcı olduğu klinik olarak kanıtlanmış ve bebeklerin memeden şişeye ve tekrar memeye dönmeleri sağlayan NaturalWave™ göğüs başlığını içeren Lansinoh® mOmma® Bottle ürünü kullanabilirsiniz.
- Bebeğinizi emzirme için NaturalWave™ Göğüs Başlığına sahip Lansinoh® mOmma® Bottle ürünü kullanmayı tercih ettiğinizde lütfen aşağıdaki tedbirleri alın:
- Bebeğinizi beslemenden önce tüm sıvıları sıcaklığını kontrol edin.
- Gözetiminiz altında olmadan bebeğinizin şişeyi yatağına götürmesine veya kendi başına beslenmesine izin vermemeyi.

07. Lansinoh® Elektrikli Tekli Göğüs Pompasının Kullanımı

Lansinoh® Elektrikli Tekli Göğüs Pompası Nasıl Kullanılır



Maksimum süt akışı için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Tüm borular boru konektörüne bağlı olmalıdır.
2. Göğüs ucu merkezi, göğüs yastığının hunisine uzanacak şekilde Süt Sağım Setini göğsünüze doğru tutun.
3. Göğüs, vakum oluşacak ve hava çıkmayacak şekilde göğüs yastığını doldurmalıdır. Göğüs ucunda sürtünme veya rahatsızlık hissederseniz, başka ölçüde bir yastık gerekebilir. Büyük ölçütlü göğüs yastıkları mevcuttur. Detaylı bilgi için +44 (0) 113 205 4201 numarasını arayabilir, www.lansinoh.co.uk adresini ziyaret edebilir ya da ülkenizdeki distribütörle görüşebilirsiniz.
4. Sütün doğal şekilde şişeye doğru akmasını sağlamak için Süt Sağım Seti ve göğüs ucu hunisi hafifçe aşağı doğru eğilmelidir.
5. Pompayı açmak için Açma/Kapatma düğmesine birkaç saniye basılı tutun.
6. Pompa açıldığında 1. aşamada (Boşaltma) başlar ve 2 dakika sonra otomatik olarak 2. aşamaya (Sağım) geçer.
7. Süt erken akması başlarsa sağım aşamasına geçmek için  tuşuna basın.
8. Boşaltma ve sağım aşamaları arasında geçiş yapıldığında pompa daima 1. emiş seviyesinden başlar. Emiş seviyelerini ayarlamak için  ve  tuşlarını kullanabilirsiniz.
9. 1. aşamayı (Boşaltma) atlamak istiyorsanız,  tuşuna basarak 2. aşamaya (Sağım) geçebilirsiniz. İstediğiniz zaman tekrar 1. aşamaya (Boşaltma) dönebilirsiniz.
Not: Emme işlemi herhangi bir zamanda rahatsız edici boyutlara gelirse  tuşuna basarak emiş seviyesini düşürün.
10. Pompalama işlemi tamamlandığında, Açma/Kapatma düğmesine basarak pompayı kapatın. Göğüs yastığını göğsünüzden ayırmadan önce göğüs ucunda emiş olmadıysanız emin olun. Gerekirse, göğüs yastığı ile göğüs arasında parmağınızı koyarak emişi kesin. Emiş kesildikten sonra göğüs yastığı güvenli bir şekilde çıkarılabilir.
11. Şişenin düşmesini ve süt kaybını önlemek için özel sehpayı kullanın.
12. Şişeyi verilen kapak ve sızdırmaz diskle kapatın – Lütfen 9. Bölümde belirtilen tüm süt saklama esaslarını uygulayın.

08. Güç Seçenekleri

Pompa aşağıdaki güç besleme yöntemlerinden herhangi birisiyle çalıştırılabilir:



AC Adaptör (Ürünle gelir)

AC Adaptörü, pompanın sağ tarafında bulunan güç konektör soketine bağlanır. AC Adaptörü boş bir prize takılır. Göğüs pompası, yalnızca ürünle birlikte gelen AC Güç Adaptörüne takıldığında elektrik güvenliği sağlanır (Bkz. “Teknik Bilgiler” bölümü).

6 AA Alkalın Pili (Ürünle Gelmez)

Piller, gösterilen kutup durumuna göre, (+) ve (-) doğru yerleştirilmelidir. Kapağı hafifçe bastırarak yerine oturup bölmeji kapatın. Pompa uzun bir süre kullanılmıyacaksa pilleri çıkarın. Çevre koruma ve geri dönüşüm yönetmeliklerine uygun şekilde pilleri bertaraf edin. Tüm pilleri aynı anda değiştirin.

Pompa, şarj edilebilir pillerle kullanılmamalıdır.Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayın.Alkalin ve standart (karbon-çinko) pilleri birlikte kullanmayın.AC Adaptör kullanırken pompa içinde piller varsa, pompa pilleri değil, adaptörü kullanın.En ekonomik kullanımı için pompayı AC Adaptör ile kullanmanızı önerilir.Adaptör, evrensel AC adaptör tipindedir ve 50Hz ve 60Hz şebekelerde ve 100V-240V sistemlerde kullanılabilir.

09. Anne Sütü Saklama Esasları

Sağlıklı Bebekler için Anne Sütü Saklama ve Donmuş Sütü Çözme.

İlgili sağlık çalışanından, ebeden veya sağlık görevlisinden süt saklama talimatlarını alabilirsiniz. Sütü dondurmak için, kapları ¾'ü geçmeyecek şekilde doldurarak genişleme payı bırakan.Süt kapları sütü sağladığınız tarihi atın. İlk önce en eski sütü kullanın.

Oda sıcaklığı	(<26°C)	6 Saat
Buzdolabı	(>4°C)	3 Gün
Buzdolabı	(<4°C)	5 Gün
Buzdolabındaki dondurucu bölümü		2 Hafta
Evde kullanıma uygun dondurucu	(<-18°C)	6 Ay

*La Leche League (2012)

Not: Sütünü buzdolabı/dondurucu kapısında SAKLAMAYIN.Çünkü, kapi buzdolaplarının en sıcak bölümüdür.

Çözme

Donmuş sütü buzdolabında ya da kapları soğuk suyun altına tutarak çözebilirsiniz. Çözülen süt 24 saat boyunca buzdolabında saklanabilir.

NOT: Çözülen sütü tekrar DONDURMAYIN.

Çözülen sütün ayrılan katmanlarını karıştırmak için bebeğe vermeden önce hafifçe çalkalayın.Anne sütü homojenize değildir ve "krema" şişenin üstüne çıkar.Anne sütü, günün hangi saatinde sağıldığını, neler yendiğine ve bebeğin yağına bağlı olarak renk ve kıvam açısından farklılıklar gösterebilir.

NOT: ANNE SÜTÜNÜ MİKRODALGA FIRINA KOYMAYIN!Mikrodalga fırın, sütün bileşimini değiştirir.Mikrodalga fırın, sütte "sıcak noktalar" yaratıp yanmayma da yol açabilir.

NOT: Anne sütünü sıcak veya kaynar suda ÇÖZMEYİN.

10. Teknik Bilgiler

1. Güç Kaynağı

Pil kullanımı: 6 AA tipi alkalin pil (ürünle gelmez), hepsi seri bağlanır.Şarj edilebilir pil kullanmayın.

Pil kullanımı süresi: 6 alkalin pille (ürünle gelmez) yaklaşık 2 saat.

AC adaptör kullanımı: 100V/240V duvar prize tipi AC adaptör, 9V DC çıkış voltajıyla galvanik yalıtımlı.

Pompa gücü kaybı: Maksimum 10 Vat

Voltaj regülasyonu: Düşük çıkış voltajı ve kısa devre korumalı lineer voltaj regülatörü.

2. Kontrol Sistemi

Kontrol ünitesi: Tümleşik program bellekli mikro kontrol birimi

Program belleği: 8K flaş ROM, 1K RAM bellek


2 aşamalıdır: süt takımından sağım ve uyarım seçilebilir.

Ayarlanabilir emiş seviyesi: Süt takımından 6 emiş seviyesi seçilip kontrol edilebilir.

Emiş vakum seviyesi: Minimum 56 mmHg, maksimum 225 mmHg

Yasalara Uygunluk

Tip BF Uygulama Parça



Warning: Children have STRANGED in cords.
Keep the cords out of the reach of children.

Uyarı: Çocukların kablolarla BOĞULMA RİSKİ mevcuttur.

Bu yüzden kabloları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Technical Bilgiler

Güç İhtiyacı

AC Adaptör (Ürünle gelir)

AC Adaptör – EU

Priz Konfigürasyonu

100V/240V duvar tipi priz

AC Adaptör, 9V DC çıkış voltajıyla galvanik izole adaptör

Piller (ürünle gelmez) 6 AA pil, 1.5V alkalin

UL (E314617) ve CSA Mevzuatlarına Uygunluk, EU güç adaptörüyle onaylanmıştır

11. Sorun Giderme

Lansinoh® Elektrikli Tekli Göğüs Pompası Sorunlarını Giderme

Elektrik Hizmetinde Kesinti

Pompanın elektrik ve/veya mekanik çalışmasında bir kesinti olması durumunda, aşağıdaki adımları izleyin:

- AC adaptörü elektrik prizinden çıkartın.
- Birkaç saniye bekleyip AC adaptörü tekrar prize takın.Elektrik arızası devam ederse, AC adaptörü çıkartıp 6 AA pil takarak pompayı kullanmayı deneyin.

Pompalamada Yaşanan Rahatsızlıklar

Herhangi bir rahatsızlık hissederseniz, başka bir göğüs yastığı ölçüsü kullanmanız

gerekebilir.Bu tür durumlarda www.lansinoh.co.uk adresini ziyaret edebilir İngiltere'de +44 (0) 113 205 4201 numarasını arayabilir; başka bir ülkedeyseizin bölgenizdeki distribütöre görüşebilirsiniz.

Düşük Emiş

Emişin düştüğünü hissederseniz aşağıdakileri deneyin:

- Boruyu pompadan çıkartın ve bir parmağınızı boru konektörünün üzerine koyun.Emiş hissederseniz pompa düzgün çalışıyor demektir, ancak Süt Sağım Seti doğru monte edilemedi ya da beyaz valf hasar görmüş olabilir.Parmağınızı emiş hissetmeniz, adaptörü prizden çıkartıp birkaç saniye bekleyin ve tekrar prize takın.
- Süt Sağım Seti doğru şekilde birleştirilmiş olmalıdır."Süt Sağım Seti Montajı" bölümündeki bilgilere bakın.
- Süt Sağım Seti doğru şekilde birleştirilmiş olmalıdır."Süt Sağım Seti Montajı" bölümündeki bilgilere bakın.

12. NaturalWave™Peristaltik Göğüs Başlığı ile Emzirme

The NaturalWave™Peristaltik Göğüs Başlığı özel tasarımı sayesinde;

- Yerleşik emzirme şekli ve alışkanlıkları korunur.
- Göğüsten şişeye ve tekrar göğse kolay geçiş sağlar.
- Bebeğin dilinin 'dalgalı' hareketi desteklenir.
- Doğal oral gelişim için içgüdüsel emiş hareketi desteklenir.



1. Kavrama

Dudaklar dışarıya açık halde meme başı çevresini kavırıyor.

2. Peristaltik dil hareketi


Dil, yumuşak bir 'dalga' şeklinde hareket ederek meme ucunu kavrar ve sütü alır.Bu da, doğal oral, çene ve yüz gelişimini destekler. Ek Not: Bebeğin dil tek bir emzirmede peristaltik hareketi yaklaşık 800-1000 kere tekrarlar.

3. Yutma

Bebeğin dilinin arka bölümü yükselir ve sütü sindirim borusuna aktarır.

NaturalWave™Peristaltik Göğüs Başlığı, bu doğal emzirme şeklini destekleyecek şekilde tasarlanmıştır ve klinik olarak bu özelliği kanıtlanmıştır.

- Göğüs Başlığı Ucu
- Bebek süt akışını kontrol eder.
- %100 Yumuşak Silikon
- Optimum sıkıştırma için uzanır ve esner.
- İç Dikey Sırtlar
- Başlığın yapısını kuvvetlendirir ve çökmesini önler.
- Eşiz Kademeli Eğim
- Kusursuz bir peristaltik dil hareketi sağlar.
- Geniş, Dokulu Göğüs Başlığı Tabanı
- Kolay kavramar ve etkili bir emiş sağlar.
- AVS
- Karn ağırsına yol açabilen hava girişini azaltır.



İlk 6 ay boyunca bebeğinizde doğal emzirme uygulamanız tavsiye edilir.Şişe ve göğüs başlığı kullanılamaya başlanmadan önce emzirme ve süt üretimi sağlanmıştır olmalıdır.


Kullanım Talimatları: Gereken miktarda sıvı doldurun ve vidalı kapağı kapatın.Mikrodalga fırında ısıtmanızı tavsiye edilmemektedir.Mikrodalga fırında ısıtmak isterseniz şişeyi kapatmayın. Mikrodalga fırında kullanacağınızda göğüs başlığını, halkayı ve kapağı çıkartın.Bebeye sütü vermeden önce iyice çalkalayın ve sıcaklığını kontrol edin.Düğüzn ısıtılmamış besinler bebeğin ağızını yakabilir.Mikrodalga fırın sütün bileşimini bozduğu için anne sütü mikro dalga fırına konmamalıdır.İlk kullanımdan önce ürünü temizleyin. Hijyeni sağlamak için kullanımdan önce göğüs başlığını ve tüm parçaları 5 dakika kaynar suda tutun.Dolu şişeyi taşıırken kapağını tıkm ve göğüs başlığını kapağın ortasına getirip ürünün "damlatmazlık" özelliğini kullanın.

Temizlik: İlk kullanımdan önce ürünü 5 dakika kaynar suda tutun, soğumasını bekleyin ve tüm şişe parçalarını iyice durulayın.Bu sayede hijyen sağlarsınız.Sonra, şişeyi bulaşık makinesinin üst bölümüne yıkayabilir ve mikrodalga fırında ya da özel sterilizasyon makinesinde açık halde sterilize edebilirsiniz. Her kullanımdan sonra ürünün tüm parçalarını yıkayın.Sıcak sabunlu suyla yıkayıp iyice durulayın.Her kullanımdan önce temizleyin

Montaj: Tamamen kuruduktan sonra, göğüs başlığını vidalı kapak halkasının içinden geçirin.Vidalı kapak halkasını şişeye geçirin.

Tedbirler: Ürünü kullanmadığınız zamanlarda kuru ve korunaklı bir yerde saklayın.Ürün daha yetkinliği gözetiminde kullanılmıdır.Solvent ve aşındırıcı kimyasallarla temizlemeyin, birlikte saklamayın ve temas etmesini önleyin.Aksi takdirde, ürün hasar görebilir.Ürünü güneş ışığı ve ateşten uzak tutun ve dezenfektan (sterilizasyon çözeltisi) içinde tavsiye edildenden uzun süre bırakmayın.Şişeyi doğrudan gaz veya elektrik deliklerinin, ısıtma plakalarının veya elektrikli fırınların içine koyarak ısıtmayın.

Çocuğunuzun güvenliği ve sağlığı için DİKKAT! Ürün daha yetkinliği gözetiminde kullanılmıdır.Göğüs başlığını emzik yerine kullanmayın.Sıvıların uzun süreyle emilmesi diş çökmesine yol açar.Bebeginizi beslemekten önce daha üst sıcaklığını kontrol edin. Kullanılmayan tüm parçaları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.Bebegin boğulma, düşme riskine ve ürünün sökülmesi olma durumlarına karşı bebeği ürün parçalarıyla yalnız bırakmayın.



UYARI: Küçük çocuklarda dış çürümesi, tatlandırılmamış sıvılar kullanıldığında bile görülebilir.Bebegin gün boyunca ve özellikle tükürük akışının az olduğu gece vakitlerinde uzun süreyle şişeyi/bardağı kullanması ya da şişeyi emzik olarak kullanması durumunda çürüme yaşanabilir.Göğüs başlığını güneş ışığı ve ateşten uzak tutun ve dezenfektan (sterilizasyon çözeltisi) içinde tavsiye edilen uzun süre bırakmayın, aksi takdirde ürün zarar görebilir.Her kullandıktan önce ürünü kontrol edin.Göğüs başlığında hasar veya bozulma görürseniz hemen atın.Güvenlik ve hijyen sebebinde, göğüs başlığı 7 haftada bir değiştirilmelidir.Ürünü kontrol etmek için göğüs başlığı tüm yönlere doğru çekin.

DIKKAT: Bazı sıvılar sterilidir ve çözeltiler silikonun opak hale gelmesine yol açabilir.Bu, sıvıların özelliğinde değişikliğe yol açmaz.Mikrodalga fırın sütün bileşimini bozduğu için anne sütü mikro dalga fırına konmamalıdır.Mikrodalga fırında ısıtma, bölgesel yüksek sıcaklıklara yol açabilir.Mikrodalga fırında ısıtma yapacağınızda çok dikkatli olun.Istifmiş besinleri daima karıştırıp eşit ısı dağılımı sağlayın ve bebeğe vermeden önce sıcaklığını kontrol edin.

UYARI: Ambalaj malzemeleri ürünün bir parçası değildir.Çocuğunuzun güvenliği için ürünü kullanmadan önce tüm ambalajları çıkarp atın, ancak klavuzu saklayın.Ürünü mikrodalga fırında ağız kırarak.

13. Garanti

Sınırlı Tüketim Malı Garantisini

Ürün, satın alan tüketici ("alıcı") adına, pompanın satın alınm tarihinden itibaren 1 yıl, diğer ürün parçalarının alım tarihinden itibaren 90 gün boyunca ticari olarak kabul edilemez malzeme ve yapım hatalarına karşı garantilidir.Ürünü başka bir kişiye satmanız veya başka bir şekilde aktarmanız durumunda garanti geçersiz olur.Bu garanti size özel yasal haklar sağlar ve yaşadığınız yere bağlı olarak farklı haklar elde edebilirsiniz.

LANSINOH, BURADA AÇIKÇA BELİRTİLEN GARANTİLERİN DIŞINDA ÜRÜNLE İLGİLİ HİÇBİR AÇIK GARANTİ VERMEZ.YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, TİCARETE ELVERİŞLİLİK YA DA BELLİ BİR AMAÇ UYGUNLUK ZİMNİ GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE, TÜM ZİMNİ GARANTİLER ALICININ SATIN ALIM TARİHİNDEN İTİBAREN 90 GÜN SÜREYLE GEÇERLİDİR.

Lansinoh® tarafından ürünün yukarıda belirtilen garantiyi karşılamadığı tespit edilirse, alıcının tek ve münhasır çözüm yolu olarak, Lansinoh® parça ve işçilik ücretsiz olarak, ürünü tamir eder veya Lansinoh®kendi takdirine bağlı olarak ürünü değiştirir.

NOT: Alıcı, ürünün Lansinoh®a®iade edilmesiyle ilgili tüm masrafları karşılar.Garanti, kötüye kullanım, değişikliklik veya hatalı kullanıma maruz kalan hiçbir ürün için geçerli değildir. Lansinoh® emzirme ürünlerinde yalnızca Lansinoh® marka yedek parçaların kullanılması tavsiye edilir.Lansinoh® dışı bir marka yedek parçayla yapılacak hatalı veya uygun olmayan bakım, tamir veya kullanımlar garantiyi geçersiz kılabılır.

LANSINOH, YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, YAZILI VEYA ZİMNİ BİR GARANTİNİN İHLALİNDEN DOĞAN DEĞİŞİM MALİYETLERİ DE DAHİL OLUŞ BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, HİÇBİR ARIZI VEYA DOLAYLI HASARDAN SORUMLU TUTULAMAYACAKTIR.

Bu garanti çerçevesinde hak talebinde bulunmak için İngiltere'de +44 (0) 113 205 4201 numarasını arayabilir; başka bir ülkedeyseiz bölgenizdeki distribütörle görüşebilirsiniz.Gerekirse, orijinal satış faturası ya da başka bir tarihli satın alma makbuzu ve sorunun kısa bir açıklamasıyla birlikte ürünü iade etmeniz için ücretsiz posta gönderebileceğiniz bir adres verilecektir.

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Beyanı

Sadece bilgi amaçlıdır

FCC Beyanı

Bu cihaz, FCC Kuralları 15. Bölümüne uygundur.Cihazın kullanımı aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) Cihaz zararlı parazitlere neden olamaz ve (2) cihaz, istenmeyen çalışmaya yol açabilecek parazitler dahil, her türlü parazit ve girişimi kabul etmemlidir.

DIKKAT

Portatif ve mobil radyo frekansı yayan iletişim cihazlarıyla ürün arasında 3Vrms'te bırakılması önerilen mesafe			
Tekli göğüs pompası ancak radyo frekans yayımı kontrolü elektromagnetik ortamlarda kullanıma uygundur. Müşteri ya da kullanıcı, elektromagnetic etkilermeyi portatif ve mobil radyo frekansı yayan iletişim cihazlarıyla ürün arasında alta ilgili iletişim cihazının çıkış gücüne dayalı önerilen minimum mesafeyi koruyarak önleyebilir.			
Transmitterin frekansına (Hz) dayalı ayrım mesafesi (m)			
Transmitterin maksimum çıkış gücü (W)	150 kHz' den 80 MHz'e	80 MHz' den 800 MHz'e	800 MHz' 2,5 GHz'e
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,37	0,37	0,74
1	1,17	1,17	2,33
10	3,69	3,69	7,38
100	11,67	11,67	23,33

Kablosuz Cihaz Beyanı

Kablosuz ev ağı cihazları, cep telefonları, kablosuz telefonlar ve baz istasyonları, telsiz gibi kablosuz iletişim cihazları, bu cihaz etkileyebilir ve en az 3.5 metre uzağında tutulmalıdır.

İstifleme

Cihaz, başka cihazların yakınında tutulmamalı ve başka cihazlarla birlikte istiflenmemelidir. Yan yana veya istiflenmiş kullanım gerekiyorsa, cihazın normal çalışma konfigürasyonu kontrol edilmelidir.

Bu ürün bir kişisel bakım ürünüdür, dolayısıyla açıldıktan sonra iadesi mümkün değildir. Ürünle ilgili bir sorun yaşamazınız durumunda, İngiltere'de +44 (0) 113 205 4201 ücretsiz müşteri hattını arayabilir ya da bölgenizdeki distribütörle görüşebilirsiniz.Satış temsilcimiz size yardımcı olacaktır.

Lansinoh® Laboratories, Inc.Jason House, Kerry Hill, Leeds, LS18 4JR, İngiltere.
lansinoh.co.uk

 Üretici: Lansinoh Laboratories Sağlık Gereçleri Tasarım San.Tic.Şti.
A.O.S.B – 10006 Sok.No:64 35620 Çiğli / İzmir / Türkiye

Lansinoh®, Lansinoh Laboratories, Inc.'nin tescilli ticari markasıdır.

©2014 Lansinoh Laboratories, Inc.Tüm hakları saklıdır.

304-013-00

NL Gefeliciteerd!

Lansinoh® Enkele Elektrische Borstkolf, ontworpen voor moeders die hun baby's moedermelk willen geven, ook als ze niet samen zijn, stelt u in staat op een comfortabele manier snel en gemakkelijk moedermelk af te kolven.

Onze kolf:

- is eenvoudig te reinigen, in elkaar te zetten & te gebruiken - Hygiënisch ontwerp voorkomt dat melk in de aansluitingen terecht komt - het is niet nodig aansluitingen te reinigen.
- heeft verstelbare zuigkrachtniveaus met eenvoudig te gebruiken +/- bedieningstoetsen.
- heeft een LED-indicator zodat u precies weet welke zuig- en fase-instelling u gebruikt.
- heeft NaturalWave™ speen (met afsluitdoek), die helpt om normale patronen van borstvoeding aan te houden.
- "Kolven > Bewaren > Voeden" Geleverd een fles om te kolven, te bewaren en te voeden voor optimaal gebruiksgemak (sluiting voor bewaren & NaturalWave™ Speen inbegrepen).
- Gebruik op lichtnet of met batterijen - 6 AA batterijen (niet inbegrepen).
- Is vaatwasser- en sterilisator-bestendig (Reinigen van aansluiting niet nodig).

Als u vragen heeft, kunt u bellen met onze klantenservice op +44 (0) 113 205 4201 of e-mailen naar help@lansinoh.co.uk

Inhoud

01. Belangrijke veiligheidsvoorschriften
02. Diagram van borstkolf
03. Onderdelen van Lansinoh® Enkele Elektrische Borstkolf
04. Reinigingsaanwijzingen
05. Moedermelk Expression Set in elkaar zetten
06. Kolf tips
07. De Lansinoh® Enkele Elektrische Borstkolf gebruiken
08. Elektrische voedingsopties
09. Richtlijnen voor bewaren van moedermelk
10. Technische gegevens
11. Problemen oplossen
12. Moedermelkvoeding met de NaturalWave™ Peristaltische speen
13. Garantie

01. Belangrijke veiligheidsvoorschriften

De Lansinoh® Enkele Elektrische Borstkolf is een persoonlijk product en mag om hygiënische redenen nooit worden gedeeld of doorverkocht aan andere moeders. Dit zal de garantie doen vervallen.

Als u een moeder bent die besmet is met hepatitis B, hepatitis C of HIV (Human Immunodeficiency Virus), zal het kolven van moedermelk met de Lansinoh® Enkele Elektrische Borstkolf het gevaar van overdracht van het virus op uw baby via uw moedermelk niet reduceren of elimineren.

Bij gebruik van elektrische producten, vooral in de aanwezigheid van kinderen, moeten altijd elementaire veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, waaronder de volgende:

Lees alle aanwijzingen voor gebruik

Gevaar: Om het gevaar op een elektrische schok te voorkomen:

- De stekker na gebruik altijd onmiddellijk uit het stopcontact verwijderen
- Niet gebruiken tijdens het baden
- Het apparaat niet op plaatsen bewaren waar het in een bad of gootsteen kan vallen
- Het apparaat niet aan water of andere vloeistoffen blootstellen
- Een elektrische apparaat niet vastpakken als het in water is gevallen. Onmiddellijk de stekker uit het stopcontact verwijderen.

Opgelet: Om het risico op brandwonden, elektrocutie, brand of lichamelijk letsel te vermijden:

- Dit apparaat nooit onbeheerd achtergelaten terwijl het is aangesloten
- Extra voorzichtigheid is geboden wanneer dit apparaat in de buurt van kinderen of mindervaliden wordt gebruikt
- Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde doel beschreven in deze handleiding. Gebruik geen hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen
- Het apparaat nooit gebruiken als het netsnoer of de stekker is beschadigd, niet goed werkt, is gevallen of beschadigd, of in water is gevallen
- Houd het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen
- Nooit gebruiken tijdens het slapen of dromen
- Geen voorwerpen in een opening of aansluiting van het apparaat steken
- Gebruik dit apparaat niet als het defect is of als er onderdelen ontbreken

- Voorkomt dat kleine kinderen of huisdieren met het apparaat of de voedingsadapter spelen
- Niet buitenshuis met de voedingsadapter gebruiken, of op plaatsen waar sprayproducten worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend

Bewaar deze handleiding samen met uw aankoopbon voor toekomstig gebruik.

BELANGRIJKE PUNTEN VOOR GEBRUIK VAN UW LANSINOH® ENKELE ELEKTRISCHE BORSTKOLF

De aansluitingen niet wassen of steriliseren.

Toeschiet- en Expressiefunctie

Wanneer baby's borstvoeding krijgen, beginnen ze snel te zuigen om het toeschieten en melkstroom te stimuleren. Zodra uw melk toeschiet, zuigt de baby de melk door langzamer en dieper te zuigen. Hoewel het exact nabootsen van de manier waarop de baby zuigt niet mogelijk is, biedt de Lansinoh® Enkele Elektrische Borstkolf twee verschillende fasen om het natuurlijk ritme te stimuleren - de Toeschietfase en de Expressiefase.

De Toeschietfase (Fase 1) is een snellere afkolfing om het toeschieten en de stroom van uw melk te stimuleren.

De Expressiefase (Fase 2) heeft 6 instelbare zuigkrachten die kunnen worden aangepast aan uw comfort.

Toetsenpaneel

Uw Lansinoh® Enkele Elektrische Borstkolf heeft verborgen LED-lampjes onder het paarste toetsenpaneel om duidelijk aan te geven welke zuig- en fase-instelling u gebruikt.

Met toetsen kunt u tussen verschillende fasen schakelen. Fase 1 (Toeschiet) wordt aangegeven met langzaam dimmende LED-lampjes. Fase 2 (Expressie) wordt aangegeven met onveranderende LED-lampjes.

Elke fase heeft 6 zuigkrachtniveaus. Met de +/- toets kunt u het zuigniveau verhogen en met de - toets kunt u het zuigniveau verlagen. Lansinoh adviseert u het niveau en de fase te selecteren die het beste voor u werkt.

Maximaal 6 LED-lampjes gaan oplichten, afhankelijk van de gekozen zuigkracht. Na 20 seconden blijft alleen de hoogste (meeste rechte) LED branden om aan te geven dat de kolf is ingeschakeld en als aanduiding welke stand momenteel is geselecteerd. De onderste LED's worden automatisch uitgeschakeld om energie te besparen.


Wanneer de kolf wordt ingeschakeld, begint deze in Fase 1 (Toeschiet) en schakelt na 2 minuten automatisch over naar Fase 2 (Expressie). De kolf blijft standaard altijd op zuigkracht 1 bij het starten en bij het schakelen tussen Toeschiet- en Expressiefasen. De zuigkrachtniveaus kunnen ingesteld worden met de +/- toetsen.

Als u Fase 1 (Toeschiet) wilt overslaan, kunt u op de +/- toets drukken om naar Fase 2 (Expressie) te schakelen. Het is altijd mogelijk om terug te keren naar Fase 1 (Toeschiet) als dat nodig is.

De kolf wordt naar 60 minuten automatisch uitgeschakeld.


Lansinoh® is beschikbaar voor advies voor gebruik van de borstkolf. Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via +44 (0) 113 205 4201 of via help@lansinoh.co.uk in het Verenigd Koninkrijk, of u kunt contact opnemen met de leverancier in uw land.

02. Diagram van kolf




Bedieningselement, Display en Functies

- 01 Aan/Uit-toets
- 02 Toets voor verhoging zuigniveau
- 03 Toets voor verlaging zuigniveau
- 04 Toets om te schakelen van Toeschietfase naar Expressiefase en weer terug.
- 05 LED-zuigkrachtindicator



- 06 Aansluiting
 - 07 Batterijhouder voor 6 AA batterijen (niet inbegrepen)
- LET OP: Opladbare batterijen worden niet aanbevolen.



03. Onderdelen van Lansinoh® Enkele Elektrische Borstkolf

(Appendix 1)

Onderdeel/Onderdeelnummer

- 01 Aansluiting 800mm # 54100
- 02 Kolf/aansluiting # 53453
- 03 Borsttrechter (standaard) # 54101
- 04 ComfortFit™ Siliconen borstschild (standaard) # 54103
- 05 Borstschildhouder # 53454
- 06 Membran # 54105
- 07 Membrandop # 53410
- 08 Wit ventiel (1+1) # 53401
- 09 160ml fles (1) # 53451
- 10 Ring (1) en Afsluiting fles (1) # 53450
- 11 Voedingsadapter/netsoor
- 12 Fleshouder (1) # 53452

Voor elk gebruik ...

- Altijd uw handen grondig met water en zeep wassen voordat u de Moedermelk Expression Set, de borstkolf of hulpstukken hanteert.
- De Moedermelk Expression Set uit elkaar halen om te reinigen. Leg de aansluitingen apart omdat deze niet gewassen of gesteriliseerd hoeven te worden.
- Gebruik de borstkolf niet als vloeistof of vocht zichtbaar is in de aansluiting. Eerst grondig drogen als vocht wordt geconstateerd.

04. Reinigingsaanwijzingen

Behoudens andersluidende aanwijzingen van uw zorgverlener, deze aanwijzingen voor sterilisatie en reiniging opvolgen.

Sterilisatie

1. Het apparaat voor gebruik uit elkaar halen en alle onderdelen van de Moedermelk Expression Set die in contact komen met moedermelk 10 minuten koken. De set omvat alle onderdelen behalve de voet van de kolf, de stekker en aansluitingen.
- **Opmerking:** Zorg ervoor dat u voldoende water gebruikt om de onderdelen te laten drijven tijdens het koken
- **Opmerking:** Onderdelen van de aansluitingen nooit koken
2. Alle onderdelen na het koken direct uit het water verwijderen.
3. Grondig aan de lucht drogen alvorens het apparaat weer in elkaar te zetten en opnieuw te gebruiken.
- **Opmerking:** Niet goed gedroogde onderdelen kunnen invloed hebben op de werking van de kolf. Zorg ervoor dat onderdelen helemaal droog zijn voor gebruik

Reinigen

- De onderdelen van de aansluitingen apart houden. Deze onderdelen hoeven niet te worden gewassen of gesteriliseerd omdat de membraan voorkomt dat ze in contact komen met de moedermelk.
- Het borstschild en houders kunnen worden gereinigd in het bovenste vak van uw vaatwasser of kunnen met de hand worden gewassen met afwasmiddel in warm water. Voor het beste resultaat adviseren wij het gebruik van een zuigflesborstel om de fles te reinigen en een speenborstel om de binnenkant van het borstschild schoon te maken. Gebruik GEEN oplos- of schuurmiddelen.
- Spoelen met warm, schoon water.
- Alle andere delen van het kolfapparaat moeten met de hand worden gewassen om schade te voorkomen en de levensduur te verlengen.
- Om uw borstkolf schoon te maken, de voet met een vochtige doek met water of een milde zeep afnemen. De onderdelen van de aansluiting niet wassen of steriliseren.
- **Opmerking:** Zorg ervoor dat de membranen geheel droog om de beste resultaten te verzekeren.
- **Opmerking:** Voordat u de Moedermelk Expression Set in gebruik neemt, de onderdelen zorgvuldig controleren op barsten, scheuren, verkleuring of aantasting. Beschadigde onderdelen kunnen een nadelige invloed hebben op de werking van de Moedermelk Expression Set.

05. De Moedermelk Expression Set in elkaar zetten (Appendix 2)

Uw Moedermelk Expression Set in de Lansinoh®-verpakking is al in elkaar gezet. Reinig de onderdelen van de Moedermelk Expression Set (behalve onderdelen van de aansluitingen) beschreven in het hoofdstuk "Reiniging". Nadat alle onderdelen schoon en droog zijn, de set als volgt in elkaar zetten:

1. Plaats het paarsgekleurde membraan met de pijl naar boven gericht (de pijl moet zichtbaar zijn) bovenop de houder van het borstschild. Zorg ervoor dat pijlen in de richting van het ComfortFit™ borstschild wijzen.
2. Zet vervolgens de dop van het membraan op de behuizing van het borstschild door met de klok mee te draaien en de paarsgekleurde membraan af te sluiten.
3. Duw het zachte siliconen ComfortFit™ borstschild in de trechter. Opmerking Zorg ervoor dat de rand van de borststrechter goed in de rand van het borstschild past en dat de trechter van het schild goed is uitgelijnd binnen de kegel.
4. Duw het ComfortFit™ borstschild en de kegel vervolgens in de houder van het borstschild.
5. Het witte ventiel voorzichtig vastmaken aan de onderkant van de houder van het borstschild.
Opmerking: Wees voorzichtig bij het hanteren en het schoonmaken van het kleine witte ventiel.
6. Schroef de opvangfles aan de houder van het borstschild.
7. Steek de aansluiting in de achterkant van de membraandop; zorg ervoor dat deze goed vastzit.
8. Bevestig de aansluiting aan de borstkolf.

06. Kolf tips

Het belangrijkste bij het afkolven is de mogelijkheid het toeschieten van moedermelk te stimuleren. Dit is het moment dat de melk vrij gaat stromen. Warme vochtige compressen aangebracht op de borsten en zachte, cirkelvormige massage van de borsten vóór en/of tijdens het afkolven kan helpen om deze natuurlijke reflex stimuleren. Denken aan of kijken naar uw baby, of een foto van uw baby als u niet samen bent, kan ook nuttig zijn. U kunt ook de Lansinoh® Therapear™ 3-in-1 Borsttherapie proberen. Deze kan helpen met uw melkgatje.

Sommige moeders kunnen meer dan één toeschieting per afkolving bereiken. U kunt mogelijk een tweede of derde toeschieting tijdens het afkolven bereiken door terug te keren naar de (Toeschiets-) fase door op de  te drukken.

Hoe lang afkolven

Moedermelk wordt geproduceerd op basis van vraag en aanbod. Door uw moedermelk regelmatig af te kolven, wordt uw lichaam gestimuleerd uw melkproductie te handhaven. Net als bij borstvoeding, is het niet nodig om uw afkolfsessies te timen, hoewel u met een borstkolf een beter gevoel krijgt van de tijd die nodig is voor uw lichaam om melk af te kolven.


Als u nog vragen heeft over borstvoeding of aanpak, raadpleeg uw verloskundige, consultatiebureau of andere zorgverlener of bezoek www.lansinoh.co.uk.

Tips voor afkolven en voeden

- U kunt de ene borst afkolven en gelijktijdig uw baby voeden met de andere borst. Hierdoor kunt u het afkolven optimaliseren door gebruik te maken van de reflex die door het zuigen van de baby wordt gestimuleerd.
- U kunt ook gebruik maken van de Lansinoh® mOmnia® Fles met de NaturalWave™ speen, waarvan klinisch is bewezen dat ze helpen om de baby aan een vast patroon te houden, waardoor u kunt wisselen van borst naar fles en weer terug.
- Mocht u ervoor kiezen om de Lansinoh® mOmnia® Fles met NaturalWave™ speen te gebruiken om uw baby afgekolfd moedermelk te voeden, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
- Altijd de temperatuur testen van een vloeistof die u aan uw baby geeft.
- Laat een kind een fles niet mee naar bed nemen of zelf drinken zonder toezicht.

07. De Lansinoh® Enkele Electriche Borstkolf gebruiken

Gebruik van de Lansinoh® Enkele Electriche Borstkolf




Voor optimale melkstroom de onderstaande aanwijzingen opvolgen:

1. Zorg ervoor dat alle aansluitingen goed zijn bevestigd.
2. Houd de Moedermelk Expression Set tegen uw borst met de tepel in het midden en naar de buis van het borstschild gericht.
3. Zorg ervoor dat de borst het borstschild volledig vult zodat een vacuüm ontstaat en er geen lucht ontsnapt. Als u wrijving of ongemak op uw tepels voelt, is het mogelijk dat u een ander formaat borstschild moet gebruiken. Borstschilden van groter formaat zijn beschikbaar. Voor meer informatie kunt u bellen met +44 (0) 113 205 4201, www.lansinoh.co.uk bezoeken of contact opnemen met uw leverancier.
4. De Moedermelk Expression Set en tepelbuis moet iets naar beneden gekanteld zijn zodat de melk naar de fles stroomt.
5. De Aan/uit-toets enkele seconden ingedrukt houden om de kolf aan te zetten.
6. Wanneer de kolf wordt ingeschakeld, begint deze in Fase 1 (Toeschiets) en schakelt na 2 minuten automatisch over naar Fase 2 (Expressie).
7. Als de melk eerder begint te stromen drukt u op de  toets om de expressiefase te veranderen.
8. De kolf staat aan het begin en bij het wisselen tussen Toeschiets - en Expressiefasen standaard altijd op zuigniveau 1. De zuigniveaus kunnen ingesteld worden met de  en  toetsen.
9. Als u fase 1 (Toeschiets) wilt overslaan, kunt u op de  toets drukken om naar fase 2 (Expressie) te schakelen. Het is altijd mogelijk om terug te keren naar fase 1 (Toeschiets) als dat nodig is.
Opmerking: Indien op enig moment de zuigkracht op uw borst ongemakkelijk wordt, de zuigkracht verminderen door op de  toets te drukken.
10. Wanneer een kolfessie is voltooid, schakelt u de pomp uit met de Aan/uit-toets. Zorg dat er geen zuigkracht op de tepel is voordat u het borstschild van de borst verwijdt. Indien nodig de zuigkracht opheffen door een vinger tussen het borstschild en uw borst te duwen. Als de zuiging is verbroken, kunt u het borstschild veilig verwijderen.
11. Gebruik de speciale stand te voorkomen dat de fles omvalt en dat u melk mist.
12. Sluit de fles met de bijgeleverde dop en sluitring - 9 richtlijnen voor het bewaren van moedermelk in Hoofdstuk 9 opvolgen.

08. Electriche voedingsopties


De kolf kan met de onderstaande elektrische voeding worden gebruikt:

AC-netadapter (meegeleverd)



Sluit de AC-netadapter aan op de netvoedingaansluiting aan de rechterkant van de kolf. Steek de stekker van de AC-netadapter in een goed toegankelijk stopcontact. Elektrische veiligheid kan alleen worden verzekerd als de borstkolf is aangesloten op de meegeleverde AC-netadapter (zie hoofdstuk "Technische gegevens").

6 AA alkaline batterijen (niet inbegrepen)



Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst volgens de aangegeven polariteit (+) en (-). Sluit de batterijhouder door de kap voorzichtig aan te drukken totdat deze vast klikt. Verwijder de batterijen als de pomp langere tijd niet wordt gebruikt. Gooi de batterijen weg volgens de milieuvorschriften en voor recycling. Vervang alle batterijen tegelijkertijd. Houd er rekening mee dat de pomp niet is ontworpen voor gebruik met oplaadbare batterijen. Geen oude en nieuwe batterijen samen gebruiken. Gebruik geen alkaline en standaard (zink-koolstof) batterijen. Als de batterijen in de borstkolf zijn geplaatst terwijl de AC-netadapter wordt gebruikt, zal de borstkolf de voeding van de adapter in plaats van de batterijen gebruiken. Voor het meest economische gebruik adviseren wij gebruik van de borstkolf met de meegeleverde AC-netadapter. Uw AC-netadapter heeft een universele stekkeradapter en kan worden gebruikt met 100V tot 240V met 50 en 60 Hz.

09. Richtlijnen voor bewaren van moedermelk

Richtlijnen voor het bewaren en ontdooien van moedermelk voor gezonde baby's.

Neem contact op met uw arts, verloskundige of consultatiebureau voor specifieke instructies voor opslag.

Wanneer u moedermelk invriest, de flessen niet meer dan ¾ vullen om ruimte over te laten voor uitzetting door bevriezing. De fles markeren met de datum waarop u de melk hebt afgekolfd. Gebruik de oudste moedermelk het eerst.

Kamertemperatuur	(<26°C)	6 Uren
Koelkast	(>4°C)	3 Dagen
Koelkast	(<4°C)	5 Dagen
Vriesvak van koelkast		2 Weken
Vriezer	(<-18°C)	6 Maanden

*La Leche League (2012)

Opmerking: Moedermelk NIET in de deur van de koelkast/ vriezer bewaren. De deur is vaak het warmste gedeelte in een koelkast/vriezer.

Ontdooien

Ontdooi ingevroren melk in de koelkast of plaats de fles onder koud stromend water en gebruik geleidelijke warmer water totdat de melk is ontdooid. Ontdooide melk kan maximaal 24 uur in de koelkast worden bewaard.

LET OP: Moedermelk NIET opnieuw invriezen nadat het is ontdooid.

Schud de fles met ontdooid moedermelk zachtjes voordat u de fles aan de baby geeft om de vetlagen die gescheiden zijn weer te mengen. Moedermelk is niet homogeen en de "vette laag" stijgt naar boven in de fles. Moedermelk kan variëren in kleur en consistentie afhankelijk van de tijd van de dag dat de melk werd afgekolfd, wat u heeft gegeven, en de leeftijd van de baby op het moment van afkolven.

LET OP: VERWARM MOEDERMELK NIET IN DE MAGNETRON! De magnetron verandert de samenstelling van de melk. De magnetron kan ook "hete deeltjes" in de melk veroorzaken die baby's kunnen verwonden.

LET OP: Ontdooi moedermelk NIET in erg warm of kokend water.

10. Technische gegevens

1. Electriche voeding
- Gebruik met batterijen: 6 AA alkaline batterijen (niet inbegrepen), in serie aangesloten. Gebruik geen oplaadbare batterijen. Gebruiksduur met batterijen: Ongeveer 2 uur met 6 alkaline batterijen (niet inbegrepen).
- Gebruik met AC-adapter: 100V/240V wandcontactdoos met AC-adapter, galvanisch gescheiden met 9V DC uitgangsspanning. Vermogensverlies: Maximaal 10 Watt
- Spanningsregeling: Lineaire voltage regelaar met lage uitspanning en kortsluitbescherming.

2. Regelsysteem

Regel eenheid: Microcontroller met geïntegreerd

programmeergeheugen

Programmeergeheugen: 8K flash ROM, 1K RAM geheugen

Er zijn 2 fasen: expressie en toeschiet zijn selecteerbaar met het toetsenpaneel.

Instelbaar zuigniveau: 6 zuigniveaus kunnen worden geselecteerd en ingesteld met het toetsenpaneel.

Zuigvacuum niveau: Minimaal 56 mmHg, maximaal 225 mmHg

Naleving van regelgeving

Type BF toegepast onderdeel



Warning: Children have STRANGLED in cords. Keep the cords out of the reach of children.

Opgelet: Kinderen kunnen door snoeren GEWURGD worden. Houd snoeren buiten het bereik van kinderen.

Technische gegevens

Stroomvoorziening

AC-netadapter (meegeleverd)

AC-netadapter - EU

Configuratiesleutel

Type 100V/240V stekker

AC-netadapter, galvanisch gescheiden adapter met 9V DC

uitgangsspanning

Batterijen (niet ingeboren) 6 AA batterijen, 1,5 V alkaline

Naleving regelgeving UL (E314167) en CSA-goedgekeurd met

voedingadapter voor EU

11. Problemen oplossen

Problemen met de Lansinoh® Enkele Elektrische Borstkolf oplossen

Onderbreking van de elektrische functie

Ga als volgt te werk bij onderbreking van normale werking van de elektrische en/of mechanische functie van de borstkolf:

- Haal de stekker van het netsnoer van de AC-adapter uit het stopcontact.
- Wacht enkele seconden en sluit de AC-netadapter weer aan op het stopcontact. Als de elektrische storing aanhoudt, probeer de borstkolf dan met de zes AA-batterijen te gebruiken nadat u de AC-netadapter hebt losgekoppeld.

Ongemak tijdens het afkolven

Als u ongemak ervaart, kunt u een ander formaat borstschild proberen. Ga naar www.lansinoh.co.uk of bel naar +44 (0) 113 205 4201 in het Verenigd Koninkrijk of neem contact op met uw leverancier.

Verminderde zuigkracht

Probeer het volgende als u het gevoel heeft dat de zuigkracht verminderd:

- Verwijder de aansluiting van de borstkolf en plaats een vinger op de aansluiting. Als u zuigkracht voelt, dan werkt de borstkolf correct. Het is echter mogelijk dat de Moedermerk Expression Set niet goed is gemonteerd of dat het witte ventiel is beschadigd. Als er geen zuigkracht op uw vinger voelt, de netadapter uit het stopcontact halen, enkele seconden wachten en de stekker weer op het stopcontact aansluiten.
- Zorg ervoor dat de Moedermerk Expression Set correct is gemonteerd. Raadpleeg de montageaanwijzingen in het hoofdstuk "De Moedermerk Expression Set in elkaar zetten".
- Controleer het witte ventiel op scheuren of kleine gaatjes. Dit onderdeel is van cruciaal belang voor goede zuiging. Vervang het witte ventiel met een van de extra ventielen die bij het product zijn meegeleverd.

12. Moedermerk met de NaturalWave™

Peristaltische speen

- De NaturalWave™ Peristaltische speen is speciaal ontworpen voor:
- het aanhouden van regelmatige borstvoedingen.
 - eenvoudig wisselen tussen borst naar fles en weer terug.
 - een 'golfbeweging' van de tong van de baby in stilte.
 - instinctieve zuigactie te bevorderen voor een natuurlijke orale ontwikkeling.



1. **Aansleggen**
Lippen naar buiten en aangelegd op het tepelhof.




2. **Peristaltische tongbeweging**
Tong beweegt in een soepele "golvende" beweging om de tepel samen te drukken en melk uit te drukken. Dit stimuleert de natuurlijke orale, kaak en gezicht ontwikkeling. Feit: De tong van de baby herhaalt de peristaltische beweging ongeveer 800 tot 1000 keer per borstvoedingsessie.



3. **Slikken**
De achterkant van de tong van de baby gaat omhoog en geleidt de melk naar de slokdarm.

De NaturalWave™ Peristaltische Speen is ontworpen en is klinisch bewezen om een natuurlijk voedingspatroon te stimuleren.



1. Punt van de speen

Baby controleert de melkstroom.

2. Zacht 100% siliconen

Reikt en buigt voor optimale compressie.

3. Verticale ribbels aan binnenkant

Verstevigt de speenstructuur waardoor deze sterk blijft.

4. Unieke geleidelijk hellende vorm

Zorgt voor vlotte peristaltische tongbeweging.

5. Brede getextureerde speenbasis

Voor gemakkelijk aanleggen en effectieve zuigkracht.

6. AVS

Vermindert luchtopname, een potentiële oorzaak van kolieken.


Eendelig speenontwerp voor trage, medium en snelle melkstroom.

Uitsluitend borstvoeding wordt aangeraden gedurende de eerste 6 maanden in het leven van de baby. Borstvoeding en moedermelkproductie moeten goed op punt staan voordat een fles en speen worden gebruikt.

Instructies voor gebruik: Vullen met de vereiste hoeveelheid vloeistof uit het schroefdeksel vastdraaien. Verwarmen in een magnetron wordt aangeraden. Als u ervoor kiest om voeding te verwarmen in de magnetron, de fles niet afsluiten. Verwijder de speen, kraag en kapje bij verwarming in de magnetron. Goed schudden voor gebruik en controleer altijd de temperatuur voor u de fles aan de baby geeft. Ongelijkmatig verwarmde voeding kan de mond van de baby bezeren. Moedermerk niet in de magnetron verwarmen omdat dit de samenstelling van de melk verandert. Reinig het apparaat vóór het eerste gebruik. Plaats de speen en de fles met alle onderdelen gedurende 5 minuten in kokend water vóór gebruik om producthygiëne te verzekeren. Let erop bij vervoer van een volle fles dat de dop is aangebracht en dat de speen midden in de dop zit om de "lekbescherming"-functie van het apparaat te activeren.

Reiniging: Plaats het apparaat vóór het eerste gebruik gedurende 5 minuten in kokend water, laat het afkoelen en speel alle onderdelen grondig af. Dit is belangrijk om de hygiëne te waarborgen. De fles kan ook afgewassen worden in het bovenste rek van de vaatwasser en gesteriliseerd (open) in de magnetron of met een speciale steriliseermachine. Was steeds alle componenten van het product onmiddellijk na gebruik. Waspen in een warm sopje en goed naspoelen. Reinig voor elk gebruik.

In elkaar zetten: Na grondig drogen de voedingsspeen door het schroefdeksel steken. Bevestig de schroef dop stevig op de fleshal.



Voorzorgsmaatregelen: Bewaren op een droge en afgesloten ruimte als het niet gebruikt wordt. Gebruik dit product altijd met toezicht van een volwassene. Niet schoonsmaken, oplossen of in aanraking laten komen met oplosmiddelen of agressieve chemicaliën. Dit kan schade veroorzaken. Het apparaat niet blootstellen aan direct zonlicht of andere warmtebronnen, en plaats het niet in een desinfecterende (sterilisatie) oplossing voor langer dan voorgeschreven. De vloeistof niet opwarmen door de fles op een gasfornuis of elektrische kookplaat te plaatsen en niet in elektrische ovens plaatsen.

WAARSCHUWING voor de veiligheid en gezondheid van uw kind! Gebruik dit product altijd met toezicht van een volwassene. Gebruik nooit voedingspennen als fopspeen. Voortdurend en langdurig zuigen van vloeistoffen kan tandbederf in de hand werken. Controleer altijd de temperatuur vóór het voeden. Houd alle componenten die niet gebruikt worden buiten het bereik van kinderen. Laat een baby niet alleen met het al dan niet gedemonteerd apparaat om het risico van letsel of verstikingsgevaar te vermijden.

WAARSCHUWING: Tandbederf bij jonge kinderen kan optreden, ook wanneer niet gesuikerde vloeistoffen worden gebruikt. Dit kan gebeuren als de baby de fles dagelijks langdurig mag gebruiken en vooral tijdens de nacht, wanneer er minder speeksel wordt aangemaakt, of wanneer de fles als fopspeen wordt gebruikt. De speen niet blootstellen direct zonlicht of andere

warmtebronnen, en laat deze niet achter in een desinfecterende (sterilisatie) oplossing langer dan voorgeschreven, omdat dit de speen week kan maken. Controleer vóór elk gebruik. Weggooiën bij het eerste aanraking van beschadiging of verwerking. Vervang de speen elke 7 weken voor veiligheid en hygiëne. Trek de speen in alle richtingen om de kwaliteit te controleren.

LET OP: Sommige sappen zijn steriel en oplossingen kan het silicone ondoorzichtig maken. Dit brengt geen veranderingen aan in de eigenschappen ervan. Moedermerk niet in de magnetron verwarmen omdat dit de samenstelling van de melk verandert. Verwarming in de magnetron kan gelokaliseerde hoge temperaturen veroorzaken. Wees extra voorzichtig bij het verwarmen in de magnetron. Opgewarmde voeding altijd roeren om zeker te zijn dat de warmte gelijk verdeeld is. Controleer de temperatuur vóór gebruik.

WAARSCHUWING: Verpakkingsmaterialen zijn geen onderdeel van het product. Voor de veiligheid van uw kind alle verpakkingsmaterialen verwijderen vóór gebruik, maar lees en bewaar de handleiding om later te kunnen raadplegen. Open laten in de magnetron.

13. Garantie

Beperkte productgarantie voor de consument

Dit product is aan de oorspronkelijke gebruiker (de "koper") gegarandeerd vrij van defecten in materiaal en vakmanschap die commercieel onacceptabel zijn voor de periode van een jaar vanaf de aankoopdatum op het kolffmechanisme en 90 dagen op alle andere onderdelen van het product. De garantie eindigt als dit product verkocht of op andere wijze aan een andere persoon overdraagt. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben, die variëren per rechtsgebied.

LANSINOH GEEFT GEEN GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK BEHALVE DIE IN BUJ DEZE EXPLICIET WORDEN VERMELD. IEDERE IMPLICITE GARANTIE, INCLUSIEF ENIGE IMPLICITE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF ENIGE IMPLICITE GARANTIE M.B.T. GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGestaan, IS IN DIJN BEPERKT TOT EEN PERIODE VAN 90 DAGEN VANAF DE AANKOOPdatum DOOR DE OORSPRONKELIJKE KOPER.

Indien Lansinoh® constateert dat het product niet in aanmerking komt voor de bovenstaande beperkte garantie, heeft de koper uitsluitend recht op reparatie door Lansinoh® of, naar goeddunken van Lansinoh®, vervanging van dit product zonder kosten voor een dergelijke vervanging of onderdelen.

LET OP: De koper is verantwoordelijk voor de kosten van het retourneren van dit product naar Lansinoh®. Deze garantie is niet van toepassing op een product dat verkeerd is gebruikt of gemodificeerd. Uitsluitend onderdelen van Lansinoh® worden aanbevolen voor gebruik met Lansinoh® borstvoedingproducten. Oneigenlijk of onjuist uitgevoerd onderhoud of reparaties of het gebruik van niet Lansinoh® onderdelen kan deze garantie doen vervallen.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGestaan IS LANSINOH NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT VERANGRIJKINGEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN INBREUK OP ENIGE SCHRIFTELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE.

Als u een claim wilt indienen onder deze garantie, neem dan telefonisch contact op via +44 (0) 113 205 4201 in het Verenigd Koninkrijk of neem contact op met uw leverancier. U krijgt, indien nodig, een adres om het product te retourneren, samen met uw originele gedateerde factuur of andere aankoopbewijs en een korte beschrijving van de problemen.

Verklaring voor Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) Alleen ter informatie

FCC-verklaring

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Draadloze Verklaring

Draadloze communicatieapparatuur zoals draadloze thuisnetwerkapparaten, mobiele telefoons, draadloze telefoons en hun basisstations, en wafkietalkies kunnen deze apparatuur beïnvloeden en moeten op een afstand van minimaal 3,5 meter van het apparaat worden geplaatst.

Stapelning

Dit apparaat mag niet naast of gestapeld op andere apparatuur worden gebruikt. Als naastgelegen of gestapeld gebruik noodzakelijk is, moet gecontroleerd worden of het apparaat normaal werkt in de configuratie waarin het zal worden gebruikt.

Dit is een persoonlijk verzorgingsproduct en kan daarom na opening niet worden geretourneerd. Als u problemen ervaart met dit product, neem dan telefonisch contact op met onze gratis klantenservice op +44 (0) 113 205 4201 in het Verenigd Koninkrijk of neem contact op met uw leverancier. Onze vertegenwoordiger zal u graag helpen.

De aanbevolen afstand tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur en het model @ 3Vrms

De Lansinoh Enkele Elektrische Borstkolf is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin uitgestraalde RF-storingen worden beheerst. De klant of de gebruiker van de Lansinoh Enkele Elektrische Borstkolf kan elektromagnetische interferentie helpen voorkomen door een minimale afstand aan te houden tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) en de Lansinoh Enkele Elektrische Borstkolf, zoals hieronder wordt aangegeven, overeenkomstig het maximaal uitgezonden vermogen van de communicatieapparatuur.

	Scheidingsafstand afhankelijk van de frequentie van de zender m			
Maximaal nominaal uitgangsvermogen van de zender W	150 kHz tot en met 80 MHz	80 Mhz tot en met 800 Mhz	800 Mhz tot en met 2,5 Ghz	
0,01	0,12	0,12	0,23	
0,1	0,37	0,37	0,74	
1	1,17	1,17	2,33	
10	3,69	3,69	7,38	
100	11,67	11,67	23,33	

Lansinoh® Laboratories, Inc. Jason House, Kerry Hill, Leeds, LS18 4JR, UK. lansinoh.co.uk

De fabrikant: Lansinoh Laboratories Saglik Gereceleri Tasarim San.Tic.Sthi. A.O.S.B – 10006 Sok. No:64 35620 Cigli / Izmir / Turkiye

Lansinoh © is een geregistreerd handelsmerk van Lansinoh Laboratories, Inc

©2014 Lansinoh Laboratories, Inc. Alle rechten voorbehouden.

304-013-00

Συγχαρητήρια!

Σχεδιασμένο για μητέρα που θηλάζει και θέλουν να συνεχίσουν να προσφέρουν στα μωρά τους το μητρικό τους γάλα, ακόμα κι όταν βρίσκονται μακριά από αυτό, το Ηλεκτρικό Θηλάστρο Lansinoh® σας επιτρέπει να αντλήσετε άνετα το μητρικό σας γάλα, με τρόπο γρήγορο και εύκολο.

Το Θηλάστρο μας

- Καθαρίζει, συνυπολογίζεται και χρησιμοποιείται εύκολα – Εγγυημένος υγιεινιστικός σχεδιασμός για μην εισέρχεται το γάλα στο σωλήνα – ο σωλήνας δεν χρειάζεται καθαρίσμα.
- Διαθέτει ρυθμιζόμενα επίπεδα αναρρόφησης με πλήκτρα +/- εύκολα στη χρήση.
- Διαθέτει ένδειξη LED ώστε να γνωρίζετε με ακρίβεια σε ποια ρύθμιση αναρρόφησης και σε ποια φάση βρίσκεστε.
- Περιλαμβάνει θηλή NaturalWave™ (με μύρια) που βοηθά στη διατήρηση των επιλεγμένων ανυψηθών θηλασμού.
- «Ανάλια → Αποθήκευση → Θηλασμός» Έρχεται με μία θηλή για άντληση, φύλλα και σίτηση για μεγαλύτερη ευκολία και άνεση (Περιλαμβάνονται Δίσκος Σφράγισης για αποθήκευση & θηλή NaturalWave™).
- Λειτουργεί με ρεύμα ή μπαταρία – 6 μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται).
- Είναι φιλικό προς το πλυντήριο πιάτων & τον αποστειρωτή (Δε χρειάζεται να πλύνετε τη σωλήνωση ή τον διασυνδεδετή της σωλήνωσης).

Εάν έχετε τυχόν απορίες, μπορείτε να καλέσετε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο τηλ. +44 (0) 113 205 4201 ή να στείλετε email στη διεύθυνση help@lansinoh.co.uk

Περιεχόμενα

01. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας
02. Διάγραμμα Αντίληψης
03. Εξαρτήματα Ηλεκτρικού Θηλάστρου Μονής Αντήλησης Lansinoh®
04. Οδηγίες Καθαρισμού
05. Συμβουλή για τον Στε Εγκυήνης Μητρικού Γάλατος
06. Συμβουλές Αντήλησης
07. Πώς χρησιμοποιείται το Ηλεκτρικό θηλάστρο Μονής Αντήλησης Lansinoh®
08. Επιλογές Λειτουργίας

09. Οδηγίες Αποθήκευσης Μητρικού Γάλατος
10. Τεχνικά Στοιχεία
11. Αντιμετώπιση Προβλημάτων
12. Σίσηση με μητρικό γάλα χρησιμοποιώντας την περισταλτική θηλή NaturalWave™
13. Εγγύηση

01. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας

Το Ηλεκτρικό Θηλάστρο Μονής Αντήλησης Lansinoh® είναι ένα αντικείμενο προσωπικής φροντίδας για λόγους υγιεινής δε θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται από άλλες μητέρες ή να επαναλαμβάνεται από μία μητέρα σε κάποια άλλη. Σε οποιοδήποτε αντίστοιχο περιπτώση, η εγγύηση δεν θα ισχύει.

Εάν είστε μητέρα και έχετε προβλήματα από Ηπατίτιδα Β, Ηπατίτιδα Γ ή από τον ιό HIV (κίς ανθρώπινος ανοσολόγητος ανεπάρκεια), η άντληση μητρικού γάλατος με το Ηλεκτρικό Θηλάστρο Lansinoh® δεν θα μειώσει ή εξαλείψει τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού στο μωρό σας μέσω του μητρικού γάλατος.

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικούς συσκευές, ιδίως όταν αυτό γίνεται παρουσία παιδιών, θα πρέπει πάντοτε να τηρούνται βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, μεταξύ των οποίων και οι εξής:

- Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση του προϊόντος**
Κίνδυνος: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας:
- Βγάλτε πάντα το προϊόν από την πρίζα αμέσως μετά τη χρήση
 - Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ενώ πλένετε
 - Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε το προϊόν σε σημεία από όπου μπορεί να πέσει ή να βρεθεί μέσα στην μπουνιέρα ή το νιπτήριο
 - Μην τοποθετείτε ή ρίχνετε την αντλία σε νερό ή άλλα υγρά
 - Μην προσπαθείτε να απομακρύνετε ηλεκτρική συσκευή που έχει πέσει στο νερό. Βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.

Προειδοποίηση: Για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή τραυματισμού:

- Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει ποτέ να μένει γρήγο επιβλήσει όταν βρίσκεται στην πρίζα
- Είναι απαραίτητο να επιβλέπεται προσεκτικά το προϊόν όταν χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά ή άτομα με αναπηρία
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν εάν έχει φοραθεί το καλώδιο ή η πρίζα, εάν δεν λειτουργεί κανονικά, ένα έχει υποστεί πτώση ή έχει καταστραφεί, ή εάν έχει πέσει στο νερό
- Φυλάσσετε το καλώδιο μακριά από θερμαντικές επιφάνειες
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν ενώ κοιμάστε ή έχετε υπνηλία
- Μη ρίχνετε το προϊόν κάτω ή εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο σε οποιοδήποτε άνοιγμα ή σωλήνωση
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχει σπάσει ή λείπουν ορισμένα εξαρτήματα
- Μην επιτρέψετε σε μικρά παιδιά ή κατοικίδια να παίξουν με τη μονάδα της αντλίας, το μετασχηματιστή ενυδαλούμενου ρεύματος, κτλ.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους με το μετασχηματιστή ενυδαλούμενου ρεύματος ή σε μέρη όπου χρησιμοποιούνται προϊόντα ψεκασμού με αεροζόλ ή ό όπου χρησιμοποιείται οξυγόνο

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες μαζί με την αποδείξη σας για μελλοντική αναφορά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΤΡΟΥ ΜΟΝΗΣ ΑΝΤΗΛΗΣΗΣ LANSINOH®

Μην πλένετε ή αποστειρώνετε τη σωλήνωση ή το διασυνδεδετή της σωλήνωσης.

Λειτουργία Διέγερσης και Εκδήλησης

Όταν τα μωρά θηλάζουν, ξεκινάει με γρήγορη αναρρόφηση για να ενεργοποιηθούν το κατέβασμα και τη ροή του γάλατος. Όταν κατέβει το γάλα στο, το παιδί αντίθετο το γάλα με πιο αργή, βαθύτερη αναρρόφηση. Παρότι τίποτα δεν μπορεί να μπηθεί ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο θηλάζει ένα μωρό από το στήθος της μητέρας του, για να προσομοιώνει το φυσικό θηλάστρο το Ηλεκτρικό Θηλάστρο Μονής Αντήλησης Lansinoh® προσφέρει δύο φάσεις: τη φάση Διέγερσης και τη φάση Εκδήλησης.

Η φάση Διέγερσης (Φάση 1) παρέχει ταχύτερη άντληση για να κατέβει το γάλα σας και να αρχίσει να ρέει.

Η φάση Εκδήλησης (Φάση 2) διαθέτει 6 ρυθμιζόμενα επίπεδα αναρρόφησης για να επιλέξετε αυτό που προτιμάτε.

Το Πληκτρολόγιο

Το Ηλεκτρικό Θηλάστρο Μονής Αντήλησης Lansinoh® διαθέτει κρυφή λαμπάκια LED κάτω από το μωβ πληκτρολόγιο σας που βοηθούν να δείτε σε ποια ρύθμιση αναρρόφησης και σε ποια φάση βρίσκεστε.

Το Πλήκτρο (C) σας βοηθάει να μεταβείτε από τη μία φάση στην άλλη. Στη Φάση 1 (Διέγερση) οι ενδείξεις LED έχουν μια αργή αύξηση της έντασης του φωτός. Στη Φάση 2 (Εκδήληση) οι ενδείξεις LED παραμένουν σταθερές.

Κάθε φάση διαθέτει 6 επίπεδα αναρρόφησης. Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο (C) μπορείτε να αυξήσετε το επίπεδο αναρρόφησης, και με το πλήκτρο (C) να το μειώσετε. Η Lansinoh σας προτείνει να επιλέξετε το επίπεδο και τη φάση που σας ταιριάζει καλύτερα.

Υπάρχουν 6 συνολικά ενδείξεις LED που φωτίζονται ανάλογα με το επιλεγμένο επίπεδο αναρρόφησης. Μετά από 20 δευτερόλεπτα, μόνο η φώτιση των ενδείξεων LED (η τελευταία δεξιά) θα παραμείνει αναμμένη, δηλώνοντας ότι το σώμα της αντλίας είναι αναμμένο και πληροφορούμαστε σας ποιο επίπεδο αναρρόφησης έχετε επιλέξει. Η χαμηλότερη ένδειξη LED θα σβήσει αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας.


Όταν η αντλία είναι αναμμένη, ξεκινάει με τη φάση 1 (Διέγερση) και μεταβαίνει αυτόματα στη Φάση 2 (Εκδήληση) μετά από 2 λεπτά. Η αντλία διαθέτει δύο ως προεπιλογή το επίπεδο αναρρόφησης 1 όταν αρχίζει να λειτουργεί και όταν μεταβαίνει από τη φάση Διέγερσης στη φάση Εκδήλησης. Τα επίπεδα αναρρόφησης μπορούν στη συνέχεια να προσαρμοστούν χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα (C) και (C).

Εάν προτιμάτε να παρακάμψετε τη φάση 1 (Διέγερση), πιέστε απλώς το πλήκτρο (C) για να μεταβείτε στη φάση 2 (Εκδήληση). Έχετε την δυνατότητα να επιστρέψετε στη φάση 1 (Διέγερση) όταν χρειάζεται.

Η αντλία θα κλείσει αυτόματα μετά από 60 λεπτά.


Η Lansinoh® βρίσκεται εδώ για να σας υποστηρίξει στο ταξίδι του θηλασμού σας. Εάν έχετε τυχόν ερωτήσεις, μη διστάστε να επικοινωνήσετε μαζί μας καλώντας στο +44 (0) 113 205 4201 ή στέλνοντας email στο help@lansinoh.co.uk στο Νημεμένο Βασιλείο, ή να επικοινωνήσετε με τον τοπικό σας διανομέα.

02. Διάγραμμα Αντίληψης




Βασικοί Έλεγχοι, Οθόνη και Χαρακτηριστικά


01. Πλήκτρο Λειτουργίας On/Off (C)
02. Πλήκτρο Αύξησης Επιπέδου Αναρρόφησης (C)
03. Πλήκτρο Μείωσης Επιπέδου Αναρρόφησης (C)
04. Πλήκτρο για μεταβίβαση από τη φάση Διέγερσης στη φάση Εκδήλησης και το αντίστροφο.
05. Ενδείξη LED για το Επίπεδο Αναρρόφησης



06. Εισόδος Σωλήνωσης
 07. Θήκη μπαταριών για 6 Μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται)
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δε συνιστάται η χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών.



08. Υποδοχή Διασυνδεδετή Μετασχηματιστή Ενυδαλούμενου Ρεύματος
09. Μετασχηματιστής Ενυδαλούμενου Ρεύματος



03. Εξαρτήματα Ηλεκτρικού θηλάστρου Μονής Αντήλησης Lansinoh® (Appendix 1)

Εξάρτημα/Αρθρο Εξαρτήματος

01. Σωλήνωση 800mm#54100
02. Διασυνδεδετή Αντλίας #53453
03. Κωνικός Στήθος (standard) #54101
04. ComfortFit™ Μοσλαράκι Σωλήνωσης για τον Στήθος (standard) #54103
05. Σώμα Μοσλαράκι Σωλήνωσης #53454
06. Διαφράγμα #54105
07. Καπάκι Διαφράγματος # 53410
08. Λευκή Βολβίδα (1+1) # 53401
09. Περιέκτης 160ml (1) # 53451
10. Δακτύλιος Περιέκτη (1) και Δίσκος Σφράγισης (1) # 53450
11. Μετασχηματιστής Ενυδαλούμενου Ρεύματος/Καλώδιο Ρεύματος
12. Μηχανισμός Συγκράτησης Φώλης (1) # 53452

Πριν από κάθε χρήση...

- Πλένετε πάντα καλά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό προτού χρησιμοποιήσετε το Σετ Εκθάλξης Μητρικού Γάλατος, το σώμα της αντλίας, ή άλλα εξαρτήματα.
- Αποσυναρμολογήστε το Σετ Εκθάλξης Μητρικού Γάλατος για να το καθαρίσετε. Αφαιρέστε τη σωλήνωση στην αρχή, καθώς δεν χρειάζεται να πλυθεί ή να αποστειρωθεί.
- Μη χρησιμοποιείτε την αντλία εάν είναι ορατό υγρό ή υπάρχει υγρασία μέσα στη σωλήνωση, αλλά αφαιρέστε την πρώτα να στεγνώσει καλά προτού την χρησιμοποιήσετε.

04. Οδηγίες Καθαρισμού

Εκτός εάν ο πάροχος φροντίδας υγείας που συμβουλεύεστε σας δώσει διαφορετικές οδηγίες, ακολουθείστε τις ακόλουθες οδηγίες αποστείρωσης και καθαρισμού.

Αποστείρωση

1. Προτού χρησιμοποιήσετε το σετ για πρώτη φορά, αποσυναρμολογήστε και βράστε επί 10 λεπτά όλα τα εξαρτήματα του Σετ Εκθάλξης Μητρικού Γάλατος που έρχονται σε επαφή με το μητρικό γάλα. Το σετ περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα, εκτός από τη βάση της αντλίας, την πρίζα, τη σωλήνωση και το διασυνδεδεμένο τη σωλήνωσης.
- **Σημείωση:** Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε αρκετό νερό ώστε τα εξαρτήματα να επιπλέουν κατά διάρκεια του βρασμού
- **Σημείωση:** Μη βράζετε τη σωλήνωση και το διασυνδεδεμένο τη σωλήνωσης
2. Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από το νερό αμέσως αφού τα βράσετε.
3. Αφαιρέστε τα εξαρτήματα σε στεγνώνοντα πλινθώσιον αέρα προτού αναρμολογήσετε τη συσκευή και τη χρησιμοποιήσετε.
- **Σημείωση:** Εξαρτήματα που δεν έχουν στεγνώσει πλήρως ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία της αντλίας. Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα είναι απολύτως στεγνά πριν από τη χρήση

Καθαρισμός

- Τοποθετήστε στην άκρη τη σωλήνωση και το διασυνδεδεμένο τη σωλήνωσης. Τα εξαρτήματα αυτά δεν χρειάζονται πλύσιμο ή αποστείρωση, καθώς το διαβόητο να απορρίπτεται από το νερό ή ερχονται σε επαφή με το μητρικό γάλα.
- Το μητρικό γάλα για το στήθος και οι περικοπές μπορούν να πλυθούν στο πάνω τμήμα του πλυντηρίου πιάτων σας ή να στο χέρι με νερό για τα πιάτα και ζεστό νερό. Για καλύτερα αποτελέσματα, σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε βουρτσάκι για μισή ώρα για να καθαρίσετε τον περικόπη και βουρτσάκι θηλής για να καθαρίσετε το εσωτερικό του μητρικού γάλατος για το στήθος. ΜΗ χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λευκαντικά μέσα.
- Ξεπλύνετε με ζεστό, καθαρό νερό.
- Όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα του σετ εκθάλξης μητρικού γάλατος θα πρέπει να πλένονται στο χέρι για να προληφθεί η φθορά και να παραταθεί ο χρόνος ζωής τους.
- Για να καθαρίσετε το θηλαστήριο σας, σκουπίστε τη βάση με ένα υγρό πανί, χρησιμοποιώντας σέκο νερό ή ήπιο σαπούνι.
- **Μην πλένετε ή αποστειρώνετε τη σωλήνωση ή το διασυνδεδεμένο τη σωλήνωσης.**
- Σημείωση: Για καλύτερα αποτελέσματα, βεβαιωθείτε ότι τα διαβόητα είναι απολύτως στεγνά προτού να χρησιμοποιήσετε.
- Σημείωση: Προτού χρησιμοποιήσετε το Σετ Εκθάλξης Μητρικού Γάλατος, ελέγξτε τα μεμονωμένα εξαρτήματα για τυχόν ρωγμές, θραύση, γραντζουνίες, αποκολλημένο ή φθορά, καθώς ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργικότητα του Σετ Εκθάλξης Μητρικού Γάλατος.

Επισκεφτείτε το www.lansinoh.co.uk ή καλέστε στο +44 (0) 113 205 4201 στο Ηνωμένο Βασίλειο ή επισκεφτείτε με τον τοπικό σας διανομέα για περαιτέρω οδηγίες και ανταλλάκτικα.

05. Συναρμολόγηση του Σετ Εκθάλξης Μητρικού Γάλατος (Appendix 2)

Το Σετ Εκθάλξης Μητρικού Γάλατος έρχεται προ-συναρμολογημένο σε συσκευασία προϊόντων Lansinoh®. Καθαρίστε τα εξαρτήματα του Σετ Εκθάλξης Μητρικού Γάλατος (εκτός από τη σωλήνωση και το διασυνδεδεμένο τη σωλήνωσης) όπως περιγράφεται στην ενότητα «Οδηγίες Καθαρισμού». Όταν όλα τα εξαρτήματα είναι καθαρά και έχουν στεγνώσει πλήρως, συναρμολογήστε το σετ εκθάλξης ως εξής:

1. Τοποθετήστε το μωβ διαβόητο, με το βέλος να δείχνει προς το πάνω (ορατό βέλος), πάνω από το σώμα του μητρικού γάλατος για το στήθος. Βεβαιωθείτε ότι τα βέλη δείχνουν προς το μητρικό γάλατος στήθος ComfortFit™.



2. Στη συνέχεια, ασφαλίστε το καπάκι του διαβόητου πάνω στο σώμα του μητρικού γάλατος για το στήθος, στερεώνοντάς το με τη φορά των δεικτών του ρολογιού κι ευσταθίζοντας το μωβ διαβόητο.
3. Σπρώξτε το μητρικό γάλα στο στήθος ComfortFit™ από μαλακή ολκίνη μέσα στον κύανο για το στήθος.
- Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι ο άκρο του κύανου για το στήθος είναι ασφαλισμένο μέσα στο χέλιος του μητρικού γάλατος για το στήθος και ότι η χροήνη του μητρικού ευθυγραμμίζεται εντός του κύανου.

4. Στη συνέχεια ασφαλίστε το μητρικό γάλα για το στήθος ComfortFit™ και τον κύανο μέσα στο σώμα του μητρικού γάλατος για το στήθος.
5. Ασφαλίστε απαλά τη λευκή βαλβίδα στο κάτω μέρος του σώματος του μητρικού γάλατος για το στήθος.
- Σημείωση:** Απαιτείται προσοχή κατά το χειρισμό και το καθαρισμό της **μικρής λευκής βαλβίδας**.
6. Βιδώστε τη φιάλη συλλογής πάνω στο σώμα του μητρικού γάλατος για το στήθος.
7. Εισάγετε τη σωλήνωση στο πίσω μέρος από το καπάκι του διαβόητου. Βεβαιωθείτε ότι έχει κλείσει καλά.
8. Τοποθετήστε την είσοδο της σωλήνωσης στη βαλβίδα.

06. Συμβολές Αντλίας

Το σηματοδοτικό μέρος της επιτυχημένης άντλησης είναι η ικανότητα να ενεργοποιείται το αντανακλαστικό της διέγερσης. Πρόκειται για το στάδιο όπου το γάλα σας αρχίζει να ρέει ελεύθερα. Ζεστά υγρά επιβάλλουν το τοποθετούνται στα στήθη και απαλό κυκλικό μασάζ στα στήθη πριν από και/ή κατά τη διάρκεια της άντλησης μπορούν να βοηθήσουν ενθαρρύνοντας αυτό το φυσικό αντανακλαστικό. Το να σκίψετε ή να κοπιάσετε το μασάζ σας, ή μια φωτογραφία του μαστού σας εάν βρίσκεστε μακριά του, μπορεί επίσης να σας φανερί χροήνη. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε το Lansinoh® Therapearl™ 3 σε 1 θέρμανση για το Στήθος, που μπορεί να σας βοηθήσει με τη φάση διέγερσης.

Ορισμένες γυναίκες επιτυγχάνουν περισσότερες από μία φάσεις διέγερσης σε μία συνεδρία άντλησης μητρικού γάλατος. Μπορεί να επιτύχετε διέγερση ή τρίτη διέγερση κατά τη διάρκεια της συνεδρίας άντλησης, επιστρέφοντας στη Φάση 1 (Διέγερση) πλένοντας το ηλεκτρονόμο.

Διάρκεια Αντλίας

Το μητρικό γάλα παράγεται με βάση τη «ζήτηση και την προσφορά», επομένως όταν αντλήτε το μητρικό σας γάλα τακτικά, το σώμα σας διέγεται και θα μπορεί να διατηρήσει την παροχή γάλατος. Οποιασδήποτε είδους, παρότι δεν είναι απαραίτητο να χρονομετράτε τις συνεδρίες άντλησης γάλατος, παρότι θα έχετε καλύτερη αίσθηση σχετικά με το χρόνο που χρειάζεται το σώμα σας για την εκκίνηση του γάλατος εάν χρησιμοποιήσετε θηλαστήριο.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το θηλασμό ή το θηλαστόρο, συμβουλευτείτε τη μαία σας, τον ιατρικό επισκέπτη ή άλλον επαγγελματία του κλάδου υγείας, ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.lansinoh.co.uk

Συμβολές Αντλίας και Σίτισης

- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το θηλαστόρο στο ένα στήθος, ενώ το μωρό σας θηλάζει στο άλλο. Αυτό σας επιτρέπει να μηχανοποιείτε την αποτελεσματικότητα της άντλησης, χρησιμοποιώντας το αντανακλαστικό της διέγερσης που προκαλείται καθώς το μωρό σας θηλάζει.
- Μπορεί να θέλετε να δοκιμάσετε τη φιάλη Lansinoh® mPump™, που διαθέτει τη θηλή NaturalWave™ η οποία είναι κλινικά αποδεδειγμένη ότι βοηθάει τα μωρά να αποκτήσουν συγκεκριμένες συνήθειες θηλασμού, επιτρέποντας στο μωρό σας να χρησιμοποιεί εναλλάξ το στήθος και τη φιάλη.
- Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τη φιάλη Lansinoh® mPump™ με τη θηλή NaturalWave™ να να ταίσιε το μωρό σας με γάλα που έχει εγείνη με το θηλαστόρο, λάβετε υπ όψη τις ακόλουθες προφυλάξεις:
- Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία απομυζήστε υγρού προτού ταίσιε με αυτό το μωρό σας.
- Μην αφήνετε το παιδί να παίρνει τη φιάλη στο κρεβάτι ή να τρέφεται μόνο του χωρίς επίβλεψη.

07. Πώς χρησιμοποιείτε το Ηλεκτρικό Θηλαστόρο Μονής Αντλίας Lansinoh®

Πώς να χρησιμοποιείτε το Ηλεκτρικό Θηλαστόρο Μονής Αντλίας Lansinoh®



Για μέγιστη ροή γάλατος, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:


1. Βεβαιωθείτε ότι όλα οι σωλήνες είναι προσαρτημένοι στο διασυνδεδεμένο τη σωλήνωσης.
2. Κρατήστε το Σετ Εκθάλξης Μητρικού Γάλατος στο στήθος σας με τρόπο ώστε η θηλή να βρίσκεται στο κέντρο και να στρέφεται προς το εσωτερικό του μητρικού γάλατος για το στήθος.
3. Βεβαιωθείτε ότι το στήθος γεμίζει πλήρως το μητρικό γάλα για το στήθος ώστε να δημιουργηθεί κενό και να μην υπάρχουν καθόλου διαρροές αέρα. Εάν αισθανθείτε τριβή ή δυσφορία στις θηλές σας, ίσως χρειάζεστε

μητρικό/α διαφορετικού μεγέθους. Διατίθενται μεγαλύτερα μητρικά/α. Για περισσότερες λεπτομέρειες, καλέστε στο +44 (0) 113 205 4201, επισκεφτείτε το www.lansinoh.co.uk ή επισκεφτείτε με τον τοπικό σας διανομέα.

4. Το Σετ Εκθάλξης Μητρικού Γάλατος και η χροήνη για τη θηλή πρέπει να έχουν ελαφρά κλίση προς τα κάτω για να επιτρέπουν στο γάλα να ρέει φυσικά προς τη φιάλη.
5. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το Πλήκτρο On/Off για μερικά δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί την αντλία.
6. Όταν η αντλία είναι ανοιχτή, ξεκινάει με τη φάση 1 (Διέγερση), και στη συνέχεια μεταβαίνει αυτόματα στη φάση 2 (Εκθάλξη) μετά από 2 λεπτά.
7. Εάν το γάλα αρχίζει να ρέει ναρύτερα, πιέστε το πλήκτρο για να μεταβείτε στη φάση εκθάλξης.
8. Η αντλία διαθέτει πάντα ως προεπιλογή το επίπεδο ανάρθρωσης 1 όταν ξεκινάει και όταν εναλλάσσεται από τη φάση διέγερσης στη φάση εκθάλξης. Τα επίπεδα ανάρθρωσης μπορούν στη συνέχεια να προσαρμοστούν με τη χρήση των πληκτρών και .
9. Εάν προτιμάτε να παρακάμψετε τη φάση 1 (Διέγερση), και πάλι απλά πιέστε το πλήκτρο για να μεταβείτε στη φάση 2 (Εκθάλξη). Έχετε πάντα τη δυνατότητα να επιστρέψετε στη φάση 1 (Διέγερση) όταν χρειαστεί.
- Σημείωση: Εάν αποσυνδέσετε στιγμή ή αναρρόφηση στο στήθος σας, οός προκαλεί δυσφορία, μειώστε το επίπεδο αναρρόφησης πιέζοντας το πλήκτρο .
10. Όταν τελειώσετε η συνεδρία άντλησης, κλείστε την αντλία με το Πλήκτρο On/Off. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει αναρρόφηση στη θηλή προτού αφαιρέσετε από το στήθος σας το μητρικό γάλα για το στήθος. Εάν χρειαστεί, διακόψτε την αναρρόφηση εισάγοντας ένα δακτύλο ανάμεσα στο μητρικό γάλα και στο στήθος σας. Μόλις σταματήσει η αναρρόφηση, μπορείτε να αφαιρέσετε με ασφάλεια το μητρικό γάλα για το στήθος.
11. Χρησιμοποιείτε τη βάση στήθους που παρέχεται για να μην πέσει η φιάλη και γυρίει κάποια ποσότητα μητρικού γάλατος.
12. Κλείστε τη φιάλη με το καπάκι και τον δίσκο σφράγισης που παρέχονται. – Ακολουθήστε τις οδηγίες αποθήκευσης μητρικού γάλατος όπως περιγράφονται στην ενότητα 9.


08. Επιλογές Λειτουργίας

Η αντλία λειτουργεί με τους παρακάτω τρόπους παροχής ρεύματος: **Μετασχηματιστής Εναλλασσόμενου Ρεύματος (Περιλαμβάνεται)**



Συνδέστε το Μετασχηματιστή Εναλλασσόμενου Ρεύματος στην υποδοχή διασυνδεδεμένη ισχύος που βρίσκεται στη δεξιά μεριά της αντλίας. Τοποθετήστε το Μετασχηματιστή Εναλλασσόμενου Ρεύματος σε διαθέσιμη ηλεκτρική πρίζα. Η ηλεκτρική σφάλεια μπορεί να επηρεάσει μόνο τον θηλαστόρο συνδεδεμένο στο Μετασχηματιστή Εναλλασσόμενου Ρεύματος που παρέχεται με το προϊόν (Βλ. ενότητα «Τεχνικά Στοιχεία»).

6 Αλκαλικές Μπαταρίες AA (Δεν περιλαμβάνονται)



Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά σύμφωνα με την πολικότητα (+) και (-) που αναγράφεται. Κλείστε τη θήκη για τις μπαταρίες, πιέζοντας απαλά το καπάκι μέχρι να εφαρμόσει. Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν η αντλία δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανακύκλωση. Αντικαταστήστε όλες τις μπαταρίες ταυτόχρονα. Να θυμάστε ότι η αντλία δεν είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Μη συνδυάζετε παλιές και νέες μπαταρίες. Μη συνδυάζετε αλκαλικές και κανονικές μπαταρίες (φειδωρό/ού-άνθρακα). Εάν οι μπαταρίες βρίσκονται στην αντλία, αλλά χρησιμοποιείται ο Μετασχηματιστής Εναλλασσόμενου Ρεύματος, η αντλία θα χρησιμοποιεί το μετασχηματιστή για τη λειτουργία της αντλίας, όχι τις μπαταρίες. Για πιο οικονομική χρήση, σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε το θηλαστόρο με το Μετασχηματιστή Εναλλασσόμενου Ρεύματος ο οποίος παρέχεται με το προϊόν. Ο Μετασχηματιστής Εναλλασσόμενου Ρεύματος είναι παγκόσμιο τύπου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα 100V έως 240V με δικτύου διανομής 50Hz και 60Hz.

09. Οδηγίες Αποθήκευσης Μητρικού Γάλατος

Οδηγίες για την Αποθήκευση και την Αποψύξη Μητρικού Γάλατος για Υγιή Βρέφη.

Συμβουλευτείτε τον επαγγελματία του κλάδου υγείας, τη μαία ή τον ιατρικό σας επισκέπτη για συγκεκριμένες οδηγίες αποθήκευσης.

Όταν καταψύξετε το μητρικό σας γάλα, μη γεμίζετε τους περιέκτες περισσότερο από τα ¾ για να υπάρχει δυνατότητα διόγκωσής του υγρού που προκαλείται από την ψύξη. Σημειώστε στους περιέκτες την ημερομηνία κατά την οποία αντλήσατε το γάλα σας για μελλοντική αναφορά. Χρησιμοποιήστε πρώτα το παλαιότερο μητρικό γάλα.

Θερμοκρασία δωματίου	(<26°C)	6 Ώρες
Ψυγείο	(>4°C)	3 Ημέρες
Ψυγείο	(<4°C)	5 Ημέρες
Κατάψυξη ψυγείου		2 Εβδομάδες
Καταψύκτης σπιτιού	(<-18°C)	6 Μήνες

Σημείωση: ΜΗΝ αποθηκεύετε το μητρικό γάλα στην πόρτα του ψυγείου/της καταψύξης. Η πόρτα έχει την τάση να είναι το πιο θερμό μέρος του ψυγείου/καταψύκτη.

Αποψύξη

Αποψύξτε το κατεψυγμένο γάλα στο ψυγείο ή τοποθετήστε τους περιέκτες κάτω από δροσερό τρεχούμενο νερό, ζεσταίνοντας σταδιακά το νερό έως ότου το γάλα αποψυχθεί. Το αποψυγμένο γάλα μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο έως 24 ώρες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΗΝ αποψύξετε ξανά το γάλα όταν έχει ήδη αποψυχθεί.

Ανακατέψτε απαλά το κατεψυγμένο γάλα προτού το τσιπείτε το μωρό σας για να αναμεσχηθούν τα στρώματα που έχουν διαχωριστεί. Το μητρικό γάλα δεν είναι ομογενοποιημένο, ανθεκμένες όλες στη σειρά. Τα μικρότερα ενδέχεται επίσης να δημιουργήσουν «θερμά σημεία» στο γάλα που μπορεί να προκαλέσουν έγκαιρα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΗΝ αποψύξετε το μητρικό γάλα σε ζεστό ή βραστό νερό.

10. Τεχνικά Στοιχεία

1. Παροχή Ρεύματος
Λειτουργία με μπαταρίες: 6 αλκαλικές μπαταρίες μεγέθους AA (δεν συμπεριλαμβάνονται), ανθεκμένες όλες στη σειρά. Μη χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Χρόνος λειτουργίας με μπαταρίες: Περίπου 2 ώρες με 6 αλκαλικές μπαταρίες (δεν συμπεριλαμβάνονται).
Λειτουργία με Μετασχηματιστή Ενυδατοσώμνου Ρεύματος: Μετασχηματιστής Ενυδατοσώμνου Ρεύματος για παιδιά τύπου 100V/240V, γαλβανικά μονωμένη με τάση εξόδου συνεχούς ρεύματος 9V.
Κατανάλωση ισχύος αντιστά: 10 watts μέγιστη
Ρύθμιση τάσης: Γραμμικός ρυθμιστής τάσης με μικρή πτώση τάσης μεταξύ εισόδου-εξόδου και προστασία από βραχυκύκλωση.

2. Σύστημα Ελέγχου

Μονάδα ελέγχου: Μικροελεγκτής με ενιαία νιμνή προγράμματος
Νιμνή προγράμματος: 8K flash ROM, 1K RAM νιμνή
Υπόγειοι 7 φάσεις: 7 φάση εκκίνησης και διέγερσης επιλεγόνται από το ηλεκτρονόμο.
Ρυθμιζόμενο επίπεδο αναρρόφησης: μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 6 επίπεδα αναρρόφησης, τα οποία ελέγχεται από το ηλεκτρονόμο.
Επίπεδο κενού αναρρόφησης: Ελάχιστο 56 mmHg, μέγιστο 225 mmHg

Συμμόρφωση με τους Κανονισμούς

Τύπος BF Εφαρμοζόμενο Μέρος

Ευρωπαϊκή ΚΑΤΕΣΗ II

Ηλεκτροπ/Αντιστάθση

Ηλεκτροπ/Αντιστάθση

Προσθήκη

Αυτοαγωγή

Αυτοαγωγή

100% Διόρθση λειτουργίας

CE 1000

Warning: Children have STRANGLED in cords. Keep the cords out of the reach of children.

Προειδοποίηση: Παιδιά έχουν ΠΝΙΓΗ από καλώδια. Διατηρείτε τα καλώδια μακριά από τα παιδιά.

Τεχνικά Στοιχεία

Απαιτήσεις Ισχύος
Μετασχηματιστής Ενυδατοσώμνου Ρεύματος (Περάλυθιντα)
Μετασχηματιστής Ενυδατοσώμνου Ρεύματος – ΕΕ
Διαμόρφωση Πρίζας
Πρίζα τσίγκου τύπου 100V/240V
Μετασχηματιστής Ενυδατοσώμνου Ρεύματος, γαλβανικά μονωμένος μετασχηματιστής με τάση εξόδου συνεχούς ρεύματος 9V
6 Μπαταρίες τύπου AA (δεν συμπεριλαμβάνονται), 1,5V αλκαλικές
Κανονιστική Συμμόρφωση UL (E314167) και εγκεκριμένη από την ΣΜΚ με μετασχηματιστή ρεύματος ΕΕ

11. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Αντιμετώπιση Προβλημάτων του Ηλεκτρικού Θηλαστήρα Μονής Άντλησης Lansinoh®

Διακοπή της Ηλεκτρικής Λειτουργίας

Εάν αντιμετωπίσετε διακοπή στη συνθήκη ηλεκτρική και/ή μηχανική λειτουργία της αντλίας, δοκιμάστε απλά τα εξής:

- Βγάλτε το καλώδιο του Μετασχηματιστή Ενυδατοσώμνου Ρεύματος από την πρίζα.
- Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα, και στη συνέχεια συνδέστε το καλώδιο του Μετασχηματιστή Ενυδατοσώμνου Ρεύματος και πάλι στην πρίζα παροχής ρεύματος. Εάν εξακολουθεί να μη λειτουργεί η συσκευή, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε την αντλία με τις 6 μπαταρίες AA, αφού βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τον Μετασχηματιστή Ενυδατοσώμνου Ρεύματος..

Δυσφορία κατά την Άντληση

Εάν αισθανθείτε οποιαδήποτε δυσφορία, ίσως χρειαστείτε μερλώρακι διαφορετικού μεγέθους για το στήθος. Επισκεφτείτε το www.lansinoh.co.uk ή καλέστε στο +44 (0) 113 205 4201 στο Ηνωμένο Βασίλειο ή επικοινωνήστε με τον τοπικό σας διανομέα.

Μειωμένη Αναρρόφηση

- Εάν αισθανθείτε τη αναρρόφηση έχει μειωθεί, δοκιμάστε τα εξής:
- Αφαιρέστε τη συσκευή από την αντλία και τοποθετήστε ένα δακτύλο πάνω στο διασυνδεδεμένο της σωλήνων. Εάν αισθανθείτε την αναρρόφηση, η αντλία λειτουργεί κανονικά, αλλά το ΣΤ Εκκλίνησης Μητρικού Γάλατος ενδέχεται να μην είναι σωστά συναρμολογημένο ή να έχει φθαρεί η λευκή βαλβίδα. Εάν δεν αισθανθείτε αναρρόφηση στο δακτύλο σας, δοκιμάστε να αφαιρέσετε το μετασχηματιστή από την πρίζα, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και τοποθετήστε τον ξανά στην πρίζα.
 - Βεβαιωθείτε ότι το ΣΤ Εκκλίνησης Μητρικού Γάλατος είναι σωστά συναρμολογημένο. Ελέγξτε τις πληροφορίες συναρμολόγησης στην ενότητα «Συναρμολόγηση» του ΣΤ Εκκλίνησης Μητρικού Γάλατος..
 - Ελέγξτε τη λευκή βαλβίδα για οσμή ή τρύπα. Το εξάρτημα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για να επιτύχετε την κατάλληλη αναρρόφηση. Αντικαταστήστε τη λευκή βαλβίδα με μία από τις ανταλλακτικές βαλβίδες που παρέχονται μαζί με το προϊόν.

12. Σίτιση με Μητρικό Γάλα χρησιμοποιώντας την περισταλτική θηλή NaturalWave™

- Η περισταλτική θηλή NaturalWave™ είναι ειδικά σχεδιασμένη να:
- Βοηθάει στη διατήρηση συγκεκριμένων συνθηκών θηλασμού.
 - Βοηθάει το μωρό σας να μεταβεί εύκολα από το στήθος στη φυλή και το αντίστροφο.
 - Ενθαρρύνει την «μυματοειδή» κίνηση της γλώσσας του βρέφους.
 - Προάγει την ενστικτώδη αναρρόφηση για φυσική σταδιακή ανάπτυξη.



1. Προσέδση

Το χείλι ανοίγουν προς τα έξω και προσεγγίζονται πάνω στην άνω του μαστού.



2. Περισταλτική κίνηση της γλώσσας

Η γλώσσα κινείται «μυματοειδώς» για να πιέσει τη θηλή και να αντλήσει το γάλα. Η κίνηση αυτή ενθαρρύνει τη φυσική ανάπτυξη του στόματος, του σιγονίου και του προσώπου.




3. Κατάποση

Η επιφάνεια της γλώσσας του μωρού σπρώχνεται, διχετώντας το γάλα στον οισοφάγο.

Γενικός: Η γλώσσα του μωρού επαναλαμβάνει την περισταλτική κίνηση περίπου 800 έως 1000 φορές σε μία συνεδρία θηλασμού.

Η περισταλτική θηλή NaturalWave™ έχει σχεδιαστεί και είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι ενθαρρύνει τη φυσική αυτή διαδικασία θηλασμού.



1. **Άκρο Θηλής**
Το μωρό ελέγχει τη ροή του γάλατος.
2. **100% Μαλακή Σύνθεση**
Τεντώνεται και κάμπτεται για βέλτιστη αμείψση.
3. **Ευαετικές Κάψτες Γραμμές**
Ενθαρύνουν τη δομή της θηλής, ώστε να μην καταρρέει.
4. **Μοναδική Σταδιακή Κλίση**
Επιτρέπει την ήπια περισταλτική κίνηση της γλώσσας.
5. **Ευρεία, Σταθερή Βάση Θηλής**
Για εύκολη εφαρμογή και αποτελεσματική αναρρόφηση.
6. **AVS**
Μειώνει την είσοδο αέρα, που αποτελεί πιθανή αιτία κολλώδ.

Θηλή με εναίο, εύκολο σχεδιασμό, για αργή, μέτρια και ταχεία ροή.

Τους πρώτους 6 μήνες της ζωής ενός βρέφους, συνιστάται αποκλειστικά ο θηλασμός. Ο θηλασμός και η παραγωγή μητρικού γάλατος θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σταθερά προτού ξεκινήσετε να σιτίζετε το μωρό σας με φυλή και θηλή.

Οδηγίες χρήσης: Γεμίστε με την απαιτούμενη ποσότητα υγρού και σφίξτε το δίκτυο καπιά. Δε συνιστάται η θέρμανση στα μικροκύματα. Εάν επιλέξετε να ζεστάνετε την τροφή στα μικρόκύματα, μη σφραγίσετε τη φυλή. Αφαιρέστε τη θηλή, το καλώδιο και το καπάκι όταν χρησιμοποιείτε τα μικρόκύματα. Ανοικιστεί καλά πριν από τη χρήση και ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία προτού το προσφέρετε στο μωρό. Τροφές που δεν έχουν θερμανθεί ενιαία μπορούν να προκαλέσουν έγκαιρα στο στόμα του μωρού. Μην τοποθετείτε το μητρικό γάλα στα μικρόκύματα, καθώς τα μικρόκύματα μεταβάλλουν το σύστημα του γάλατος. Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, καθαρίστε το προσεκτικά. Για να εξασφαλίσετε την υγιεινή του προϊόντος, τοποθετήστε τη θηλή και τη φυλή με ένα ζεστό νερό ή βραστό νερό για 5 λεπτά πριν από τη χρήση. Όταν μεταφέρετε φυλή φυλή, βεβαιωθείτε ότι είναι κλειστή με το καπάκι στη θέση του, και φροντίστε να τοποθετήσετε τη θηλή στο κέντρο του μώματος για να ενεργοποιηθεί την ειδική λειτουργία του προϊόντος κατά των βακτηρίων.

Καθαρισμός: Πριν από την αρχική χρήση, καθαρίστε το προϊόν σε βραστό νερό επί 5 λεπτά, αφήστε το να κρυώσει και στη συνέχεια ξεπλύνετε όλα τα εξαρτήματα της φυλής. Αφού η διαδικασία γίνεται για όλους υγιεινής. Στη συνέχεια, η φυλή μπορεί επίσης να πλυθεί στο πάνω μισό του πληντηρίου πιάτων και να αποστειρωθεί (ανοιγτή) τόσο στα μικρόκύματα όσο και με ειδική μηχανή αποστείρωσης. Πλένετε πάντοτε όλα τα εξαρτήματα του προϊόντος, κυρίως μετά από κάθε χρήση. Πλένετε σε ζεστό νερό με σαπούνι και ξεπλύνετε προσεκτικά. Καθαρίστε πριν από κάθε χρήση.

Συναρμολόγηση: Όταν στεγνώσει καλά, τοποθετήστε τη θηλή όπως περιγράφεται τη μέρα από το επάνω μέρος του βιολύτου σιγονίου του καπιά. Συνδέστε το βιολύτο καλώδιο για το καπάκι σταθερά πάνω στο λαμύ της φυλής.

Προστατευτικό καπάκι	Εισάγετε τη θηλή στο επάνω μέρος του καλώδου
Θηλή	
Καλώδιο	
Φυλή	

Προφυλάξεις: Όταν δε χρησιμοποιείτε το προϊόν, φυλάξτε το σε ένα ξηρό και σκοτεινό χώρο. Χρησιμοποιείτε πάντα το προϊόν υπό επίβλεψη ενήλικου. Μην το καθαρίζετε, αποθηκεύετε και/ή μην το αφήνετε να έρθει σε επαφή με διαλύτες ή σκληρά χημικά. Μπορεί να επιβληθεί φθορά και/ή βλάβη. Μην αφήνετε το προϊόν εκτεθειμένο απευθείας στο φως του ηλίου και/ή μην το αφήνετε σε απολυμνιστικό (διάλυμα αποστείρωσης) για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από 6,1 συνιστάται. Μη ζεσταίνετε το υγρό τοποθετώντας τη φυλή απευθείας πάνω σε ηλεκτρικές εστίες ή εστίες αερίου, σε εστίες θέρμανσης, σε ηλεκτρικούς φούρνους, κ.λπ.

Για την ασφάλεια και την υγεία του παιδιού σας, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Χρησιμοποιείτε πάντα το προϊόν υπό την επίβλεψη ενήλικου. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τις θηλές σίτισης ως θηλή. Η συνεχής και παρατεταμένη αναρρόφηση των υγρών προκαλεί τερνίσματα. Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία της τροφής προτού τσιπείτε το μωρό. Διατηρείτε όλα τα εξαρτήματα που δεν χρησιμοποιούνται σε μέρος που δεν αγγίζουν τα παιδιά. Μην αφήνετε το μωρό μόνο του με τα εξαρτήματα του θηλαστήρα, καθώς υπάρχει κίνδυνος πνιγμού ή πτώσης του μωρού εάν το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τερνίσματα σε μικρά παιδιά μπορεί να εμφανιστεί ακόμα κι όταν χρησιμοποιούνται υγρά χωρίς γλυκαντικές ουσίες. Η τερνίσματα μπορεί να προκληθεί εάν επιτερείται στο παιδί να χρησιμοποιεί τη φυλή/πατορική για να πιει γαλακτώδη διαλύματα κατά τη διάρκεια της ημέρας και ιδίως κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν είναι μειωμένη η ροή αλκού ή όταν χρησιμοποιείται ως πιπίλα. Μην αφήνετε τη θηλή εκτεθειμένη απευθείας στο φως του ηλίου και/ή μην την αφήνετε σε απολυμνιστικό (διάλυμα αποστείρωσης) για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από 6,1 συνιστάται, καθώς ενδέχεται να φθαρεί η θηλή. Απορρίψτε την αμέσως με τις πρώτες ενδείξεις φθοράς. Η θηλή χρειάζεται αντικατάσταση κάθε 7 εβδομάδες, για λόγους ασφαλείας και υγιεινής. Τραβήξτε τη θηλή σίτισης προς όλες τις κατευθύνσεις για να ελέγξετε το προϊόν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορμόνη γαλακτός αποσταθεροποιείται και διαλυμένα ενδέχεται να κάνουν τη σιλικόνη αδιαφανή. Το γεγονός αυτό δεν τροποποιεί τις ιδιότητες της. Μη ζεσταίνετε το μητρικό γάλα στα μικρόκύματα, καθώς το μικρόκύματα μεταβάλλουν τη σύνθεση του γάλατος. Η θέρμανση σε φούρνο μικροκυμάτων ενδέχεται να προκαλέσει τοπικά υψηλές θερμοκρασίες. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν θερμαίνεται στα μικρόκύματα. Ανοικιστεί πάντα το φαγητό για να βεβαιωθείτε ότι η θερμότητα κατανέμεται εύιστα και ελέγχετε τη θερμοκρασία πριν από το σερβίρισμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα υλικά συσκευασίας δεν αποτελούν μέρος του προϊόντος (ο «αναγραφτός») ότι δεν παρουσιάζει ελαττώματα ως προς τα υλικά και την τεχνική αντίρρηση που δεν είναι εμπορικά αποδεκτά για περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς στον αγορά στο μηχανισμό άντλησης ή για περίοδο 90 ημερών όσον αφορά σε όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα του προϊόντος. Η κάλυψη της εγγύησης, πόσο να ισχύει στον το προϊόν πωλείται ή μεταβιβάζεται με άλλον τρόπο σε τρίτον. Η εγγύηση αυτής σας παρέχει συγκεκριμένα νομικά

13. Εγγύηση
Περιορισμένη Καταναλωτική Εγγύηση Προϊόντος

Το προϊόν αυτό διατίθεται με εγγύηση προς τον αρχικό καταναλωτή που το αγοράσέ (ο «αναγραφτός») ότι δεν παρουσιάζει ελαττώματα ως προς τα υλικά και την τεχνική αντίρρηση που δεν είναι εμπορικά αποδεκτά για περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς στον αγορά στο μηχανισμό άντλησης ή για περίοδο 90 ημερών όσον αφορά σε όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα του προϊόντος. Η κάλυψη της εγγύησης, πόσο να ισχύει στον το προϊόν πωλείται ή μεταβιβάζεται με άλλον τρόπο σε τρίτον. Η εγγύηση αυτής σας παρέχει συγκεκριμένα νομικά

δικαιώματα και ενδέχεται να διαβέθετε και άλλα δικαιώματα, τα οποία διαφέρουν, ανάλογα με την περιοχή.

Η LANSINOH ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΡΗΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΕΩΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΙΟΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΙΟΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΙΟΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΟ ΒΑΡΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΑΝΤΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΗΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 90 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ.

Σε περίπτωση που η Lansinoh® διαπιστώσει ότι το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στην παραπάνω περιγραφή/εγγύηση, ως μοναδική και αποκλειστική θεραπεία για τον αγοράστή, η Lansinoh® θα αποκαλύξει ή, κατά τη διακριτική τηςέκταση της Lansinoh®, θα αντικαταστή το προϊόν χωρίς χρέωση για την εν λόγω αντικατάσταση ή εργασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα εξόδα για την επιστροφή του προϊόντος στην Lansinoh® θα βαρύνουν τον αγοράστή. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει για οποιαδήποτε προϊόντα το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί σωστά, έχει υποστεί καταστροφή ή τροποποίηση. Μόνο ανταλλακτικά που φέρουν το εμπορικό σήμα της Lansinoh® συνιστώνται για χρήση με τα προϊόντα της Lansinoh®. Ηαλλάξη ή λανθασμένη συντήρηση ή επικοπή ή χρήση ανταλλακτικών που δεν είναι της Lansinoh® ενδέχεται να καταστήσουν την παρούσα εγγύηση άκυρη.

ΣΤΟ ΒΑΡΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΑΝΤΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, Η LANSINOH ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΡΩΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΛΟΜΕΝΗ Ή ΣΥΝΑΚΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΒΛΑΒΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΜΕΤΑ-Υ ΑΛΛΑΝ, ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΒΕΤΗΝΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΓΡΑΠΤΗΣ Ή ΣΙΟΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.

Εάν επιθυμάτε να καταθέσετε σφηνή βάση της παρούσας εγγύησης, καλέστε στο +44 (0) 113 205 4201 εάν βρίσκεστε στο Ηνωμένο Βασίλειο ή επικοινωνήστε με τον τοπικό σας διανομέα. Θα σας δοθεί διεύθυνση Freeport στην οποία μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν, εάν είναι απαραίτητο, μαζί με το πρωτότυπο της απόδειξης ή άλλο αποδεικτικό αγοράς που να αναγράφει την ημερομηνία αγοράς και μια σύντομη περιγραφή του προβλήματος.

Διήλωση Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC)
Αποκαλεστικά για Μηροφωρακούς σκοπούς

Διήλωση FCC
Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανόνων της FCC. Η λειτουργία υποκειται στους ακόλουθους δύο όρους: (1) Η συσκευή αυτή δεν δύναται να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή, και (2) η συσκευή αυτή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνεται, συμπεριλαμβανομένης παρεμβολής που ενδέχεται να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΠΡΟΣΟΧΗ


Προτεινόμενη απόσταση διαχωρισμού ανάμεσα στον φορητό/κινητό εξοπλισμό επικοινωνίας εκπομπής ραδιοσυχνότητας και στο μοντέλο σε 3Vrms.			
Το ηλεκτρικό δίστατρο μονής άντλησης Lansinoh προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρομαγνητικά περιβάλλοντα όπου οι διαταραχές από τις εκπεμπόμενες ραδιοσυχνότητες είναι ελάχιστες/μηδεν. Ο αγοράστής ή ο χρήστης του ηλεκτρικού δίστατρο μονής άντλησης Lansinoh μπορεί να συμβάλει στην αποτροπή των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών, διατηρώντας μια ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στον φορητό/κινητό εξοπλισμό επικοινωνίας εκπομπής ραδιοσυχνότητας (πομπή) και το ηλεκτρικό δίστατρο μονής άντλησης Lansinoh, όπως προτείνεται παρακάτω, ανάλογα με τη μέγιστη ισχύ εξόδου του εξοπλισμού επικοινωνίας.			
Απόσταση διαχωρισμού ανάλογα με τη συχνότητα του πομπού σε μέτρα			
Ονομαστική μέγιστη ισχύς εξόδου του πομπού σε W	150 KHz έως 80 MHz	80 MHz έως 800 MHz	800 MHz έως 2,5 GHz
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,37	0,37	0,74
1	1,17	1,17	2,33
10	3,69	3,69	7,38
100	11,67	11,67	23,33

Διήλωση Ασφάλειας Επικοινωνίας
Ο εξοπλισμός ασφάλειας επικοινωνίας όπως οικιακές συσκευές ασύρματου δικτύου, κινητά τηλέφωνα, ασύρματα τηλέφωνα και οι θάλας τους, ασύρματοι (walkie-talkies) μπορεί να επηρεάσουν τον παρόντα εξοπλισμό και θα πρέπει να τηρούνται σε απόσταση τουλάχιστον 3,5 μέτρα μακριά από τον εξοπλισμό.

Φωλάξη
Η συσκευή αυτή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται δίπλα σε ή να φωλάσσεται με άλλον εξοπλισμό. Εάν είναι απαραίτητη η παρακείμενη χρήση ή φωλάξη της, η συσκευή αυτή θα πρέπει να εγκαταστήσει επί λειτουργίας φωσολογικά στη διαμόρφωση στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

Το προϊόν αυτό είναι αντικείμενο προωσιτικής φροντίδας και συνεπώς δεν μπορεί να επιστρέψει μετά το άνοιγμα της συσκευασίας. Εάν ανακαλύψετε πρόβλημα με το προϊόν, τηλεφωνήστε στη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών χωρίς χρέωση στο +44 (0) 113 205 4201 στο Ηνωμένο Βασίλειο ή επικοινωνήστε με τον τοπικό σας διανομέα. Ο εκπρόσωπός μας θα χορηγεί να σας εξυπηρετήσει.

Lansinoh® Laboratories, Inc. Jason House, Kerry Hill, Leeds, LS18 4JR, UK. Lansinoh.co.uk



Η Lansinoh® είναι εγγεγραμμένο εμπορικό σήμα της Lansinoh Laboratories, Inc.

©2014 Lansinoh Laboratories, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

304-013-00

Gratulálunk!

A Lansinoh elektromos mellészívő az anyatej gyors és könnyű leszívására kínál megoldást az olyan szoptató anyáknak, akik még akkor is saját tejükkel kívánják táplálni gyermeküket, ha éppen távoll vannak egymástól.

A mellészívő a következő tulajdonságokkal jellemezhető:

- könnyen tisztítható, könnyen összelátható és használható. A higiénikus kivétel garantálja, hogy az anyatej ne kerüljön a csővezetékbe, így nem szükséges a csővezeték tisztítani.
- a szívás erőssége állítható, a könnyen kezelhető +/- gombok használatával;
- LED-es kijelző révén Ön pontosan tudhatja, hogy éppen milyen leszívási szakasz van éppen folyamatban;
- az eszköz része a NaturalWave™ bimbo (fedővel ellátva), amely segíti a bevett szoptatási gyakorlat megtartását;
- A "Pump → Store → Feed" (szívás, tárolás, táplálás) szakaszok. A szívás, tárolás és táplálás egyetlen palack használatával van megoldva a kényelmes és könnyű kezelhetőség érdekében (a tároláshoz szükséges lezárókorong és NaturalWave™ bimbo a készülék részét képezi);
- hálózatról és elemről egyaránt működtethető – 6 db AA-elemmel (kínai kapható);
- mosogatógépben és fűtőlentűben egyaránt tisztítható (a csővezeték vagy a csővezeték csatlakozójának tisztítására nincs szükség).

Amennyiben bármilyen kérdése van, kérjük, hogy hívja Cégünk ügyfélszolgálatát a +44 113 205 4201 telefonszámon vagy írjon nekünk a help@lansinoh.co.uk e-mail címre.

Tartalom

01. Fontos biztonsági előírások
02. A mellészívő szerkezeti képe
03. Lansinoh® elektromos mellészívőhoz tartozó alkatrészek;
04. Utmutató az eszköz tisztításához
05. Az anyatej-leészívó eszköz összeállítása
06. Leszívási tanácsok;
07. A Lansinoh® elektromos mellészívő használati utmutatója;
08. Áramellátási lehetőségek
09. Anyatej-tárolási utmutató;
10. Műszaki adatok;
11. Hibaelhárítási utmutató;
12. A NaturalWave™ perisztaltikus bimboval történő anyatejes táplálás;
13. Jótállás

01. Fontos biztonsági előírások

A Lansinoh® elektromos mellészívő személyes használatra szülő termék és higiéniai okokból az anyák egymással soha ne osszák meg használatát és a készüléket ne adják el valamilyen másik anyának. A jótállás megosztás vagy eladás esetén hatályát veszti.

Amennyiben Ön Hepatitis B, Hepatitis C vagy HIV-vírussal fertőzött anyja, a Lansinoh® elektromos mellészívőval történő anyatejes táplálás nem csökkenti vagy nem szünteti meg a csecsemő anyatejével történő megfertőzésének kockázatát.

Az elektromos eszközök használata során, különösen akkor, ha kózikban gyermekek is jelen vannak, az alapvető biztonsági szabályokat be kell tartani, így a következőket:

Olvasson el minden utmutatót a használat előtt.

Figyelmeztetés veszélyre! Az áramútes veszélyének csökkentése érdekében

- Használat után mindig húzza ki a készülék vezetékét a konnektorból.
- Fürdés közben soha ne használja.

- Soha ne tárolja vagy tartsa a készüléket olyan helyen, ahonnan leeshet vagy ahonnan a kádba vagy a mosdókagylóba eshet.
- Soha ne tegye vagy ejtse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Soha ne próbálja meg a vízbe esett elektromos készüléket kivenni a vízből. A készülék vezetékét azonnal húzza ki a konnektorból.

Figyelmeztetés: Az égési sérülések, áramútes, tűz vagy személyi sérülés megelőzése érdekében:

- A készüléket soha ne hagyja magára, ha a vezetéke be van dugva a konnektorból.
- A készülékre gondosan vigyázzon kell, amennyiben gyermekek vagy értelmi fogyatékosok közelében használják. A készülék kizárólag rendeltetésének megfelelően használja, a jelen utmutatóban leírtak szerint. A készülékhez a gyártó által nem javasolt kiegészítőket ne használjon.
- Soha ne használja a készüléket, ha a vezetéke vagy csatlakozója sérült, ha a készülék nem működik megfelelően, ha leíjteltek, károsodott vagy ha vízbe ejtették.
- A készülék vezetékét tartsa távol minden meleg felülettől.
- Alvás közben vagy álmos állapotban soha ne használja a készüléket.
- Soha ne ejtsen vagy tegyen semmilyen tárgyat a készülék egyik nyílásába vagy csövébe sem.
- Ne használja a készüléket, ha az sérült vagy bármely része hiányzik.
- Soha ne engedje meg, hogy kisgyermekek vagy kisállatok játsszanak a leszívóval, az adapterrel, lb.
- Ne használja a készüléket szabad levezetőn az adapterrel és soha ne mőködtesse a készüléket olyan helyen, ahol aeroszol termékekkel használják vagy ott, ahol a levegő oxigéntartalmát szabályozzák.

A jelen utmutatót és a készülék vásárlási blokkját jövőbeli felhasználás céljából őrizze meg. FONTOS TUDNIVALÓK A LANSINOH® ELEKTROMOS MELLÉSZÍVŐ HASZNÁLATÁHOZ

A csővezeték vagy a csőcsatlakozókak ne mossa meg és ne sterilizálja.

Indítási és leszívási funkció

A csecsemők anyatejes táplálása során, a csecsemők gyors szívásokkal indítják meg az anyatej áramlását és folyását. Amint az áramlás megkezdődik, a csecsemő lassabb, mélyebb szívásokkal issza a tejet. Semmivel sem utánozható, hogy a csecsemő miként szopja az anyatejet, a természetes ritmus utánzására a Lansinoh® mellészívő készülék két szakaszban, az indítási és a leszívási szakaszban végzi a műveletet.

Az indítási (1.) szakasz gyors szívó ritmussal indítja meg az anyatej áramlását és folyását.

A leszívási szakaszban (2. szakasz) hat leszívási erő állítható be, amely az Ön kényelme szerint állítható be.

Az irányítópanel

A Lansinoh® elektromos mellészívőban rejtett LED-lámpák vannak a bóró irányítópanel alatt, ez jelzi Önnek, hogy éppen milyen leszívási szakasz és funkció van használatban.

☺ segítségésként Ő az egyes szakaszok között váltáshat. Az első szakaszt (indítási) lassan villogó LED-fény jelzi. A 2. szakaszt (leszívás) az állandó LED-fény jelzi.

Minden szakaszban hatféle leszívási erősség állítható be. A ☺ megnyomásával Ön növelheti, míg a ☹ megnyomásával csökkentheti a leszívási erősséget. A Lansinoh cég javaslata szerint Őn az az erősséget és szakaszt válassza ki, amely az Őn esetében a legjobb eredményt hozza.

A leszívás erősséget 6 LED-fények közül a leszívás erősségével arányos számú fény jelzi. Hűs másodperc elteltével csak a legmagasabb értéket jelző LED-fény marad világítva (a job szelen lévő fény), ami azt jelzi, hogy a leszívó be van kapcsolva, valamint a kiválasztott erősséget is jelzi. Az alacsonyabb szinteket jelző LED-fények energia-takarekosság céljából kialszanak.


Amikor a leszívás bekapcsolt, megkezdődik az első (indítási) szakasz, majd 2 perc elteltével automatikusan megindul a 2. (leszívási) szakasz. A mellészívő minden esetben visszatér az első leszívási szakaszhoz a készülék indítása és az indítási és leszívási szakaszok közötti váltás esetén. Ezt követően a leszívás erőssége a ☺ és ☹ gombokkal szabályozható.

Amennyiben ki szeretné hagyni az első (indítási) szakaszt, nyomja meg egyszerűen a ☺ gombot, és így eljut a 2. (leszívási) szakaszba. Szükség esetén bármikor vissza lehet térni az első (leszívási) szakaszba.

A mellészívő 60 perc elteltével automatikusan kikapcsol.


A Lansinoh cég ezúton állí az Őn rendelkezésére a szoptatás elvégzése terén. Amennyiben bármely kérdése van, vegye fel velünk a kapcsolatot a +44 113 205 4201 telefonszámon vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval.

02. A mellszívő szerkezeti képe




Alapgombok, megjelenítés és funkciók

- 01 Bekapcsoló- és kikapcsológomb
- 02 Leszívás ütemének növelésére szolgáló gomb
- 03 Leszívás ütemének csökkentésére szolgáló gomb
- 04 Az indítási és a leszívási szakasz közötti (oda-vissza) váltás elvégzésére szolgáló gomb.
- 05 LED leszívási erősség jelzőfény.



- 06 Csővezeték bemenet
- 07 Elemtartó rekesz 6 db AA méretű elem számára (nincs mellékelve)
- MEGJEGYZÉS: újratölthető elemek használata nem javasolt



- 08 Hálózati adapter csatlakozó aljzat;
- 09 AC adapter;



03. Lansinoh® elektromos mellszívőhöz tartozó alkatrészek; (Appendix 1)

Alkatrész, alkatrész sorszáma

- 01 Csővezeték 800 mm (ide irándó)
- 02 Leszívó csatlakozó #53453
- 03 Mellkúp (alap) (ide irándó)
- 04 ComfortFit™ szilikon mellosár (standard) (ide irándó)
- 05 Mellosár-tartó #53454
- 06 Membrán (ide irándó)
- 07 Membrán-sapka # 53410
- 08 Fehér szelep (1+1) # 53401
- 09 160 ml-es tartóedény (1) # 53451
- 10 Tartóedény-gyűrű (1) és zárókorong (1) #53450
- 11 AC adapter / vezeték
- 12 Palacktartó (1) # 53452

Minden egyes használatot megelőzően tartsa be a következő előírásokat:

- Minden esetben alaposan mossa meg a kezét szappannal és vízzel, mielőtt az anyatej-leszívó készülékét, a leszívót vagy más kapcsolódó eszközöket használná.
- Az anyatej-leszívó készülékét tisztítás céljából szedje szét. Tegye félre a csővezeték, mivel azt nem szükséges megmosni vagy sterilizálni.
- Ne használja a mellszívót, ha a csőben folyadék vagy páralecsapódás látható. A készülék használata előtt alaposan szárítsa ki a készüléket, ha abban páralecsapódás jelei mutatkoznak.

04. Útmutató az eszköz tisztításához

Az Ön egészségügyi szolgáltatója útmutatójának függvényében, tartsa be a következő sterilizációs és tisztítási útmutató előírásait.

Sterilizálás

1. A készülék első használata előtt szedje szét a készüléket, és tegye az anyatej-leszívó készülék anyatejtel érintkező minden részét forrásban lévő vízbe 10 percen át. A készüléknek nem részei a leszívó-aljzat, a csatlakozó, a csővezeték és a csőcsatlakozó.
- **Megjegyzés: Gondoskodjon arról, hogy a forrás alatt minden alkatrészt a víz ellepje.**
- **Megjegyzés: a csővezeték és a csőcsatlakozót soha ne tegye forrásban lévő vízbe.**
2. A forrás megindulása után azonnal távolítsa el minden alkatrészt a vízből.
3. Az összeállítás és a következő használat előtt levegőn szárítsa meg az alkatrészeket.
- **Megjegyzés: A csak részben megszáradt alkatrészek kihatással lehetnek a mellszívó működésére. Gondoskodjon arról, hogy a használat előtt minden alkatrészt teljesen száraz legyen.**

Tisztítás

- Vegye szét a csővezeték és a csőcsatlakozót. Ezen alkatrészeket nem szükséges megmosni vagy sterilizálni, mert a membrán megakadályozza ezen részek anyatejvel való érintkezését.
- A mellosár és a tartóedények a mosógép felső részében vagy meleg szappanos vízzel kézzel is megtisztíthatók. Javasoljuk, hogy a legjobb eredmény elérésnek érdekében a tartóedényt szoptatóüveg-kéfével, a mellosár belső felét pedig üvegmosó-kéfével tisztítsa meg. NE használjon oldószereket vagy súrolószereket.
- Meleg, tiszta vízzel öblítse le.
- Az anyatej-leszívó készülék minden egyéb részét kézzel kell megmosni azok elvesztésének elkerülése és hasznos élettartamának meghosszabbítása érdekében.
- A mellszívó megtisztítása érdekében az aljzatot nedves ruhával áttörölve, kizárólag víz vagy enyhé hatású szappan felhasználásával tisztítsa.
- **A csőveket vagy a csőcsatlakozókat ne mossa meg és ne sterilizálja.**
- **Megjegyzés: A legjobb eredmény elérése érdekében gondoskodjon arról, hogy a membrán a felhasználás előtt teljesen száraz legyen.**
- **Megjegyzés: Az anyatej-leszívó készülék használatát megelőzően szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy az egyes alkatrészekben nincsenek-e repedések, lepattogzások, szakadások, elcsúszások vagy károsodások, mert az ilyen hibák a készülék felhasználhatóságára kihatással lehetnek.**

További útmutatás vagy cserealkatrészek a www.lansinoh.co.uk honlapon keresztül, a +44 (0) 113 205 4201 telefonszám felhívásával vagy az Ön országában működő forgalmazótól kapható.

05. Az anyatej-leszívó eszköz összeállítása (Appendix 2)

Az anyatej-leszívó készülék Lansinoh terméksomagolásában, részlegesen összeszerelve kerül forgalmazásra. Tisztítsa meg az anyatej-leszívó készülék alkatrészeit (kivéve a csővezeték és a csőcsatlakozót) a Tisztítási előírások c. részben foglaltak szerint. Miután minden alkatrészt megtisztított és teljesen megszáradt, a készüléket a következők módon állítsa össze:

1. Helyezze a bordó membránt a mellosár tetejére úgy, hogy a nyíl felfelé mutasson (a nyíl látszódjon). Figyeljen arra, hogy a nyílak ComfortFit™ mellosár felé mutassanak.



2. Ezt követően az áramutató járásával egyező irányba való forgatással rögzítse a membrántetőt a mellosárra úgy, hogy a bordó membránt lefedje.
3. Nyomja a puha szilikon anyagú ComfortFit™ mellosárat a mellkúpra. Megjegyzés: Figyeljen arra, hogy a mellkúp pereme mellosár szélénél szilárdan álljon és kosár tölcseire a küpon belül pontosan illeszkedjen.
4. Ezután nyomja a ComfortFit™ mellosárat és küpot a mellosár eszközbe.
5. Finoman illessze a fehér szelepet a mellosár-eszköz alsó részébe.
- **Megjegyzés: A kis fehér szelepet a mellosár-eszköz használata során nagy odafigyeléssel járjon el.**
6. Csavarozza a gyűjtőpalackot a mellosár-eszközbe.
7. Helyezze a csővezeték a membránsapka hátsó részébe, figyeljen arra, hogy szorosan illeszkedjen.
8. Helyezze a csővezeték bemenő nyílását a mellszívóba.

06. Leszívási tanácsok

A sikeres anyatejleszíváshoz a legfontosabb az, hogy az indítási

reflex jól kivátható legyen. Ekkor fog az anyatej áramlása szabadon megindulni. A mellek meleg és nedves nyomásával valamint a mellek leszívás előtti és/vagy közbeni gyengéd, körkörös masszázssalval és a természetes reflex erősíthető. Ha csecsemőjére gondol, vagy ránéz, illetve a csecsemő fényképek nézegetése is segíthet ezen reflex kiváltásában. Kipróbálhatja a Lansinoh® Therapearl™ 3in1 mellterápiát is, amely segíthet az anyatej áramlásának megindításában.

Előfordulhat, hogy egyetlen leszívás során többször is megindítható az anyatej áramlása. A második vagy harmadik leszívás az indítási szakaszhoz való visszatéréssel érhető el, ennek érdekében a  gombot kell megnyomni.

Mennyi ideig tartson a leszívás

Az anyatej a szoptások szerinti mennyiségben termelődik. Az anyatej rendszerezés leszívásával az Ön szervezete stimulálódik, és ezzel Ön képes lesz folyamatosan anyatejet kiválasztani. A szoptatáshoz hasonlóan nem szükséges a leszívásokat adott időben elvégezni, bár jobban felmérheti, hogy mennyi ideig tart a szervezete az anyatej kiválasztása, ha mellszívót használ.


Amennyiben a szoptatással vagy a mellszívással kapcsolatban kérdése van, érdeklődjön a védőnőnél vagy más szakorvosnál, vagy tekintse át a www.lansinoh.co.uk honlapot.

Leszívási és táplálási tanácsok

- Megengedett, hogy az egyik mellén a leszívás végezze, miközben a csecsemőt a másik mellén táplálja. Ilyen módon a leszívás hatékonysága maximalizálható, hiszen az indítási reflexet a csecsemő szívása is stimulálja.
- Kipróbálhatja a Lansinoh® mOmma® palackot, amelynek része a NaturalWave™ bimbó. Ezen eszköz klinikailag igazolt módon segít a csecsemőknek abban, hogy a szokásos szoptatási gyakorlatot folytassák, és ennek során a mellről való szoptásról át tudjanak térni a palackból történő táplálkozásra és vissza.
- Amennyiben Ön úgy dönt, hogy Lansinoh® mOmma® palackot a NaturalWave™ bimbóval együttesen kívánja használni a csecsemő leszívott anyatejével való táplálására, tartsa be a következő előírásokat:
- Minden esetben ellenőrizze a csecsemővel megittatni szánt folyadékok hőmérsékletét.
- Ne engedje meg, hogy a gyermek a palackot az ágyába vigye, vagy azt, hogy maga táplálkozzon belőle felügyelet nélkül.

07. A Lansinoh® elektromos mellszívó használati útmutatója

Útmutató a Lansinoh® elektromos mellszívó használatához



Az anyatej minél gyorsabb átfolyásának biztosítására kérjük, hogy tartsa be a következő előírásokat:


1. Illesszen minden csővezeték a csőcsatlakozóhoz.
2. Tartsa az anyatej-leszívó eszközt a mellhez úgy, hogy a melkbimbóvalyes közepő része a mellosár tengelye felé mutasson.
3. A mellek teljesen illeszkedjenek a mellosárra, hogy vákuum keletkezzen és levegő ne szökessen ki. Ha a melkbimbó dörzsölő vagy kényelmetlen érzése van, előfordulhat, hogy Önnél más kosármérete van szükséges. A mellosarak nagyobb méretben is elérhető. További tájékoztatás +44 (0) 113 205 4201 telefonszámon, a www.lansinoh.co.uk honlapon vagy a területi forgalmazónál kapható.
4. Az anyatej-leszívó készüléknek és a melkbimbó-mélyedésnek kicsit lefele kell állnia, hogy a tej magától belefolyhasson az üvegbe.
5. Nyomja meg és tartsa pár másodpercig lenyomva az On/Off (bekapcsolás, kikapcsolás) gombot a leszívó bekapcsolásához.
6. Amikor a mellszívó működik, megkezdődik az első (indítási) szakasz, majd 2 perc elteltével automatikusan megindul a 2. (leszívási) szakasz.

- Amennyiben az anyatej áramlása hamarabb megindul, nyomja meg a  gombot a leszívási szakaszra való átváltás érdekében.
- A mellszív minden esetben visszatér az első leszívási szakaszhoz a készülék indítása és az indítási és leszívási szakaszok közötti váltás esetén. Ezt követően a leszívás erőssége a  és  gombokkal szabályozható.
- Amennyiben ki szeretné hagyni az első (indítási) szakaszt, nyomja meg egyszerűen a  gombot, és így eljut a 2. (leszívási) szakaszba. Szükség esetén bármikor vissza lehet térni az első (indítási) szakaszba.
Megjegyzés: Amennyiben bármikor előfordul, hogy a mellén a leszívás kellemetlen érzést kelt, csökkentse a leszívás erősségét a  gomb megnyomásával.
- A leszívási szakasz befejeztével kapcsolja ki a mellszívot az on/off gomb megnyomásával. Arra vigyázzon, hogy a mellbimbómelegedés(ek)ben ne működjön a leszívás, a mellről a mellosarat csak ezután távolítsa el. Amennyiben szükséges, a leszívás a mellosár és a mell közé tett ujjal megszüntethető. A leszívás megszűntetésével a mellosár biztonságosan eltávolítható.
- Használja az állványt a palack leesésének és a leszívott anyatej elvesztésének megakadályozására.
- A palackot zárja le annak fedelével és a lezárókoronggal. Tartsa be az anyatej tárolására vonatkozó előírásokat a 9. fejezetben foglaltak szerint.

08. Áramellátási lehetőségek


A leszívó áramellátását a következő módokon lehet biztosítani:

Hálózati adapterrel (a készülék részét képezi)



Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülék jobb oldalán levő aljzatba. Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy hálózati konnektor-aljzathoz. Érintésvédelem csak akkor biztosítható, ha a mellszívot a készülékhez adott hálózati adapterrel használják (olvassa át a Műszaki adatok c. részt).

6 db AA alkalí elem (nincs mellékelve)



Az elemeket a jelzés szerint, a megfelelő polaritással (+) és (-) helyezze be. Az elemtartó rekeszt a burkolat nyitve megnyomásával zárja le. Távolítsa el az elemeket, ha a leszívót hosszabb ideig nem kívánja használni.

Az elemeket a környezetvédelmi és újrahasznosítási előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Az elemeket egyszerre cserélje. Fontos figyelmeztetés: a leszívó nem újratöltő elemekkel való használatra lett kialakítva. A régi és új elemeket ne használjon együtt. Az alkalí és hagyományos (szén-cink) elemeket ne használja egyszerre. Ha a leszívóban vannak elemek, és a hálózati adaptert használban van, a leszívó az üzemeltetéshez az adaptert és nem az elemeket fogja igénybe venni. A leszívó legazdaságosabban úgy használható, ha azt a hálózati adapterrel használja. A hálózati adapter univerzális hálózati adapter-típus, 0-240 voltos, 50 és 60Hz áramerősségű rendszerekre használható.

09. Anyatejtárolási útmutató

Anyatejtárolási és –felengedési szabályok

Kérjük, hogy kérjen tanácsot a védőnőltől vagy egészségügyi személyzettől a pontos tárolási előírásokkal illetően.

Amennyiben az anyatejet le kívánja fagyasztani, ne töltsse fel a tárolóedényt annak ¾-ét meghaladó mértékben, hogy a kiengedés során legyen elegendő tárolókapacitás a megnövekedett mennyiség tárolására. Az anyatejtárolásra szolgáló palackon jelölje meg az anyatej leszívásának dátumát, hogy a jövőben tudja, mikor került leveletre az anyatej. Először mindig a legkorábban lefagyasztott anyatejet használja fel.

Szobahőmérséklet (<26°C)	6 óra
hűtőszekrény (>4°C)	3 nap
hűtőszekrény (<4°C)	5 nap
Hűtőszekrény fagyasztója	2 hét
Otthoni fagyasztó (<-18°C)	6 hónap

Megjegyzés: Az anyatejet NE a hűtő vagy fagyasztó ajtaján tárolja. Az ajtó legutóbbra elzárta a hűtő vagy fagyasztó legmelegebb pontja.

Felolvasztás

A lefagyasztott tejet a hűtőbe téve olvassza fel vagy tegye a palackot hideg folyóvíz alá, miközben a víz hőmérsékletét fokozatosan növeli, és így járjon el mindaddig, amíg a tej fel nem olvad. A felolvasztott tejt a hűtőben legfeljebb 24 órán át tárolható.

Megjegyzés: Az egyszer már felolvasztott anyatejet ismételtlen NE fagyasztja le.

A felolvasztott tejet finoman keverje össze, mielőtt a csecsemőnek adná, és így keverje össze a már elkülönült tej-összetevőket. Az anyatej nincs homogenizálva, a "főle" a tej felszínén összeáll. Az anyatej színe és összetétele a leszívás időpontjától, az Ön táplálkozáásától és a csecsemő leszívási korától függően változhat.

Megjegyzés: Az ANYATEJET NE MELEGÍTSE MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN! A mikrohullámú sütőben való melegítés hatására a tej összetétele megváltozik. A mikrohullámú sütőben való melegítés a tejben ezen kívül, "forró pontokat" hozhat létre, amely megegetheti a tejet elfogyasztó csecsemőt.

Megjegyzés: Az anyatejet NE olvassza ki forró vagy forrásban lévő vízben.

10. Műszaki adatok

1. Áramellátás

Az elemek alkalmazása: 6 db AA-elem (nincs mellékelve), amelyek sorban helyezendők a helyükre. Ne használjon újratöltő elemeket.

Az elemek működési ideje: 6 alkalí elemmel körülbelül 2 óra (nincs mellékelve)

Hálózati adapter működése: 100/240V fali konnektorhoz való hálózati adapter, amelyben galvanikusan elkülönített 9V-os váltóáramú kimeneti feszültség is rendelkezésre áll. Leszívási energia megoszlása: maximum 10 watt. Feszültség szabályozás: Lineáris feszültség szabályozó kis feszültségbeállítás és zárlat elleni védelemmel.

2. Irányítórendszer

Irányítóeszköz: Bépített programmemóriával ellátott mikroirányító eszköz. Programmemória: 8K flash ROM, 1K RAM memória Két szakaszban működik: A leszívási és a stimulációs funkció a billentyűzettel választható ki. Beállítható leszívási erősség: Az irányító eszközzel 6 leszívási erősség választható ki és irányítható. Leszívási vákuum erőssége: Minimum 56 mmHg, maximum 225 mmHg

Előírásoknak való megfelelés

BF típus, alkalmazott rész.



Warning: Children have STRANDED in cords. Keep the cords out of the reach of children.

Figyelmeztetés: A vezetékek gyermekek FULLADÁSÁT okozhatják. Gondoskodjon arról, hogy a vezetékek gyermekek ne érhessek el.

Műszaki adatok:

Áramellátási szükséglet:

Hálózati adapterrel (a készülék részét képezi)

AC Adapter – EU

Hálózati csatlakozó típusa

100V/240V fali csatlakozó

AC Adapter, galvanikusan elkülönített, 9V kimenő feszültségű adapter Elemek (nincs mellékelve) 6 db 1.5 V feszültségű, AA-méretű alkalí elem

Előírásoknak való megfelelés: UL (E314167) és CSA által jóváhagyott EU adapter

11. Hibaelhárítási útmutató

A Lansinoh™ elektronikus mellszívóval kapcsolatos hibák elhárítása

Áramellátási megszakadása

Amennyiben Ön azt tapasztalja, hogy a mellszívó elemeket és/vagy mechanikai működése megszakad, tegye a következőket:

- Húzza ki az AC adaptert a konnektorból;
- Várjon pár másodpercet, majd dugja vissza az AC adaptert a konnektorból. Amennyiben az elektronikus hiba továbbra is fennáll, próbálja meg a mellszívót a hat AA elemmel működtetni, aztán, hogy az AC adaptert eltávolította.

A leszívás közbeni kellemetlen érzések

Amennyiben bármilyen kellemetlen érzést tapasztal, előfordulhat, hogy Önnek más méretű mellosárra lenne szüksége. Keresse fel a www.lansinoh.co.uk honlapot vagy hívja a +44 113 205 4201 angliai telefonszámot vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval.

Csökkentett mértékű leszívás

Amennyiben úgy érzi, hogy a leszívás mértéke lecsökkent, próbálja meg a következőket:

- Távolítsa el a csővezeték a leszívóból, és tegye az egyik ujját a csővezeték csatlakozójára. Amennyiben éri a szivóhatást, az azt jelenti, hogy a leszívó megfelelően működik, de a leszívó egység összeállítása nem megfelelő, illetve előfordulhat, hogy a fehér szelep sérült. Amennyiben az ujjával nem éri a szivó hatást, húzza ki az adaptert a konnektorból, várjon pár másodpercet és dugja vissza a konnektorból.
- Figyeljen arra, hogy a leszívó megkezdésén legyen összeállítva. Olvassa át „Az anyatej-leszívó eszköz összeállítása” c. fejezetben foglaltakat.
- Vizsgálja meg a fehér szelepet, hogy nincs-e rajta szakadás vagy lyuk. Ezen alkatrész alapvető fontosságú a megfelelő szivás biztosítása érdekében. Cserélje ki a fehér szelepet a termékkel adott csereszelleppel.

12. A NaturalWave™ perisztaltikus bimbóval történő anyatejes táplálás

A NaturalWave™ perisztaltikus bimbó a következő célokat szolgálja:

- segít a kialakított táplálási szokások fenntartásában;
- biztosítja, hogy a mellről történő táplálásról könnyen át lehessen térni a palackról történő táplálásra és vissza;
- lehetővé teszi, hogy a csecsemő „hullámozó” módon mozgassa nyelvét;
- elősegíti, hogy az ösztönös szivási folyamat hozzájáruljon a természetes szájszervi fejlődéshez.



1. Szoportásos táplálás

Állak nyitva, a mellbimbóra tapadva.

2. Perisztaltikus nyelvmozgás


A nyelv finom hullámszerű mozgást végez a mellbimbó összesenymására és az anyatej kikapcsolására. Elősegíti a szájszívet, az alkapocs és az arc fejlődését.

Tény: A csecsemő nyelve a perisztaltikus mozgással 800-100 alkalommal végzi egyetlen szoptatás alatt.

3. Nyelés

A csecsemő nyelve megemelkedik, a tejet a garat felé irányítja.

A NaturalWave™ perisztaltikus bimbó kialakítása klinikailag igazoltan elősegíti ezen természetes táplálási szokás kialakulását és fenntartását.



1. Bimbócsúcs

A csecsemő szabályozza a tej áramlását.

2. Puha anyag, 0% szilikonteljesítés.

Az optimális összenyomás elősegítésére nyúlik és hajlik.

3. Belső függőleges merevítő

A bimbó szerkezetének erősítésére szolgál, megakadályozza, hogy az összeessen.

4. Egyedi és fókuszotlan változó iv

Elősegíti a görbülékeny perisztaltikus nyelvmozgás végzését.

5. Széles bimbóalap

A szájbáztétel és hatékony szivás elősegítésére.

6. AVS

A levegőbevitel csökkentésére, a hasgörcs lehetséges kialakulásának megelőzésére.

Egy darabból áll, egyszerűen használható kivitelezésben,

alkalmas lassú, közepes és gyors áramlásra levezetésén.


A csecsemő életének első hat hónapján rendszeres mellről történő szoptatás ajánlott. A mellről történő szoptatásnak és az anyatej-termelődésknek kialakuló gyakorlatát kell válnia, mielőtt a csecsemőt palackról és bimbóról kezdenék táplálni.

Felhasználási útmutató: Töltsd fel a szükséges mennyiségű folyadékkal és szorítsa meg a csavaros tejtűt. Mikrohullámú sütővel való melegítés nem ajánlott. Ha Ön úgy dönt, hogy a táplálékot mikrohullámú sütőben melegíti, ne zárja le a palackot. Távolítsa el a bimbót és a fedőt a mikrohullámú sütő alkalmazása esetén. A használat előtt alaposan mossa fel, és elengedje az anyatej hőmérsékletét, mielőtt azt a csecsemőnek adná. A változó hőmérsékletű táplálék megkegetheti a csecsemőt az adott. Az anyatej mikrohullámú sütőben ne melegítse, mert a mikrohullámú sütő megváltoztatja az anyatej összetételét. A legelső használat előtt tisztítsa meg a terméket. A termék higiénikus voltának biztosítása érdekében, a felhasználást megelőzően tegye a bimbót, a palackot és a többi részegységet forrásban lévő vízbe 5 perces időtartamra.

Amennyiben levele tovább elmozdít, a palackot annak tetőjével zárja le, figyelem arra, hogy bimbót a fedő közepé felé irányítsa, így aktiválja a termék szivárgásmenetségét.

Tisztítás: A legelső használatot megelőzően, tegye a terméket forrásban lévő vízbe 5 perces időtartamban, hagyja lehűlni és alaposan szárítsa meg a palack minden összetevőjét. Ez a higiénia biztosításához szolgál. Ezt követően a palack a mosogatógép felső részében is elmosható, és nyitott állapotban mikrohullámú sütőben és speciális sterilizációs eszközökben is sterilizálható. A termék minden alkatrészét minden esetben az egyes használatokat követően azonnal mossa el. Mossa meg meleg szappanos vízben és alaposan szárítsa meg. Minden egyes használat előtt

Összeállítás: Amennyiben teljesen megszáradt, helyezze be a táplálóbimbót a csavaros tető pereme tetőjére. Rögzítse a csavaros töpöpermet szorosan a palack nyakára.



Elővigyázatossági előírások: Amennyiben a termék használatban kívül van, szűrő és fedett helyen tárolja. A termék minden esetben feltétlenül felügyelet mellett használja. A terméket nem tisztítsa oldószerekkel vagy agresszív vegyszerekkel, ne tárolja együtt és ne engedje meg, hogy a termék és ilyen anyagok egymással érintkezzenek, mivel ez a terméket károsíthatja. Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek és hőhatásnak, és ne hagyja fertőtleníteni (sterilizálni) oldatban a megengedettnél hosszabb időre. A folyadékot ne melegítse úgy, hogy a palackot közvetlenül gáz-vagy villanytűzhöz, rezszó, elektromos sütőbe tegye.

FIGYELMEZTETÉS: A csecsemő biztonsága és egészsége érdekében! A terméket minden esetben feltétlenül felügyelet mellett használja. A tápláló bimbót soha ne használja cumiként. A folyadékot folyamatosan és hosszú ideig tartó szívás a fogak romlásához vezethet. Minden esetben ellenőrizze a táplálék hőmérsékletét a táplálás megkezdése előtt. A használatban kívüli alkatrészeket gyermekektől elzárt helyen tartsa. Soha ne hagyja, hogy a gyermeke egyedül maradjon a folyadék fogtámaszára szolgáló eszközzel a faradás, a csecsemő élesesének veszélye miatt vagy ha a termék szét van szedve.

Figyelemzés: A fogak romlásának indultának akkor is, ha a csecsemő nem édesített folyadékot fogyaszt. Ez akkor fordulhat elő, ha a csecsemő a palackot vagy a poharat a nap során vagy különösen éjszaka hosszú ideig használhatja és a nyáltermelés lecsökken vagy ha azt cumiként használja. Ne tegye ki a bimbót közvetlen napfénynek és hőhatásnak, és ne hagyja fertőtleníteni (sterilizálni) oldatban a megengedettnél hosszabb időre, mert ez a bimbó anyagának minőségromlásához vezethet. Minden egyes használat előtt ellenőrizze a terméket. A károsodás vagy minőségromlás első jele a bimbót azonnal dobja ki. A bimbót minden hetedik héten cserélje ki biztonsági és higiéniai okokból. Húzza ki a táplálóbimbót minden irányba és így ellenőrizze a termék állapotát.

FIGYELEM! Egyes levek steril és az oldatok a szilikont átlátszatlanul tehetik. Ez nem változtatja meg a termék tulajdonságait. Az anyatejt mikrohullámú sütőben ne melegítse, mert a mikrohullámú sütővel megváltoztatja az anyatej összetételét. A mikrohullámú sütőben való melegítés egyes helyzetekben magas hőmérsékletet eredményez. A mikrohullámú sütővel való melegítés esetén járjon el nagy óvatfegyessel. A felmelegített táplálékot mindig kavarja meg, hogy a folyadék hőmérséklete egyenletes legyen, továbbá a táplálás megkezdése előtt mindig ellenőrizze a folyadék hőmérsékletét.

Figyelemzés: A csomagolóanyagok nem képezik részét a terméknek. A gyermek biztonsága érdekében távolítsa el és dobjon ki minden csomagolóanyagot a felhasználás megkezdése előtt. A használati útmutatókat tartsa meg későbbi tájékoztás céljára. A mikrohullámú sütőben lefedés nélkül tartsa.

13. Jótállás

Korlátozott garanciajogi jogkörrel rendelkező vállalkozás. A termék jótállása az eredeti fogyasztó (vásárló) javára érvényes, a jótállás arra vonatkozik, hogy a termék leszálló mechanizmusa a vásárlástól számított egy éven belül mentes minden kereskedelemben nem elfogadható anyag- és gyártási hibától valamint a termék többi alkatrészére az ilyen hibától 90 napos időtartamban mentes. A jótállás a készülék eladásával vagy más személyhez juttatásával automatikusan megszűnik. A jótállás alapján Ön egyedi törvény szerinti jogokkal és az Ön országa szerinti egyéb jogokkal rendelkezik.

A LANSINOH CÉG AZ EZEN DOKUMENTUMBAN FOGLALTAKON KÍVÜL SEMMILYEN KIFEJEZETT JÓTÁLLÁS NEM VÁLLAL A TERMÉKEKEL KAPCSOLATBAN. A JOGSZABÁLYOKBAN

MEGEGNEZTÉRT MÉRTEKBE BÄRMELY HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁS, IDEERTVE A KERESKEDELMI FORMALÓLAG HOZHATÓSSÁGRA VAGY A VALAMELY CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁS A VÁSÁRLÁS KÉLTÉTŐL SZÁMÍTOTT 90 NAPOS IDŐTARTAMBAN ERVÉNYES AZ ELSŐ VÁSÁRLÓ VONATKOZÁSÁBAN.

Amennyiben a Lansinoh cég megítélése szerint a termék nem felel meg a fenti jótállásnak, a vásárló egyetlen és kizárólagos jogorvoslatja annak testüel meg, hogy a Lansinoh cég a hibás terméket megjavítja vagy a Lansinoh cég választása szerint a terméket cseréjé-mentesen és munkadíj-mentesen kicseréli.

Megjegyzés: A termék Lansinoh céghez való eljuttatásának költségét a vásárló fedezi. Ezen jótállás nem vonatkozik olyan termékekre, amelyeket helytelenül, rendeltetését céljától eltérő célra használtak vagy megváltoztattak. A Lansinoh termékekkel kizárólag Lansinoh márkanévű cserealkatrészek használatát. A nem megfelelő vagy pontatlan karbantartás vagy javítás vagy nem Lansinoh márkanévű cserealkatrészek használata ezen jótállás érvénytelenségével jár.

A JOGSZABÁLYOKBAN MEGEGNEZTÉRT MÉRTEKBE A LANSINOH CÉG NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN VÉLTENSZÉRGŐ VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT FELLÉPŐ KÁROK , IGY TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÍRÁSBAN LEFEKTETETT VAGY HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁS MEGSZÉGESE NYOMÁN ELŐÁLLÓ CSEREKÖLTSEGEK TEKINTETEBEN.

Amennyiben Ön a jelen jótállás alapján követelési követelést feltevé, kérjük hívja be a +44 (0) 113 205 4201 telefonszámmal, amennyiben Ön Angliában lakhat, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval. Az Ön számára biztosítunk egy olyan címet, ahová a terméket szükség esetén ingyenesen visszaküldjük. Kérjük, hogy a termékhez mellékelje az eredeti dátummal ellátott nyugtát vagy számlát vagy a vásárlást igazoló egyéb bizonylatot valamint a hibát leírását.

Elektromágneses megletelességi nyilatkozat (EMC) Kizárólag tájékoztatási célra.

FCC-nyilatkozat Ezen készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részében foglaltaknak. A működéshez a következő két feltételt függvényében történhet: A készülék nem okozhat káros interferenciát és (2) a készüléknek el kell viselnie minden ráható interferenciát, így a nem kívánt működéssel járó interferenciákat is.

Figyelem

A hordozható és mobil rádiófrekvenciás kommunikációs berendezések és a készülék javasolt elkülönítési távolsága 3V rms feszültség esetén				
A Lansinoh Single elektromos mellszívót olyan elektromágneses környezetben történő használatra terveztek, melyben a sugárzott rádiófrekvenciás zavarok ellenőrzöttek, e a Lansinoh Single elektromos mellszívó használói úgy előzhetik meg az elektromágneses interferenciát, hogy betartják a hordozható és mobil kommunikációs eszköz és a Lansinoh Single elektromos mellszívó közötti alábbi táblázatban szereplő, a kommunikációs eszközök maximális kimeneti teljesítményétől függő javasolt minimális távolságot.				
Az adó frekvenciájától függő elkülönítési távolság (méter)				
Az adó névleges és maximális teljesítménye (W)	150 khz és 80 Mhz között	80 Mhz és 800 Mhz között	800 Mhz és 2,5 Ghz között	
0,01	0,12	0,12	0,23	
0,1	0,37	0,37	0,74	
1	1,17	1,17	2,33	
10	3,69	3,69	7,38	
100	11,67	11,67	23,33	

Vezetéknélküli berendezésekkel kapcsolatos nyilatkozat A vezetek nélküli kommunikációs eszközök, mint a vezetek nélküli otthoni hálózati eszközök, mobiltelefonok, vezetek nélküli telefonok és csak tartózkodás, továbbá URH-készülékek befolyással lehetnek ezen készülékre. Ezen eszközök és a készülék között legalább 3,5 méter távolság legyen.

Együttműködés A készülék más eszközök közelében vagy azokkal együtt nem használható. Amennyiben mégis ilyen eszközök közelében vagy azokkal együtt kell használni a készüléket, ellenőrizni kell, hogy a készülék a beállított funkciójában megfelelően működik-e.

A termék személyes használatra szolgáló termék, így felbontás után nem cserélhető vissza. Amennyiben a termékkel kapcsolatban bármilyen problémát észlel, kérjük vegye fel a kapcsolatot cégünk ingyenes hívható ügyfélszolgálatával az Egyesült Királyságon belül a +44 (0) 113 205 4201 telefonszámmal vagy vegye fel a kapcsolatot az Ön országa

szerinti forgalmazóval. Cégünk képviselője örömmel áll az Ön rendelkezésére.

Lansinoh® Laboratories, Inc. Jason House, Kerry Hill, Leeds, LS18 4JR, UK. Lansinoh.co.uk

Gyártó: Lansinoh Laboratories
Saglik Gereceleri Tasarim San. Tic. Sti.
A.O.S.B – 006 Sok. No.64 35620 Cigli / Izmir / Turkiye
A Lansinoh® a Lansinoh Laboratories, Inc. bejegyzett védője.

©2014 Lansinoh Laboratories, Inc. Minden jog fenntartva.

304-013-00

FIN Onneksi olkoon!

Lansinoh® single -sähköinen rintapumppu on tarkoitettu imettävälle äideille, jotka haluavat tarjota vauvalleen rintamaitoa myös ollessaan itse poissa. Sen avulla on kätevä lypsää rintamaitoa nopeasti ja helposti.

Pumpputime:

- on helppo puhdistaa, koota ja käyttää – hygieenisin muotoiluun ansiosta maitoa ei päädy letkuun – letkua ei tarvitse puhdistaa
- imatusa voi säätää helpokkytoisilla +/- -painikkeilla
- sisältää LED-merkivalon, joten tiedät aina, mikä imatusa ja vaihe on valittuna
- sisältää NaturalWave™ -tutin (kannellinen), joka auttaa ylläpitämään rintaruokintaa
- "Pumppaa" → Säilytä → Syötä Mukana on yksi pullo maidon vaivonta pumpusta, säilystystä ja syöttöä varten (Suljinkieko säilystystä varten ja NaturalWave™-tutti)
- on verkkovirta- tai paristokäyttöinen - 6 AA-paristoja (ei mukana)
- voi pestä astianpesukoneessa ja steriiloida (letkua ja letkuliitäntää ei tarvitse pestä).

Jos sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalveluumme +44 (0) 113 205 4201 tai lähetä sähköpostia osoitteella help@lansinoh.co.uk

Sisältö

1. Tärkeitä turvatietoja
2. Pumpputime
3. Lansinoh® single -sähköinen rintapumpun osat
4. Puhdistusohjeet
5. Rintamaidon lypsytien kokoon
6. Lypsöyhte
7. Lansinoh® single -sähköinen rintapumpun käyttö
8. Virtavaihto
9. Rintamaidon lypsytien ohjeet
10. Tekniset tiedot
11. Vianmääritys
12. Tekniset tiedot
13. Takuu

01. Tärkeitä suojuksia

Lansinoh® single -sähköinen rintapumpu on henkilökohtainen, ja hygieniasääntö siltä ei pidä lainata tai myydä toisen äidin käyttöön. Takuu raukeaa, mikäli näin toimitaan.

Jos sinulla hepatiitti B, hepatiitti C tai HIV, huomaa, että äidinnäimien lypsytien Lansinoh® single -sähköisellä rintapumpulla ei välttämättä ole pistoa riskiä tartuttaa virus lapsesi rintamaidon välityksellä.

Käytettäessä sähköliitaita etnen lasten ollessa lähtevillä on aina huolehdittava perusturvaojeista, joita ovat mm. seuraavat:

Lue kaikki käyttöohjeet ennen käyttöä.

Vaara: Sähköiskuvaaran välttämiseksi:

- Irrota tuote aina verkkovirrasta heti käytön jälkeen.
- Älä käytä tuotetta kylvyssä.
- Älä aseta tai säilytä tätä tuotetta niin, että se voi pudota tai tulla vedettyä ammeeseen tai altaaseen.
- Älä aseta tai pudota pumpputta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä tartu sähköliitteeneseen, jos on pudonnut veteen. Irrota silloin laite verkkovirrasta välittömästi.

Varoitus: Palovammojen, sähköiskojen, tulipalon tai loukkautumisten estämiseksi:

- Tätä tuotetta ei saa koskaan jättää ilman valvontaa sen ollessa kytkettynä verkkovirtaan.
- Erityisen tarkkaavaisuus on tarpeen käytettäessä tuotetta lasten tai vammaisten läsnäollessa.
- Käytä tätä tuotetta vain tässä käyttöohjeessa kuvattuna tavalla. Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelema lisätarvikkeita.
- Älä käytä tuotetta, jos sen johto tai pistoke on vahingoittunut, jos se ei toimi kunnolla, jos se on pudonnut tai vahingoittunut tai pudonnut veteen.
- Pidä virtajohto etäällä kuumista pinnoista.
- Älä käytä tuotetta nukkuessasi tai unienä.
- Älä koskaan yrittää tai pudota mihinkään aukkoihin tai letkun sisään mitään.
- Älä käytä tuotetta, jos se on rikki tai jos siitä putoaa jokin osa.
- Älä aina pikkuhousu tai vaivantoja pumpulla.

- AC-sovitimella jne.
- Älä käytä ukkuna AC-sovitimen kanssa äläkä tilassa, jossa käytetään spraysuhteita tai annetaan happea.

Pidä nämä ohjeet tallessa yhdessä ostokuitin kanssa, jotta voit perehtyä niihin myöhemmin.

TÄRKEÄÄ KÄYTETTÄESSÄ LANSINOH® SINGLE -SÄHKÖISTÄ RINTAPUMPPUJA

Älä pese äläkä steriloi letkua äläkä letkun liitäntää.

Herumis- ja lypsytointinto

Kun vauvaa imetään, hän ryhtyy imemään nopeasti, mikä stimuloi maidon herumisen ja virtauksen. Kun heruminen on käynnistynyt, vauva imee maitoa hitaammin ja syvemmän liikkein. Vaikka mikään ei voikaan täysin jäljitellä vauvan luonnollista imemisyntymä, Lansinoh® Single -sähköisessä rintapumpussakin on kaksi vaihetta – herutusvaihe ja lypsytointinto.

Herutusvaiheessa (vaihe 1) laite pumpkaa nopeammin, jotta maito alkaisi herua ja virrata rinnasta.

Pumppausvaiheessa (vaihe 2) on tarjolla kuusi säädettävää imutusoja, jonka voit valita itsellesi sopivaksi.

Näppäimistö

Lansinoh® Single -sähköisessä rintapumpussa on violetin näppäimistön alla LED-valot, jotka ilmaisevat, mikä imu- ja vaiheasetus on valittuna.

➡ -painikkeen avulla voit vaihtaa vaihetta. Vaihe 1 (herutus) ilmaistään hitaasti himmenevällä LED-valolla. Vaihe 2 (lypsyt) ilmaistään tasaisella LED-valolla.

Kussakin vaiheessa on 5 imutusoja. ➡ -painikkeella voit lisätä imutusoja ja ➡ -painikkeella alentaa sitä. Lansinoh suosittelee, että valitset itsellesi parhaiten sopivan tason ja vaiheen.


Käytössä on enintään 6 LED-valoa, jotka palavat valitun imutuksen mukaisesti. 20 sekunnin kuluttua vain korkein (oikeanpuolinen) LED palaa edelleen ilmaisten, että lypsytointinto on päällä, ja kertoo, mikä imutuso on sillä hetkellä valittuna. Alemat LEDit sammuvat automaattisesti energiansäästösystyä.

Kun pumppuun kytketään virta, se käynnistää vaiheen 1 (herutus) ja siirtyä automaattisesti vaiheeseen 2 (lypsyt) 2 minuutin kuluttua. Pumppu siirtyä oletuksena imutusoile 1 käynnistykseen yhteydessä ja siirryttäessä herutuksesta lypsytointintoon. Voit sen jälkeen itse säätää imutusoja painikkeilla ➡ ja ➡.

Jos haluat ohittaa vaiheen 1 (herutus), paina painiketta ➡, jolloin voit siirtyä suoraan vaiheeseen 2 (lypsyt). Voit tarvittaessa aina palata vaiheeseen 1 (herutus).


Pumppu sammuu automaattisesti 60 minuutin kuluttua. Lansinoh® haluaa olla tukenasi imetyksessä. Jos sinulla on kysyttävää, voit aina ottaa yhteyttä puhelimitse +44 (0) 113 205 4201 tai sähköpostitse help@lansinoh.co.uk Isonsa-Britanniassa. Muissa maissa ota yhteys jälleenmyyjään.

02. Pumppupiiros




Perussäätimet, näyttö ja ominaisuudet

- ➡ Virtakytkin ➡
- ➡ Imutuksen lisäyspainike ➡
- ➡ Imutuksen vähennyspainike ➡
- ➡ ➡ -painike, jolla voit liikkua herutus- ja lypsytointintojen välillä.
- ➡ Imuvuiman LED-ilmaisim




- ➡ Letkujen liitäntä
- ➡ Paristokotelo 6 AA-paristolle (ei mukana)

HUOM: Ennne suositteille ladattavia paristoja.



- ➡ AC-sovitimen liitäntä
- ➡ AC-sovitin



03. Lansinoh® Single -sähköisen rintapumpun osat (Appendix 1)

Tuote/Tuotenumero

- ➡ Letku 800 mm #54100
- ➡ Pumpun liitin #53453
- ➡ Rintasupplio (standardi) #54101
- ➡ ComforFit™ -rintatynny, silikonia (standardi) #53454
- ➡ Rintatynny runko #53454
- ➡ Kierukan #54105
- ➡ Kierukan kansi # 53410
- ➡ Valkoinen venttiili (1+1) # 53401
- ➡ 160 ml säiliö (1) # 53451
- ➡ Pullon rengas (1) ja suljinlevy (1) # 53450
- ➡ AC-sovitin/Virtajohjo
- ➡ Pulloteline (1) # 53452

Aina ennen käyttä...

- Pese aina kädet huolellisesti vedellä ja saippualla ennen rintamaidon lypsytointintoa tai muiden osien käsittelyä.
- Irrota lypsytointinto puhdistusta varten. Siirrä letku sivuun, lisää sitä ei tarvitse pestä eikä steriloita.
- Älä käytä pumppua, jos letkussa näkyy nestettä tai kosteutta. Muuassa sen ennen perusteellisesti, jos kosteutta on vähänkin näkyvissä.

04. Pesuohjeet

Eiä lääkärin toisin opasta, noudata tarkoin seuraavia pesu- ja steriloitintoja.

Steriloitinto

- Ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa irrota kaikki rintamaidon kanssa kosketuksiin joutuvat lypsytointinto osat toisistaan ja keitä niitä 10 minuuttia. Tämä koskee kaikkia muita osia paitsi pumppupohjaa, pistoketta, letkua ja letkun liitäntää.
- Huom: Muista lisätä kattilaan niin paljon vettä, että kaikki osat kelluvat siinä kiehumisen aikana.
- Huom: Älä keitä letkua äläkä letkun liitäntää.
- Ota kaikki osat pois vedestä heti keittämisen jälkeen.
- Anna kuivua avoina kuivaksi ennen kokaamista ja seuraavaa käyttökertaa.
- Huom: Vaillinaisesti kuivuneet osat voivat vaikuttaa pumpun toimintaan. Tarkista, että kaikki osat ovat täysin kuivia ennen käyttöä.


Puhdistaminen

- Siirrä letku ja letkun liitäntä sivuun. Näitä osia ei tarvitse pestä eikä steriloita, koska rengas estää niiden pääsyn kosketuksiin rintamaidon kanssa.
- Rintatynny ja pullon voidaan pestä astianpesukoneen yläkorissa tai käsin kuumalla vedellä ja astianpesuaineella. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi suosittelemme pullon pesemistä pienellä pulloharjalla ja rintatynny pesemistä tuttipharjalla. ÄLÄ käytä liuotimia tai hankaavia pesuaineita.
- Huuhtelettu puhtaalla kuumalla vedellä.
- Kaikki muut rintamaidon lypsytointinto osat on pestävä käsin, jotta ne eivät koki ennakkaaisesti ja kestävätkä käytössä pidempään.
- Puhdista rintapumppu pyyhkimällä pohjatelne kostealla liinalla vain vedellä tai miedolla saippualla.
- Älä pese äläkä steriloi letkua äläkä letkun liitäntää.
- Huom: Anna Kierukoiden kuivua täysin ennen käyttöä.
- Huom: Tarkista ennen rintamaidon lypsytointinto käyttöä, ettei yksittäisissä osissa ole halkeamia, säröjä, repeämiä, värinmuutoksia tai haurastumista, sillä sellaiset voisivat haitata laitteen toimintaa.

Käy verkkosivulla www.lansinoh.co.uk soita +44 (0) 113 205 4201 Isonsa-Britanniassa tai ota yhteys omaan maasi jälleenmyyjään, jos tarvitset lisäohjeita tai varaosia.

05. Rintamaidon lypsytointinto kokoonpano (Appendix 2)

Rintamaidon lypsytointinto on valmiiksi koottuna Lansinoh®-tuotepakkauksessa. Pese rintamaidon lypsytointinto osat (lukuun ottamatta



letkua ja letkun liitäntää) kohdassa "Puhdistusohjeet" kuvattavalla tavalla. Kun kaikki osat on pesty ja täysin kuivuneet, kokoa lypsytointinto seuraavasti:

1. Aseta violetti kierukka nuoliuppi ylöspäin (niin, että nuoli näkyy) rintatynny rungon päälle. Tarkista, että nuolet osoittavat ComforFit™-rintatynnyä kohti.
2. Kiinnitä sitten kierukan kansi rintatynny rungon päälle kiertämällä sitä myötäpäivään niin, että violetti kierukka jää sen sisään.
3. Työnä pehmeä silikoniin ComforFit™-rintatynny rintasupplion sisään.
- Huom: Tarkista, että rintasupplion reuna on varmasti rintatynny kielekkeen sisällä ja että tyynny supplio asettuu samansuuntaisesti rintasupplion kanssa.
4. Työnä sitten ComforFit™-rintatynny ja kartio rintatynny runkoon.
5. Kiinnitä valkoinen venttiili varovasti rintatynny rungon pohjaan.
- Huom: Ole varovainen käsitellessäsi ja puhdistatessasi pientä valkoista venttiiliä.
6. Kierrä rintamaidon keräyspullo rintatynny runkoon.
7. Työnä letku kierukan kannen takaseaan ja varmista, että se on tiivis.
8. Aseta letku pumppuun.

06. Lypsytointinto

Tärkein tekijä lypsytointinto onnistumisessa on herumisrefleksin käynnistäminen. Se tarkoittaa maidon vapaan virtaamisen käynnistymistä. Voit edistää tätä luonnollista refleksia lämpimillä kosteilla käsillä ja hellävaraisella pyörivillä hierontaliikkeillä. Avuksi voi olla myös vaunui ajatteluun ja hänen kuvansa katseminen, jos olet erossa vauvasta lypsytointinto aikana. Kannattaa kokeilla myös Lansinoh®Therapeat™ 3in1 -rintaterapiaa, joka voi edistää herumisrefleksia.

Jotkut onnistuvat saamaan aikaa useamman kuin yhden herumisrefleksin yhden lypsytointinto aikana. Saatat saada aikaa toisen tai kolmannen herutusvaiheen yhden lypsytointinto aikana palaamalla herutusvaiheeseen painamalla ➡ -painiketta.

Kuinka pitkään kannattaa lypsää


Rintamaidon tuotanto riippuu kysynnästä ja tarjonnan suhteesta, ja kun rintamaitoa käytetään säännöllisesti, kehosi stimuloituu ja pitää maidontuotantoa yllä. Edistää tätä luonnollista refleksia lämpimillä kosteilla käsillä ja hellävaraisella pyörivillä hierontaliikkeillä. Avuksi voi olla myös vaunui ajatteluun ja hänen kuvansa katseminen, jos olet erossa vauvasta lypsytointinto aikana. Kannattaa kokeilla myös Lansinoh®Therapeat™ 3in1 -rintaterapiaa, joka voi edistää herumisrefleksia.

Jos sinulla on rintapumppuun liittyviä kysymyksiä, keskustele kättilön, terveydenhoitajan tai muun terveydenhuoltomattilaisten kanssa ja käy verkkosivulla www.lansinoh.co.uk

Lypsy- ja syöttövinkkejä

- Voi lypsää toista rintaa vauvan imessä toista. Tällä tavoin voit maksimoida lypsytointinto, kun vauva imeminen stimuloi herumisrefleksin.
- Haluat ehkä kokeilla myös NaturalWave™ -tutilla varustettua Lansinoh®mOmna® -pulloa, jonka on klinisesti osoitettu edistävän vauvan oppimien imetystapojen ylläpitämistä ja siirtymistä rinnalta pullolle ja takaisin.
- Jos valitset NaturalWave™ -tutilla varustettua Lansinoh®mOmna® -pullon syöttäessä vauvallesi lypsytointinto maitoa, muista aina seuraavat varoitimet:
- Tarkista aina kaikkien nesteiden lämpötila ennen niiden tarjoamista vauvallesi.
- Älä anna lapsen ottaa pulloa silloin kun vauva on väsynyt käyttämään sitä ilman valvontaa.

07. Lansinoh® Single -sähköisen rintapumpun käyttö Näin käytät Lansinoh® Single -sähköistä rintapumppua




Maidon virtauksen maksimoimiseksi toimi seuraavien ohjeiden mukaan:

1. Tarkista, että kaikki letkut ovat kiinni letkun liittimessä.
2. Pidä rintamaidon lypsytettä rinnalla niin, että nänni on sen keskellä ja ojentuu kohti rintatynnyrön supplia.
3. Tarkista, että rinta täyttää rintatynnyrön kokonaan niin, että muodostuu tyhjiö, eikä ilmaa pääse karkaamaan. Jos tunnet nännissä kitkaa ja epämukavaa tunnetta, saatat tarvita erikoisen tynnyrin. Saatavana on myös suurempia tynnyriä. Jos haluat lisätietoja, soita numeron +44 (0) 113 205 4201, käy verkkosivulla www.lansinoh.co.uk tai ota yhteyttä maahan tuajaan.
4. Rintamaidon lypsytetyn ja nännitunnelin pitää olla hiukan alapään kaltevuudella, jotta maito virtaa luonnostaan pulloon päin.
5. Paina On/Off-painiketta ja pidä sitä alhaalla muutama sekunti, niin pumppu käynnistyy.
6. Kun pumppuun kytketään virta, se käynnistää vaiheen 1 (herutus) ja siirtyä automaattisesti vaiheeseen 2 (lypsy) 2 minuutin kuluttua.
7. Jos maito alkaa herua aiemmin, vaihda lypsyaiveeseen painamalla -painiketta.
8. Pumppu siirtyä oletuksena imutasolle 1 käynnistykseen yhteydessä ja siirryttyäsi herutuksesta lypsyaiveeseen. Voit sen jälkeen itse säätää imutasoa painikkeilla ja .
9. Jos haluat ohittaa vaiheen 1 (herutus), paina painiketta , jolloin voit siirtyä suoraan vaiheeseen 2 (lypsy). Voit tarvittaessa aina palata vaiheeseen 1 (herutus).
Huom.: Jos rinnassa tuntuu missä vaiheessa tahansa epämukavaa tunne, vähennä imua painamalla -painiketta.
10. Kun lypsytuokio on ohi, sammuta virta pumppusta painamalla On/Off-painiketta. Tarkista, ettei rintaan kohdistu imua ennen kuin irrotat rintatynnyrön rinnasta. Jos tarpeen, keskeytä imu painamalla sormi rintatynnyrön ja rinnan väliin. Kun imu on loppunut, voit irrottaa rintatynnyrön turvallisesti rinnalta.
11. Käytä pulloletinettä, jotta pullo ei pääse kaatumaan ja jotta rintamaitoa ei mene hukkaan.
12. Sulje pullo korkilla ja tuotteen mukana toimitetulla säilytyslielyllä. Noudata kohdassa 9 annettuja rintamaidon säilytysohjeita.

08. Virtalähtöohdot


Pumppua voi käyttää kaikilla seuraavalla virransyöttötavoilla:

AC-sovitin (mukana)



Liitä AC-sovitin virtaliittimeen, joka sijaitsee pumpun oikeassa reunassa. Liitä AC-sovitin pistorasiaan. Sähkölaite on turvallinen vain, jos rintapumppu yhdistetään tuotteen mukana toimitettavaan AC-virtasovittimeen (katso osaa "Tekniset tiedot").

6 AA-alkaliparistoa (ei mukana)



Tarkista, että paristot on asetettu tuotteen oikein huomioiden polariteettimerkin (++ ja --). Sulje lokero painamalla kanta varovasti, kunnes se napsahtaa kiinni. Ota paristot pois, jos pumppua ei käytetä pitkään aikaan. Hävitä paristot ympäristön suojelua ja kierrätystä koskevien säännösten mukaan. Vaihda kaikki paristot samaan aikaan. Huomaa, että pumppussa ei ole tarkoitettua käytettäväksi ladattavia paristoja. Älä yhdistä vanhoja ja uusia paristoja. Älä yhdistä alkali- ja perusparistoja (hiili-sinkki). Jos pumppua on paristot, mutta AC-sovitin on käytössä, pumppu käyttää verkkovirtaa, ei paristoja. Taloudellista on käyttää tuotteen mukana toimitettua AC-sovitinta. AC-sovitin on yleis-AC-sovitin, jota voi käyttää järjestelmissä 100V–240V, verkkovirroissa 50Hz ja 60Hz.

09. Rintamaidon säilytysohjeet

Rintamaidon säilytys- ja sulatusohjeet täysiläiskaisille vauvoille

Kysy terveydenhuollon asiantuntijalta, kätilöltä tai terveydenhoitajalta erityisohjeita rintamaidon säilytykseen.

Kun pakastat rintamaitoa, täytä astiasta vain ¾, jotta nesteelle jää paikumistilaa pakastuksen aikaan. Kirjoita lypsetyn maidon säilytysastioihin päiväys. Käytä ensin vanhin rintamaito.

Huoneen lämpötila	(<26°C)	6 Tuntia
Jääkaappi	(>4°C)	3 Päivää
Jääkaappi	(<4°C)	5 Päivää
Jääkaapin pakastelokero		2 Viikkoa
Kotipakastin	(<-18°C)	6 Kuukautta

HUOM: ÄLÄ säilytä rintamaitoa jääkaapin/pakastimen ovessa. Ovi on yleensä jääkaapin/pakastimen lämpimin paikka.

Sulattaminen

Sulata pakastettu maito jääkaapissa tai pane maitoaista viileän juoksevan veden alle ja käännä hanaa asteittain lämpimämmälle, kunnes maito on sulanut. Sulatettua maitoa voi säilyttää jääkaapissa enintään 24 tuntia.

HUOM: ÄLÄ pakasta uudelleen kerran sulatettua maitoa.

Ravistele sulatettua maitoa varovasti ennen sen tarjoamista vauvalle, jotta erilleen päätyneet kerrokset sekoittuvat yhteen. Rintamaito ei ole homogeenoitua, joten "kerna" nousee pullon pintaan. Rintamaidon väri ja koostumus saattavat vaihdella sen mukaan, mihin aikaan päivästä se on lypetty, mitä olet syönyt tai minkä ikäinen vauvasi oli lypsyn tapahtuessa.

HUOM: ÄLÄ LÄMMITÄ RINTAMAITOA MIKROSSA! Mikroaallot vaikuttavat maidon koostumukseen. Mikrossa lämmittäminen saattaa myös synnyttää maitoon "kuumia pisteitä", joita polttavat vauvan suuta.

HUOM: ÄLÄ pakasta rintamaitoa kuumassa tai kiehuvaassa vedessä.

10. Tekniset tiedot

1. Virtalähde
Paristokäyttö: 6 AA-alkaliparistoa (ei mukana), yhdistetään sarjana. Älä käytä ladattavia paristoja.
Paristojen käyttöaika: Noin 2 tuntia kuudella alkaliparistolla (eivät sisälly pakkaukseen).
AC-sovitimen toiminta: 100V/240V seinäpistoke AC-sovitin, galvaanisesti eristetty 9V DC ulostuloläppä.
Pumpun virtahäviö: Enintään 10 wattia
Jännitteen säätely: Lineaarinen jännitteen säädin, jossa on matala dropout-jännite ja lyhyt virtapiiriin suojaus.
2. Ohjausjärjestelmä
Ohjausyksikkö: Mikro-ohjaus, jossa integroitu ohjelmanuisti
Ohjelman muisti: 8K flash ROM, muisti: 1K RAM

2 vaihtea: Lypsy ja stimulointi valittavissa näppäimistöllä. Säädettävä imutaso: 6 imutasoa, jotka ovat valittavissa näppäimistöllä.

Imutyhjiön taso: Minimi 56 mmHg, maksimi 225 mmHg

Säännösten mukaisuus

Tyyppi BF, soveltuvat osat



Varoitus: laipset voivat KURISTUA johtohiini.

Pidi johdot poissa lasten ulottuvista.

Tekniset tiedot

Virtatarve

AC-sovitin (mukana)

AC-sovitin – EU

Pistoke

Seinäpistoke: 100V/240V

AC-sovitin, galvaanisesti eristetty sovitin, 9V DC ulostuloläppä

Paristot (ei mukana) 6 AA-paristoa, 1.5 V alkali

Säännösten mukaisuus: UL – (E314167) ja CSA-hyväksytty EU:n virtasovittimelle

11. Vianmääritys

Lansinoh® single -sähköisen rintapumpun vianmääritys

Sähkösyötön keskeyttäminen

Jos pumpun sähköinen ja/tai mekaaninen toiminta keskeytyy normaalin käytön aikana, toimi seuraavasti:

- Irrota AC-sovitimen johto pistorasiasta.
- Odota muutama sekunti ja pane AC-sovitin takaisin pistorasiaan. Jos sähkökontakti ei edelleenkaan toimi, yritä käyttää pumppua kuudella AA-paristolla. Muista ensin irrottaa AC-sovitin laitteesta.

Epämukava olo käytettäessä pumppua.

Jos olo on epämukava, saatat tarvita erikoisen rintatynnyrön. Käy verkkosivulla www.lansinoh.co.uk soita +44 (0) 113 205 4201
Isonsa-Britanniassa tai ota yhteys oman maasi jälleenmyyjään.

Imutoho heikkenee

Jos imutoho tuntuu heikkenevän, kokeile seuraavaa:

- Irrota letku pumppusta ja pane sormi letkun liittimen päälle. Jos tunnet imua, pumppu toimii oikein, mutta rintamaidon lypsytettä ei ehkä ole oikein koottu tai valkoinen venttiili on vahingoittunut. Jos ei tunne imua somella, irrota sovitin pistorasiasta, odota muutama minuutti ja liitä se takaisin pistorasiaan.
- Tarkista, että rintamaidon lypsytettä on koottu oikein. Tarkista kokoamisohjeet osasta "Rintamaidon lypsytetyn kokoaminen".
- Tarkista, ettei valkoisessa venttiilissä oli repeämiä tai reikää. Tämä osa on tärkeä kunnollisen imun aikaansaamisessa. Vaihda valkoinen venttiili tuotteen mukana toimitettuun varaventiiliin.

12. Rintamaidon syöttäminen NaturalWave™-peristattisella titulla

NaturalWave™-peristattinen tittu on suunniteltu siten, että se:

- auttaa ylläpitämään vakituineita imetystapoja
- helpottaa siirtymistä rinnalta pullolle ja takaisin
- edistää vauvan kielen aaltomaisia liikkeitä
- edistää valtoimista imemisiikkettä ja suun alueen luonnollista kehitystä.



1. Imuoteella tarttuminen

Huulet avautuvat ja tarttuvat nännipähaan.


2. Kielen peristattinen liike

Kieli liikkuu aaltomaisin liikkein puristaen nänniä, jolloin maito virtaa suuhun. Tämä edistää suun, leuan ja kieliväen luonnollista kehitystä.
Fakta: Vauvan kieli toistaa peristattista liikettä noin 800–1000 kertaa jo yhden imetyksen aikana.

3. Nieleminen

Vauvan kielen takaaosa nousee ja ohjaa maidon nieluun.

NaturalWave™-peristattinen tittu on suunniteltu edistämään tätä luontaista syöttötapaa, ja sen toiminta on kliinisesti todistettu.




- 1. Tutin kärkei**
Vauva ohjaa maidon virtausta.
- 2. Pehmeää, 100 % silkonia**
Venyy ja joustaa, joten puristus on optimaalinen.
- 3. Sisäreunan pystyurat**
Vahvistavat tutin rakennetta ja estävät sen painumisen kasaan.
- 4. Ainutlaatuinen asettelainen kallistus**
Mahdollistaa kielen tasaisen peristalttisen liikkeen.
- 5. Leveä, pintakuivututtipohja**
Helppo tartuntapinta, tehokas imu.
- 6. AVS**
Vähentää ilman nielämistä ja ehkäisee siten mahdollisesti kolikkia.

Kätevä yksiosainen tutti, jota on saatavana hitaalla, keskitasoisella ja nopealla virtaustoinnolla.

Vauvan täysimittaisella suostellaan kuuden kuukauden ajan. Imetyksen ja rintamaidon tuotannon pitää antaa vakiintua ennen kuin vauvalle tarjotaan maitoa tuttipullosta.

Käyttöohjeet: Kaada pulloon haluttu määrä nestettä ja sulje kierrekorkki tiukasti. Maidon lämmittämistä mikrossa ei suositella. Jos kuitenkin päättät lämmittää mikrossa, älä sulje pulloa. Irrota tutti, kaulusrengas ja korkki ennen pullon panemista mikrossa. Ravista pulloa voimakkaasti lämmityksen jälkeen ja tarkista aina lämpötila ennen maidon tarjoamista vauvalle. Epätäsmäisesti lämmitetty ruoka voi polttaa vauvan suuta. Älä lämmitä ädinmaitoa mikrossa, sillä mikroaallot muuttavat maidon rakennetta. Pese pullo ennen ensimmäistä käyttökertaa. Varmista tuotteen hygieenisyyden panemalla tutti ja pullo kaikkine osineen kiehuvaan veteen 5 minuuttia ennen käyttöä. Kun kuljetat täyttää pulloa, muista sulkea se niin, että korkki on paikallaan ja tutti korkin keskellä, jolloin tuotteen läikkyminenestöä aktivoituu. Puhdistaminen: Pese tuote ennen ensimmäistä käyttökertaa viideksi minuutiksi kiehuvaan veteen. Anna jäähtyä ja huuhdo kaikki pulloon osat huolellisesti. Nään varmistat pullon hygieenisyyden. Jatkossa pullon voi pestä myös astianpesukoneen ylätasolla. Sen voi steriloida avoimena joko mikrossa tai erillisessä sterilointilaiteessa. Pese aina kaikki osat heti käytön jälkeen. Pese lämpimällä saippuavedellä ja huuhdo huolellisesti. Puhdista aina ennen käyttöä. Kokoonpano: Kun pulloon osat ovat täysin kuivat, pujota syöttötutti kierrekorkin kauluksen läpi. Kiinnitä kierrekorkin kaulus pullon suulle.



Varotoimet: Säilytä pulloa kuivassa, suojatussa paikassa. Käytä aina tuotetta vain aikuisen valvonnassa. Älä pese tai säilytä pulloa äläkä muutenkään anna sen joutua kosketuksiin luotittomien tai voimakkaiden kemikaalien kanssa. Ne voivat vaurioittaa tuotetta. Älä jätä tuttia suoraan auringonvaloon tai paahateseen. Älä myöskään jätä sitä sterilisointilaatteen suositusta pidemmäksi ajaksi. Älä lämmitä nestettä asettamalla pullo kassu- tai sähkölevyn tai lämpölevyn päälle. Älä myöskään pane sitä uuniin.

Lapsesi turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi VAROITUS! Käytä aina tuotetta vain aikuisen valvonnassa. Älä koskaan käytä syöttötutia huiutintina. Jatkuva ja pitkäkestynyt nesteiden imeminen vahingoittaa hampaita. Tarkista aina ruuan lämpötila ennen syöttöä. Pidä kaikki osat poissa lasten ulottuvilta. Älä jätä vauvaa yksin juomatuettojen kanssa, sillä muuten saatatta olla tukehtumisvaara, vauva saatatta kaatua kumoon tai tuotteen osat irrota.

VAROITUS: Pikakulusten hampaille voi syntyä vaurioita silloinkin, kun käytetään sokeroimattomia nesteitä. Näin voi käydä, jos vauva saa käyttää pulloa/kuppia pitkää aikoa päivän mittaan ja etenkin yöllä, jolloin syljen määrä vähenee, tai jos pulloa käytetään huiutittuun asemaan. Älä jätä tuttia suoraan auringonvaloon tai paahateseen. Älä myöskään jätä sitä sterilisointilaatteen suositusta pidemmäksi ajaksi, sillä se heikentää tutkin materiaalia. Tarkista aina tutin kunto ennen käyttöä. Heittä tutti pois heti, kun huomaat siinä ensimmäisiä haurastumisen merkkejä. Vaihda tutti turvallisuus- ja hygieniasyistä uuteen 7 viikon välein. Tarkista tutin kunto vetämällä sitä voimakkaasti joka suuntaan.

HUOMIO: Jotkin mehut ovat steriilejä, ja liuos voi muuttaa silloinkin lämpökäyttämättömiä. Tämä ei vaikuta tutin muihin ominaisuuksiin. Älä lämmitä ädinmaitoa mikrossa, sillä mikroaallot muuttavat maidon rakennetta. Mikrossa lämmittäminen voi synnyttää tuotteen paikallisia kuumia kohtia. Ole erityisen varovainen lämmittäessäsi vauvan ruokaa mikrossa. Sekoita ruoka hyvin huolellisesti varmistaksesi lämmön jakaantumisen tasaisesti ja tarkista lämpötila ennen tarjoilua.

VAROITUS: Pakkausmateriaalit eivät kuulu tuotteeseen. Lapsesi turvallisuuden vuoksi kehotaamme irrottamaan ja hävittämään pakkausmateriaalit ennen tuotteen käyttöä. Säilytä kuitenkin käyttööne, jotta voit tarvittaessa perehtyä siihen uudelleen. Jätä pullo auki lämmittäessäsi nestettä mikrossa.

13. Takuu

Rajoitettu kulluttajan tuotetakuu
Tälle tuotteelle myönnetään ensimmäistä ostajaa ("ostaja") koskeva takuu materiaali- ja valmistusvirheiden osalta pumpunkemekanisille ostopäivästä lukien yhden vuoden ajalle ja muiden tuotteen komponenttien osalta 90 päivän ajalle. Takuu raukeaa, jos myyt tai muulla tavoin luovutat tuotet toiselle henkilölle. Tämä takuu mukaisesti sinulla on lailliset oikeudet ja myös mahdollisia muita oikeuksia, jotka saatavat vaihdella ostopaikan mukaan.

LANSINOH EI MYÖNNÄ TÄLLE TUOTTEELLE MITÄÄN MUITA TAKUUTA KUIN NE, JOTKA ON MAINITTU TÄSSÄ. HILJAISET TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MYNTIKELPOISUUTTA KOSKEVA HILJAINEN TAKUU JA TAKUU TUOTTEEN SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN RAJOITTUU LAIN SALLIMASSA MÄÄRÄSSÄ 90 PÄIVÄÄN ALKAEN ALKUPERÄISEN OSTAJAN OSTOPÄIVÄSTÄ. Mikäli Lansinoh® havaitsee, että tuote ei täytä edellä mainitun rajoitetun takuan vaatimuksia, ostajalle korvataan kyseinen virhe alustaanastan siten, että Lansinoh® korjaa tai halutessaan vaihtaa tuotteen tai sen osan uuteen.

HUOM: Ostaja vastaa kaikista kuluista, jotka aiheutuvat tuotteen lämmittämiseen Lansinohille®. Tämä takuu ei kata vahinkoja, jotka johtuvat tuotteen väärinkäytöstä tai sen ominaisuuksien muuttamisesta. Lansinoh®-imetystuotteiden yhteydessä suositellaan käytettäväksi vain Lansinoh®-merkkisiä varaosia. Sopimaton tai väärin suoritettu huolto tai korjaus tai muiden kuin Lansinoh®-merkkisten varaosien käyttö aiheuttaa takuun raukeamisen.

LAIN SALLIMASSA MÄÄRIN LANSINOH EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA TAI EPÄSUORISTA VAHINGOISTA, MUKANA LUKIEN MUTTA EI NIIHIN RAJOITETTUN, KORVAUSKULUISTA, JOITA MAHDOLLESI AIHEUTUU KIRJALLISEN TAI HILJAISEN TAKUUN EHTOJEN RIKKOMISESTA.

Jos sinulla on tämän takuun piiriin kuuluvia vajeita, ole hyvä ja soita numeroon +44 (0) 113 205 4201, mikäli olet Isoissa-Britanniassa, tai ota yhteys oman maasi maahanjoajaan. Saat postitusosoitteen, johon voit palauttaa tuotteen ja tarvittaessa alkuperäisen pävytyn ostokuitin sekä lyhyen selostuksen ongelmasta.

Tuotteen sähkömagneettinen yhteensopivisuus (EMC)
Vain tiedoksi

FCC-ilmoitus

Tämä laite on FCC-sääntöjen kohdan 15 mukainen. Toimintaa koskevat seuraavat kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriintää, ja (2) tämän laitteen on hyväksyttävä mahdollisen häiriinnän vastaanotto mukaan lukien häiriintä, joka saatatta aiheutua epäsuotavasta käytöstä.

HUOMIO

Suositeltu välimatka kannettavien radiotaajuuslaitteiden ja mallin @ 3Vrms välillä			
Sähkökäyttöinen Lansinoh Single -rintapumppu on tarkoitettu käytettäväksi elektromagneettisessa ympäristössä, jossa radiotaajuusaltelyt häiriöt ovat hallinnassa. Lansinoh Single -rintapumppu käyttää jvo auttaa ehkäisemään sähkömagneettisia häiriöitä pysyttelämällä laitteen käytön aikana nimimietäisyden päässä kannettavista radiotaajuuslaitteista (lähettimistä) alla olevan suosituksen mukaisesti ottaen huomioon yhteyslaitteen maksimitehon.			
Etäisyys radiolähettimen taajuuden mukaan			
Lähettimen ilmoitettu maksimiteho W	150 kHz – 80 MHz	80 MHz – 800 MHz	800 MHz – 2,5 GHz
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,37	0,37	0,74
1	1,17	1,17	2,33
10	3,69	3,69	7,38
100	11,67	11,67	23,33

Langattomat laitteet
Langattomat yhteyslaitteet, kuten langaton kotiverkko, matkapuhelimit, langattomat puhelin koneet ja niiden tukiasemat sekä radiopuhelimit saatavat vaikuttaa tähän laitteeseen, ja ne on pidettävä vähintään 3,5 metrin päässä laitteesta.

Pinoaminen
Tälle laitteella ei saa käyttää muiden laitteiden viereissä eikä sitä saa pinoata toisen laitteen päälle. Mikäli laitetta on pakko käyttää toisen laitteen viereissä tai pinoata sen kanssa, laitteen on todettava toimivan normaalisti sen käyttöärotkoituksen mukaisesti.

Tämä laite on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön, eikä avuttava pakkausta voi sen takia palauttaa. Jos sinulla on ongelmia tämän laitteen käytössä, soita ilmaiseen asiakaspalveluumme +44 (0) 113 205 4201 Isoissa-Britanniassa tai ota yhteys oman maasi jälleenmyyjään. Edustajamme auttaa sinua mielellään.

Lansinoh® Laboratories, Inc. Jason House, Kerry Hill, Leeds, LS18 4JR, UK.
lansinoh.co.uk

Valmistaja: Lansinoh Laboratories
Saglik Gereceleri Tasarim San.Ti.St.
A.O.S.B – 10006 Sok. No.64 35620 GIZ / Izmir / Turkiye
Lansinoh® on Lansinoh Laboratories, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

©2014 Lansinoh Laboratories, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

304-013-00

\$ Grattis!

Uttomard för ammande mammor som vill fortsätta att ge sina barn bröstmjölk även om mamma och barn inte alltid kan vara på samma ställe. Med Lansinoh® Single electric breast pump kan dubekvämpumpa ut bröstmjölk på ettsnabbt och enkelt sätt.

Vår pump;

- **är enkel att rengöra, montera ihop&använda** - Hygieniskt utförandet garanterar hindrar mjölkten från att komma in i slangen - Inget behov av att rengöraslängen.
- **Med justerbarsugnivåer** låttänvändaknappreglage +/-. och fas enet är inställad på.
- **En NaturalWave™ napp (med lock) medföljersom** bidrar till att bibehålla etablerade amningsmönster.
- **"Pumpa; förvara; mata"** En flaska medföljor för bekväm och enkel pumping, förvaring och matning(fättningsmaskin för drivas& NaturalWave™ napp ingår).
- **Förvars antingen med ström eller batterier** - 6 AA batterier (ingår ej).
- **Går att köra i diskmaskin&sterilisator** (Inget behov av att tvätta slangen eller slangsanslutningen).

Om du har frågor kan ringa vår kundtjänst på +44 (0) 113 205 4201 eller skicka en e-post till help@lansinoh.co.uk

Innehåll

1. Viktiga säkerhetsåtgärder
2. Pumpdiagram
3. Delar till Lansinoh® Single electric breast pump
4. Rengöringsinstruktioner
5. Montering av bröstmjölkspump
6. Pumpningstips
7. Bruk av Lansinoh® Single electric breast pump
8. Strömalternativ
9. Riktlinjer för förvaring av bröstmjölk
10. Teknisk information
11. Felsökning
12. Matning av bröstmjölkmed NaturalWave™ Peristaltiska napp
13. Garanti

1. Viktiga säkerhetsåtgärder

Lansinoh® Single electric breast pump är en personlig vårdprodukt och ska ej hygieniska skäl aldrig användas av andra mammor eller skäva vidare till annan ammande mamma. Båda dessa åtgärderogilligtförklarar garantin.

Om du är en mamma som lider av hepatit B, hepatit C eller Human Immunodeficiency Virus (HIV), ska du vara medveten om att pumping med Lansinoh® Single electric breast pumpet minskar eller avlägsnar risken för överföring av viruset tilldin baby genom bröstmjölk.

Vid bruk av elektriska produkter, speciellt när det finns barn i närheten ska grundläggande säkerhetsåtgärder vidtas som bland annat:

- Läs alla instruktioner före produkten tas i bruk**
Varning: Följande åtgärder minskar risken för elchock:
- Dra alltid ur sladden till produkten omedelbart efter bruk
 - Produkten får ej användas i badkaret
 - Produkten får ej placeras eller förvaras där den kan falla eller dras ner i ett kar eller en ho.

- Pumpen får ej placeras eller tappas ner i vatten eller annan vätska
- Ta aldrig upp en elektrisk produkt som har fallit ner i vattnet. Dra först ur sladden.

Varning: Följande åtgärder minskar risken för brännskada, elchock, brand, eller personskada:

- Denna produkt ska aldrig lämnas utan tillsyn när sladden sitter i kontakten
- Var vaksam när denna produkt används i närheten av barn eller handikappade
- Använd endast denna produkt för det syfte den är avsedd för enligt beskrivning i denna bruksanvisning. Använd inga tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren
- Använd aldrig produkten om sladden eller kontakten är trasig, om den inte fungerar ordentligt, om den har fallit eller tappats i golvet eller fallit ner i vatten
- Låt inte sladden komma i beröring med heta ytor
- Får ej användas om mamman är sömning eller dåsig
- Var noga med att aldrig tappa eller stoppa i objekt i någon av öppningarna eller i slang
- Använd inte denna produkt om den är trasig eller om det saknas delar
- Låt inga små barn eller husdjur leka med pumpenheten, AC-adaptorn, o.s.v.
- Får ej användas utomhus med elnådsadapterer eller på plats där aerosolprodukter eller syre används

Spara dessa instruktioner tillsammans med kvittot för framtida bruk.

VIKTIGA SYNTPUNKTER PÅ HUR DIN LANSINOH®SINGLE ELECTRIC BREAST PUMP SKA ANVÄNDAS

Slangen eller slanganslutningen får inte tvättas eller steriliseras.

Amningsreflex och pumpningsfunktion

När spädbarn ammar börjar de med att suga snabbt för att stimulera amningsreflexen och flödet. När bröstmjölken har börjat flöda drar barnet ut mjölken med långsammare, djupare drag. Trots att ingenting kan återskapa exakt hur en baby suger på bröstet har Lansinoh®Single electric breast pump två faser för att stimulera den naturliga rytmen – amningsreflexfasen och utpumpningsfasen.

Amningsreflexfasen (fas 1) är en snabbare pumpning för att sätta igång mjölkflödet.

Utpumpningsfasen (fas 2) har 6 justerbara sugstyrkor som kan anpassas efter din komfort.

Knappatsen

Din Lansinoh® Single electric breast pump har gömda LED-lampor under den lila knappatspanelen som praktiskt anger vilken sug och fästinställning enheten är inställd på.

- Med knappen kan du byta fas. Fas 1 (amningsreflex) känns igen på att LED-lamporna långsamt blir svagare. Fas 2 (utpumpning) känns igen på att LED-lamporna lyser stadigt.

Varjefas har 6 sugnivåer. Med hjälp av +, - knappen kan du höjasugnivån och - knappen sänker sugnivån. Lansinoh rekommenderar att du väljer den nivå och densamma fungerar bäst för dig.

Det finns maximalt 6 LED-lampor som tänds beroende på den sugnivå som välts. Efter 20 sekunder kommer endast den högsta (längst till höger) LED att vara på för att ange att pumpenheten är påslagen ochsom påminnelse om vilkensugnivåsom enheten för närvarande är inställd på. De lägreLED-lamporna stängs av automatiskt för att spara energi.


När pumpen sätts på startar den påfas 1 (amningsreflex)och går sedan automatiskt över till fas 2 (utpumpning)efter 2 minuter. Pumpen går alltid automatiskt tillsugnivå 1 vid start och när den går mellanAmningsreflexfas och utpumpningsfas. Sugnivåerkan sedan anpassas med hjälp av + och - knapparna.

Om du hellre hoppar överfas 1 (amningsreflex), kan du trycka på + knappen så att du går direkt tillfas 2 (utpumpning). Det går alltid att gå tillbaka tillfas 1 (amningsreflex)vid behov.

Pumpen stängs automatiskt av efter 60 minuter.


Lansinoh®står gärna till tjänst med hjälp och stöd för mammor som ammar. Om du har frågor för du gärna kontakta oss på +44 (0) 113 205 4201 eller help@lansinoh.co.uki Storbritannien eller kontakta din lokala distributör.

2. Pumpdiagram




Basreglage, display ochfunktioner


- 1 På/avstängningsknapp
- 2 Knapp för höjning av sugnivån
- 3 Knapp för sänkning av sugnivån
- 4 Amningsreflexstuttpumpningsfasoch tillbaka igen.
- 5 LED-indikatorförsugstyrka



- 6 Slangängång
- 7 Batterifack för 6 AA batterier (ingår ej)
- 8 OBS:Uppladdningsbarbatterierrekommenderas ej.



- 9 Anslutningskontaktförelnåtsadapter
- 10 Elnådsadapter



3. Reservdelar till Lansinoh®Single electric breast pump (Appendix 1)

Artikel/Artikelnummer

- 1 Slang 800mm #53453
- 2 Pumpanslutning #53453
- 3 Bröstkon (standard) #54101
- 4 ComfortFit™ bröstkuddeav silikon(standard) #54103
- 5 Bröstkuddehållare #53454
- 6 Membran#54105
- 7 Membranlock #53410
- 8 Vent vilt (1+1) #53401
- 9 160ml behållare (1) #53451
- 10 Behållarring (1) och tätningskiva (1) #53450
- 11 AC-adaptor/elsladd
- 12 Flaskhållare (1) #53452

Före varje bruk...

- Tvätta alltid händerna noggrant med tvål och vatten innan du hanterarbröstmjölkpumpen, pumpkroppen, eller andra tillbehör.
- Ta isärbröstmjölkpumpennär den ska diskas. Sättslangennät sidan eftersom den inte behöver diskas eller steriliseras.
- Använd inte pumpen om det finns tecken på vätska eller fukt i slangensutnåten från den ordentligt först före bruk om det finns tecken på fukt.

4. Rengöringsinstruktioner

Såvida inget annat anges av din BVC-sköterska följ dessa instruktioner för sterilisering ochrengöringsinstruktioner.

Sterilisering

- 1. Innan du använder pumpenför första gången, ta isär den och koka alla de delar av bröstmjölkpumpensom kommer i kontakt med bröstmjölken i 10 minuter.Pumpen ingår alla delar utombasen till pumpen, kontakten, slang
- 2. Obs:Se till att det finns tillräckligt med vatten så att alla delar flyter under kokning
- 3. Obs:Koka inteslangenellerslanganslutningen
- 2. Ta upp alla delarna ur vattnet omedelbart efter kokning.
- 3. Lufttorka helt innan enhetensdelar ihop och används.
- 3. Obs:Delar som endast är torra kan påverka pumpens funktion. Se till att alla delar är helt torra innan pumpen sätts ihop igen.

Rengöring

- Sättslangen och slanganslutningen åt sidan. Dessa artiklar behöver inte diskas eller steriliseras eftersom membranet förhindrar dem från att komma i kontakt med bröstmjölken.


- Bröstkudden och behållarenkan diskas i den övre korgen på diskmaskinen eller diskas för hand med diskmedel i varmt vatten. För bästa resultat rekommenderar vi disk med flaskborste för disk av behållaren och dinpapsborste till att rengöra insidan påbröstkudden. ANVÄND INTE lösningsmedel eller slipmedel.
- Skölj med hett, rent vatten.
- Alla andra delar av bröstmjölkpumpenbör diskas för hand för att förhindra att de ska gå sönder och för att förlänga deraslivstid.
- Bröstpumpen rengörs genom att man torkar av basen med en fuktig trasa med endast vatten eller mildt diskmedel.
- Slangen eller slanganslutningen får inte tvättas eller steriliseras.
- Obs:För bästa resultat, se till att membranen är helt torra innan de används.
- Obs:Innanbröstmjölkpumpentas i bruk, kontrollera de enskilda komponenterna noga och se efter om det finns sprickor, flågor, revor, missfärgning eller nedbrytning eftersom detta kan påverka funktionen påbröstmjölkpumpen.

Gå in på www.lansinoh.co.uk eller ring +44 (0) 113 205 4201 i Storbritannien eller kontaktdin lokala distributör för ytterligare vägledning samt om du skulle reservdelar.

5. Så här sätter man ihopbröstmjölkpumpen (Appendix 2)

Dinbröstmjölkpump är redan monteradnär du öppnarförpackningen från Lansinoh®. Rengör delarna till bröstmjölkpumpen(förtutslangen och slanganslutningen) enligt beskrivning i avsnittet "Rengöringsinstruktioner". När alla delar är rena och helt torra, sätt ihopbröstmjölkpumpen enligt följande:

1. Placera det lila membranet med pilen upp (synlig pil) ovanpåbröstkuddehållaren. Se till att pilarna pekar mot bröstkudden ComfortFit™.



2. Sätt sedan fast membranlocket påbröstkuddehållarengenom att vrida medels så att det lila membranet sluts in.
3. Tryck in den mjuka silikonbröstkudden ComfortFit™i bröstkonen.
Obs. Se till att randen på bröstkonen sitter fast ordentligt innanför kanten påbröstkudden och att tratten på kudden är ordentligt anpassad efter konen.
4. Tryck sedan in bröstkudden ComfortFit™och konen i bröstkuddehållaren.
5. Sätt försiktigt fast den vita ventilen i botten på bröstkuddehållaren.

OBS:Var försiktig vid hantering och rengöring av den lilla vita ventilen.

6. Skruva på uppsamlingsbehållaren på bröstkuddehållaren.
7. Sätt islangenpå baksidan av membranlocket; se till att det sitter åt ordentligt.
8. Sätt islanganslutningen i pumpen.

6. Pumpningsstips

Den viktigaste aspekten när det gäller pumpning är att få igång amningsreflexen. Denna reflex ökar på mjölken börjar flöda fritt. Varm, vata kompressor som läggs på bröstet och försiktig, massering i cirklar på bröstet före och/eller under pumpningen kan sätta igång denna naturliga reflex. Att tänka på eller titta på sin baby, eller ett foto av sin baby om barnet inte är hos mamman kan också hjälpa. Man kan också prova Lansinoh® Therapeat™ 3in1 Breast Therapy som kan hjälpa dig att få mjölken att flöda.

Vissa mammor kan få mjölken att flöda mer än en gång under pumpningen. Du kan gå igång flödet både två och tre gånger under pumpningen genom att gå tillbaka till(amningsreflex)fasen genom att trycka på + knappen.

Hur länge ska man pumpa

Bröstmjölk produceras efter principen tillbud och efterfrågan och om dupumpdin bröstmjölk regelbundet kommer kroppen att stimuleras och du kommer att kunna bibehålla din mjölkproduktion. Precis som när det gäller amningardet inte nödvändigt att du tar tid på din pumpningssession även om du får en bättre känsla för hur lång tid det tar för din kropp att pumpa utdin mjölk med hjälp av bröstpumpen.


Om du har frågor när det gäller amning eller bröstpumpen kan du fråga din barnmorska, BVC-sköterska eller annan sjukvårdspersonal eller gå in på www.lansinoh.co.uk

Tips för pumpning och matning

- Du kan pumpa ur det ena bröstet samtidigt som du ammar barnet vid det andra. Detta gör att du kan maximera pumpeffektiviteten och använda den flödesreflex som utlöses av babys sugande.
- Du kanske vill prova flaskan Lansinoh® mOmma® med nappen NaturalWave™ som är kliniskt testad och som har visat sig hjälpa barn att hålla sig till etablerade amningsrutiner och göra det enkelt för din baby att gå från bröst till flask och tillbaka igen.
- Om du vill flaskan Lansinoh® mOmma® med nappen Natural™ T till att ge ditt barnutpumpadbröstmjölk var god uppmärksamma följande:
- Testa alltid temperaturen på vatskor innan du ger dem till ditt barn.
- Låt inte barnet ta flaskan med sig till sängen eller äta självt utan överinseende.

7. Så här använder man Lansinoh®Single Electric Breast Pump

Så här använder man Lansinoh®Single Electric Breast Pump




För maximaltmjölkflöde följ instruktionerna nedan:

1. Se till att alla slangar sitter fast på slanganslutningen.
2. Hållbröstmjölkspumpen mot bröstet med bröstvärtan i mitten riktad mot tunneln i bröstkudden.
3. Se till att bröstet tryllbröstkudden helt så att det uppstår ett vakuum och ingen luft kan slippa ut. Om du upplever friktion eller obehag ring bryt värtan mot du prova en kudde av annan storlek. Det finns kuddar av större storlek att köpa.För ytterligare detaljer, var god ring +44 (0) 113 205 4201, gå in på www.lansinoh.co.uk eller kontakta din lokala distributör.
4. Bröstmjölkspumpen och bröstvärtatunneln måste luta något neråt för att mjölken ska kunna flöda naturligt mot flaskan.
5. Tryck och håll inne på avknappen ett par sekunder för att sätta på pumpen.
6. När pumpen har satts på börjar den i fas 1 (amningsreflex) och går automatiskt över till fas 2 (pumpning) efter 2 minuter.
7. Om mjölken börjar flöda tidigare, tryck på knappen för att byta till utpumpningsfas.
8. Pumpen går alltid till sugnivå 1 när den startar och när den går mellanamningsreflex och utpumpningsfas. Sugnivåerkan sedan justeras med och knapparna.
9. Om du hellre vill gå förbi fas 1 (amningsreflex), tryck bara på knappen och byt till fas (utpumpning). Det går alltid att gå tillbaka tillfas 1 (amningsreflex) vid behov.
- Obs:Om sugningen på bröstet skulle kännas obehågen kan man sänka sugnivån genom att trycka på knappen.
10. När en pumpningssession är över stänger man av pumpen med på avknappen. Se till att det inte finns någon sugning på bröstvärtan innanbröstkudden tas bort från bröstet. Vid behov, bryt vakuemet genom att sticka in ett finger mellan bröstkudden och bröstet. När vakuemet är brutet kanbröstkudden tas bort på säkert sätt.
11. Använd den bifogade hållaren för att förhindra flaskan från att välla och spillat utmjölken.
12. Stäng flaskan med det medföljande locket och tätningskåven – Följ direktlinjer för förvaring av bröstmjölsk som angivits i avsnitt 9.

8. Strömalternativ


Pumpen kan drivas på något av följande sätt:

Elnätsadapter (Ingår)



Anslut elnätsadaptern till uttaget som sitter på höger sida av pumpen. Sätt i elnätsadaptern i ett vägguttag. Elsäkerhet kan endast garanteras om bröstpumpen är ansluten till elnätelätnätsadapter som medföljer produkten (Se avsnittet "Teknisk information").

6 AA Alkaliska batterier (Ingår ej)



Se till att batterierna sitter i på korrekt sätt enligt tecknen (+) och (-) på produkten. Stäng facket genom att försiktigt trycka på locket tills det faller på plats. Ta urbatterierna om pumpen inte ska användas under en längre tid.Kasseratbatterierna enligt anvisningar för miljöskydd och återvinning. Byt ut alla batterier på samma gång. Observera att pumpen inte är avsedd för uppladdningsbara batterier. Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte alkaliska och vanliga (kol-zink-) batterier. Om det finns batterier i pumpen men elnätsadaptern är i bruk kommer pumpen att använda adaptern till att driva produkten, inte batterierna. För det mest ekonomiska alternativet rekommenderar vi att du driver din pump medden elnätsadapter som medföljer. Dinelätnätsadapter är avseddvanlig typ och kan användas med 100V till 240 V-system på ett strömnät med 50/60Hz.

9. Riktlinjer för förvaring av bröstmjölk

Riktlinjer för förvaring och upptining av bröstmjölkför friska barn som inte är för tidigt födda.

Rådfråga sjukvårdspersonal, barnmorska eller BVC-sköterska om hur bröstmjölken ska förvaras.

Om du fryser bröstmjölken ska du inte fylla behållaren till mer än $\frac{3}{4}$ så att det finns plats att expandera vid fryssing. Skriv på det datum då mjölken pumpades ut på behållaren så att du använder den äldsta mjölken först.

Rumstemperatur	(<26°C)	6 timmar
Kylskåp	(>-4°C)	3 dagar
Kylskåp	(<-4°C)	5 dagar
Frysacketikylskåpet		2 veckor
Frysiskåp/box ihemmet	(<-18°C)	6 månader

*La Leche League (2012)

Obs:Förvara INTEbröstmjölken i dörren till kylan/frys. Dörren är normalt den varmaste delen av din kyl/frys.

Upptining

Tina frusen mjölk i kylan eller placera behållaren under kallt rinnande vatten och varm gradvis upp vattnet tills mjölken har tinats. Tina mjölk kan förvaras i kylan i upp till 24 timmar.

Skaka försiktigt upptinat mjölk innan den ges till barnet så att de olika lagren som kan ha separerats blandas ihop igen. Bröstmjölk är inte homogeniserad och "grädden" kommer att stiga upp till toppen av flaskan. Bröstmjölkan variera i färg och konsistensberoende vilken tid på dagen mjölken pumpades ur, vad du har ätit, och hur gammalt barnet är vid den tidpunkt då bröstmjölken pumpas ut.

OBS:BRÖSTMJÖLK FÅR ALDRIG VÄRMAS I MIKROVÅGSUGN! Mikrovågsgugen ändrar mjölakens sammansättning. Mikrovågsgugen kan dessutom skapa "hot spots" i mjölken som kan bränna barnet.

OBS:TINA INTEbröstmjölk i hett eller kokande vatten.

10. Teknisk information

1. Strömförsörjning
Batteritid: 6 alkaliska batterier av storlek AA (ingår ej), alla i en serie. Använd inte uppladdningsbara batterier.
Livstid på batterierna: Ungefär 2 timmar med 6 alkaliskabatterier (ingår ej).
Elnätsadapter: 100V/240V elnätsadapter med väggkontakt, galvaniskt isolerad med 9V DC utspänning. Effektförbrukning för pumpen: Maximalt 10 watt
Spänningsreglering: Linjär spänningsregulator med låg spänningsförbrukning samt kretsutlösningsskydd.

2. Kontrollsystem

Kontrollenhet: Mikrokontroller med integrerat programminne
Programminne: 8K flash ROM, 1K RAM minne
Det finns 2 faser: utpumpning och stimulering som väljs på knappatsen.
Justerbarsugnivå: man kan välja mellan 6 sugnivåer som väljs och styrs från knappatsen.
Vakuumnivå på sugningen: Minst56 mmHg, högst225 mmHg

Efterlevnad av regelverket

Tillämpad del av BF-ty



Warning: Children have STRANGLED in cords.

Keep the cords out of the reach of children.

Varning: Barn har STRYPTS p.g.a. elsladdar.
Bevara sladdarna utom räckhåll för barn.

Teknisk information

Strömförsörjning
Elnätsadapter(Ingår)
Elnätsadapter – EU
Elkontaktkonfiguration
Väggkontakt för 100V/240V
Elnätsadapter, galvaniskt isolerad med 9V DC utspänning.
Batterier (ingår ej) 6 AA batterier, 1.5V alkaliska
Uppgifter föreskrifterna UL (E314167) och CSA-godkänd med EU strömadapter

11. Felsökning

Felsökning när det gäller Lansinoh®Single Electric Breast Pump

Avbrott i strömtillförsel

Om du märker att din pump inte fungerar som den ska på grund av elektriskt och/eller mekaniskt fel ska du vidta följande åtgärder:

- Dra ursladden till elnätsadaptern från eluttaget.
- Vänta några sekunder och sedan tillbakasladden till elnätsadaptern eluttaget. Om det verkar som om enheten fortfarande har elfel problem med electriciteten du försöka dra ur pumpen med de sex AA-batterierna och se till att elnätsadaptern är bortkopplad.

Obeklag vid pumpning

Om det käns obeklagigt vid pumpning kanske du behöver en annan storlek på bröstkudden. Gå in på www.lansinoh.co.uk eller ring +44 (0) 113 205 4201 i Storbritannien eller kontakta din lokala distributör.

Minskad sugning

Om det käns som om det inte suger lika starkt längre ska du testa följande:

- Ta bortslangen från pumpen och placera ett finger över slanganslutningen.Om du känner att det suger innebär det att pumpen fungerar som den ska men det kan hända attbröstmjölkspumpen inte är korrekt ihopsett eller att den vita ventilen är skadad.Om du inte känner att det suger på fingret kan du försöka att ta ur sladden till adaptern från eluttaget, vänta några sekunder och sedan sätta tillbaka kontakten i eluttaget.
- Se till attbröstmjölkspumpenhar satts ihop på rätt sätt. Kontrollera monteringsinformationen i avsnittet "Så här sätter man ihopbröstmjölkspumpen".
- Kontrollera om det finns revor eller nålstick i den vita ventilen. Denna del är oombärlig för att uppnå ordentlig sugning. Byt ut den vita ventilen om det inte fungerar på ett annat sätt.

12. Matning av bröstmjölk med NaturalWave™ Peristaltisk napp


NaturalWave™ Peristaltisk napp är speciellt utformad för att:

- Bidra till att bibehålla etablerade amningsmönster.
- Det ska vara lätt att byta från amning till matning och tvärtom.
- Uppmuntra barnets "vågliknande" tung rörelse.
- Främja instinktiv sugning för naturlig oral utveckling.



- Att sätta igång amningsreflexen**
Läpparna öppnas utåt och suger fast runt vartgården.
- Peristaltisk rörelse**
Tungan rör sig i en mjuk "vågliknande" rörelse för att trycka ihop bröstvärtan och dra ur mjölken. Detta främjar den naturliga utvecklingen av munnen, kännarna och ansiktet.
Faktum: Babys tunga upprepar den peristaltisk rörelsen cirka 800 till 1000 gånger under en amning.
- Sväljning**
Den bakre delen av barnets tunga reser sig och leder mjölkennern i matstrupen.

NaturalWave™ Peristaltiska napp har utformats för att främjadetta naturliga amningsmönster för vilket det finns kliniska belägg.



- Spetsen på nappen**
Babyn reglerar mjölkflödet.
- Mjuk 100% silikon**
Går att sträcka och böja för optimal sammantryckning.
- Inre vertikala sidor**
Stärker näppstrukturen vilket förebygger att nappen kollapsa.
- Unik gradvis lutning**
Möjliggör en mjuk peristaltisk rörelse.
- Bred nappas med struktur**
Gör det enkelt för barnet att få tag och suga effektivt.
- AVS**
Minskar intaget av luft som kan leda till kolik.


Napp, enkelt utformat i ett stycke med långsamt, medel och snabbt flöde.

Det rekommenderas att barnet uteslutande ammas under de första 6 månaderna av barnets liv. Amning och bröstmjölkproduktion bör vara ordentligt etablerade innan man introducerar flaskan och napp.

Bruksanvisning: Fyll i rätt mängd vätska och dra åt locket. Vi rekommenderar inte uppvärmning i mikrovågsugnen. Om du ändå vill värma upp maten i mikrovågsugnen ska du inte stänga flaskan. Ta bort nappen, kragen och locket när du använder mikrovågsugnen. Skaka ordentligt innan du matar barnet med mjölken och kontrollera alltid temperaturen innan du ger den till barnet. Öppna uppvarmd mat från barna barnet i munnen. Värn inte bröstmjölken i mikrovågsugnen eftersom mikrovågsugnen ändrar sammansättningen på mjölken. Innan produkten tas i bruk ska den nog rengöras. För att vara helt säker på att produkten är hygienisk, lägg nappen och flaskan med alla dess delar i kokande vatten i 5 minuter före bruk. När du bär en full flaskan, se till att den är stängd med locket på plats och se till att nappen sitter i mitten på locket för att aktivera den "spill-säkra" funktionen på produkten.

Rengöring: Innan produkten tas i bruk första gången, lägg produkten i kokande vatten i 5 minuter, låt den kalla och skölj noga alla delar till flaskan. På detta sätt kan du vara säker på att flaskan är ren. Flaskan kan sedan diskas i den övre korgen i diskmaskinen och kan steriliseras (öppen) både i mikrovågsugnen och i en speciell steriliseringsmaskin. Diska alltid produkten alla delar omedelbart efter bruk. Diska i varmt vatten med diskmedel och skölj noga. Rengör innanprodukten tas i bruk.

Montering: När produkten är helt torr, sätt i nappen igenom översidan av kanten på skruvlocket. Sätt fast skruvlocket ordentligt på flaskhalsen.



Säkerhetsåttäckande: När flaskan inte är i bruk ska den förvaras på en torr och skyddad plats. Produkten ska alltid användas under vuxens övervakning. Produkten får inte rengöras, förvaras eller komma i kontakt med lösningsmedel eller starka kemikalier. Produkten kan skadas. Låt inte produkten stå i starkt solljus eller hetta och lämna inte produkten i blöt i desinficeringsmedel (steriliseringsslösning) längre än vad som rekommenderas. Värn inte vätskan genom att placera flaskan direkt på gas eller elplattor, värmeplattor, i elugnar o.s.v.

För ditt barns säkerhet och hälsa

VARNING! Använd alltid produkten under vuxens övervakning. Ändring användningsnappen som tröstrapp. Kontinuerlig och långvarig sugning på vätskor kan leda till karies. Kontrollera alltid temperaturen på maten innan den ges till barnet. Förvara alla delar utom räckhåll för barn. Lämna inte barnet ensamt med muggar eller flaskor på grund av kvävningsskrisen, att barnet kan ramlar eller om produkten inte sitter ihop ordentligt.

VARNING: Karies hos små barn kan uppstå även om vätskorna inte innehåller socker. Detta kan inträffa om barnet får använda flaskan/muggen under längre perioder under dagen och speciellt under natten när salivflödet har minskat. Enheten får heller inte användas som tröstrapp. Lämna inte nappen i starkt solljus eller hetta och lämna inte produkten i blöt i desinficeringsmedel (steriliseringsslösning) längre än vad som rekommenderas eftersom detta kan försvaga nappen. Byt ut nappen var sjunde vecka av säkerhets och hygieniska skäl. Dra i nappen åt alla håll för att kontrollera produktens styrka.

VARNING: Vissa juicer är sterila och lösningar kan ge silikonet ett vitfärgat utseende. Detta påverkar inte egenskaperna på något sätt. Värn inte upp bröstmjölk i mikrovågsugnen eftersom mikrovågsugnen ändrar mjölkens sammansättning. Uppvärmning i mikrovågsugn kan leda till fläckvis höga temperaturer. Var extra försiktig vid uppvärmning i mikrovågsugn. Rör alltid noga mat som värms upp i mikrovågsugnen så att värmen blir jämt distribuerad och testa temperaturen före maten serveras.

VARNING: Förpackningsmaterialet utgör inte en del av produkten. För ditt barns säkerhet, avlägsna och kasta alla förpackningsmaterial före produkten tas i bruk men läs och bevara alla instruktioner för framtida bruk. Låt flaskan vara öppen i mikrovågsugnen.

13. Garanti

Begränsadgaranti för förbrukningsartiklar

Garanti för denna produkt försträcker till den ursprungliga köparen ("köparen" och garantin täcker defekter i material och tillverkning som inte är kommersiellt godtagbara pumpmekanismen under en period av ett år från och med det datum då produkten inköptes och på alla andra delar av produkten under en period av 90 dagar. Garantin upphör om du säljer eller på annat sätt överför denna produkt till en annan person. Denna garanti ger dig vissa juridiska rättigheter utöver vissa andra rättigheter som du kan ha och som varierar beroende på var du befinner dig geografiskt.

LANSINOH FÖRSTRÄCKERINGEN UTTRYCKT GARANTI AV NÅGOT SLAGPÅPRODUKTEN ANNA DE GARANTIERSTOM UTTRYCKLIGENBESKRIVS DETTADOKUMENT. UNDERFÖRSTÄDD GARANTI VILKETOMFATTARGARANTIONSLÄMPLIGHETELLER LÄMPLIGHETFÖRETTVISST ÄNDAMÅL. SKAL DEN MÅNLAGENTILLÄTTER DET, BEGRÄNSAS TILL EN PERIODAV90 DAGAR FRÅN DETDATUM DÅ PRODUKTEN URSPRUNGLIGEN INKÖPTESAVDENURSPRUNGLIGAKÖPAREN.

I fall då Lansinoh® inte anser att produkten uppfyller den begränsade garanti som anges ovan är köparens enda och uteslutande lösning att Lansinoh® reparerar eller byter ut produkten enligt Lansinoh® eget gottfinnande utan vidare kostnad för köparen.

Obs: All kostnad för returering av produkten till Lansinoh® ska bäras av köparen. Denna garantigäller inte produkter som har utsatts för felanvändning, missbruk eller överkan. Endast reservdelar från Lansinoh® rekommenderas för bruk med amningsprodukter från Lansinoh®. Inkorrekt eller felaktigt utförd underhåll eller reparationer eller användning av reservdelar som inte är av märket Lansinoh® kan ogiltigförklara garantin.

I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER DET SKA LANSINOH INTE HÄLLAS ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA TILLFALLIGA ELLER FÖLJDSKADOR VILKET OMFATTAR MEN INTE ÄR BEGRÄNSAT TILL KOMPENSATIONSKONSTNADER TILL FÖLJ D AV BROTT MOT NÅGON SKRIFTLIG ELLER UNDERFÖRSTÄDD GARANTI.

Om du önskar resa ett krav under denna garanti, vänligen ring +44 (0) 113 205 4201 om du befinner dig

i Storbritannien eller kontakta din lokala distributör. Du kommer att få en fri svarsadress där du ska returnera produkten, vid behov tillsammans med dittaterade originalkvittoalet annat daterat inköpsbevis, och en kort beskrivning av problemet.

Förklaring av elektromagnetisk kompatibilitet (Electromagnetic Compatibility (EMC))
Endast informationssyfte

FCC -uttalande

Denna produkt uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är underkastad följande två villkor: (1) Produkten får inte vara orsak till skadliga störningar och (2) denna produkt måste kunna ta emot eventuellt störning som den utsätts för vilket kan vara störning som leder till önskad funktion.

VARNING

Rekommenderat avstånd mellan bärbar och mobil kommunikationsutrustning av RF-typ och modellen vid 3Vrms

Lansinoh Single Electric Breast Pump är avsedd att användas i elektromagnetiska omgivning där störningar från utstrålad RF är kontrollerade. Kunden eller användaren av Lansinoh Single Electric Breast Pump kan bidra till att förebygga elektromagnetiska störningar genom att bibehålla ett minsta avstånd mellan bärbar och mobil kommunikationsutrustning (sändare) av RF-typ och Lansinoh Single Electric Breast Pump enligt rekommendation nedan enligt den maximala uteffekten på kommunikationsutrustningen.

Separationsavstånd enligt sändarens frekvens m			
Nominell maximal uteffekt på sändare W	150 kHz till 80 MHz	80 MHz till 800 MHz	800 MHz till 2,5 GHz
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,37	0,37	0,74
1	1,17	1,17	2,33
10	3,69	3,69	7,38
100	11,67	11,67	23,33

Uttalande gällande trådlös utrustning

Trådlös kommunikationsutrustning som bl.a. trådlösa nätverksenheter i hemmet, mobiltelefoner, trådlösa telefoner och deras basstationer, walkie-talkies kan påverka utrustningen och bör inte förvaras närmare än 3,5 m från utrustningen.

Stapling

Denna produkt bör inte användas i närheten av eller staplas med annan utrustning och om detta trots allt skulle bli nödvändigt bör denna produkt övervakas så att den fungerar normalt på det sätt den är avsedd att användas.

Denna produkt är personlig och kan därför inte returneras om förpackningen har öppnats. Om du får problem med produkten, vänligen kontakta vår kostnadsfria kundtjänst på +44 (0) 113 205 4201 i Storbritannien eller kontakta din lokala distributör. Våra representanter står gärna till tjänst.

Lansinoh® Laboratories, Inc. Jason House, Kerry Hill, Leeds, LS18 4JR, UK.
lansinoh.co.uk

Tillverkare: Lansinoh Laboratories Saglik Gereceleri Tasarim San.Tic.Sti.
A.O.S.B – 10006 Sok. No:54 35620 Cigli / Izmir / Turkiye

Lansinoh® är ett registrerat varumärke för Lansinoh Laboratories, Inc.

©2014 Lansinoh Laboratories, Inc. Med ensamrätt.

304-013-00

(DK) Tillykke!

Lansinoh® Single el-brystpump er udviket til ammende mødre, som gerne vil give deres børn deres egen mælk, selv om de ikke kan være sammen, og giver dig mulighed for hurtigt og nemt at mælke mælken ud på en behagelig måde.

Vores pumpe:

- **er enkel at rengøre, samle og bruge** – Det hygiejniske design garanterer, at der ikke kommer mælk i rørlæderne – rørlæderne skal ikke rengøres

- har indstillelige sugeniveauer med letanvendelige +/- kontrolknapper
- har en LED-indikator, så du ved nøjagtigt hvilken suge- og faseindstilling, du er på
- har NaturalWave™ sut (med hætte), hvilket medvirker til at bibeholde etablerede ammehemmeligheder
- "Pump → Gem → Mad" Kommer med en komfortabel og nem flaske til at pumpe, gemme og made med (tætningsskive til opbevaring af NaturalWave™ sut medfølger)
- kan bruges med netstik eller batterier - 6 AA batterier (medfølger ikke).
- er opvaskemaskine- og sterilisationsvenlig (rørledninger og ledningstilslutning skal ikke vaskes).

Ring til vores kundetjeneste på +44 (0) 113 205 4201, hvis du har spørgsmål, eller send en e-mail til help@lansinoh.co.uk

Indhold

1. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger
2. Pumpediagram
3. Lansinoh® Single el-brystpumpe dele
4. Rengøringsvejledning
5. Samling af udmalknings sæt
6. Pumpetips
7. Anvendelse af Lansinoh® Single el-brystpumpe
8. Strømalternativer
9. Vejledning til opbevaring af brystmælk
10. Tekniske data
11. Fejlfinding
12. Anning med NaturalWave™ peristaltiske sut
13. Garanti

01. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

Lansinoh® Single el-brystpumpe er et personligt plejedyr, og af hygiejniske grunde bør den aldrig deles med andre mødre eller sælges fra en mor til en anden. Begge disse handlinger ugyldiggør garantien.

Hvis du er en mor med Hepatitis B, Hepatitis C eller human immunodefekt-virus (HIV), vil brugen af Lansinoh® Single el-brystpumpe ikke reducere eller fjerne risikoen for at overføre virus til baby gennem brystmælken.

Når man bruger elektriske produkter, og især hvor der er børn, skal de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes, herunder følgende:

Læs alle vejledninger for brug

Fare: For at reducere risikoen for elektrisk stød:

- Tag altid dette produkt ud af stikkets straks efter brug
- Brug den ikke, når du er i bad
- Læg eller opbevar ikke dette produkt, hvor det kan falde ned, eller blive trukket ned i et badekar eller håndvask
- Læg eller tab den ikke i vand eller andre væsker
- Ræk ikke ud efter et elektrisk produkt, der er faldet i vandet. Tag den straks ud af stikket

Advarsel: For at reducere risikoen for forbrænding, elektrisk stød, brand eller personskade:

- Dette produkt bør aldrig efterlades uden opsyn, når det er sat til
- Tæt opsyn er nødvendig, når dette produkt bruges nær børn eller invalide
- Brug kun dette produkt til det anvendelsesformål, der er beskrevet i denne manual. Brug ikke påmonteringer, der ikke er anbefalet af producenten
- Brug aldrig dette produkt, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis det ikke virker korrekt, hvis det er blevet tålt eller beskadiget eller har været i vandet
- Hold ledningen borte fra varme overflader
- Må ikke bruges, når du sover eller dser
- Tab eller indsæt aldrig noget i en åbning eller rørforbindelse
- Brug ikke produktet, hvis det er itu, eller der mangler dele
- Lad ikke små børn eller kæledyr lege med pumpeenheden, vekselstrømsadapteren osv.
- Må ikke bruges med vekselstrømsadapter udendørs, eller bruges, hvor der anvendes aerosolsprayprodukter, eller hvor der gives ilt.

Gem denne vejledning sammen med din kvittering for fremtidig reference.

VIGTIGE PUNKTER TIL BRUG AF DIN LANSINOH® SINGLE EL-BRYPSTPUMPE

Rørledninger eller ledningstilslutningen må ikke vaskes eller steriliseres.

Nedløbs- og udmalkningsfunktion

Når børn ammes, suger de først hurtigt for at stimulere nedløb af mælken og få den til at løbe til. Når din mælk er løbet ned, suger baby mælken ud med langsomme, dybere sug. Selv om intet kan reproducere nøjagtigt hvordan en baby spiser ved brystet,

har Lansinoh® Single el-brystpumpe to faser for at simulere den naturlige rytme - nedløbsfasen og udmalkningsfasen.

Nedløbsfasen (fase 1) er en hurtigere pumpestil, der får din mælk til at løbe ned og begynde at flyde.

Udmalkningsfasen (fase 2) har 6 indstillelige sugestyrker, der kan skræddersys til din komfort.

Tastaturet

Din Lansinoh® Single el-brystpumpe har skjulte LED-lys under det lille tastatur for at hjælpe med at angive, hvilken suge- og fase-indstilling du er på.

- Knappen giver dig mulighed for at skifte mellem faser. Fase 1 (nedløb) angives med langsomt blinkende LED-lys. Fase 2 (udmalkning) angives med faste LED-lys.

Hver fase har 6 sugeniveauer. Med knappen kan du øge sugeniveauet, og med knappen kan du mindske sugeniveauet. Lansinoh anbefaler, at du vælger det niveau og den fase, der passer bedst til dig.


Du har maksimalt 6 LED-lys, der lyser, afhængigt af det valgte sugeniveau. Efter 20 sekunder vil kun den højeste (længst til højre) LED forblive tændt for at angive, at pumpekroppen er tændt, og for at fortælle hvilket sugeniveau, der aktuelt er valgt. De nederste LED'er vil automatisk slukke for at spare på energien.

Når pumpen er tændt, begynder den i fase 1 (nedløb) og skifter automatisk til fase 2 (udmalkning) efter 2 minutter. Pumpen vil som standard altid være på sugeniveau 1, når du begynder, og når der skiftes mellem nedløbs- og udmalkningsfaserne. Sugenevauerne kan derefter indstilles med og knapperne.

Hvis du ønsker at springe over fase 1 (nedløb), skal du bare trykke på knappen for at skifte til fase 2 (udmalkning). Du kan altid vende tilbage til fase 1 (nedløb), hvis du har brug for det. Pumpen slukker automatisk efter 60 minutter.


Lansinoh® er her for at støtte dig på din amme-rejse. Hvis du har spørgsmål, må du ikke tøve med at kontakte os på +44 (0) 113 205 4201 eller help@lansinoh.co.uk i England, eller kontakt dit lands distributør.

02. Pumpediagram




Grundlæggende styring, display og funktioner

1. Til/fra strømknop
2. Knap til styring af øgning af sugeniveau
3. Knap til styring af sænkning af sugeniveau
4. Knap til skift mellem nedløbs- og udmalkningsfaser og tilbage igen.
5. LED sugestyrkeindikator




6. Rørledningsinput
7. Batterium til 6 AA batterier (medfølger ikke)

BEMÆRK: Genopladelige batterier anbefales ikke.



8. Vekselstrømsadapter-stik
9. Vekselstrømsadapter



03. Lansinoh® Single el-brystpumpe dele (Appendix 1)

Enhed/Enhedsnummer

1. Rørledning 800 mm #54100
2. Pumpetilslutning #53453
3. Bryststrut (standard) #54101
4. ComfortFit™ silikone brystindlæg (standard) #54103
5. Brystindlægsrop #53454
6. Membran #54105
7. Membranlåg #53410
8. Hvid venti (1+1) #53401
9. 160 ml beholder (1) #53451
10. Beholdning (1) og tætningsskive (1) #53450
11. Vekselstrømsadapter/strømløsning
12. Flaskeholder (1) #53452

Før brug...

- Vask altid hænderne grundigt med vand og sæbe, før du bruger udmalkningssettet, pumpekroppen eller andre dele.
- Skil udmalkningssettet ad for at rengøre det. Læg rørledningen bort, da den ikke skal vaskes eller steriliseres.
- Brug ikke pumpen, hvis du kan se væske eller lugt i rørledningen, men tør den grundigt før brug, hvis der er tegn på fugt.

04. Rengøringsvejledning

Medmindre din sundhedseleverandrer siger andet, skal du følge denne vejledning til sterilisering og rengøring.

Sterilisering

1. Før sættet tages i brug, skal alle dele af udmalkningssettet, der kommer i kontakt med brystmælken, skilles ad og koges i 10 minutter. Sættet omfatter alle dele bortset fra pumpebasis, stik, rørledning og ledningstilslutning.
- Bemærk: Sørg for at bruge vand nok til at holde delene flydende under kogning
- Bemærk: Kog ikke rørledningen og ledningstilslutningen
2. Tag alle dele op af vandet straks efter endt kogning.
3. Lad det lufttørre, før samling og næste anvendelse.
- Bemærk: Delvist tørrede dele kan påvirke pumpeens funktion. Sørg for, at delene er fuldstændigt tørre før brug

Rengøring

- Læg rørledningen og ledningstilslutningen bort. Disse dele skal ikke vaskes eller steriliseres, da membranen forhindrer dem i at komme i kontakt med brystmælken.
- Brystindlæg og beholdere kan rengøres øverst i din opvaskemaskine eller håndvaskes med opvaskemiddel i varmt vand. For det bedste resultat anbefaler vi at bruge en lille flaskerenser til at rengøre beholderen og en børste til sut til rengøring af indersiden af brystindlægget. Opvaskingsmidler eller slibemidler MÅ IKKE BRUGES.
- Skyl med varmt, rent vand.
- Alle andre dele af udmalkningssettet bør håndvaskes for at undgå at miste dele og forlænge brugbarheden.
- Rengør din brystpumpe ved at tørre basissiden af med en klud, der er fugtet med vand eller mild sæbe.
- Rørledningen eller ledningstilslutningen må ikke vaskes eller steriliseres.
- Bemærk: For det bedste resultat skal du sørge for, at membranerne er fuldstændigt tørre før brug.
- Bemærk: Før udmalkningssettet tages i brug, skal de individuelle komponenter inspiceres for revner, skår, rifter, misfarvning eller nedbrydning, da dette kan påvirke udmalkningssettets funktion.

Besøg www.lansinoh.co.uk eller ring til +44 (0) 113 205 4201 i England, eller kontakt dit lands distributør for yderligere vejledning og reservedele.

05. Samling af udmalknings sæt (Appendix 2)

Dit udmalknings sæt kommer samlet i Lansinoh® produktemballage. Rengør udmalkningssettets dele (bortset fra rørledning og ledningstilslutning) som beskrevet i afsnittet "Rengøringsvejledning". Når alle dele er rene og fuldstændigt tørre, samles udmalkningssettet som følger:



- Placer den lille membran med pil-siden opad (synlig pil) på brystindlægs kroppen. Sørg for, at pilene peger mod ComfortFit™ brystindlægget.
- Fastgør derefter membranhætten på brystindlægs kroppen ved at dreje med uret og lukke den lille membran inde.
- Skub det bløde silikone ComfortFit™ brystindlæg ind i brysttragten.
Bemærk: Sørg for, at kanten af brysttragten sidder fast i kanten af brystindlægget, og at indlægets tragt er helt på linje med tragten.
- Skub derefter ComfortFit™ brystindlægget og keglen ind i brystindlægs kroppen.
- Fastgør forsigtigt den hvide ventil i bunden af brystindlægs kroppen.

Bemærk: Vær forsigtig med at håndtere og rengøre den lille hvide ventil.

6. Skru opsamlingsflasken på brystindlægs kroppen.

7. Sæt rørdningen ind bag i membranhætten. Sørg for, at den passer helt.

8. Placer rørdningen i pumpen.

06. Pumpetips

Den vigtigste del af en succesfyldt pumpning er evnen til at udløse nedløbsreflekken. Det er, når din mælk begynder at flyde frit. Varme, våde kompresser der lægges på brysterne, cirkulær massage af brysterne før og/eller under en pumpesession kan medvirke til at få denne naturlige refleks i gang. Det kan også hjælpe at tænke eller se på din baby eller et foto af din baby, hvis i ikke er sammen. Du kan også prøve Lansinoh® Therapearl™ 311 brystterapi, som kan hjælpe med at få din mælk til at løbe ned.

Nogle mødre kan opnå mere end et nedløb under en pumpesession. Du kan måske opnå et andet eller tredje nedløb under pumpesessionen ved at vende tilbage til (nedløb) fasen ved at trykke på knappen.

Hvor længe skal der pumpes

Brystmælk produceres på en udbuds- og efterspørgselsbasis, og ved at udmalke din mælk regelmæssigt, vil din krop blive stimuleret, og du vil kunne blive ved med at levere mælk. Ligesom ved amning, er det ikke nødvendigt at planlægge dine pumpesessioner, men du vil få et bedre indtryk af den tid, det tager for din krop at udmalke din mælk, ved hjælp af en brystpumpe.


Hvis du har spørgsmål i forbindelse med amning eller brystpumpen, så spørg din jordemoder, sundhedsplejersken eller andet sundhedspersonale, eller besøg www.lansinoh.co.uk

Pumpe- og ammetips

- Du kan udmalke det ene bryst, mens din baby dier ved det andet. Det giver dig mulighed for at maksimere pumpeeffektiviteten ved at bruge den nedløbsrefleks, der stimuleres af din babys sugen.
- Du kan prøve Lansinoh® mOmnia® flasken, med NaturalWave™ sut, som klinisk bevist hjælper babyer til at beholde etablerede diemønstre, hvilket gør det muligt for din baby at gå fra bryst til flaske og tilbage igen.
- Hvis du vælger at bruge Lansinoh® mOmnia® flasken med NaturalWave™ sutten til at give din baby malket brystmælk, skal du tage følgende forholdsregler.
- Test altid temperaturen på en væske, før din baby får den.
- Lad ikke et barn få en flaske med i seng eller selv die uden overvågning.

07. Anvendelse af Lansinoh® Single el-brystpumpe

Sådan anvendes Lansinoh® Single el-brystpumpe




Følg denne vejledning for maksimalt mælkeflow:

- Sørg for, at alle rørdninger er tilsluttet ledningstilslutningen.
- Hold udmalningssættet til brystet med midten af brystvorten ind mod brystindlægets tunnel.
- Sørg for at brystet fylder brystindlægget fuldstændigt, så der dannes et vakuum, og der ikke slipper luft ud. Hvis du oplever gnidning eller ubehag på brystvorterne, kan du have brug for en anden størrelse indlæg. Der findes også større indlægsstørrelser. For flere oplysninger, ring til +44 (0) 113 205 4201, besøg www.lansinoh.co.uk eller kontakt dit lands distributør.
- Udmalningssættet og brystvortetunnelen skal hældes let nedad, så mælken kan flyde naturligt ned mod flasken.
- Tryk og hold Til/Fra-knappen et par sekunder for at tænde for pumpen.
- Når pumpen er tændt, begynder den i fase 1 (nedløb) og skifter automatisk til fase 2 (udmalkning) efter 2 minutter.
- Tryk på knappen for at skifte til udmalkningsfase, hvis mælken begynder at løbe tidligt.
- Pumpen vil som standard altid være på sugeniveau 1, når du begynder, og når der skiftes mellem nedløb- og udmalkningsfaserne. Sugenevauerne kan derefter indstilles med knapperne.
- Hvis du ønsker at springe over fase 1 (nedløb), skal du bare trykke på knappen for at skifte til fase 2 (udmalkning). Du kan altid vende tilbage til fase 1 (nedløb), hvis du har brug for det.
- Bemærk: Hvis du på et tidspunkt synes, at sugningen af brystet når et ubehageligt niveau, kan du reducere sugeniveauet ved at trykke på knappen.
- Når en pumpesession er afsluttet, slukkes for pumpen med Til/Fra-knappen. Sørg for at der ikke suges på brystvorten, før du fjerner brystindlægget fra brystet. Om nødvendigt kan du afbryde suget ved at stikke en finger ind mellem brystindlægget og brystet. Når sugningen er afsluttet, kan brystindlægget tages af.
- Brug det specialfremstillede stativ til at forhindre flasken i at vælte med risiko for at miste brystmælk.
- Luk flasken med det medfølgende låg og tætningskæve – Følg vejledningen for opbevaring af brystmælk som angivet i afsnit 9.


08. Strømnalternativer

Pumpen kan anvendes med en af følgende strømforsynings tilstande: Vekselstrømsadapter (medfølger)



Tilslut vekselstrømsadapteren til strømtilslutningsstikket på højre side af pumpen. Sæt vekselstrømsadapteren i et ledigt el-stik. Elektrisk sikkerhed kan kun opnås, når brystpumpen er tilsluttet den vekselstrømsforsyningsadapter, der leveres med produktet (se afsnittet "Tekniske data").

6 AA alkaline batterier (medfølger ikke)



Sørg for, at batterierne er korrekt isat i henhold til den angivne polaritet (+) og (-). Luk rummet ved forsigtigt at trykke dækslet ned, til det klikker på plads. Fjern batterierne, hvis pumpen ikke bruges i længere tid. Borsfalt batterierne i henhold til forskrifterne for miljøbeskyttelse og genbrug. Udsift alle batterier på samme tid. Bemærk, at pumpen ikke er beregnet til anvendelse af genopladelige batterier. Bland ikke gamle og nye batterier. Bland ikke alkaline og standard (zink-kul) batterier. Hvis batterierne sidder i pumpen, men vekselstrømsadapteren bruges, vil pumpen bruge adapteren til strømforsyning af pumpen, ikke batterierne. Vi anbefaler, at du bruger pumpen med den medfølgende vekselstrømsadapter for mest økonomisk anvendelse. Din vekselstrømsadapter er en universal-vekselstrømsadaptertype og kan bruges til 100 V til 240 V systemer med 50 Hz og 60 Hz el-net.

09. Vejledning til opbevaring af brystmælk

Vejledning til opbevaring af brystmælk og optøning for sunde babyer.

Snak med din læge, jordemoder eller sundhedsplejerske om specifikke opbevaringsvejledninger.

Når du nedfryser brystmælk, må beholderen kun fyldes ¾, så der er plads til udvidelse, som sker ved nedfrysning. Datamark beholdere med datoen for, hvornår du udmalkede din mælk, så du hele tiden kan se det. Brug den ældste brystmælk først.

Rumtemperatur	(<26°C)	6 Timer
Køleskab	(>4°C)	3 Dage
Køleskab	(<4°C)	5 Dage
Frysesektion i køleskab		2 Uger
Hjemmefryser	(<-18°C)	6 Måneder

Bemærk: Brystmælk MÅ IKKE opbevares i døren til køleskabet/fryseren. Døren er normalt den varmeste del af køleskabet/fryseren.

Optøning

Optø frossen mælk i køleskabet, eller lag beholdere under koldt rindende vand, der gradvist bliver varmere, indtil mælken er optøet. Optøet mælk kan opbevares i et køleskab i op til 24 timer.

BEMÆRK: Optøet mælk MÅ IKKE genindfryses.

Ryst forsigtigt den optøede mælk, før baby ammes, så lag, der måtte have separeret, blandes. Brystmælk er ikke homogeniseret, og "fløden" vil stige op i toppen af flasken. Brystmælk kan variere i farve og konsistens afhængigt af tidspunktet på dagen, hvor mælken blev udmalket, hvad du har spist, og babys alder på pumpetidspunktet.

BEMÆRK: MENNESKEMÆLK MÅ IKKE PULTES I

MIKROOVNE! Mikroovnen ændrer mælken sammensætning. Mikroovnen kan også skabe "varme pletter" i mælken, der kan brænde.

BEMÆRK: Brystmælk MÅ IKKE optas i varmt eller kogende vand.

10. Tekniske data

1. Strømforsyning
Batteri-drift: 6 AA-størrelse alkaline batterier (medfølger ikke), alle serieforbundne. Brug ikke genopladelige batterier.
Batteri-driftstid: Cirka 2 timer med 6 alkaline batterier (medfølger ikke).

Vekselstrømsadapterdrift: 100 V/240 V vægtype vekselstrømsadapter, galvanisk isoleret med 9 V DC udgangseffekt.

Pumpestrøms effekt: 10 Watt maksimum
Spændingsregulering: Linear spændingsregulator med lav regulatorspænding og kortslutningsbeskyttelse.


2. Styresystem

Styresystem: Mikrocontroller med integreret programhukommelse
Programhukommelse: 8K flash RAM, 1K RAM hukommelse
Der er 2 faser. Udmalkning og stimulering kan vælges fra tastaturet. Justerbar sugeniveau: Der kan vælges 6 sugeniveauer, som styres fra tastaturet.

Sugevakuumniveau: Minimum 56 mmHg, maksimum 225 mmHg

Overholdelse af lovgivning

Type BF anvendt del



Warning: Children have STRANGLED in cords. Keep the cords out of the reach of children.

Advarsel-Børn kan blive KVALT med ledninger. Hold ledninger uden for børns rækkevidde.

Tekniske data
Strømkraft
Vekselstrømsadapter (medfølger)
Vekselstrømsadapter - EU
Stikkonfiguration
100 V/240 V vægstiktype
Vekselstrømsadapter, galvanisk isoleret med 9 V DC udgangseffekt.
Batterier (medfølger ikke) 6 AA-batterier, 1,5 V alkaline
Overholdelse af lovgivning UL (E314167) og CSA godkendt med EU strømadapter

11. Fejlfinding

Fejlfinding af Lansinoh® Single el-brystpumpe

Aftrydelse af el-service

Hvis du oplever en aftrydelse af den normale drift af pumpens elektriske og/eller mekaniske funktion, skal du gøre som følger:

- Træk vekselstrømsadaptersens ledning ud af stikket.
- Vent et par sekunder og sæt så vekselstrømsadapterledningen tilbage i stikket.Hvis der stadig er elektrisk fejl, så prøv at bruge pumpen med de seks AA-batterier, og sørg for, at vekselstrømsadapteren er fjernet.

Ubehag under pumping

Hvis du føler ubehag, kan du have brug for en anden størrelse brystindlæg.Besøg www.lansinoh.co.uk eller ring til +44 (0) 113 205 4201 i England eller kontakt dit lands distributør

Forrindsket sugning

Hvis det føles, som om sugningen bliver mindre, så prøv følgende:

- Tag rørlæningen ud af pumpen og læg en finger over ledningsstilslutningen.Hvis du kan mærke et sug, virker pumpen korrekt, men udmalkningssettet er muligvis ikke korrekt samlet, eller den hvide ventili kan være beskadiget.Hvis du ikke kan mærke et sug, så prøv at tage adapterstikket ud af el-stikket, vent et par sekunder, og sæt det tilbage i el-stikket.
- Sørg for, at udmalkningssettet er korrekt samlet. Kontroller samleinformationen i afsnittet "Samling af udmalkningssettet".
- Inspicér den hvide ventili for rifter eller huller.Denne komponent er afgørende for at få et korrekt sug.Udskift den hvide ventili med en af reserveventilerne, der følger med produktet.

12. Anning med NaturalWave™ peristaltiske sut

NaturalWave™ peristaltiske sut er designet til:

- at medvirke til at bibeholde etablerede ammestørrelser,
- nemt at skifte fra bryst til flaske og tilbage igen,
- opmuntre babys "bølgelignende" tungebevægelser,
- fremme instinktiv sugeaktion for naturlig oral udvikling.



1. **Sutstart**
Læber åbnes udad og tager fat omkring areola.

2. **Peristaltisk tungebevægelse**
Tungen bevæger sig i en bølde "bølgelignende" bevægelse for at trykke omkring brystvorten og udtække mælk. Det fremmer den naturlige mund- kæbe- og ansigtsudvikling. Faktum: Babys tunge gentager den peristaltiske bevægelse omkring 800 til 1000 gange i løbet af blot en ammesession.

3. **Slugning**
Det bageste af babys tunge hæver sig og kanalisere mælk, og den i spiserøret.

NaturalWave™ peristaltiske sut blev udviklet til, og er klinisk dokumenteret til at kunne fremme dette naturlige diemønstre.



1. **Suttespids**
Baby styrer mælkefløvet.
2. **Blød 100 % silikone**
Strækkes og bøjes for optimal kompression.
3. **Indvendige lodrette riller**
Styrer suttestrukturen, og gør den resistent mod kollaps.
4. **Unik graduert hældning**
Giver mulighed for en blød, peristaltisk tungebevægelse.
5. **Bred, tekstureret suttebasis**
For mere fastgriben og effektivt sug.
6. **AVS**
Reducerer luftindtagelse, som kan være årsag til kolik.


En sut i et stykke uden problemer fås i langsom, mellem og hurtig flow.

Anning alene anbefales i de første 6 måneder af babys liv. Anning og brystmælkeproduktion bør være veletableret før introduktion af flaske og sut.

Brugsanvisning:Fylt op med den nødvendige mængde væske og skru hættan på. Opvarmning i mikrovov anbefales ikke. Hvis du vælger at opvarme mæden i mikrovov, må flasken ikke lukkes.Tag sut, varme og hætte af, når mikrovov anvendes. Ryst godt før brug, og kontroller altid temperaturen, før baby får det.Ujævnt opvarmet mad kan brænde i babys mund.Sæt ikke menneskelig mælk i mikrovov, da mikrovov ændrer mælkens sammensætning.Før første anvendelse skal produktet rengøres.For at sikre produktkvaliteten puttes sut og flaske med alle komponenter i kogende vand i 5 minutter før brug.Når du har en fyldt flaske, skal du sørge for, at hættan er forsvaret lukket, og være opmærksom på at placere sutten midt i hættan for at aktivere produktets "spild-sikre" funktion.

Rengøring:Før første ibrugtagning placeres produktet i kogende vand i 5 minutter, lade køle af og skylle alle flaskedelene grundigt. Dette er af hygiejniske årsager.Derefter kan flasken også vaskes i øverste hylde i en opvaskemaskine, som kan steriliseres (åben) både i mikrovov og med en special steriliseringsmaskine.Så alt id alle produktkomponenterne straks efter anvendelse.Vask i varmt sæbevand og skyl grundigt.Rengør før brug

Samling:Når det er gennerstatet, indsættes diesutten gennem toppen af påskruningshættens krave.Fastgør påskruningshættekraven omhyggeligt på flaskehalsen.



Forholdsregler:Når den ikke er i brug, skal den opbevares på et tørt og tilsikret sted.Brug altid dette produkt under voksenovervågning.Må ikke rengøres, opbevares eller komme i kontakt med opløsningsmidler eller skraper kemikalier.Dette kan forårsage beskadigelse.Efterlad ikke produktet i direkte sollys eller varme, lad det heller ikke ligge i et desinficeringsmiddel (steriliseringsopløsning) længere end anbefalet.Væskan må ikke opvarmes ved at sætte flasken direkte på gasblus eller el-blus, varmeplader, el-ovne osv.

ADVARSEL for dit barns sikkerhed og helbred!Brug altid dette produkt under voksenovervågning.Brug aldrig diesutten som narrestue.Fortsat og længerevarende indsigning af væske vil resultere i tandskader.Kontroller altid mædens temperatur før madning.Hold alle komponenter, der ikke er i brug, uden for børns rækkevidde.Lad ikke baby være alene med drikkeudstyr, da barnet kan vælde, hvis det falder, eller hvis produktet går fra hinanden.

ADVARSEL:Tandskader hos små børn kan ske, selv hvis der bruges ikke-sødede væsker.Det kan ske, hvis baby får lov til at bruge flasken/koppen i længere perioder i løbet af dagen, og især om natten, hvor spyt er reduceret, eller hvis det bruges som narrestue. Efterlad ikke produktet i direkte sollys eller varme, lad det heller ikke ligge i et desinficeringsmiddel (steriliseringsopløsning) længere end anbefalet, da det kan svække sutten.Kontroller før anvendelse. Bortskaffes ved første tegn på skader eller svaghed.Udskift sutten hver 7. uge af sikkerheds- og hygiejnemæssige årsager.Træk i madesutten i alle retninger for at kontrollere produktet.

PAS PÅ:Nogle typer frugtssaft er sterile, og opløsninger kan få silikonen til at blive uigennermsigtig.Det ændrer ikke på egenskaberne.Sæt ikke menneskelig mælk i mikrovov, da mikrovov ændrer mælks sammensætning. Opvarmning i

mikrovov kan producere lokale høje temperaturer.Pas ekstra på, når der opvarmes i mikrovov. Rør altid i mæden for at sikre en jævn varmefordeling, og kontroller temperaturen før servering.

ADVARSEL:Emballagematerialer er ikke en del af produktet.For dit barns sikkerheds skyld skal al emballagemateriale fjernes og bortskaffes før anvendelse, men læs og gem vejledningen for fremtidig reference.Lad den stå åben i mikrovov.

13. Garanti

Begrænset forbrugsproduktgaranti
Dette produkt er over for den oprindelige forbruger, der har købt det ("køber") garanteret fri for materiale- og fremstillingsdefekter, som ikke er kommercielt acceptable, i en periode på et år fra købsdatoen for pumpemekanikken, og en periode på 90 dage for alle andre produktkomponenter.Garantiedokumentation opføres, hvis du sælger eller på anden måde overfører produktet til en anden person.Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og der kan være andre rettigheder, som kan variere efter sted.

LANSINOH GIVER IKKE UTRYKKELIG GARANTI AF NOGEN ART VEDRØRENDE PRODUKTET, BORTSET FRA DEN GARANTI DER UTRYKKELIGT ER ANFØRT HERI.EVENTUELLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER EVENTUEL UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EVENTUEL UNDERFORSTÅET GARANTI FOR EGENHED TIL EN SÆRLIG ANVENDELSE, I DEN UDSTRÆKNING LOVEN TILLADER, ER BEGRÆNSET TIL EN VARIGHED PÅ EN PERIODE PÅ 90 DAGE FRA KØBSDATOEN FOR DEN OPRINDelige KØBER.

Hvis produktet af Lansinoh® findes ikke at overholde ovennævnte begrænsede garanti som købers eneste og eksklusive retsmiddel, vil Lansinoh® reparere eller, efter Lansinoh's valg, erstatte dette produkt uden beregning for en sådan erstatning eller arbejdsled.

BEMÆRK:Køber bærer alle udgifter i forbindelse med returføring af dette produkt til Lansinoh®.Garanten gælder ikke for produkter, der er blev forkert anvendt, misbrugt eller ændret.Kun udskriftsdelene med Lansinoh®markedet anbefales til anvendelse med Lansinoh®ammeproduktet.Fejlagtig eller forkert udført vedligeholdelse eller reparation eller anvendelse af ikke-Lansinoh® mærkede udskriftsdele kan gøre denne garanti ugyldig.

I DEN UDSTRÆKNING, DET ER TILLADT AF LOVGIVNINGEN, ER LANSINOH IKKE ANSVARIG FOR EVENTUELLE ELLER DERAFF FØLGENDE SKADER INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UDSKRIFTSGRØNSKOSTNINGER SOM RESULTAT AF BRUD PÅ SKRIFTLIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER.

Hvis du ønsker at gøre krav gældende under denne garanti, bedes du ringe til +44 (0) 113 205 4201 hvis du er i England, eller kontakte dit lands distributør.Du vil om nødvendigt få en gratis returadresse til produktet, din originale daterede regning for købet eller andet bevis for køb, samt en kort redegørelse for problemet.

Elektromagnetisk Kompatibilitetserklæring (EMC)
Kun til information

FCC-erklæring
Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne.Drift er underlagt følgende to betingelser:(1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal kunne acceptere eventuelt uønsket interferens, herunder interferens, kan forårsage modnet drift.

BE MÆ R K

Anbefalt sikkerhedsafstand mellem mobil og mobil RF-kommunikationsudstyr og modellen @ 3Vrms				
Lansinoh Single el-brystpumpe er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor udråstede RF-forstyrrelser er kontrolleret. Kunden eller brugeren af Lansinoh Single el-brystpumpe kan hjælpe med at forhindre elektromagnetisk forstyrrelse ved at opretholde en minimumsafstand mellem bærbar og mobil RF-kommunikationsudstyr (sendere) og Lansinoh Single el-brystpumpe som anbefalet nedenfor, i henhold til den maksimale udgangseffekt fra kommunikationsudstyret.				
Sikkerhedsafstand i henhold til sender m frekvens				
Maksimal udgangseffekt fra sender W	150 khz til 80 Mhz	80 Mhz til 800 Mhz	800 Mhz til 2,5 Ghz	
0,01	0,12	0,12	0,23	
0,1	0,37	0,37	0,74	
1	1,17	1,17	2,33	
10	3,69	3,69	7,38	
100	11,67	11,67	23,33	

Trådløs erklæring
Trådløse kommunikationsudstyr som f.eks. trådløse hjemmenetværkshenheder, mobiltelefoner, trådløse telefoner og deres basistationer, walkie-talkies kan påvirke dette udstyr og bør holdes i en afstand af 3,5 m fra udstyret.

Stabling
Denne enhed bør ikke bruges ved siden af eller stablet på andet udstyr. Og hvis det er nødvendigt med sidestillet eller stablet brug, bør denne enhed kontrolleres for normal drift i den konfiguration, den vil blive brugt i.

Dette produkt er et personligt plejeprodukt og kan derfor ikke returneres, når det er åbnet. Hvis du oplever problemer med dette produkt, bedes du ringe til vores gratis kundeservice på +44 (0) 113 205 4201 i England, eller kontakt dit lands distributør. Vores repræsentant vil gerne hjælpe dig.

Lansinoh® Laboratories, Inc. Jason House, Kerry Hill, Leeds, LS18 4JR, UK.
lansinoh.co.uk

Product: Lansinoh Laboratories Saglik Gerecleri Tasarim San.Tic.Sti. A.O.S.B - 10006 Sok.No:64 35620 Cigli / Izmir / Turkiye

Lansinoh® er et registreret varemærke for Lansinoh Laboratories, Inc.

©2014 Lansinoh Laboratories, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

304-013-00

1. Congratulazioni!

Il tiralatte elettrico singolo Lansinoh® permette di estrarre comodamente il latte in modo facile e veloce. È progettato per le mamme che allattano al seno e che desiderano continuare ad offrire ai loro bebè il latte materno, anche quando hanno la necessità di allontanarsi.

Il nostro tiralatte;

- **È facile da pulire, assemblare e utilizzare** - design igienico garantito contro l'aflusso di latte nel tubicino - non occorre pulire il tubicino.
- **Dispone di livelli di suzione regolabili** con tasti di controllo +/- facili da utilizzare.
- **È provvisto di un indicatore LED** che vi permette di sapere con esattezza in quale impostazione di suzione e di fase vi trovate.
- **Include la tettarella NaturalWave™** (con coperchio) che aiuta a mantenere gli schemi di allattamento al seno stabili.
- **"Estrarre → Conservare → Nutrire"** La comodità e la facilità d'uso sono assicurate dall'utilizzo di una sola bottiglia per estrarre, conservare e nutrire (sono inclusi il disco sigillante per la conservazione e la tettarella NaturalWave™).
- **Funziona tramite rete elettrica o batterie** - 6 batterie AA (non incluse).
- **Adatto per lavastoviglie e sterilizzatore** (non occorre lavare il tubicino o il relativo connettore).

Se avete qualsiasi domanda, contattate il nostro reparto di assistenza clienti al numero +44 (0) 113 205 4201 oppure inviate un'email all'indirizzo help@lansinoh.co.uk

Indice

01. Misure di sicurezza importanti
02. Schema del tiralatte
03. Parti del tiralatte elettrico singolo Lansinoh®
04. Istruzioni per la pulizia
05. Assemblaggio del set di estrazione del latte materno
06. Consigli per l'uso del tiralatte
07. Usare il tiralatte elettrico singolo Lansinoh®
08. Opzioni di alimentazione
09. Linee guida sulla conservazione del latte materno
10. Dati tecnici
11. Risoluzione dei problemi
12. Offrire il latte materno con la tettarella peristaltica NaturalWave™
13. Garanzia

01. Misure di sicurezza importanti

Il tiralatte elettrico singolo Lansinoh® è un articolo per la cura della persona e per motivi igienici non deve mai essere condiviso con altre madri o rivenduto da una madre ad un'altra. Ambedue queste azioni annullano la garanzia.

Se siete una madre affetta da Epatite B, Epatite C o Virus HIV (immunodeficienza acquisita umana), l'estrazione del latte materno tramite il tiralatte elettrico singolo Lansinoh® non riduce né elimina il rischio di trasmissione del virus al vostro bambino attraverso il latte materno.

Durante l'utilizzo di prodotti elettrici, soprattutto in presenza di bambini, occorre mantenere sempre le basilari precauzioni di sicurezza, includendo le seguenti:

Leggete tutte le istruzioni prima dell'uso

Pericolo: Per ridurre il rischio di scossa elettrica:

- Scollegate sempre la spina del prodotto dopo l'uso
- Non utilizzate il prodotto durante il bagno

- Non collocare o conservare il prodotto dove potrebbe cadere o essere trascinato in una vasca da bagno o in un lavandino
- Non immergere e non lasciate cadere la pompa nell'acqua o in altri liquidi
- Non afferrate un prodotto elettrico che è caduto nell'acqua. Scolgate immediatamente la spina.

Avvertenza: Per ridurre il rischio di ustioni, scossa elettrica, incendio o lesioni alle persone:

- Questo prodotto non deve mai essere lasciato incustodito quando la spina è inserita.
- È necessaria una stretta sorveglianza quando il prodotto è utilizzato in prossimità di bambini o invalidi.
- Usate questo prodotto solo per lo scopo al quale è destinato, come descritto nel presente manuale. Non utilizzate accessori non raccomandati dal fabbricante.
- Non azionate mai il prodotto se il cavo di alimentazione o la spina risultano danneggiati, se il funzionamento non è corretto, se è stato lasciato cadere o danneggiato, oppure se è caduto nell'acqua.
- Tenete il cavo di alimentazione lontano da superfici riscaldate.
- Non usate mai il prodotto durante il sonno o in caso di sonnolenza.
- Non lasciate cadere e non inserite alcun oggetto in alcuna apertura o tubicino.
- Non usate il prodotto se è rotto o se qualsiasi parte risulta mancante.
- Non permettete ai bambini piccoli o agli animali domestici di giocare con la pompa, l'adattatore CA, ecc.
- Non utilizzate il prodotto all'aperto con l'adattatore CA e non azionatelo in luoghi ove si usino spray o aerosol o nei quali venga somministrato ossigeno.

Conservate queste istruzioni, insieme alla ricevuta, per riferimenti futuri.

ASPETTI IMPORTANTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL TIRALATTE ELETTRICO SINGOLO LANSINOH

Non lavate e non sterilizzate il tubicino o il connettore del tubicino.

Funzioni di Stimolazione ed Estrazione

Quando il bebè si alimenta dal seno, inizia con un ritmo di suzione più rapido per stimolare il rilascio del latte e avviarne il flusso. Una volta che il flusso del latte è avviato, il bebè prosegue con suzioni più lente e più profonde. Benché nessun dispositivo possa replicare esattamente il modo in cui un bebè si alimenta al seno, per simulare il ritmo naturale il tiralatte elettrico singolo Lansinoh® offre due fasi - la fase di Stimolazione e la fase di Estrazione.

La fase di Stimolazione (Fase 1) è caratterizzata da un ritmo di suzione più rapido per fare scattare il rilascio del latte e avviarne il flusso.

La fase di Estrazione (Fase 2) presenta 6 diversi ritmi di suzione che possono essere regolati su misura per il vostro comfort.

Il tastierino

Il vostro tiralatte elettrico singolo Lansinoh® è provvisto di luci LED nascoste sotto il pannello viola del tastierino per indicare in modo utile in quale impostazione della suzione e delle fasi vi trovate.

I tasti vi consentono di passare da una fase all'altra. La Fase 1 (Stimolazione) è identificata dalle luci LED che si attenuano lentamente. La Fase 2 (Stimolazione) è identificata dalle luci LED che si illuminano nuovamente.

Ciascuna fase dispone di 6 livelli di suzione. Utilizzando il tasto potete aumentare il livello di suzione mentre con il tasto potete diminuire il livello di suzione. Lansinoh vi raccomanda di selezionare il livello e la fase che si adattano meglio alle vostre esigenze.

A seconda del livello di suzione selezionato, vedrete illuminarsi un numero massimo di 6 luci LED. Dopo 20 secondi, solo il LED più alto (all'estrema destra) rimarrà acceso per indicare che il corpo della pompetta è acceso e per segnalare qual è il livello di suzione attualmente selezionato. Il LED più basso si spegnerà automaticamente per risparmiare energia.


Quando la pompa viene accesa, parte in Fase 1 (Stimolazione) e passa automaticamente alla Fase 2 (Estrazione) dopo 2 minuti. All'avvio e durante il passaggio tra fase di Stimolazione e fase di Estrazione, come impostazione predefinita la pompa sarà regolata sul livello di suzione 1. I livelli di suzione possono essere regolati con i tasti e .

Se preferite saltare la Fase 1 (Stimolazione), dovete semplicemente premere il tasto per passare alla Fase 2 (Estrazione). È sempre possibile ritornare alla Fase 1 (Stimolazione) quando necessario.

La pompa si spegnerà automaticamente dopo 60 minuti.


Lansinoh® è sempre pronta a supportarvi durante il vostro percorso di allattamento. Se avete qualsiasi domanda, non esitate a contattarci al numero +44 (0) 113 205 4201 o all'indirizzo help@lansinoh.co.uk nel Regno Unito, oppure contattate il vostro distributore nazionale.

02. Schema del tiralatte




Controlli di base, schermo e funzioni


1. Tasto On/Off
2. Tasto di controllo per l'aumento del livello di suzione
3. Tasto di controllo per la diminuzione del livello di suzione
4. Tasto per passare da Fase di Stimolazione a Fase di Estrazione e viceversa
5. Indicatore LED del ritmo di suzione



6. Immissione del tubicino
 7. Comparto delle batterie per 6 batterie AA (non incluse)
- NOTA: Si sconsigliano le batterie ricaricabili



8. Attacco per il connettore dell'adattatore CA
9. Adattatore CA



03. Parti del tiralatte elettrico singolo Lansinoh® (Appendix 1) Articolo/Numero articolo

1. Tubicino 800mm #54100
2. Connettore pompa #53453
3. Imbuto (standard) #54101
4. Coppa in silicone per il seno ComfortFit™ (standard) #54103
5. Corpo della coppa #53454
6. Membrana #54105
7. Cappuccio della membrana # 53410
8. Valvola bianca (1+1) # 53401
9. Contenitore 160 ml (1) # 53451
10. Anello di contenimento (1) e discusso sigillante (1) # 53450
11. Adattatore CA/cavo di alimentazione
12. Portabottiglia (1) # 53452

Prima di ogni uso...

- Lavatevi sempre le mani accuratamente con acqua e sapone prima di maneggiare il set di estrazione del latte materno, il corpo pompa o altri accessori.
- Smontate il set di estrazione del latte materno per pulirlo. Mettete da parte il tubicino poiché non necessita di lavaggio né di sterilizzazione.
- Non azionate la pompa se nel tubicino sono visibili liquidi o residui di umidità, ma, per prima cosa, procedete ad un'accurata asciugatura prima dell'uso se compare qualsiasi residuo di umidità.

04. Istruzioni per la pulizia

Salvo prescrizioni diverse da parte del vostro fornitore di articoli sanitari, per la pulizia e la sterilizzazione dovete attenervi alle istruzioni seguenti.

Sterilizzazione

1. Prima di utilizzare il set per la prima volta, smontatelo e fate bollire per 10 minuti tutte le parti del set di estrazione che verranno a contatto con il latte materno. Il set include tutte le parti eccetto la base della pompa, il tubicino e il connettore del tubicino.
- **Nota: Accertatevi di usare una quantità d'acqua sufficiente da tenere a galla le parti durante la bollitura.**
- **Nota: Non bollite il tubicino e il connettore del tubicino.**
2. Dopo la bollitura, togliete immediatamente tutte le parti dall'acqua.
3. Lasciate asciugare completamente all'aria prima dell'assemblaggio e del successivo utilizzo.
- **Nota: Le parti asciugate parzialmente possono influenzare il funzionamento della pompa. Prima dell'uso, accertatevi che le parti siano completamente asciutte.**


Pulizia

- Mettete da parte il tubicino e il connettore del tubicino. Questi articoli non necessitano di lavaggio né di sterilizzazione poiché la membrana impedisce che vengano a contatto con il latte materno.
- La coppa e i contenitori possono essere lavati nello scompartimento superiore della lavastoviglie oppure lavati a mano con sapone detergente per stoviglie in acqua calda. Per ottenere i risultati migliori, raccomandiamo l'uso di uno scovolino per biberon per la pulizia del contenitore e di uno scovolino per tettarella per pulire la parte interna della coppa. NON usare solventi o abrasivi.
- Risciacquate con acqua calda pulita.
- Tutte le altre parti del set di estrazione del latte materno devono essere lavate a mano per prevenirne la perdita e per preservarne l'utilità.
- Per pulire il tirallatte, strofinate la base con un panno umido, usando solo acqua o sapone delicato.
- **Non lavate né sterilizzate il tubicino o il connettore del tubicino.**
- **Nota:** Per ottenere i risultati migliori, accertatevi che la membrana sia completamente asciutta prima dell'uso.
- **Nota:** Prima di usare il set di estrazione del latte materno, procedete ad un'ispezione visiva dei singoli componenti per accertare la presenza o meno di incrinature, sceggiature, lacerazioni, scolorimento o deterioramento, poiché questi elementi possono influenzare la funzionalità del set di estrazione del latte materno.

Visitate il sito www.lansinoh.co.uk o chiamate il numero +44 (0) 113 205 4201 nel Regno Unito, oppure contattate il distributore nazionale per ulteriori indicazioni e parti di ricambio.

05. Assemblaggio del set di estrazione del latte materno (Appendice 2)

Il set per l'estrazione del latte materno è offerto preassemblato nella confezione Lansinoh®. Pulite le parti del set di estrazione del latte materno (ad eccezione del tubicino e del connettore del tubicino) come descritto nella sezione "Istruzioni di pulizia". Una volta che tutte le parti sono pulite e completamente asciutte, assemblate il set di estrazione come segue:



1. Posizionate la membrana viola con il lato della freccia rivolto verso l'alto (freccia visibile), sulla parte superiore del corpo della coppa. Accertatevi che la freccia punti verso la coppa ComfortFit™.
2. Quindi, fissate il cappuccio della membrana sul corpo della coppa avvitandolo in senso orario avvolgendo la membrana viola.
3. Spingere la coppa in soffice silicone ComfortFit™ all'interno dell'imbuto.
Nota, accertatevi che il bordo dell'imbuto sia fissato all'interno del bordo della coppa e che il condotto della coppa sia correttamente allineato all'interno dell'imbuto.
4. Dopodiché spingete la coppa ComfortFit™ e l'imbuto nel corpo della coppa.

5. Fissate con delicatezza la valvola bianca sul fondo del corpo della coppa.
Nota: Maneggiate e pulite la piccola valvola bianca con cautela.
6. Avvitare la bottiglia di raccolta al corpo della coppa.
7. Inserite il tubicino nella parte posteriore del cappuccio della membrana; accertatevi che aderisca saldamente.
8. Posizionate il tubicino di afflusso nella pompa.

06. Consigli per l'estrazione

Perché l'estrazione vada a buon fine è importantissimo riuscire a fare scattare il riflesso di rilascio. Questo accade quando il latte inizia a fluire liberamente. L'applicazione di pezzette calde e umide e un delicato massaggio circolare del seno prima e/o durante la sessione di estrazione possono agevolare la comparsa di questo riflesso naturale. Può essere utile pensare al bimbo o guardarlo, oppure guardare una sua foto in caso di lontananza. Potreste anche voler provare Lansinoh® Therapearl™ 3in1 Breast Therapy che può contribuire al rilascio del latte.

Durante una sessione di estrazione, alcune mamme possono raggiungere più di un rilascio. Durante la vostra sessione di estrazione, potreste riuscire a raggiungere un secondo o un terzo rilascio ritornando alla Fase (Stimolazione) premendo il tasto

Durata dell'estrazione

Il latte materno è prodotto in base ad un meccanismo di domanda e offerta, quindi estraendo il latte con regolarità il corpo sarà stimolato e voi riuscirete a mantenere la vostra offerta di latte. Proprio come durante l'allattamento, non occorre fissare un tempo per la vostra sessione di estrazione, però acquisirete una migliore conoscenza di quanto tempo occorre al vostro corpo per estrarre il latte usando un tirallatte.


Se avete qualsiasi domanda riguardo all'allattamento o al tirallatte, consultate la vostra ostetrica, assistente sanitaria o altro professionista sanitario oppure visitate il sito www.lansinoh.co.uk

Consigli di estrazione e nutrizione

- Potete estrarre il latte da un seno mentre allattate il bebè con l'altro. Questo vi permette di massimizzare l'efficienza dell'estrazione, usando il riflesso di rilascio stimolato dalla suzione del vostro bebè.
- Potreste voler provare il biberon Lansinoh® mOmma®, provvisto di tettarella NaturalWave™ che è clinicamente testata per aiutare i bimbi a mantenere schemi di allattamento prestabiliti tali da consentire loro di passare dal seno al biberon e viceversa.
- Nel caso in cui scegliate di usare il biberon Lansinoh® mOmma™, provvisto di tettarella NaturalWave™ per nutrire il vostro bimbo con il latte materno estratto, dovete prendere le seguenti precauzioni:
- Verificate sempre la temperatura di qualsiasi liquido prima di offrirlo al vostro bimbo.
- Non permettete ai bambini di portare il biberon a letto o di alimentarsi da sé senza supervisione.

07. Usare il tirallatte elettrico singolo Lansinoh®

Come usare il tirallatte elettrico singolo Lansinoh®



Per massimizzare il flusso di latte, seguite queste istruzioni:

1. Accertatevi che tutti i tubi siano attaccati al connettore per i tubi.
2. Attaccate il set di estrazione del latte materno al seno con il capezzolo in posizione centrale, proteso verso il condotto della coppa.
3. Accertatevi che il seno riempia completamente la coppa in modo tale che si formi il vuoto e non vi sia fuoriuscita di latte.


aria. Se sentite attrito o fastidio sui capezzoli, potreste aver bisogno di una coppa di dimensioni diverse. Sono disponibili anche coppe di dimensioni più grandi. Per maggiori dettagli, chiamate il numero +44 (0) 113 205 4201 o visitate www.lansinoh.co.uk oppure contattate il vostro distributore nazionale.

4. Il set di estrazione del latte materno e il condotto per i capezzoli devono essere leggermente inclinati verso il basso per consentire al latte di defluire in modo naturale verso la bottiglia.
5. Premete il tasto On/Off per pochi secondi per accendere la pompa.
6. Quando la pompa viene accesa, parte in Fase 1 (Stimolazione) e passa automaticamente alla Fase 2 (Estrazione) dopo 2 minuti.
7. Se il latte inizia a fluire prima, premere il tasto per cambiare fase di estrazione.
8. All'avvio e durante il passaggio tra fase di Stimolazione e fase di Estrazione, come impostazione predefinita la pompa sarà regolata sul livello di suzione 1. I livelli di suzione possono essere regolati con i tasti e
9. Se preferite saltare ancora la Fase 1 (Stimolazione), dovete semplicemente premere il tasto per passare alla Fase 2 (Estrazione). È sempre possibile ritornare alla Fase 1 (Stimolazione) quando necessario.
Nota, se in qualsiasi momento i livelli di suzione provocano fastidio al seno, riducete il livello di suzione premendo il tasto
10. Quando una sessione di estrazione è terminata, spegnete la pompa con il tasto On/Off. Accertatevi dell'assenza di suzione sul capezzolo prima di rimuovere la coppa dal seno. Se necessario, interrompete la suzione inserendo un dito tra la coppa e il seno. Una volta che la suzione è interrotta, la coppa può essere rimossa in modo sicuro.
11. Usate il supporto fornito per prevenire il rovesciamento della bottiglia e il rischio di perdere il latte materno.
12. Chiudete la bottiglia con il coperchio e il disco sigillante fornito - Vi invitiamo a seguire le linee guida sulla conservazione del latte materno come evidenziate nella sezione 9.

08. Opzioni di alimentazione


La pompa può essere azionata sotto qualsiasi delle seguenti modalità di alimentazione elettrica:

Adattatore CA (incluso)



Collegate l'adattatore CA all'innesto del cavo di alimentazione situato nel lato destro della pompa. Inserite la spina dell'adattatore CA in una presa elettrica disponibile. La sicurezza elettrica può essere raggiunta solo quando il tirallatte è collegato all'adattatore di corrente CA fornito insieme a questo prodotto (consultate la sezione "Dati tecnici").

6 batterie alcaline AA (non incluse)



Accertatevi che le batterie siano inserite correttamente rispettando la polarità (+) e (-) come indicato. Chiudete lo scomparto premendo leggermente il coperchio finché non scatta in posizione. Togliete le batterie se non usate il tirallatte per un lungo periodo di tempo. Smalettate le batterie in conformità con le normative sulla protezione ambientale e sul riciclo. Sostituite tutte le batterie contemporaneamente. Ricordate che la pompa non è progettata per l'uso con batterie ricaricabili. Non mischiate le batterie vecchie con quelle nuove. Non mischiate batterie alcaline e batterie standard (zinco-carbonio). Se le batterie sono nella pompa, ma è in uso l'adattatore CA, per alimentarsi la pompa si servirà dell'adattatore e non delle batterie. Per un

uso più economico, raccomandiamo di utilizzare il tiralatte con l'adattatore CA fornito. Il vostro adattatore CA è un adattatore di spina CA di tipo universale e può essere usato con sistemi da 100V a 240V e su rete elettrica da 50Hz a da 60Hz.

09. Linee guida sulla conservazione del latte materno

Linee guida per la conservazione e lo scongelamento del latte materno per bambini sani nati a termine.

Verificate con un professionista sanitario, un'ostetrica o un assistente sanitario le istruzioni specifiche di conservazione.

Quando congelate il vostro latte materno, non riempite i contenitori oltre i 3/4 della loro capacità per permettere la dilatazione dovuta al congelamento. Datele i contenitori con la data di estrazione del vostro latte per riferimenti futuri. Usate per primo il latte più vecchio.

Temperatura della stanza	(<-26° C)	6 Ore
Frigorifero	(>-4° C)	3 Giorni
Frigorifero	(<-4° C)	5 Giorni
Comparto congelatore in frigorifero		2 Settimane
Congelatore domestico	(<-18° C)	6 Mesi

*La Leche League (2012)

Nota: NON conservate il latte materno nella porta del frigorifero/ congelatore. La porta tende ad essere la parte più calda del frigorifero/congelatore.

Scongelamento

Lasciate scongelare il latte congelato nel refrigeratore oppure collocare i contenitori sotto acqua fredda corrente, scaldando gradualmente l'acqua fino a scongelamento completato. Il latte scongelato può essere conservato in un refrigeratore per le successive 24 ore.

NOTA: non ricongelate il latte dopo che è stato scongelato.

Agitate delicatamente il latte prima di offrirlo al bebè per mescolare gli strati che si sono separati. Il latte materno non è omogeneizzato e può affiorare della "panna" sulla parte superiore della bottiglia. Il latte materno può variare in colore e consistenza a seconda dell'ora del giorno alla quale è stato estratto, di cosa avete mangiato e dell'età del bimbo al momento dell'estrazione.

NOTA: NON SCALDATE IL LATTE MATERNO NEL MICROONDE! Il riscaldamento nel microonde altera la composizione del latte. Il riscaldamento a microonde può anche creare "zone calde" nel latte che possono causare scottature.

NOTA: NON scongelate il latte materno in acqua calda o bollente.

10. Dati tecnici

1. Alimentazione
Funzionamento a batteria: 6 batterie alcaline misura AA (non incluse), tutte collegate in serie. Non utilizzate batterie ricaricabili.
Tempo di funzionamento a batteria: Circa 2 ore con 6 batterie alcaline AA (non incluse).
Funzionamento adattatore CA: adattatore CA di tipo 100V/240V con spina a muro, isolato galvanicamente con voltaggio in uscita di 9V DC.
Regolazione corrente della pompa: massimo 10 watt
Regolazione del voltaggio: regolatore di tensione lineare con basso voltaggio di dropout e protezione da corto circuito.
2. Sistema di controllo
Unità di controllo: microcontrollore con memoria di programma integrale
Memoria di programma: 8K flash ROM, 1K di memoria RAM
Le fasi sono 2: estrazione e stimolazione, selezionabili dal tastierino.
Livello di suzione regolabile: è possibile selezionare e controllare tramite il tastierino 6 livelli di suzione.
Livello di suzione sotto vuoto: minimo 56mmHg, massimo 225 mmHg

Conformità alla normativa

Prata applicata di tipo BF

Apparecchiatura di classe II

Trasporto/conservazione

Trasporto/conservazione

Precauzioni

Funzionamento

Istruzioni per l'uso

CE 1008

Avvertenza: i cavi presentano pericolo di strangolamento per i bambini. Tenete i cavi lontano dalla portata dei bambini.

Dati tecnici

- Requisiti di alimentazione
- Adattatore CA (incluso)
- Adattatore CA - EU
- Configurazione spina
- spina a muro di tipo 100V/240V
- Adattatore CA con spina a muro, isolato galvanicamente con voltaggio in uscita di 9V DC
- Batterie (non incluse) 6 batterie AA alcaline da 1,5V

Conformità alla normativa UL (E34167) e CSA approvato con adattatore di alimentazione EU

11. Risoluzione dei problemi

Localizzare e risolvere i problemi del tiralatte elettrico singolo Lansinoh®

Interruzione di servizio elettrico

Se sperimentate un'interruzione nella normale operatività del funzionamento elettrico e/o meccanico della pompa, procedete semplicemente come segue:

- Scollegate la spina del cavo dell'adattatore CA dalla presa elettrica.
- Attendete alcuni secondi, quindi inserite nuovamente la spina del cavo dell'adattatore CA nella presa elettrica. Se sperimentate ancora guasti elettrici, cercate di usare il tiralatte con le sei batterie AA accertandovi di avere rimosso l'adattatore CA.

Disagio durante l'estrazione

Se avvertite qualsiasi disagio, potreste aver bisogno di una coppa di dimensioni diverse. Visitate www.lansinoh.co.uk o chiamate il numero +44 (0) 113 205 4201 nel Regno Unito oppure contattate il vostro distributore nazionale.

Diminuzione della suzione

Se vi sembra che la suzione sia diminuita, provate a procedere come segue:

- Togliete il tubicino dalla pompa e posizionate un dito sopra il connettore del tubicino. Se sentite la suzione, la pompa sta funzionando correttamente, ma il set di estrazione del latte materno potrebbe non essere assemblato in modo appropriato oppure la valvola bianca potrebbe essere danneggiata. Se non sentite alcuna suzione sul dito, provate a scollegare la spina dell'adattatore dalla presa elettrica, attendete qualche secondo, poi inserite nuovamente la spina nella presa elettrica.
- Accertatevi che il set di estrazione del latte materno sia stato assemblato correttamente. Verificate le informazioni di assemblaggio nella sezione "Assemblaggio del set di estrazione del latte materno".
- Ispezionate la valvola per verificare la presenza o meno di lacerazioni o fori. Questo elemento è critico per il raggiungimento di una corretta suzione. Sostituite la valvola bianca con una delle valvole di ricambio fornite insieme al prodotto.

12. Nutrire con il latte materno usando la tettarella peristaltica NaturalWave™

La tettarella peristaltica NaturalWave™ è progettata appositamente per:

- Aiutare a mantenere gli schemi di allattamento al seno stabili.
- Passare facilmente dal seno al biberon e viceversa.
- Agevolare il movimento "a onda" della lingua del bebè.
- Favorire l'azione di suzione istintiva per un naturale sviluppo della bocca.

1. Allattamento

Labbra aperte verso l'esterno e aderenti all'areola.

2. Movimento peristaltico della lingua


La lingua compie un movimento uniforme "a onda" per comprimere il capezzolo ed estrarre il latte. Questo favorisce un naturale sviluppo orale, mandibolare e facciale. Fatto comprovato: La lingua del neonato ripete il movimento peristaltico da 800 a 1000 volte in una sola sessione di allattamento.

3. Deglutizione

La parte posteriore della lingua del bebè si alza, incanalando il latte nell'esofago.

La tettarella peristaltica NaturalWave™ è stata progettata e clinicamente testata per favorire questo schema di alimentazione naturale.

1. Punta della tettarella
Il bebè controlla il flusso di latte.
2. 100% silicone soffice
Si allunga e si piega per una compressione ottimale.
3. Sporgenze verticali interne



Rinforzano la struttura della tettarella, rendendola resistente allo sgonfiamento.

4. Eccezionale inclinazione graduale
Attiva il movimento peristaltico uniforme della lingua.
5. Base della tettarella a struttura ampia
Per un attacco semplice e una azione efficace.
6. AVS
Riduce l'immissione di aria, potenziale causa di coliche.


Tettarella dal design a pezzo unico, di massima comodità, disponibile con flusso lento, medio e veloce.

L'allattamento esclusivo al seno è raccomandato per i primi 6 mesi della vita del neonato. L'allattamento al seno e la produzione di latte materno devono essere ben avviati e consolidati prima di introdurre bottiglia e tettarella.

Istruzioni per l'uso: Riempite con la quantità di liquido necessaria e avviate il coperchio. Si sconsiglia il riscaldamento a microonde. Se scegliete di scaldare l'alimento nel microonde, non sigillate la tettarella. Rimuovete la tettarella, la ghiera e il coperchio durante l'uso nel microonde. Agitate bene prima dell'uso e controllate sempre la temperatura prima della somministrazione al bebè. Gli alimenti riscaldati in modo non uniforme possono provocare scottature alla bocca del bebè. Non riscaldate il latte materno nel microonde poiché riscaldamento nel microonde altera la composizione del latte. Pulite il prodotto prima di utilizzarlo per la prima volta. Per garantire l'igiene del prodotto, prima dell'uso immergete la tettarella, la bottiglia e tutti i componenti in acqua bollente per 5 minuti. Quando trasportate una bottiglia piena, accertatevi che sia chiusa con il coperchio in posizione, prestando attenzione a collocare la tettarella al centro del coperchio per attivare la funzione "a prova di perdita" del prodotto.

Pulizia: Prima dell'utilizzo iniziale, immergete il prodotto in acqua bollente per 5 minuti, lasciate raffreddare, quindi risciacquate accuratamente tutti i componenti della bottiglia. Queste operazioni hanno lo scopo di garantire l'igiene. Successivamente, la bottiglia può anche essere lavata nel cestello superiore della lavastoviglie e può essere sterilizzata (aperta) sia nel microonde sia in un'apposita macchina sterilizzatrice. Lavate sempre tutti i componenti del prodotto immediatamente dopo ogni uso. Lavate in acqua sapone tiepida e risciacquate con cura. Pulite prima di ogni uso.

Assemblaggio: Quando il prodotto è perfettamente asciutto, inserite la tettarella attraverso la parte superiore della ghiera del coperchio ad avvitamento. Fissate la ghiera del coperchio ad avvitamento in modo sicuro al collo della bottiglia.



Precauzioni: quando non è utilizzato, il prodotto deve essere conservato in luogo asciutto e riparato. Il prodotto deve essere usato sempre sotto la supervisione di un adulto. Non pulite, né conservate, né permettete il contatto con solventi o agenti chimici aggressivi. Possono danneggiare il prodotto. Non esponete il prodotto alla luce diretta del sole o al calore diretto, e non lasciatelo immerso in disinfettanti (soluzioni sterilizzanti) oltre il periodo raccomandato. Non riscaldate il liquido collocando la bottiglia direttamente su fornelli a gas o elettrici, piastre riscaldanti, in forni elettrici ecc.

AVVERTENZA per la sicurezza e la salute dei vostri bambini! Il prodotto deve essere usato sempre sotto la supervisione di un adulto. Le tettarelle non devono mai essere usate come succhiotti. La suzione continua e prolungata di fluidi può provocare carie ai denti. Controllate sempre la temperatura degli alimenti prima di offrirli al bimbo. Tenete tutti i componenti non utilizzati fuori dalla portata dei bambini. Non lasciate il bimbo da solo con l'apparecchiatura per bere per prevenire il rischio di soffocamento o di caduta in avanti del bambino oppure se il prodotto è stato smontato.

AVVERTENZA: la carie dentaria in bambini piccoli può verificarsi anche se si usano fluidi non dolcificati. Questo può accadere se al bebè è consentito l'uso di biberon/tazza per lunghi periodi nel corso della giornata e in particolare durante la notte, quando il flusso di saliva è ridotto oppure

se il biberon è usato come succhietto. Non esponete il prodotto sotto la luce diretta del sole o al calore diretto, e non lasciate immerso in disinfettanti (soluzioni sterilizzanti) oltre il periodo raccomandato, poiché questo può deteriorare la tettarella. Ispezionate il prodotto prima di ogni uso. Eliminate il prodotto al primo segno di danneggiamento o deterioramento. Sostituite la tettarella ogni 7 settimane, per motivi igienici e di sicurezza. Tirate la tettarella in tutte le direzioni per verificare il prodotto.

ATTENZIONE: alcuni succhi sono sterili e le soluzioni possono rendere opaco il silicone. Questo non modifica alcuna delle proprietà. Non riscaldare il latte materno nel microonde poiché riscaldamento nel microonde altera la composizione del latte. Il riscaldamento tramite forno a microonde può generare alte temperature in determinati punti. Prestate estrema attenzione quando riscaldate con il microonde. Agitate sempre gli alimenti riscaldati per garantire una distribuzione omogenea del calore e controllate la temperatura prima di somministrarle.

AVVERTENZA: I materiali dell'imballo non fanno parte del prodotto. Per la sicurezza dei vostri bambini, togliete ed eliminate tutti i materiali dell'imballo prima dell'uso ma leggete e conservate le istruzioni per riferimenti futuri. Lasciate aperto nel microonde.

13. Garanzia

Garanzia del prodotto limitata al consumatore
Si garantisce all'acquirente originale ("l'acquirente") che il prodotto è privo di difetti commercialmente non accettabili nel periodo e nella lavorazione. Tale garanzia è valida per un periodo di un anno sul meccanismo della pompa e per un periodo di 90 giorni su tutti gli altri componenti, a decorrere dalla data di acquisto. La copertura della garanzia si interrompe se vendete o affimeriti trasferite questo prodotto ad un'altra persona. La presente garanzia vi attribuisce specifici diritti giuridici e potete vantare anche altri diritti che variano a seconda del luogo.

LANSINOH NON PRESTA ALICUN GARANZIA ESPRESSA DI ALCUN GENERE RIGUARDO AL PRODOTTO OLTRE ALLE GARANZIE ESPLICITAMENTE ENUNCIATE NEL PRESENTE DOCUMENTO. QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA, INCLUDENDO QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILE O IDONEITÀ PER SCOPPI PARTICOLARI, NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, SARÀ LIMITATA AD UN PERIODO DI DURATA PARI A 90 GIORNI A DECORRERE DALLA DATA DI ACQUISTO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE ORIGINALE.

Nel caso in cui Lansinoh® riscontri che il prodotto non è conforme alla sua ditta garanzia limitata, come unico ed esclusivo rimedio per l'acquirente Lansinoh® riparerà oppure, a sua esclusiva discrezione, sostituirà il menzionato prodotto senza spese per tale sostituzione o parti di manodopera.

NOTA: tutte le spese per il reso del prodotto a Lansinoh® saranno a carico dell'acquirente. Questa garanzia non si applica ad alcun prodotto che sia stato oggetto di uso improprio, abuso o alterazione. Per l'uso con i prodotti per l'allattamento Lansinoh® sono raccomandate esclusivamente le parti di ricambio a marchio Lansinoh®. Operazioni di manutenzione o riparazione eseguite in modo improprio o scorretto oppure l'uso di parti di ricambio che non siano a marchio Lansinoh® possono causare l'annullamento della presente garanzia.

NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, LANSINOH NON SARÀ RESPONSABILE PER ALCUN DANNO INCIDENTALE O CONSEGUENZIALE, INCLUDENDO, MA NON LIMITANDOSI, A I COSTI DI SOSTITUZIONE DERIVANTI DALLA VIOLAZIONE DI QUALSIASI GARANZIA SCRITTA O IMPLICITA.

Se desiderate sporgere un reclamo ai sensi della presente garanzia, vi invitiamo a chiamare il numero +44 (0) 113 205 4201 nel Regno Unito oppure a contattare il vostro distributore nazionale. Vi sarà fornito un indirizzo con spese postali a carico del destinatario per restituire il prodotto, se necessario, con la vostra ricevuta di acquisto completa di data oppure con qualsiasi altro documento che provi la data del vostro acquisto oltre a una breve descrizione del problema.

Dichiarazione di compatibilità elettromagnetica (EMC)
Solo ad uso informativo

Dichiarazione FCC
Questo dispositivo è conforme alla sezione 15 del regolamento FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose, e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, includendo interferenze che possono provocare un funzionamento indesiderato.

Dichiarazione sui dispositivi wireless
Le apparecchiature per le comunicazioni wireless come i dispositivi wireless per la rete domestica, i telefoni cellulari, il telefono senza fili e le relative basi, gli apparecchi walky-talky possono influenzare questa apparecchiatura e devono essere tenuti ad una distanza di almeno 3,5 metri dalla stessa.

ATTENZIONE

Distanza di separazione consigliata tra apparecchiature di comunicazione in radiofrequenza portatili e mobili e il modello @ 3Vrms

Il Tiralatte Elettrico Singolo Lansinoh è destinato a essere usato in un ambiente elettromagnetico nel quale è previsto il controllo delle interferenze a radiofrequenza irradiate. Il cliente o l'utente del Tiralatte Elettrico Singolo Lansinoh può agevolare la prevenzione delle interferenze elettromagnetiche, mantenendo una distanza minima tra le apparecchiature di comunicazione in radiofrequenza portatili e mobili (trasmettitori) e il Tiralatte Elettrico Singolo Lansinoh come consigliato di seguito, secondo la massima potenza in uscita dell'apparecchiatura di comunicazione.

Distanza di separazione secondo la frequenza del trasmettitore m			
Potenza nominale Massima in uscita del trasmettitore W	da 150 khz a 80 Mhz	da 80 Mhz a 800 Mhz	da 800 Mhz a 2,5 Ghz
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,37	0,37	0,74
1	1,17	1,17	2,33
10	3,69	3,69	7,38
100	11,67	11,67	23,33

Sovrapposizione
Questo dispositivo non deve essere usato nelle adiacenze di o in sovrapposizione con altre apparecchiature. Nel caso in cui sia necessario l'uso adiacente o sovrapposto, questo dispositivo deve essere osservato per verificare il normale funzionamento nella configurazione destinata all'uso.

Questo è un prodotto per la cura della persona perciò, una volta aperto, non può essere restituito. Se riscontrate qualsiasi problema con questo prodotto, chiamate il numero gratuito dell'assistenza clienti +44 (0) 113 205 4201 nel Regno Unito oppure contattate il vostro distributore nazionale. I nostri rappresentanti saranno lieti di aiutarvi.

Lansinoh® Laboratories, Inc. Jason House, Kerry Hill, Leeds, LS18 4JR, UK.
lansinoh.co.uk

Produttore: Lansinoh Laboratories Saglik Gereceleri
Tasarim San.Tic.Sti.
A.O.S.B – 10006 Sok. No:64 35620 Cigli / Izmir / Turkiye

Lansinoh® è un marchio registrato di Lansinoh Laboratories, Inc.

©2014 Lansinoh Laboratories, Inc. Tutti i diritti riservati.

304-013-00

¡Enhorabuena!

Diseñado para las madres en periodo de lactancia que quieran continuar ofreciendo a sus hijos su leche materna, incluso aunque tengan que separarse, el extractor de leche eléctrico Lansinoh® le permite extraer la leche materna cómodamente con rapidez y facilidad.

Nuestra bomba;

- **Es fácil de limpiar, montar y usar** – Diseño higiénico garantizado contra la entrada de la leche en los tubos – no es necesario limpiar los tubos.
- **Tiene niveles de succión ajustables** con botones de control +/- fáciles de usar.
- **Tiene un indicador LED** para saber exactamente qué succión y en que configuración de fase está.
- **Incluye la tetina NaturalWave™ (con tapa)** que ayuda a mantener los patrones de lactancia materna establecidos.
- **“Extraer → Guardar → Alimentar”** Viene con un biberón para extraer, almacenar y alimentar para mayor comodidad y facilidad (disco de sellado para almacenamiento y tetina NaturalWave™ incluida).
- **Funciona conectado a la corriente o con pilas** – 6 pilas de AA (no incluidas).
- **Se puede lavar en los lavavajillas y esterilizar** (no es necesario lavar los tubos ni el conector de los tubos).

Si tiene alguna duda, por favor llame a nuestro servicio de atención al cliente al +44 (0) 113 205 4201 o correo electrónico help@lansinoh.co.uk

Índice

01. Medidas de seguridad importantes
02. Diagrama del extractor
03. Piezas del extractor de leche eléctrico simple Lansinoh®
04. Instrucciones de limpieza
05. Montaje del equipo de extracción de leche materna
06. Consejos para la extracción
07. Utilización del extractor de leche eléctrico simple Lansinoh®
08. Opciones de energía
09. Guía para la conservación de leche materna
10. Ficha técnica
11. Detección de problemas
12. Lactancia materna con la tetina peristáltica NaturalWave™
13. Garantía

01. Medidas de seguridad importantes

El extractor de leche eléctrico simple Lansinoh® es un artículo de cuidado personal y por motivos de higiene nunca debe compartirse con otras madres ni revenderse de una madre a otra. Cualquiera de estas acciones anulará la garantía.

Si es usted madre y está infectada por el virus de la hepatitis B, hepatitis C o virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), la extracción de leche materna utilizando el extractor de leche eléctrico simple Lansinoh® no reducirá ni eliminará el riesgo de transmitir el virus a su hijo a través de la leche materna.

Al utilizar productos eléctricos, especialmente cuando haya niños, se observarán siempre las precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de usarlo

- Peligro: Para reducir el riesgo de electrocución:
- Desenchufe siempre el producto inmediatamente después de usarlo.
 - No lo utilice mientras se baña.
 - No ponga ni guarde este producto donde pueda caerse o tirarse a una bañera o plato de ducha.
 - No ponga ni deje caer el extractor en el agua u otro líquido.
 - No intente bursar un producto eléctrico que se haya caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente.

Advertencia: Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendios o lesiones personales:

- Este producto nunca debe dejarse sin atender cuando esté enchufado.
- Se requiere una estrecha supervisión cuando este producto se use cerca de niños o incapacitados.
- Use este producto solo para el uso previsto como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- Nunca manipule este producto si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona bien, si se ha caído o se ha dañado o se ha caído en el agua.
- Mantenga el cable lejos de superficies calientes.
- No lo utilice nunca cuando esté dormida o adormecida.
- No deje caer ni introduzca ningún objeto en ningún orificio o tubo.
- No utilice este producto si está roto o le falta alguna pieza.
- No deje que los niños pequeños o las mascotas jueguen con la unidad de extracción, el adaptador de CA, etc.
- No lo utilice en el exterior con el adaptador de CA ni lo utilice cuando se estén usando productos en aerosol o cuando se esté administrando oxígeno.

Guarde estas instrucciones junto con su recibo para referencia futura.

PUNTOS IMPORTANTES A LA HORA DE UTILIZAR SU EXTRACTOR DE LECHE ELÉCTRICO SIMPLE LANSINOH®

No lave ni esterilice los tubos o el conector de los tubos.

Función de bajada y de extracción

Cuando se amamanta a un niño, este comienza succionando con rapidez para estimular la bajada y el flujo de la leche. Una vez ha bajado la leche, el bebé saca la leche con succiones más lentas y profundas. Aunque nada puede reproducir con exactitud cómo se alimenta a un bebé durante la lactancia materna, para estimular el ritmo natural, el extractor de leche eléctrico simple Lansinoh® ofrece dos fases – la fase de bajada y la fase de expresión.

La fase de bajada (fase 1) es un estilo de extracción más rápido que estimula la bajada de la leche y que comience a fluir.

La fase de expresión (fase 2) tiene dos potencias de succión ajustables que pueden adaptarse a su conveniencia.

El teclado

Su extractor de leche eléctrico simple Lansinoh® tiene luces LED ocultas detrás del panel del teclado morado para ayudar a indicar en qué ajuste de succión y fase se encuentra.

El botón permite cambiar de una fase a otra. La fase 1 (bajada) se identifica con luces LED que se van atenuando

lentamente. La fase 2 (extracción) se identifica con luces LED inómoviles.

Cada fase tiene 6 niveles de succión. Utilizando el botón , puede aumentar el nivel de succión y el botón  reduce el nivel de succión. Lansinoh le recomienda que seleccione el nivel y la fase que mejor le vaya.

Tiene un máximo de 6 luces LED que se iluminan dependiendo del nivel de succión seleccionado. Pasados 20 segundos, solo la luz LED más alta (arriba a la derecha) permanecerá encendida para indicar que el cuerpo del extractor está encendido y para indicar qué el nivel de succión está correctamente seleccionado. Las luces LED inferiores automáticamente se apagaran para conservar la energía.

Cuando se enciende el extractor comienza en fase 1 (Bajada) y pasará automáticamente a la fase 2 (extracción) a los 2 minutos.


El extractor siempre por defecto marcará el nivel de succión 1 al comenzar y luego cambiará entre las fases de bajada y de extracción. Los niveles de succión pueden ajustarse con los botones  y .

Si prefiere saltarse la fase 1 (bajada), simplemente presione el botón  para pasar a la fase 2 (extracción). Siempre es posible volver a la fase 1 (bajada) si es necesario.

El extractor se apagará automáticamente a los 60 minutos.


Lansinoh® está aquí para apoyarle durante su lactancia materna. Si tiene alguna duda, no dude en ponerse en contacto con nosotros en +44 (0) 113 205 4201 o help@lansinoh.co.uk en el Reino Unido o póngase en contacto con su proveedor local.

02. Diagrama del extractor




Controles básicos, pantalla y características

- 1 Botón de encendido/apagado 
- 2 Botón de control de aumento del nivel de succión 
- 3 Botón de control de reducción del nivel de succión 
- 4 Botón para cambiar entre la fase de bajada y de extracción y de nuevo.
- 5 Indicador LED de potencia de succión




- 6 Entrada de los tubos
- 7 Compartimento de las pilas para 6 pilas de AA (no incluidas).

NOTA: No se recomienda el uso de pilas recargables.



- 8 Enchufe conector para el adaptador de CA
- 9 Adaptador de CA



03. Piezas del extractor de leche eléctrico simple Lansinoh® (Appendix 1)

Artículo/Número de artículo

- 10 Tubos de 800 mm #54100
- 11 Conector del extractor #53453
- 12 Cono para el pecho (estándar) #53453
- 13 ComfortFit™ Almohadilla de silicona para el pecho (estándar) #54103
- 14 Cuerpo de la almohadilla para el pecho #53454
- 15 Diafragma #54105
- 16 Tapa para el diafragma # 53410
- 17 Válvula blanca (1+1) # 53401
- 18 Recipiente de 160 ml (1) # 53451
- 19 Anillo (1) y disco sellante (1) del recipiente # 53450
- 20 Adaptador de CA/cable de corriente
- 21 Soporte para el frasco (1) # 53452

Antes de casa uso...

- Lávese siempre bien las manos con agua y jabón antes de utilizar el equipo de extracción de leche materna, el cuerpo del extractor u otros accesorios.
- Desmonte el equipo de extracción de leche para limpiarlo. Deje el tubo aparte ya que no es necesario lavarlo ni esterilizarlo.
- No manipule el extractor si se ve líquido o humedad en los tubos, pero séquelo bien antes de usarlo si hay signos de humedad.

04. Instrucciones de limpieza

Salvo que su profesional de la salud le de otras instrucciones, siga las instrucciones de esterilización y limpieza.

Esterilización

1. Antes de utilizar el equipo por primera vez, desmonte y hierva durante 10 minutos todas las piezas del equipo de extracción de leche materna que entren en contacto con la leche. El equipo incluye todas las piezas excepto las de la base del extractor, enchufe, tubos y conector de los tubos.
- **Nota: Asegúrese de usar bastante agua para que las piezas floten mientras hierven.**
- **Nota: No hierva los tubos ni el conector de los tubos.**
2. Retire todas las piezas del agua inmediatamente antes de hervirlas.
3. Seque al aire totalmente antes de volver a montarlo y usarlo.
- **Nota: Las piezas secadas parcialmente pueden afectar al funcionamiento del extractor. Por favor asegúrese de que las piezas están totalmente secas antes de usarlas.**

Limpieza


- Deje aparte los tubos y el conector de tubos. No es necesario lavar o esterilizar estos artículos porque el diafragma evita que entren en contacto con la leche materna.
- La almohadilla para el pecho y los recipientes pueden limpiarse en el compartimento superior de su lavavajillas o lavarse a mano con jabón para platos en agua caliente. Para obtener los mejores resultados, le recomendamos que utilice un cepillo de limpieza de biberones para limpiar el recipiente y un cepillo para tetinas para limpiar el interior de la almohadilla para el pecho. NO utilice disolventes ni productos abrasivos.
- Aclare con agua caliente limpia.
- Todas las demás piezas del equipo de extracción de leche materna deben lavarse a mano para evitar pérdidas y prolongar su vida útil.
- Para limpiar el extractor, pase un trapo húmedo por la base, utilizando solo agua o un jabón suave.
- No lave ni esterilice los tubos ni el conector de los tubos.
- **Nota:** Para obtener los mejores resultados, asegúrese de que los diafragmas están totalmente secos antes de usarlos.
- **Nota:** Antes de utilizar el equipo de extracción de leche materna, examine visualmente cada componente en busca de fisuras, grietas, roturas, decoloración o deterioros, ya que pueden afectar al funcionamiento del equipo de extracción de leche materna.

Por favor visite la página web www.lansinoh.co.uk o llame al +44 (0) 113 205 4201 en el Reino Unido o póngase en contacto con el proveedor de su país si quiere más instrucciones o piezas de repuesto.

05. Montaje del equipo de extracción de leche materna (Appendix 2)

Su equipo de extracción de leche materna viene montado previamente en el envase del producto Lansinoh®. Limpie las piezas del equipo de extracción de leche materna (excepto los tubos y el conector de tubos) como se describe en el apartado de "Instrucciones de limpieza". Una vez limpias y completamente secas todas las partes, monte el equipo de extracción como sigue:

1. Ponga el diafragma morado, con la flecha arriba (flecha visible) en la parte superior del cuerpo de la almohadilla para el pecho. Asegúrese de que las flechas están señalando hacia la almohadilla para el pecho ComfortFit™.



2. Luego acople la tapa del diafragma al cuerpo de la almohadilla para el pecho girando en dirección a las agujas del reloj rodeando el diafragma morado.
3. Empuje la almohadilla de silicona blanda para el pecho ComfortFit™ dentro del cono para el pecho.
Nota: Asegúrese de que el reborde del cono para el pecho está acoplado dentro del borde de la almohadilla para el pecho y de que el embudo de la almohadilla está bien alineado con el cono.
4. Luego empuje la almohadilla para el pecho ComfortFit™ y el cono hacia el cuerpo de la almohadilla para el pecho.
5. Fije con suavidad la válvula blanca en la parte inferior del cuerpo de la almohadilla para el pecho.
Nota: Tenga precaución cuando utilice y limpie la válvula blanca pequeña.
6. Enrosque el frasco de recogida en el cuerpo de la almohadilla para el pecho.
7. Introduzca el tubo en la parte posterior de la tapa del diafragma; asegúrese de apretarlo bien.
8. Coloque la entrada del tubo en el extractor.

06. Consejos para la extracción

Lo más importante para el éxito de la extracción es la capacidad para desencadenar el reflejo de bajada. Es lo que hace que la leche comience a fluir libremente. La aplicación de compresas húmedas calientes en el pecho y unos masajes circulares suaves en el pecho antes de la sesión de extracción o durante ella pueden ayudar a estimular este reflejo natural. También puede ayudarle pensar en su bebé, mirarlo o ver una foto suya si están separados. También puede que quiera probar el tratamiento para el pecho Lansinoh® Therapearl™ 3en1 que puede ayudarle en la bajada de la leche

Algunas madres logran más de una bajada durante una sesión de extracción. Puede que sea capaz de lograr una segunda o tercera bajada durante su sesión de extracción volviendo a la fase (Bajada) presionando el botón .

Como alargar la extracción

La leche materna se produce por oferta y demanda y por la extracción regular de su leche materna, su cuerpo se ve estimulado y podrá mantener el suministro de leche. Igual que la lactancia materna, no es necesario programar las sesiones de extracción aunque logrará una mejor perspectiva del tiempo que se tarda en extraer la leche de su cuerpo utilizando el extractor de leche.


Si tiene alguna duda sobre la lactancia materna o el extractor, consulte a su comadrona, asistente sanitario u otro profesional de la salud o visite www.lansinoh.co.uk

Consejos para la extracción y la lactancia

- Puede extraer leche de un pecho mientras está amamantando a su hijo con el otro. Esto le permite mejorar al máximo la eficacia de la extracción, utilizando el reflejo de bajada estimulada por la succión de su hijo.
- Puede que quiera probar el biberón Lansinoh® mOmma®, con la tetina NaturalWave™ que se ha demostrado clínicamente que ayuda al bebé a mantener los patrones de lactancia establecidos y permite a su hijo pasar del pecho al biberón y volver al pecho.
- Si elige utilizar el biberón Lansinoh® mOmma® con la tetina NaturalWave™ para alimentar a su hijo con la leche extraída, por favor adopte las siguientes precauciones:
 - Compruebe siempre la temperatura de cualquier líquido antes de alimentar a su hijo.
 - No deje que su hijo tome el biberón en la cama o que se alimente solo sin supervisión.

07. Utilización del extractor de leche eléctrico simple Lansinoh®

Cómo usar el extractor de leche eléctrico simple Lansinoh®




Para obtener un flujo de leche máximo, por favor siga estas instrucciones:

- Asegúrese de que todos los tubos están acoplados al conector de los tubos.
 - Sostenga el equipo de extracción de leche materna en su pecho con la tetina central hacia el túnel de la almohadilla del pecho.
 - Asegúrese de que el pecho llena totalmente la almohadilla para el pecho de forma que se produce un vacío y no se escapa nada de aire. Si nota algún roce o molestia en los pezones, puede que necesite un tamaño distinto de almohadilla. También hay almohadillas de mayor tamaño. Para más detalles, por favor llame al +44 (0) 113 205 4201, visite www.lansinoh.co.uk o póngase en contacto con su proveedor local.
 - El equipo de extracción de leche materna y el túnel para el pezón debe inclinarse ligeramente hacia abajo para permitir que la leche fluya de forma natural hacia el biberón.
 - Pulse y mantenga el botón de encendido/apagado durante unos segundos para encender el extractor.
 - Cuando se enciende el extractor comienza en fase 1 (Bajada) y pasará automáticamente la fase 2 (extracción) a los 2 minutos.
 - Si la leche comienza a fluir antes, pulse el botón para cambiar a la fase de extracción.
 - El extractor siempre por defecto marcará el nivel de succión 1 al comenzar y luego cambiará entre las fases de bajada y de extracción. Los niveles de succión pueden ajustarse entonces con los botones y .
 - Si prefiere saltarse la fase 1 (bajada), simplemente presione de nuevo el botón para pasar a la fase 2 (extracción). Siempre es posible volver a la fase 1 (bajada) cuando sea necesario.
- Nota: Si en algún momento la succión llega a un nivel incómodo, reduzca la succión presionando el botón .**
- Cuando termine una sesión de extracción, apague el extractor con el botón de encendido/apagado. Asegúrese de que no hay succión en el pezón antes de retirar la almohadilla para el pecho de este. Si es necesario, interrumpa la succión introduciendo un dedo entre la almohadilla para el pecho y este. Una vez interrumpida la succión, puede quitar de forma segura la almohadilla para el pecho.
 - Utilice el soporte específico para evitar que el biberón se caiga y el riesgo de perder leche.
 - Cierre el biberón con la tapa y el disco sellante proporcionados -Por favor siga las directrices para la conservación de la leche materna descritas en el apartado 9.

08. Opciones de energía

El extractor puede accionarse bajo cualquiera de los siguientes modos de suministro de energía:

Adaptador de CA (incluido)




Conecte el adaptador de CA al enchufe del conector de energía situado en la parte derecha del extractor. Enchufe el adaptador de CA a la salida eléctrica disponible. Solo puede lograrse una seguridad eléctrica cuando el extractor de leche esté conectado al adaptador de corriente CA suministrado con el producto (véase el apartado de "Ficha técnica").

6 pilas alcalinas AA (no incluidas)

Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline and standard (carbon-zinc) batteries. If batteries are in the pump, but AC Adapter is in use, the pump will use the adapter to power the pump, not the batteries. For the most economical use, we recommend using your pump with the AC Adapter provided. Your AC Adapter is a universal AC plug adapter type and can be used with 100V to 240V systems with 50Hz and 60Hz mains.

6 AA Alkaline Batteries (Not Included)



Asegúrese de que las pilas se han introducido correctamente según la polaridad (+) y (-) indicada. Cierre el compartimento presionando suavemente la tapa hasta que se ajuste en su lugar. Quite las pilas si no usa el extractor durante un periodo de tiempo prolongado. Elimine las pilas según las normativas de protección del medioambiente y reciclado. Sustituya todas las pilas a la vez. Tenga en cuenta que el extractor no se ha diseñado para usar pilas recargables. No mezcle pilas viejas con antiguas. No mezcle pilas alcalinas y normales (carbón-cinc). Si las pilas están en el extractor, pero está en uso el adaptador AC, el extractor usará el adaptador para conectar el extractor, no las pilas. Para que su uso sea más económico, le recomendamos que utilice su extractor con el adaptador de CA proporcionado. Su adaptador de CA es un tipo de adaptador de enchufe de CA universal y puede usarse con sistemas de 100 V a 240 V con corrientes de 50 Hz y 60 Hz.

09. Guía para la conservación de la leche materna

Guía para la conservación y descongelación de la leche materna para bebés sanos a término.

Consulte a su profesional de la salud, comadrona o asistente sanitario las instrucciones de conservación específicas.

Cuando vaya a congelar su leche materna, no rellene los recipientes a más de ¾ para dejar espacio para la expansión de la congelación. Escriba en los recipientes la fecha en la que extraje la leche para futuras referencias. Utilice primero la leche de fecha más antigua.

Temperatura ambiente	(<26°C)	6 Horas
Nevera	(>4°C)	3 Días
Nevera	(<4°C)	5 Días
Sección de congelador de la nevera		2 Semanas
Congelador doméstico	(<-18°C)	6 Meses

Nota: NO guarde la leche en la puerta de la nevera/ congelador. La puerta suele ser la parte más caliente de la nevera/congelador.

Descongelado

Descongele la leche congelada en la nevera o ponga los recipientes bajo el agua del grifo calentando gradualmente el agua hasta que se descongele la leche. La leche descongelada puede guardarse en la nevera durante un máximo de 24 horas. **Nota: NO vuelva a congelar la leche una vez descongelada.**

Agite con suavidad la leche descongelada antes de alimentar a su hijo para que se mezclen las capas que se hayan separado. La leche materna no está homogeneizada y la "crema" subirá a la parte superior del biberón. La leche materna puede variar en color y consistencia dependiendo del día en que se extraje la leche, lo que haya comido y la edad del niño en el momento de la extracción.

Nota: ¡NO PONGA LA LECHE MATERNA EN EL MICROONDAS! El microondas altera la composición de la leche. El microondas puede también crear "puntos calientes" en la leche que podrían quemar.

NOTA: NO descongele la leche materna en agua caliente o hirviendo.

10. Ficha técnica

1. Suministro de energía
Funcionamiento de las pilas: Seis pilas alcalinas de tamaño AA (no incluidas), todas conectadas en serie. No utilice pilas recargables.
Duración de las pilas: Aproximadamente 2 horas con seis pilas alcalinas (no incluidas).
Funcionamiento del adaptador de CA: Adaptador de CA de tipo enchufe de pared de 100 V/240 V, aislado galvánicamente con una tensión de salida de CD de 9 V.
Disipación de la energía de extracción: Máximo 10 vatios
Regulación de la tensión: Regulador lineal de la tensión con baja caída de tensión y protección contra cortocircuitos.

2. Sistema de control
Unidad de control: Microcontrolador con memoria de programa integral
Memoria del programa: ROM flash 8K, memoria RAM 1 K
Hay dos fases: la extracción y la estimulación se pueden seleccionar en el teclado.
Nivel de succión ajustable: Se pueden seleccionar seis niveles de succión y controlarse con el teclado.
Nivel de vacío de succión: Mínimo 56 mmHg, máximo 225 mmHg

Cumplimiento de normativas

Parte aplicada tipo BF.



Ficha técnica

Requisitos de energía
Adaptador de CA (incluido)
Adaptador de CA - UE
Configuración del enchufe
De tipo enchufe de pared de 100 V/240 V
Adaptador de CA, adaptador aislado galvánicamente con tensión de salida de CD de 9V
Seis pilas AA alcalinas de 1,5 V (no incluidas)
Cumplimiento legal UL (E314167) y CSA aprobado con adaptador de energía de UE

11. Detección de problemas

Detección de problemas con el extractor de leche eléctrico simple Lansinoh®

Interrupción de la corriente

Si se produce un corte de corriente durante el uso normal del funcionamiento eléctrico o mecánico del extractor, simplemente haga lo siguiente:

- Desenchufe el cable del adaptador de CA de la toma de corriente.
- Esper unos segundos y luego enchufe el cable del adaptador de CA de nuevo a la toma de corriente. Si el fallo eléctrico persiste, pruebe a utilizar el extractor con las seis pilas AA asegurándose de haber quitado el adaptador de CA.

Molestias durante la extracción

Si nota alguna molestia, puede que necesite un tamaño distinto de almohadilla para el pecho. Visite www.lansinoh.co.uk o llame al +44 (0) 113 205 4201 en el RU o póngase en contacto con su proveedor local.

Reducción de la succión

Si le parece que la succión ha disminuido, intente lo siguiente:

- Quite los tubos del extractor y ponga un dedo sobre el conector de los tubos. Si nota la succión, el extractor está funcionando bien, pero puede que el equipo de extracción de leche materna no esté montado correctamente o puede que la válvula blanca esté dañada. Si no nota ninguna succión en el dedo, intente desenchufar el adaptador de la toma de corriente, espere unos segundos y vuelva a enchufarlo a la toma de corriente.
- Asegúrese de que el equipo de extracción de leche materna está bien montado. Compruebe la información de montaje en el apartado "Montaje del equipo de extracción de leche materna".
- Inspeccione la válvula blanca por si presenta roturas o agujeros. Este componente es fundamental para lograr una succión adecuada. Sustituya la válvula blanca por una de las válvulas de repuesto proporcionadas con el producto.

12. Lactancia materna con la tetina peristáltica NaturalWave™


La tetina peristáltica NaturalWave™ está especialmente diseñada para:

- Ayuda a mantener los patrones de lactancia establecidos.
- Cambia con facilidad del pecho al biberón y viceversa.

- Estimula el movimiento ondulatorio de la lengua del bebé
- Favorece la acción instintiva de succión para el desarrollo natural de la boca.

1. **Enganchado**
Bordes abiertos hacia afuera y acoplados en la areola.
2. **Movimiento peristáltico de la lengua**
La lengua se mueve con un movimiento ondulatorio para comprimir el pezón y extraer la leche. Esto estimula el desarrollo natural de la boca, la mandíbula y la cara. Hecho: La lengua del bebé repite el movimiento peristáltico alrededor de 800 a 1000 veces en una sola sesión de lactancia.
3. **Tragar**
La parte posterior de la lengua se levanta, canalizando la leche hacia el esófago.

La teta peristáltica NaturalWave™ está diseñada y está clínicamente demostrado que favorece este patrón de lactancia natural.




1. **Punta de la tetina**
El bebé controla el flujo de leche.
2. **Silicona blanda al 100%**
Se estira y se flexiona para una compresión máxima.
3. **Rebordes verticales interiores**
Fortalece la estructura de la tetina haciéndola resistente al colapso.
4. **Pendiente gradual exclusiva**
Permite un movimiento peristáltico suave de la lengua.
5. **Base amplia de textura de tetina**
Para agarrar con facilidad con una succión eficaz.
6. **AVS**
Reduce la toma de aire, posible causa de cólicos.

Tetina de diseño en una pieza sin problemas, disponible en flujos lento, medio y rápido.

Se recomienda una lactancia exclusiva durante los 6 primeros meses de vida del bebé. La lactancia y la producción de leche materna deben establecerse con firmeza antes de introducir el biberón y la tetina.

Instrucciones de uso: Rellene con la cantidad necesaria de líquido y apriete el tapón de rosca. No se recomienda calentar en microondas. Si elige calentar la comida en el microondas no selle el frasco. Quite la tetina, el anillo y la tapa cuando use el microondas. Agítelo bien antes de usar y compruebe siempre la temperatura antes de dárselo al bebé. Si la comida no está calentada de forma uniforme el bebé se puede quemar en la boca. No ponga leche humana en el microondas ya que se altera la composición de la leche. Antes de usarlo, limpie el producto. Para garantizar la higiene del producto, ponga la tetina y el biberón con todos sus componentes en agua hirviendo durante 5 minutos antes de usarlo. Cuando lleve un biberón lleno, asegúrese de que esté cerrado y con el tapón puesto, con cuidado de que la tetina esté colocada en el centro de la tapa para activar la función a prueba de derrames del producto.

Limpieza: Antes de usarlo por primera vez, ponga el producto en agua hirviendo durante 5 minutos, deje enfriar y aclare bien todos los componentes del biberón. Esto garantiza la higiene. Posteriormente, el biberón puede también lavarse en la rejilla superior del lavaplatos y puede esterilizarse (abierto) tanto en el microondas como usando un aparato de esterilización especial. Lave siempre todos los componentes del producto inmediatamente después de cada uso. Lave con agua caliente jabonosa y aclare bien. Limpie antes de cada uso.



Montaje: Una vez bien seco, introduzca la tetilla de lactancia a través de la parte superior del anillo del tapón de rosca. Acople el anillo del tapón de rosca con fuerza al cuello del biberón.

Precauciones: Cuando no lo use, guárdelo en un lugar seco y cubierto. Este producto siempre debe utilizarse bajo la supervisión de un adulto. No limpie, guarde ni deje que entre en contacto con disolventes o productos químicos penetrantes. Podrían producirse daños. No deje el producto bajo la luz directa del sol o al calor ni lo deje en un desinfectante (solución esterilizante) durante más tiempo del recomendado. No caliente el líquido colocando el biberón directamente en los fogones de gas o eléctricos, calentadores de platos, en hornos eléctricos, etc.

Por la seguridad y salud de su hijo ¡ADVERTENCIA! Este producto siempre debe utilizarse bajo la supervisión de un adulto. No use nunca las tetinas de los biberones como si fueran chupetes. La succión continua y prolongada de líquidos provocará caries. Compruebe siempre la temperatura de los alimentos antes de la comida. Mantenga todos los componentes que no use fuera del alcance de los niños. No deje al bebé solo con frascos o botellas debido al riesgo de ahogamiento, que el bebé tropiece o si el producto se ha desmontado.

ADVERTENCIA: Las caries en los niños pequeños se pueden producir incluso aunque se usen líquidos no azucarados: pueden producirse si se deja al bebé usar el biberón/teta durante períodos prolongados durante el día y especialmente durante la noche, cuando el flujo de saliva es menor o si se usa como chupete. No deje la tetina bajo la luz directa del sol o al calor ni lo deje en un desinfectante (solución esterilizante) durante más tiempo del recomendado, ya que puede debilitar la tetina. Inspecciónelo antes de cada uso. Tirelo al primer signo de daño o debilidad. Sustituya la tetina cada 7 semanas, por razones de seguridad e higiene. Tire de la tetina en todas las direcciones para comprobar el producto.

ATENCIÓN: Algunos zumos son estériles y las soluciones pueden hacer que la silicona se ponga opaca. Esto no modifica ninguna de las propiedades. No ponga leche humana en el microondas ya que se altera la composición de la leche. Si lo calienta en un microondas se pueden producir altas temperaturas localizadas. Tenga mucho cuidado con el calentamiento en microondas. Siempre remueva los alimentos calentados para asegurarse de la distribución homogénea del calor y compruebe la temperatura antes de servir.

ADVERTENCIA: Los materiales de envasado no forman parte del producto. Para la seguridad de su hijo, por favor quite y deseché todos los materiales de envasado antes de su uso pero lea y guarde las instrucciones para futura referencia. Póngalo abierto en el microondas.

13. Garantía
Limited Consumer Product Warranty
Garantía limitada del producto para el consumidor.
Se garantiza al comprador original que ha adquirido este producto (el "comprador") que está libre de defectos de material y mano de obra que no sean comercialmente aceptables durante un período de un año desde la fecha de adquisición del mecanismo extractor y un período de 90 días en todos los demás componentes del producto. La cobertura de la garantía termina si se vende o transfiere de algún otro modo este producto a otra persona. Esta garantía le da derechos legales específicos y puede también tener otros derechos, que varían, según el lugar.

LANSINOH NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA EXPRESA DE NINGÚN TIPO RESPECTO AL PRODUCTO APARTE DE LAS GARANTÍAS EXPLÍCITAMENTE INDICADAS AQUÍ. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE AJUSTE A UN PROPÓSITO PARTICULAR, HASTA EL GRADO PERMITIDO LEGALMENTE, SE LIMITARÁ EN DURACIÓN A UN PERÍODO DE 90 DÍAS DESDE LA ADQUISICIÓN POR EL COMPRADOR ORIGINAL.
En caso de que Lansinoh® considere que el producto no cumple la garantía limitada indicada, como recurso único y exclusivo del comprador Lansinoh® reparará o, a elección de Lansinoh®, sustituirá este producto sin cargo alguno por esta sustitución o partes de la mano de obra.
NOTA: El comprador correrá con todos los gastos de devolución de este producto a Lansinoh®. Esta garantía no se aplica a ningún producto que haya estado sometido a un mal uso, abuso o alteración. Solo se recomiendan piezas de repuesto de la marca Lansinoh® para uso con productos de lactancia de Lansinoh®. El mantenimiento, reparación o uso inapropiado o incorrecto de piezas de repuesto que no sean de la marca de Lansinoh® puede invalidar esta garantía.

EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY, LANSINOH NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO FORTUITO O CONSECUENTE, INCLUIDOS ENTRE OTROS LOS GASTOS DE SUSTITUCIÓN QUE SE DERIVEN DE LA VIOLACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA ESCRITA O IMPLÍCITA.

Si desea hacer alguna reclamación bajo esta garantía, llame al teléfono +44 (0) 113 205 4201 si está en el RU o póngase en contacto con su proveedor local. Se le dará una dirección de correo gratuita para devolver el producto, si es necesario, junto con su factura de venta original u otra prueba de compra y una breve explicación del problema.

Declaración de compatibilidad electromagnética (CEM)
Solo para uso informativo.

Declaración de FCC
Solo para uso informativo
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no podrá provocar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

ATENCIÓN
Distancia de separación recomendada entre el equipo de comunicaciones de RF portátil y móvil y el modelo @ 3Vrms
El uso previsto del extractor de leche eléctrico único Lansinoh es en un entorno electromagnético en el que las alteraciones de RF radiadas están controladas. El cliente o el usuario del extractor de leche eléctrico único Lansinoh pueden ayudar a evitar la interferencia electromagnética manteniendo una distancia mínima entre el equipo de comunicaciones de RF portátil y móvil (transmisores) y el extractor de leche eléctrico único Lansinoh como se recomienda a continuación, según la potencia de salida máxima del equipo de comunicaciones.

Distancia de separación según la frecuencia del transmisor m				
Potencia de salida máxima clasificada del transmisor V	150 khz a 80 Mhz	80 Mhz a 800 Mhz	800 Mhz a 2,5 Ghz	
0,01	0,12	0,12	0,23	
0,1	0,37	0,37	0,74	
1	1,17	1,17	2,33	
10	3,69	3,69	7,38	
100	11,67	11,67	23,33	

Declaración sobre comunicaciones inalámbricas
El equipo de comunicaciones inalámbricas, como dispositivos de red privadas inalámbricas, teléfonos móviles, teléfonos inalámbricos y sus estaciones de base, intercomunicadores, pueden afectar a este equipo y debe mantenerse a una distancia de al menos 3,5 m del equipo.

Apilamiento
Este dispositivo no debe usarse junto a otros equipos ni apilarse con ellos. Si es necesario el uso junto a otros o apilado, se observará este dispositivo para comprobar que funciona con normalidad en la configuración en la que se usará.

Este producto es un producto de cuidado personal y por tanto no puede devolverse después de favor. Si tiene algún problema con este producto, por favor llame por teléfono a nuestra línea gratuita de atención al cliente al +44 (0) 113 205 4201 en el RU o póngase en contacto con su proveedor local. Nuestro representante estará encantado de ayudarle.

Lansinoh® es una marca registrada de Lansinoh Laboratories, Inc.
Fabricante: Lansinoh Laboratories Saglik Gerecleri Tasarim San.Tic.Sti.
A.O.S.B – 10006 Sok. No:64 35620 Cigli / Izmir / Turkiye

©2014 Lansinoh Laboratories, Inc. Todos los derechos reservados.
304-013-00

P Parabéns!

Desenvolvida para mães lactantes que ainda desejam oferecer leite materno a seus bebês, mesmo quando estão separados, a Bomba Tira-Leite Elétrica Simples Lansinoh® permite a ordenha confortável de leite materno de forma rápida e fácil.

Nossa bomba:

- **É simples de limpar, montar e usar** - O design higiênico impede a entrada de leite no tubo de sucção; não é preciso limpá-lo.
- **Tem níveis de sucção ajustáveis** por meio de botões de controle +/- fáceis de usar.
- **Tem um indicador LED** para que você saiba exatamente em que ajuste de sucção e fase está.
- **Inclui o Bico NaturalWave™ (com tampa)** que ajuda a manter padrões de aleitamento materno estabelecidos.
- **"Bombear" para Armazenar > Amamentar** Acompanha um frasco para bombear, armazenar e amamentar, para mais praticidade e facilidade (disco de vedação para armazenamento o Bico NaturalWave™ incluídos).
- **Funciona na rede elétrica ou com pilhas** - 6 pilhas AA (não incluídas).
- **Pode ser colocada em máquinas de lavar louça e esterilizadoras** (não é preciso lavar o tubo de sucção nem o conector do tubo de sucção).

Em caso de dúvidas, ligue para +44 (0) 113 205 4201 para falar com nosso Departamento de Atendimento ao Cliente ou envie um e-mail para help@lansinoh.co.uk

Índice

01. Informações importantes de segurança
02. Esquema da bomba
03. Peças da Bomba Tira-Leite Elétrica Simples Lansinoh®
04. Instruções de limpeza
05. Montagem do Jogo de Ordenha de Leite Materno
06. Dicas de bombeamento
07. Como usar a Bomba Tira-Leite Elétrica Simples Lansinoh®
08. Opções de energia
09. Orientações para o armazenamento de leite materno
10. Dados técnicos
11. Solução de problemas
12. Como amamentar usando o Bico Peristáltico NaturalWave™
13. Garantia

01. Informações importantes de segurança

A Bomba Tira-Leite Elétrica Simples Lansinoh® é um item de higiene pessoal e, por motivo de higiene, jamais deve ser compartilhada com outras mães ou revendida de uma mãe para outra. Nesses casos, a garantia é anulada.

Se você é mãe e esta infectada por Hepatite B, Hepatite C ou pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), o bombeamento de leite materno com o uso da Bomba Tira-Leite Elétrica Simples Lansinoh® não reduz nem elimina o risco de transmissão do vírus ao bebê por meio do leite materno.

Ao usar produtos elétricos, principalmente na presença de crianças, precauções básicas de segurança devem ser sempre mantidas, inclusive:

Leia todas as instruções antes de usar

Perigo: para reduzir o risco de choque elétrico

- Retire sempre o produto da tomada imediatamente após o uso.
- Não use durante o banho.
- Não coloque nem guarde este produto onde ele possa cair ou ser puxado para dentro de uma banheira ou pia.
- Não coloque nem deixe cair a bomba em água ou outro líquido.
- Não segure um aparelho elétrico que caiu na água. Retire-o da tomada imediatamente.

Aviso: para reduzir o risco de queimaduras, choques elétricos, incêndio ou ferimentos

- Este produto jamais deve ser deixado sozinho enquanto estiver ligado na tomada.
- Preste especial atenção quando este produto for usado próximo a crianças ou pessoas inválidas.
- Use este produto apenas para seu fim previsto, como descrito neste manual. Não use acessórios não recomendados pelo fabricante.
- Nunca use este produto se ele tiver um cabo ou plugue danificado, se não estiver funcionando corretamente, se tiver sido derrubado ou danificado ou se tiver caído na água.
- Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes.
- Nunca use enquanto dorme ou quando estiver sonolenta.
- Nunca deixe cair nem insira objetos em aberturas ou no tubo de sucção.
- Não use este produto se ele estiver quebrado ou se estiver faltando alguma peça.
- Não permita que crianças pequenas ou animais de estimação brinquem com a unidade de bomba, com o adaptador CA etc.
- Não use em áreas externas com o adaptador CA nem em locais onde sprays aerossóis estiverem sendo usados ou onde oxigênio estiver sendo administrado.

Guarde estas instruções juntamente com o recibo para futuras consultas.

ASPECTOS IMPORTANTES PARA O USO DA BOMBA TIRA-LEITE ELÉTRICA SIMPLES LANSINOH®

Não lave nem esterilize o tubo de sucção ou o conector do tubo de sucção.

Funções Descida do Leite e Ordenha

Quando mamam, os bebês começam com suções rápidas para estimular a descida e o fluxo do leite. Após a descida, os bebês puxam o leite com suções mais lentas e profundas. Embora não haja nada que possa reproduzir a forma como bebês mamam no peito, para estimular o ritmo natural, a Bomba Tira-Leite Elétrica Simples Lansinoh® oferece duas fases: a Fase de Descida do Leite e a Fase de Ordenha.

A Fase de Descida do Leite (Fase 1) confere um bombeamento mais rápido para estimular a descida do leite e o começo do fluxo.

A Fase de Ordenha (Fase 2) apresenta 6 intensidades de sucção ajustáveis que podem ser adaptadas para mais conforto.

Teclado

A Bomba Tira-Leite Elétrica Simples Lansinoh® apresenta luzes de LED ocultas sob o painel do teclado roxo que indicam em que ajuste de sucção e fase você está.

☺ Você pode usar os botões para alternar entre as fases. A Fase 1 (Descida do Leite) é identificada por luzes de LED que esmaecem e se apagam lentamente. A Fase 2 (Ordenha) é identificada por luzes de LED que permanecem acesas.

Cada fase tem 6 níveis de sucção. Use o botão ➕ para aumentar o nível de sucção e o botão ➖ para diminuir-lo. A Lansinoh recomenda que você escolha o nível e a fase que funcionem melhor para você.

Você pode ver até 6 luzes de LED acesas, dependendo do nível de sucção selecionado. Após 20 segundos, apenas o LED mais acima (extrema direita) permanece aceso para indicar que o corpo da bomba está ligado, e como um indicador de qual nível de sucção está selecionado no momento. Os LEDs inferiores desligam-se automaticamente para poupar energia.


Ao ser ligada, a bomba começa pela Fase 1 (Descida do Leite) e, após 2 minutos, passa automaticamente para a Fase 2 (Ordenha). Por padrão, a bomba sempre usa o nível de sucção 1 quando começa e quando é alternada entre as fases Descida do Leite e Ordenha. Em seguida, os níveis de sucção podem ser ajustados por meio dos botões ➕ ➖.

Para pular a Fase 1 (Descida do Leite), basta pressionar o botão ➖ para passar para a Fase 2 (Ordenha). Você pode voltar para a Fase 1 (Descida do Leite) sempre que desejar.

A bomba se desliga automaticamente após 60 minutos.


A Lansinoh® está aqui para apoiá-la em sua jornada de aleitamento materno. Em caso de dúvidas, não deixe de ligar para +44 (0) 113 205 4201 ou enviar um e-mail para help@lansinoh.co.uk para falar conosco no Reino Unido. Se preferir, entre em contato com o distribuidor de seu país.

02. Esquema da bomba




Controles básicos, tela e recursos


- 01 Botão Liga/Desliga ☺
- 02 Botão de controle de aumento de sucção ➕
- 03 Botão de controle de diminuição de sucção ➖
- 04 Botão ➕ ➖ para alternar entre as fases Descida do Leite e Ordenha
- 05 Indicador LED de intensidade de sucção



- 06 Entrada do tubo de sucção
 - 07 Compartimento para 6 pilhas AA (não incluídas)
- NOTA: não recomendamos o uso de pilhas recarregáveis



- 08 Entrada para o conector do adaptador CA
- 09 Adaptador CA



03. Peças da Bomba Tira-Leite Elétrica Simples Lansinoh® (Appendix 1)

- Item/Número do item
- 01 Tubo de sucção de 800 mm nº 54100
 - 02 Conector da bomba nº 53453
 - 03 Cone mamário (padrão) nº54101
 - 04 Almofada de Silicone para Mama ComfortFit™ (padrão) nº 54103
 - 05 Corpo da almofada para mama nº 53454
 - 06 Diafragma nº 54105
 - 07 Tampa do diafragma nº 53410
 - 08 Válvula branca (1+1) nº 53401
 - 09 Reservatório de 160 ml (1) nº 53451
 - 10 Anel do reservatório (1) e disco de vedação (1) nº 53450
 - 11 Adaptador CA/Cabo de força
 - 12 Suporte para o frasco (1) nº 53452

Antes de cada uso...

- Sempre lave bem as mãos com água e sabão antes de manusear o Jogo de Ordenha de Leite Materno, o corpo da bomba ou outros acessórios.
- Desmonte o Jogo de Ordenha de Leite Materno para limpá-lo. Separe o tubo de sucção, pois ele não precisa ser lavado nem esterilizado.
- Não use a bomba se líquido ou umidade estiverem visíveis no tubo de sucção. Em vez disso, seque-o completamente antes de usar se houver qualquer sinal de umidade.

04. Instruções de limpeza

Siga estas instruções de esterilização e limpeza, a menos que seu médico a instrua de outra forma.

Esterilização

1. Antes de usá-lo pela primeira vez, desmonte o Jogo de Ordenha de Leite Materno e ferva por 10 minutos todas as peças que entram em contato com o leite materno. O jogo inclui todas as peças, exceto a base da bomba, o plugue, o tubo de sucção e o conector do tubo de sucção.
- **Nota: certifique-se de usar bastante água para que as peças fiquem durante a fervura.**
- **Nota: não ferva o tubo de sucção nem o conector do tubo de sucção.**
2. Remova todas as peças da água imediatamente após a fervura.
3. Seque com ar comprimido antes de montar e usar novamente.
- **Nota: peças parcialmente secas podem prejudicar o funcionamento da bomba. Verifique se as peças estão completamente secas antes de usar.**

Limpeza


- Separe o tubo de sucção e o conector do tubo de sucção. Esses itens não precisam ser lavados ou esterilizados, pois o diafragma impede que eles entrem em contato com o leite materno.
- A almofada para mama e os reservatórios podem ser colocados no compartimento superior da máquina de lavar louças ou lavados à mão com detergente e água quente. Para melhores resultados, recomendamos usar uma escova de mamadeira para limpar o reservatório e uma escova de bico para limpar o interior da almofada para mama. NÃO use solventes ou abrasivos.
- Enxague com água quente e limpa.
- Todas as outras peças do Jogo de Ordenha de Leite Materno devem ser lavadas à mão para evitar pedras e prolongar sua vida útil.
- Para limpar sua bomba tira-leite, passe um pano úmido na base usando apenas água ou sabão neutro.

- **Não lave nem esterilize o tubo de sucção ou o conector do tubo de sucção.**
- Nota: para melhores resultados, verifique se os diafragmas estão completamente secos antes de usar.
- Nota: antes de usar o Jogo de Ordenha de Leite Materno, verifique visualmente se os componentes individuais apresentam rachaduras, lascas, rasgos, descoloração ou deterioração, pois podem afetar a funcionalidade do Jogo de Ordenha de Leite Materno.

Para obter mais orientações e substituir peças, acesse www.lansino.co.uk ou ligue para +44 (0) 113 205 4201 no Reino Unido. Você também pode entrar em contato com o distribuidor de seu país.

05. Montagem do Jogo de Ordenha de Leite Materno (Appendix 2)

O Jogo de Ordenha de Leite Materno vem pré-montado na embalagem da Lansinoh®. Limpe as peças do Jogo de Ordenha de Leite Materno (exceto o tubo de sucção e o conector do tubo de sucção) como descrito na seção "Instruções de limpeza". Depois que as peças estiverem limpas e completamente secas, monte o jogo de ordenha da seguinte forma:



1. Coloque o diafragma roxo com a seta voltada para cima (seta visível) em cima do corpo da almofada para mama. Verifique se as setas estão apontando para a almofada para mama ComfortFit™.
2. Em seguida, prenda a tampa do diafragma no corpo da almofada para mama girando-a no sentido horário, envolvendo o diafragma roxo.
3. Empurre a almofada de silicone macia para mama ComfortFit™ para dentro do cone mamário.
Nota: verifique se a borda do cone mamário está presa dentro do rebordo da almofada para mama e se o funil da almofada está alinhado perfeitamente dentro do cone.
4. Em seguida, empurre a almofada para mama ComfortFit™ e o cone para dentro do corpo da almofada para mama.
5. Prenda delicadamente a válvula branca no fundo do corpo da almofada para mama.
Nota: limpe e manuseie com cuidado a pequena válvula branca.
6. Rosqueie o recipiente coletor no corpo da almofada para mama.
7. Insira o tubo de sucção na parte de trás da tampa do diafragma; verifique se ele está bem ajustado.
8. Coloque a entrada do tubo de sucção na bomba.

06. Dicas de bombeamento

A parte mais importante de um bombeamento bem-sucedido é a capacidade de estimular o reflexo de descida do leite. Isso ocorre quando o leite passa a fluir livremente. Compressas úmidas e quentes aplicadas à mama e massagens suaves e circulares nas mamas antes e/ou durante a sessão de bombeamento podem ajudar a estimular esse reflexo natural. Pensar em seu bebê ou olhar para ele ou para uma foto dele, se estiverem separados, também pode ser muito útil. Recomendamos também a Terapia 3 em 1 para Seios Therapearl™ da Lansinoh®, que pode ajudar seu leite a descer.

Algumas mães podem conseguir mais de uma descida durante uma sessão de bombeamento. Você pode conseguir uma segunda ou terceira descida durante sua sessão de bombeamento. Basta pressionar o botão para voltar para a Fase de Descida do Leite.

Duração do bombeamento

O leite materno é produzido com base em oferta e demanda. Ao ordenhar o leite regularmente, seu corpo é estimulado e você se torna capaz de manter a disponibilidade de leite. Como ocorre com o aleitamento materno, não é preciso controlar o tempo das sessões de bombeamento, embora você tenha uma melhor noção do tempo que leva para seu corpo produzir leite usando uma bomba tira-leite.


Se tiver dúvidas relacionadas ao aleitamento materno ou ao bombeamento de mama, consulte seu obstetra, seu agente de saúde ou outro profissional de saúde ou acesse www.lansino.co.uk

Dicas de bombeamento e aleitamento materno

- Você pode bombear uma mama enquanto amamenta o bebê com a outra. Dessa forma, você pode maximizar a eficácia do bombeamento usando o reflexo de descida do leite estimulado pela sucção do bebê.
- Você também pode experimentar a Mamadeira mOmma® da Lansinoh®, com o Bico NaturalWave™ que foi clinicamente comprovado quanto a sua capacidade de ajudar o bebê a manter os padrões de aleitamento materno estabelecidos, permitindo que ele passe do peito para a mamadeira e volte para o peito.
- Caso queira usar a Mamadeira mOmma® da Lansinoh® com o Bico NaturalWave™ para amamentar seu bebê com leite materno ordenhado, tome as seguintes precauções:
- Verifique sempre a temperatura de qualquer líquido antes de alimentar seu bebê.
- Não deixe uma criança levar a mamadeira para a cama ou mamar sozinha sem supervisão.

07. Como usar a Bomba Tira-Leite Elétrica Simples Lansinoh®

Como usar a Bomba Tira-Leite Elétrica Simples Lansinoh®



Para obter um fluxo máximo de leite, siga as seguintes instruções:

1. Verifique se todos os tubos de sucção estão fixados no conector do tubo de sucção.
2. Posicione o Jogo de Ordenha de Leite Materno em sua mama de modo que o centro do mamilo se estenda em direção ao túnel da almofada para mama.
3. Verifique se a mama preenche a almofada para mama completamente para que haja a formação de um vácuo e o ar não escape. Se notar fricção ou desconforto nos mamilos, é preciso usar uma almofada de outro tamanho. Almofadas maiores também estão disponíveis. Para mais detalhes, ligue para +44 (0) 113 205 4201, acesse www.lansino.co.uk ou fale com o distribuidor de seu país.
4. O Jogo de Ordenha de Leite Materno e o túnel para mamilo devem se inclinar ligeiramente para baixo para permitir que o leite flua naturalmente em direção ao reservatório.
5. Mantenha o botão Liga/Desliga pressionado por alguns segundos para ligar a bomba.
6. Ao ser ligada, a bomba começa pela Fase 1 (Descida do Leite) e, após 2 minutos, passa automaticamente para a Fase 2 (Ordenha).
7. Se o leite começar a fluir precocemente, pressione o botão para mudar para a Fase de Ordenha.
8. Por padrão, a bomba sempre usa o nível de sucção 1 quando começa e quando é alternada entre as fases Descida do Leite e Ordenha. Em seguida, os níveis de sucção podem ser ajustados por meio dos botões e .
9. Para pular a Fase 1 (Descida do Leite), novamente, basta pressionar o botão para passar para a Fase 2 (Ordenha). Você pode voltar para a Fase 1 (Descida do Leite) sempre que desejar.
Nota: Se a qualquer momento a sucção na mama alcançar níveis desconfortáveis, pressione o botão para diminuir o nível de sucção.
10. Quando a sessão de bombeamento terminar, use o botão Liga/Desliga para desligar a bomba. Verifique se não há sucção no mamilo antes de remover a almofada para mama do peito. Se necessário, interrompa sucção inserindo


um dedo entre a almofada para mama e o peito. Após interromper a sucção, a almofada para mama pode ser removida com segurança.

11. Use o suporte personalizado para impedir que o reservatório vire e derrame o leite.
12. Feche o reservatório com a tampa e o disco de vedação fornecidos. Siga as orientações de armazenamento de leite materno descritas na seção 9.

08. Opções de energia


A bomba pode ser usada em qualquer uma das seguintes modalidades de fonte de alimentação:

Adaptador CA (incluído)



Conecte o Adaptador CA à entrada para o conector de alimentação localizado no lado direito da bomba. Conecte o Adaptador CA a uma tomada elétrica disponível. A segurança elétrica só pode ser alcançada se a bomba tira-leite está conectada ao adaptador CA fornecido com o produto (consulte a seção "Dados técnicos").

6 pilhas alcalinas AA (não incluídas)



Verifique se as pilhas foram inseridas corretamente de acordo com as indicações de polaridade (+) e (-). Feche o compartimento pressionando delicadamente a tampa até que ela se encaixe no lugar. Remova as pilhas se a bomba não for usada por um longo período. Descarte as pilhas de acordo com as normas de proteção ambiental e reciclagem. Substitua todas as pilhas ao mesmo tempo. A bomba não foi projetada para ser usada com pilhas recarregáveis. Não misture pilhas velhas e novas. Não misture pilhas alcalinas e padrão (zinco-carbono). Se as pilhas estiverem na bomba, mas o Adaptador CA estiver em uso, a bomba o usará como fonte de alimentação, não as pilhas. Para uso mais econômico, recomendamos usar a bomba com o Adaptador CA fornecido. O Adaptador CA é um tipo de adaptador de tomada CA universal que pode ser usado com sistemas de 100 V a 240 V e rede elétrica de 50 Hz e 60 Hz.

09. Orientações para o armazenamento de leite materno
Orientações para o armazenamento e o descongelamento de leite materno para bebês saudáveis nascidos a termo.

Consulte seu profissional de saúde, obstetra ou agente de saúde para obter instruções específicas de armazenamento. Ao congelar o leite materno, não preencha os reservatórios acima de 3/4 para permitir a expansão do leite congelado. Coloque a data da ordenha nos reservatórios para futura consulta. Use primeiro o leite mais antigo.

Temperatura ambiente	(<26°C)	6 Horas
Geladeira	(>4°C)	3 Dias
Geladeira	(<4°C)	5 Dias
Freezer da geladeira		2 Semanas
Freezer doméstico	(<-18°C)	6 Meses

*La Leche League (2012)

Nota: NÃO armazene o leite materno na porta da geladeira/do freezer. A porta tende a ser a parte mais quente da geladeira/do freezer.

Descongelamento

Descongele o leite no refrigerador ou coloque os reservatórios em água corrente fria, aquecendo gradualmente a água até que o leite esteja descongelado. O leite descongelado pode ser mantido no refrigerador por até 24 horas.

NOTA: NÃO congele o leite novamente após o descongelamento.

Agite ligeiramente o leite descongelado antes de amamentar o bebê para misturar as camadas que se separaram. O leite materno não é homogeneizado, e a “nata” subirá ao topo da mamadeira. O leite materno pode variar em cor e consistência, dependendo da hora do dia em que ele foi ordenhado, do que você comeu e da idade do bebê no momento do bombeamento.

NOTA: NÃO COLOQUE LEITE MATERNO NO MICRO-ONDAS! O forno micro-ondas altera a composição do leite. Ele também pode criar zonas quentes no leite que podem causar queimaduras.

NOTA: NÃO descongele leite materno em água quente ou ferveite.

10. Dados técnicos

1. Fonte de alimentação

Funcionamento das pilhas: 6 pilhas alcalinas AA (não incluídas), todas conectadas em série. Não use pilhas recarregáveis.

Tempo de funcionamento das pilhas: aproximadamente 2 horas com 6 pilhas alcalinas (não incluídas).

Funcionamento do Adaptador CA: adaptador CA tipo tomada de parede 100 V/240 V, galvanicamente isolado com tensão de saída de 9 VCC.

Dissipação de energia da bomba: máximo de 10 watts
Regulação de tensão: Regulador de tensão linear com baixa queda de tensão e proteção contra curto-circuitos.

2. Sistema de controle

Unidade de controle: Microcontrolador com memória de programação integrada
Memória de programação: memória ROM flash de 8 K, RAM de 1 K

Há 2 fases: ordenha e estimulação são selecionáveis no teclado. Nível de sucção ajustável: 6 níveis de sucção são selecionáveis e controlados a partir do teclado.

Nível de vácuo de sucção: mínimo de 56 mmHg, máximo de 225 mmHg

Conformidade regulatória

Peça aplicada tipo BF



Warning: Children have STRANGLED in cords. Keep the cords out of the reach of children.

Aviso: crianças podem se ESTRANGULAR em cabos. Mantenha os cabos longe do alcance de crianças.

Dados técnicos

Requisitos de energia elétrica

Adaptador CA (incluído)

Adaptador CA — UE

Configuração do plugue

Tipo de tomada de parede de 100 V/240 V

Adaptador CA, adaptador isolado galvanicamente com tensão de saída de 9 VCC

Pilhas (não incluídas) 6 pilhas AA alcalinas de 1,5 V

Conformidade Regulatória UL (E314167) e aprovado pela CSA com adaptador de energia da UE

11. Solução de problemas

Como solucionar problemas com a Bomba Tira-Leite Elétrica Simples Lansinoh®

Interrupção do serviço elétrico

Se você notar uma interrupção no funcionamento normal da funcionalidade elétrica e/ou mecânica da bomba, faça o seguinte:

- Desconecte o cabo de alimentação do adaptador CA da tomada elétrica.
- Aguarde alguns segundos e, em seguida, reconecte o cabo de alimentação do adaptador CA na tomada elétrica. Se ainda assim ocorrer falha elétrica, experimente usar a bomba com as seis pilhas AA, certificando-se de remover o adaptador CA.

Desconforto durante o bombeamento

Se sentir algum desconforto, experimente outro tamanho de almofada para mama. Acesse www.lansinoh.co.uk ou ligue para +44 (0) 113 205 4201 no Reino Unido. Você também pode entrar em contato com o distribuidor de seu país.

Diminuição da sucção

Se sentir que a sucção diminuiu, experimente fazer o seguinte:

- Remova o tubo de sucção da bomba e coloque um dedo sobre o conector do tubo de sucção. Se você sentir a sucção, a bomba está funcionando corretamente, mas o Jogo de Ordenha de Leite Materno pode não estar montado corretamente ou a válvula branca pode estar danificada. Se não sentir a sucção no dedo, experimente desconectar o adaptador da tomada elétrica, aguarde alguns segundos e, em seguida, reconecte-o na tomada elétrica.
- Verifique se o Jogo de Ordenha de Leite Materno foi montado corretamente. Consulte as informações de montagem na seção “Montagem do Jogo de Ordenha de Leite Materno”.
- Verifique se a válvula branca está rasgada ou furada. Esse componente é fundamental para que se consiga uma sucção adequada. Substitua a válvula branca por uma das sobressalentes fornecidas com o produto.

12. Como amamentar usando o Bico Peristáltico NaturalWave™

O Bico Peristáltico NaturalWave™ foi projetado especificamente para:


- Ajudar a manter os padrões de aleitamento materno estabelecidos.
- Alternar facilmente entre o peito e a mamadeira e novamente o peito.
- Incentivar o movimento de onda da língua do bebê.



3. Deglutição

O fundo da língua do bebê se eleva, canalizando o leite para o esôfago.

O Bico Peristáltico NaturalWave™ foi desenvolvido para estimular esse padrão natural de aleitamento materno, com resultados clinicamente comprovados.



- Dica sobre o bico
O bebê controla o fluxo de leite.
- 100% silicone macio
Elástica e flexível para compressão ideal.
- Sulcos verticais internos
Fortalece a estrutura do bico, impedindo seu fechamento.
- Inclinação gradual exclusiva
Permite o movimento peristáltico suave da língua.
- Bico com base larga e texturizada
Para facilitar o travamento e promover uma sucção eficiente.
- AVA
Reduz a ingestão de ar, potencialmente causadora de cólicas.

Bico em peça única, com design simplificado, disponível nos fluxos lento, médio e rápido.


A aleitamento materno exclusivo é recomendada durante os primeiros 6 meses de vida do bebê. O aleitamento materno e a produção de leite materno devem ser firmemente estabelecidos antes de introduzir a mamadeira e o bico.

Instruções de uso: preencha com a quantidade necessária de líquido e aperte a tampa rosçada. O aquecimento em micro-ondas não é recomendado. Se você optar por aquecer o leite no micro-ondas, não feche a mamadeira. Remova o bico, o anel e a tampa ao usar o micro-ondas. Agite bem antes de usar e sempre verifique a temperatura antes de oferecer ao

bebê. Alimentos aquecidos de forma desigual podem queimar a boca do bebê. Não aqueça leite materno no micro-ondas, pois sua composição é alterada durante o processo. Limpe o produto antes de usá-lo pela primeira vez. Para garantir a higiene do produto, coloque o bico e a mamadeira com todos os componentes em água fervente por 5 minutos antes usar. Ao transportar uma mamadeira cheia, verifique se a ela está fechada com a tampa no lugar, tomando cuidado para posicionar o bico no centro da tampa para ativar função “à prova de vazamentos” do produto.

Limpeza: Antes usar pela primeira vez, coloque o produto em água fervente por 5 minutos, deixe esfriar e enxague bem todos os componentes da mamadeira. Isso é para garantir a higiene. Em seguida, a mamadeira pode ser lavada na prateleira superior da máquina de lavar louças e esterilizada (aberta) no micro-ondas ou em uma máquina especial de esterilização. Sempre lave todos os componentes do produto imediatamente após o uso. Lave com água morna e sabão e enxague abundantemente. Limpe antes de cada uso.

Montagem: após a secagem completa, insira o bico através da parte superior do anel da tampa rosçada. Fixe a anel da tampa rosçada com firmeza no gargalo da mamadeira.



Cuidados: quando não estiver em uso, armazene em local seco e fechado. Sempre use este produto com a supervisão de um adulto. Não limpe, armazene ou coloque em contato com solventes ou produtos químicos. Isso pode danificar o produto. Não deixe o produto exposto diretamente ao sol ou calor, nem o deixe em solução desinfetante (esterilizar) por um período maior que o recomendado. Não aqueça o líquido colocando a mamadeira diretamente em bicos a gás ou elétricos, chapas quentes, fornos elétricos etc.

Por razões de segurança e saúde de seu filho, ATENÇÃO! Sempre use este produto com a supervisão de um adulto. Nunca use os bicos como chupeta. A sucção contínua e prolongada de líquidos causa cárie dentária. Sempre verifique a temperatura dos alimentos antes de servi-los. Mantenha todos os componentes fora de uso longo do alcance das crianças. Não deixe o bebê sozinho com equipamentos de beber devido ao risco de asfixia, do bebê cair ou do produto estar desmontado.

AVISO: a cárie dentária em crianças jovens pode ocorrer mesmo com a ingestão de fluidos sem adição de açúcar. Isso pode acontecer se o bebê puder usar mamadeira ou copo por longos períodos ao longo do dia e, principalmente, durante a noite, quando o fluxo salivar é reduzido ou ele for usado como chupeta. Não deixe o bico exposto diretamente ao sol ou calor, nem o deixe em solução desinfetante (esterilizar) por um período maior que o recomendado, pois isso pode enfraquecê-lo. Inspeção antes de cada uso Descarte-o ao primeiro sinal e de dano ou enfraquecimento. Substitua o bico a cada 7 semanas, por motivos de segurança e higiene. Puxe o bico em todas as direções para verificar o produto.

ATENÇÃO: Alguns sucos são estéreis, e soluções podem fazer o silicone se tornar opaco. Isso não altera nenhuma de suas propriedades. Não aqueça leite materno no micro-ondas, pois sua composição é alterada durante o processo. O aquecimento em forno micro-ondas pode produzir temperaturas elevadas localizadas. Tome bastante cuidado ao aquecer em micro-ondas. Sempre agite o alimento aquecido para garantir a distribuição uniforme do calor e teste a temperatura antes de servir.

AVISO: os materiais de embalagem não são parte do produto. Para a segurança de seu filho, remova e descarte todos os materiais de embalagem antes de usar, mas leia e guarde as instruções para consultas futuras. Deixe aberto no micro-ondas.

13. Garantia

Garantia Limitada de Produtos ao Consumidor
O consumidor que originalmente efetuou a compra ("comprador") tem a garantia de que este produto está livre de defeitos no material e de mão de obra que não sejam comercialmente aceitáveis pelo período de um ano a partir da data de compra para o mecanismo da bomba e pelo período de 90 dias para todos os outros componentes do produto. A cobertura da garantia termina se você vender ou transferir o produto para outra pessoa. Esta garantia confere a você direitos legais específicos, e você também pode ter outros direitos que variam conforme a localidade.

A LANSINOH NÃO FAZ GARANTIAS EXPRESSAS DE NENHUM TIPO SOBRE O PRODUTO ALÉM DAS GARANTIAS EXPLICITAMENTE ESTABELECIDAS NESTE DOCUMENTO. GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUSIVE GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU GARANTIAS IMPLÍCITAS DE ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM, ATÉ ONDE É PERMITIDO POR LEI, TERÃO SUA DURAÇÃO LIMITADA A UM PERÍODO DE 90 DIAS A PARTIR DA DATA DA COMPRA.

Se a Lansinoh® julgar que o produto atende à garantia limitada descrita acima, como recurso único e exclusivo do comprador, a Lansinoh® irá reparar ou, a critério da Lansinoh®, substituir o produto sem cobrar por essa substituição ou pela mão de obra.

NOTA: O comprador deve arcar com todas as despesas de devolução do produto à Lansinoh®. Esta garantia não se aplica a produtos que tenham sido submetidos a uso indevido, violações ou alterações. Somente peças de reposição da marca Lansinoh® são recomendadas para uso com os produtos de aleitamento materno da Lansinoh®. Manutenção, reparo ou uso inadequado ou realizado incorretamente de peças de reposição de outra marca podem invalidar esta garantia.

ATÉ ONDE É PERMITIDO POR LEI, A LANSINOH NÃO É RESPONSÁVEL POR DANOS ACIDENTAIS COMO, ENTRE OUTROS, DESPESAS DE SUBSTITUIÇÃO RESULTANTES DA VIOLAÇÃO DE GARANTIAS IMPLÍCITAS OU POR ESCRITO.

Se você deseja fazer uma reclamação ao abrigo desta garantia, ligue para +44 (0) 113 205 4201 se estiver no Reino Unido ou entre em contato com o distribuidor de seu país. Você receberá um endereço remessa gratuita (Freepost) para devolver o produto, se necessário, juntamente com sua nota fiscal original de venda ou outro comprovante de compra datado e uma breve exposição do problema.

Declaração de Compatibilidade Eletromagnética (EMC)
Somente para uso informativo

Declaração FCC
Este dispositivo está de acordo com a parte 15 das normas da FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferências que possam causar funcionamento indesejável.

ATENÇÃO

Distâncias de separação recomendadas entre os equipamentos de comunicação de RF portáteis e móveis e o modelo a 3 Vrms.				
A Bomba Tira-Leite Eléctrica Simples Lansinoh deve ser usada em um ambiente eletromagnético em que as perturbações de RF são controladas. O cliente ou o usuário da Bomba Tira-Leite Eléctrica Simples Lansinoh pode ajudar a evitar a interferência eletromagnética ao manter uma distância mínima entre o equipamento de comunicação de RF portátil e móvel (transmissor) e a Bomba Tira-Leite Eléctrica Simples Lansinoh como recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicação.				
Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor (m)				
Potência nominal máxima de saída do transmissor (W)	150 kHz a 800 MHz	80 MHz a 800 MHz	800 MHz a 2,5 GHz	
0,01	0,12	0,12	0,23	
0,1	0,37	0,37	0,74	
1	1,17	1,17	2,33	
10	3,69	3,69	7,38	
100	11,67	11,67	23,33	

Declaração sobre equipamentos sem fio
Equipamentos de comunicação sem fio, como dispositivos de rede sem fio em casa, telefones celulares, telefones sem fio e suas estações-base e rádios portáteis podem afetar o equipamento e devem ser mantidos pelo menos a uma distância de 3,5 m do equipamento.

Empilhamento
Este dispositivo não deve ser usado ao lado de outros equipamentos ou empilhado com eles. Se o uso ao adjacente ou empilhado for necessário, este equipamento deve ser observado para verificar seu funcionamento normal na configuração em que será usado.

Este é um produto de higiene pessoal e, portanto, não pode ser devolvido devido de aberto. Se você tiver algum problema com este produto, ligue para o telefone gratuito +44 (0) 113 205 4201 de nosso Atendimento ao Cliente no Reino Unido ou entre em contato com o distribuidor de seu país. Nosso representante terá prazer em ajudá-lo.

Lansinoh® Laboratories, Inc. Jason House, Kerry Hill, Leeds, LS18 4JR, UK.
lansinoh.co.uk

 **Fabricante: Lansinoh Laboratories Saglik Gerecleri Tasarim San.Tic.Sti.**
A.O.S.B – 10006 Sok. No:64 35620 Cigli / Izmir / Turkiye

Lansinoh® é uma marca comercial registrada da Lansinoh Laboratories, Inc.

©2014 Lansinoh Laboratories, Inc. Todos os direitos reservados.

304-013-00

 Gratulacje!

Zapropjektowany z myślą o matkach karmiących piersią, która chce zapewnić swoim dzieciom ciągły dostęp do pokarmu, nawet w przypadku, gdy nie mogą być razem z nimi. Pojedynczy laktator elektryczny Lansinoh® pozwala w wygodny sposób, szybko i łatwo odciągnąć mleko z piersi.

Nasz laktator:

- **Jest prosty w czyszczeniu, montażu i użyciu** – higieniczny projekt wejścia mleka do rurki; nie ma potrzeby czyszczenia rurki.
- **Ma regulowane poziomy ssnia** dzięki łatwym w obsłudze przyciskom sterującym +/-.
- **Ma wskaźnik LED**, dzięki któremu wiesz dokładnie, na którym jesteś poziomie ssania.
- **Zawiera smoczek NaturalWave™ (z pokrywką)**, który pomaga w zachowaniu ustalonych wzorców karmienia piersią.
- **„Ściągaj → Przechowuj → Karm”** Ma jedną butelkę do ściągania pokarmu, przechowywania go i karmienia – dla wygody i łatwego korzystania (W zestawie znajduje się zamknięcie do przechowywania i smoczek NaturalWave™).
- **Może być zasilany z sieci i z baterii** – 6 baterii AA (nie ma w zestawie).
- **Można czyścić w zmywarce i sterylizatorach** (nie ma potrzeby mycia przewodów czy złącz).

Jeśli masz jakieś pytania, zadzwoni do naszego działu obsługi klienta pod numer +44 (0) 113 205 4201 lub wyślij e-mail na adres help@lansinoh.co.uk

Spis treści:

01. Ważne zasady bezpieczeństwa
02. Schemat laktatora
03. Elementy pojedynczego laktatora elektrycznego Lansinoh®
04. Instrukcje czyszczenia
05. Montaż zestawu do odciągania pokarmu
06. Wskazówki dotyczące odciągania pokarmu
07. Korzystanie z pojedynczego laktatora elektrycznego Lansinoh®
08. Wybór zasilania
09. Wytyczne dotyczące przechowywania pokarmu
10. Dane techniczne
11. Rozwiązywanie problemów
12. Karmienie mlekiem matki za pomocą smoczka perystaltycznego NaturalWave™
13. Gwarancja

01. Ważne zasady bezpieczeństwa
Pojedynczy laktator elektryczny Lansinoh® jest urządzeniem przeznaczonym do użytku osobistego i ze względów sanitarnych matki nigdy nie powinny korzystać z niego wspólnie ani też go udostępniać. Złamanie którejkolwiek z tych zasad spowoduje unieważnienie gwarancji.

Jeżeli jesteś nosicielką wirusowego zapalenia wątroby lub wirusa HIV, odciąganie pokarmu za pomocą pojedynczego laktatora elektrycznego Lansinoh® nie zmniejszy ryzyka przekazania wirusa dziecku za pośrednictwem pokarmu.

Podczas korzystania z urządzeń elektronicznych, zwłaszcza w obecności dzieci, zawsze należy zachować podstawowe środki ostrożności, w tym:

- Pred użyciem laktatora przeczytać całą instrukcję**
Niebezpieczeństwo: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem:
- Urządzenie zawsze odłączyć od prądu zaraz po użyciu
 - Nie używać w czasie kąpeli
 - Nie stawiać i nie przechowywać urządzenia w miejscu, z którego może spaść lub zostać ściągnięte do wanny czy zlewu
 - Laktatora nie wkładać ani nie wrzucać do wody czy do innej cieczy
 - W przypadku, gdy urządzenie elektryczne wpadnie do wody, nie wynimować go. Natychmiast odłączyć od prądu

- Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń, porażenia prądem, ognia lub urazów osobistych:
- Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do prądu
 - Zachować szczególne środki ostrożności w przypadku korzystania z urządzenia w obecności dzieci lub osób niepełnosprawnych
 - Z urządzenia korzystać jedynie w sposób opisany w tej instrukcji. Nie należy stosować dodatkowych elementów, które nie zostały zalecane przez producenta
 - Nigdy nie korzystać z tego urządzenia w przypadku, gdy kabel lub wtyczka nie działają odpowiednio lub są uszkodzone, zostały upuszczone, uszkodzone lub wrzucone do wody
 - Kabel trzymać z dala od podgrzewanych powierzchni
 - Nigdy nie korzystać z urządzenia w trakcie snu lub kiedy jesteś śpiąca
 - Nigdy nie wrzucać ani nie wkładać przedmiotów w jakikolwiek otwór lub przewody
 - Nie korzystać z urządzenia, jeżeli jest uszkodzone lub brakuje jakichś części
 - Nie pozwalać, aby małe dzieci lub zwierzęta domowe bawiły się laktatorem, zasłaniem sieciowym itp.
 - Nie korzystać z urządzenia z zasłaniem sieciowym poza domem, nie włączać go w miejscu, w którym używane są produkty z aerozolem lub podawany jest tlen

Instrukcje te wraz z dowodem zakupu należy zachować na przyszłość.
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z POJEDYNCZEGO LAKTATORA ELEKTRYCZNEGO LANSINOH®
Nie myć ani nie sterylizować przewodów czy złącz do przewodów.

Funkcja fazy stymulacji i fazy odciągania
Dzieci karmione piersią zaczynają od szybkiego ssania, co stymuluje wypływ i odciąganie pokarmu. Kiedy mleko zacznie płynąć, dziecko wydobywa je poprzez wolniejsze, głębsze ssanie. Mimo że nie nie jest w stanie odzwzorować odpowiedni sposobu, w jaki dzieci karmione są piersią, pojedynczy laktator elektryczny Lansinoh®, w celu odzworowania naturalnego rytmu, oferuje dwie fazy – fazę stymulacji i fazę odciągania.

W trakcie fazy stymulacji (faza 1) rytm ssania jest szybszy, co wywołuje wyzwalanie pokarmu i jego przepływ.

W fazie odciągania (faza 2) są do wyboru 6 siły ssania, które można dostosować do swoich wymagań.

Przyciski
Dwójny pojedynczy laktator elektryczny Lansinoh® ma ukryte diody LED pod fioletowym panelem, które wskazują, którą fazę i siłę ssania masz ustawioną.

Przycisk  pozwala przelać się między fazami. Faza 1 (stymulacji) to faza, w której diody LED powoli gasną. Faza 2 (odciągania) to faza, w której diody LED świecą światłem stałym.

Każda faza ma 6 poziomów ssania. Korzystając z przycisku  możesz zwiększyć poziom ssania, a korzystając z przycisku  – zmniejszyć go. Lansinoh zaleca wybranie poziomu i fazy, które będą najwygodniejsze dla ciebie.


Masz maksymalnie 6 diod LED, które zapalają się w zależności od wybranego poziomu ssania. Po upływie 20 sekund będzieś się świeciła tylko najwyższą (skrajną prawą) diodą LED, informując o tym, że włączony jest korpus laktatora i który poziom ssania jest aktualnie wybrany. Niższe diody LED wyłączają się automatycznie w celu oszczędności energii elektrycznej.

Gdy laktator jest włączony, zaczyna pracę od fazy 1 (stymulacji) i po dwóch minutach automatycznie przełącza się na fazę 2 (odciągania). Poziom ssania 1 jest poziomem domyślnym podczas rozpoczęcia pracy laktatora, a także podczas przełączania między fazy stymulacji a fazą odciągania. Poziomy ssania można następnie regulować za pomocą przycisków  i .

Jeśli wolisz pominąć fazę 1 (stymulacji), wystarczy wcisnąć przycisk  aby przejść do fazy 2 (odciągania). W razie potrzeby zawsze istnieje możliwość powrotu do fazy 1 (stymulacji). Laktator wyłącza się automatycznie po 60 minutach.


Lansinoh® jest tu po to, aby cię wspierać w podróży po karmieniu piersią. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami pod numerem +44 (0) 113 205 4201 albo wyślij do nas e-mail na adres help@lansinoh.co.uk w Wielkiej Brytanii, lub skontaktuj się z dystrybutorem w swoim kraju.

02. Schemat laktatora




Podstawowe wskaźniki regulacji, wyświetlacz i funkcje

- 1 Zasilanie, włącznik/wyłącznik
- 2 Przycisk podwyższania poziomu ssania
- 3 Przycisk obniżania poziomu ssania
- 4 Przycisk, aby przełączać się między fazami stymulacji i odciągania.
- 5 Wskaźnik LED siły ssania



- 6 Wejście przewodu
 - 7 Gniazdo na baterie AA (nie dołączone w zestawie)
- UWAGA: Nie zaleca się korzystania z akumulatorów



- 8 Gniazdo dla złącza do adaptera zasilania sieciowego
- 9 Zasilacz sieciowy



03. Elementy pojedynczego laktatora elektrycznego Lansinoh® (Appendix 1)

Pozycja/Numer pozycji

- 1 Przewód 800 mm #54100
- 2 Złącze do laktatora #53453
- 3 Podstawa do kołnierza (standardowy) #54101
- 4 Silikonowy kołnierz ComfortFit™ (standardowy) #54103
- 5 Korpus kołnierza #53454
- 6 Membrana #54105
- 7 Przykrywa membrany #53410
- 8 Biały zawór (1+1) #53401
- 9 Pojemnik 160 ml (1) #53451
- 10 Pierścień (1) i dysk (1) na pojemnik #53450
- 11 Zasilacz sieciowy / przewód zasilający
- 12 Uchwyt na butelkę (1) #53452

Przed każdym użyciem...

- Przed użyciem zestawu do odciągania mleka, korpusu laktatora czy innych elementów zawsze dokładnie umyj ręce wodą z mydłem.
- Przed czyszczeniem rozmontuj zestaw do odciągania mleka. Ołdź przewody, ponieważ nie muszą być myte ani sterylizowane.
- Nie używaj laktatora, jeśli w przewodach widoczna jest ciecz lub wilgoć. Jeżeli wilgoć jest widoczna, laktator należy starannie wytrzeć przed użyciem.

04. Instrukcja czyszczenia

O ile pracownicy opieki medycznej nie zalecą inaczej, postępuj zgodnie z niniejszą instrukcją sterylizacji i czyszczenia.

Sterylizacja

1. Przed pierwszym użyciem zestaw do odciągania pokarmu należy rozłożyć i wygotować przez 10 minut każdy jego element, który będzie w bezpośrednim kontakcie z pokarmem. Zestaw obejmuje wszystkie elementy poza podstawką do laktatora, wtyczką, przewodami i złączem do przewodów.
- **Uwaga: Należy użyć odpowiedniej ilości wody, aby w trakcie wygotowywania wszystkie elementy pływały na powierzchni**
- **Uwaga: Przewodów i złącze do przewodów nie należy wygotowywać**
2. Po wygotowaniu wszystkie elementy należy niezwłocznie wyjąć z wody.
3. Przed złożeniem i następnym użyciem pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
- **Uwaga: Części, które zostały niedokładnie wysuszone, mogą wpłynąć na działanie laktatora. Przed użyciem należy sprawdzić, czy części są dokładnie wysuszone.**

Czyszczenie

- Przewody i złącze do przewodów odłóż na bok. Elementy te nie muszą być myte ani sterylizowane, gdyż membrana zapobiega ich kontaktowi z pokarmem.
- Kołnierz i pojemnik można myć na górnej półce w zmywarce lub ręcznie, w gorącej wodzie z dodatkiem płynu do zmywania. Do wyczyszczenia pojemnika zalecamy używanie szpatułki do mycia butelek dla dzieci, a do czyszczenia wnętrza kołnierza na pierś – szpatułki do smoczków. **NIE NALEŻY** korzystać z rozpuszczalników lub materiałów ściernych.
- Płukać w gorącej, czystej wodzie.
- Pozostałe elementy zestawu do odciągania pokarmu powinny być myte ręcznie, aby uniknąć zniszczeń i przedłużyć ich trwałość.
- Aby wyizolować laktator, przetrzeć podstawę wilgotną szmatką, używając wyłącznie wody lub delikatnego mydła.
- Nie czyścić ani nie sterylizować przewodów czy złącza do przewodów.
- Uwaga: Dla uzyskania najlepszych rezultatów, przed użyciem należy sprawdzić, czy membrany są całkowicie suche.
- Uwaga: Przed użyciem zestawu do odciągania pokarmu sprawdź wszystkie elementy pod kątem pęknięć, ubytków, rozdziałów, przebarwień czy zniszczeń, ponieważ mogą one mieć wpływ na jego funkcjonalność.

Dalsze wskazówki i części zamienne można uzyskać wchodząc na stronę www.lansinoh.co.uk, dzwoniąc pod numer +44 (0) 113 205 4201 w Wielkiej Brytanii albo kontaktując się z dystrybutorem w swoim kraju.

05. Montaż zestawu do odciągania pokarmu (Appendix 2)

Zestaw do odciągania pokarmu będzie wstępnie zmontowany w opakowaniu Lansinoh®. Części zestawu do odciągania pokarmu należy umyć (poza przewodami i złączami do przewodów) zgodnie z opisem zawartym w rozdziale „Instrukcja czyszczenia”. Kiedy wszystkie części są całkowicie suche, zestaw do odciągania można złożyć w następujący sposób:

1. Umieścić fioletową membranę, strzałką do góry (strzałka widoczna), na górze korpusu kołnierza. Strzałki mają być skierowane w stronę kołnierza ComfortFit™.



2. Następnie umocować przykrywkę membrany do korpusu kołnierza, przekraczając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zamykając fioletową membranę.
3. Wcisnąć miękką silikonową kołnierz ComfortFit™ do środka podstawy.
Uwaga: Sprawdzić, czy brzeg podstawy dobrze trzyma się w kołnierzu, a lejek kołnierza równo przylega do wnętrza podstawy.
4. Następnie wcisnąć kołnierz ComfortFit™ i podstawę do korpusu kołnierza.
5. Delikatnie umocować biały zawór na dnio korpusu kołnierza.
Uwaga: Podczas obsługi i czyszczenia małego białego zaworu należy zachować ostrożność.
6. Do korpusu kołnierza przykręcić butelkę do zbierania pokarmu.
7. Włożyć przewód z tyłu przykrywkę membrany. Docisnąć.
8. Włożyć koniec przewodu do laktatora.

06. Wskazówki dotyczące odciągania pokarmu

Najważniejszym elementem udanego odciągania pokarmu jest możliwość jego stymulacji. To wtedy mleko zaczyna wypływać swobodnie. Ciepłe, mokre kompresy przykładane do piersi i delikatne masowanie piersi kołystymi ruchami przed i w trakcie sesji odciągania pokarmu wspomagają ten naturalny prąd. Pomocne może być także mówienie o dziecku albo patrzenie na nie lub na jego zdjęcie. Możesz również wypróbować terapię Lansinoh® Therapearl™ 3in1, która może wspomóc stymulację wypływu pokarmu.

W czasie sesji odciągania niektórym mamom udaje się kilkukrotnie pobudzić wypływanie pokarmu. Możliwe, że w czasie jednej sesji odciągania pokarmu uda ci się po raz drugi lub trzeci przejść do fazy stymulacji, kiedy wcisniesz przycisk.

Mak długo odciągać pokarm

Mleko jest produkowane na zasadzie popytu i podaży, dlatego regularne odciąganie mleka stymuluje twoje ciało, utrzymując produkcję pokarmu. Podobnie jak przy karmieniu piersią, nie ma potrzeby mierzyć czasu odciągania pokarmu, chociaż dzięki temu będziesz lepiej wiedziała, ile czasu twoje ciało potrzebuje na odciążenie pokarmu za pomocą laktatora.


Jeżeli masz jakieś pytania związane z karmieniem piersią albo korzystaniem z laktatora, skonsultuj się ze swoją położną, pielęgniarką środowiskową albo innym pracownikiem służby zdrowia lub odwiedź stronę www.lansinoh.co.uk

Wskazówki dotyczące korzystania z laktatora i karmienia

- Możesz ściągać pokarm z jednej piersi, drugą karmiąc dziecko. Pozwoli to maksymalnie zwiększyć skuteczność wykorzystania odruchu pierwszej fazy stymulowanej przez ssące dziecko.
- Możesz wypróbować butelkę Lansinoh® mOmna® ze smoczek NaturalWave™, który – co udowodniono klinicznie – pomaga niemowlętom zachować ustalone wzorce karmienia piersią, pozwalając twojemu dziecku jeść na zmianę z piersi i z butelki.
- Jeżeli do karmienia dziecka odciągniętym pokarmem wybierzesz butelkę Lansinoh® mOmna® ze smoczek NaturalWave™, zachowaj następujące środki ostrożności:
- Zawsze sprawdzaj temperaturę płynu, zanim zaczniesz karmić dziecko.
- Nie pozwalaj, aby dziecko zabierało butelkę do łóżka albo samo się karmiło niepiłnowane.

07. Korzystanie z pojedynczego laktatora elektrycznego Lansinoh®

Jak korzystać z pojedynczego laktatora elektrycznego Lansinoh®



W celu zapewnienie maksymalnego przepływu mleka należy stosować się do następujących instrukcji:


1. Sprawdź, czy wszystkie przewody podłączone są do złącza.
2. Przyłóż zestaw do odciągania pokarmu do piersi tak, aby sutek ułożony był w prostej linii w kierunku lejka kołnierza.
3. Upewnij się, że pierś całkowicie wypełnia kołnierz, tak aby stworzyć próżnię i zapobiec dostępowi powietrza. W przypadku odczuwania tarcia lub dyskomfortu sutków możliwe, że będzie potrzebny inny rozmiar kołnierza. Dostępne są również większe kołnierze. Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń pod numer +44 (0) 113 205 4201, odwiedź stronę www.lansinoh.co.uk albo skontaktuj się z dystrybutorem w swoim kraju.
4. Zestaw do odciągania pokarmu i lejek muszą być lekko przechylone ku dołowi, aby zapewnić naturalny spływ mleka do butelki.
5. Aby włączyć laktator należy nacisnąć Włącznik/Wyłącznik.
6. Gdy laktator jest włączony, zaczyna pracę od fazy 1 (stymulacji) i po dwóch minutach automatycznie przełącza się na fazę 2 (odciągania).

- Jeżeli mleko zaczyna wypływać wcześniej, wcisnij przycisk  aby zmienić fazę odciągania.
- Poziom ssania 1 jest poziomem domyślnym podczas rozpoczęcia pracy laktatora, a także podczas przełączania między fazą stymulacji a fazą odciągania. Poziomy ssania można następnie regulować za pomocą przycisków  i .
- Jeśli znów wolisz pominiąć fazę 1 (stymulacji), wystarczy wcisnąć przycisk  aby przejść do fazy 2 (odciągania). W razie potrzeby zawsze istnieje możliwość powrotu do fazy 1 (stymulacji).
- Uwaga: Jeżeli w którymś momencie ssanie piersi stanie się nieprzyjemne, zmniejsz poziom ssania, wciskając przycisk .
- Wyłącz laktator, kiedy zakończysz sesję odciągania. Przed zdjęciem koliera sprawdź, czy sutki nie są zassane. W przypadku gdyby zasza taka konieczność, można przerwać ssanie poprzez włożenie palca pomiędzy kolier a pierś. Po przerwaniu ssania można bezpiecznie zdjąć kolier.
- Abi zapobiec przewróceniu się butelki i utracie pokarmu, skorzystaj z podstawki.
- Zamknij butelkę pokrywając i dołączonym krążkiem zamkamykając – Przestrzegaj zasad przechowywania pokarmu wyszczególnionych w sekcji 9.

08. Wybór zasilania


Laktator może być obsługiwany w następujących trybach zasilania:

asilac sieciowy (w zestawie)



Podłącz zasilacz do gniazda zasilania znajdującego się z prawej strony laktatora. Podłącz zasilacz do dostępnego gniazda elektrycznego. Laktator jest bezpieczny tylko wówczas, gdy zostanie podłączony do zasilacza prądu zmiennego dostarczanego wraz z produktem (patrz „Dane techniczne”).

6 baterii alkalicznych AA (nie dołączone do zestawu)



Sprawdź, czy baterie włożone są w odpowiedni sposób z zachowaniem biegunowości (+) i (-), zgodnie ze wskazaniem. Zamknij gniazdo baterii, delikatnie naciskając pokrywę. Wyjmij baterie, jeżeli laktator nie jest używany przez dłuższy czas. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i recyklingu. Wszystkie baterie wymienić w tym samym czasie. Należy pamiętać, iż laktator nie został zaprojektowany, aby używać go z bateriami typu akumulatorów.

Nie należy łączyć starych i nowych baterii. Nie łączyć baterii alkalicznych i standardowych (węglowo-cynkowych). W przypadku gdy w laktatorze znajdują się baterie, ale wykorzystywane jest zasilanie sieciowe, laktator będzie korzystał z mocy z zasilania, a nie z mocy baterii. W celu jak najbardziej ekonomicznego użytkowania laktatora zalecamy korzystanie z zasilacza dołączonego do zestawu. Zasilacz należy do typu zasilaczy dla gniazdek Unii Europejskiej i może być używany z systemami od 100 V do 200 V, w sieci o częstotliwości 45 Hz do 65 Hz.

09. Wytyczne dotyczące przechowywania pokarmu

Wskazówki dotyczące przechowywania i rozmrażania pokarmu z myślą o zdrowiu dziecka.

0 konkretne instrukcje dotyczące przechowywania pokarmu poprosz pracownicą służby zdrowia, swoją położną albo pielęgniarkę środowiskową.

Zamrażając pokarm, nie zapelniaj pojemniczek powyżej ¾ pojemności, gdyż podczas zamrażania zwiększy on swoją objętość. Pojemniki z pokarmem opatrzą datą jego odciągnięcia. Najpierw używaj najstarszego pokarmu.

Temperatura pokojowa	(<26°C)	6 godzin
Łodówka	(>4°C)	3 dni
Łodówka	(<4°C)	5 dni
Zamrażalnik		2 tygodni(e)
Zamrażarka domowa	(<-18°C)	6 miesięcy (miesiące)

*La Leche League (2012)

Uwaga: NIE przechowywać mleka na drzwiach lodówki/zamrażarki. Drzwi są zazwyczaj najcieplejszą częścią lodówki/zamrażarki.

Rozmrażanie

Zamrożone mleko rozmraża się w lodówce albo umieścić w pojemniku pod strumieniem chłodnej wody bieżącej, stopniowo zwiększając temperaturę wody, aż mleko się rozmorzi. Rozmrożone mleko można przechowywać w lodówce do 24 godzin.

UWAGA: NIE zamrażać ponownie pokarmu po rozmrożeniu.

Przed nakarmieniem dziecka delikatnie wstrząsnąć butelką rozmrożonego mleka w celu wymieszania rozdzielonych warstw. Mleko matki nie jest jednorodne i na górze butelki zbiera się „śmietanka”. Pokarm może się różnić pod względem koloru i konsystencji w zależności od pory dnia, kiedy został pobrany, od tego, co matka jadła, a także od wieku dziecka w chwili odciągania mleka.

UWAGA: MLEKA MATKI NIE PODGRZEWAJE W KUCHENCE MIKROFALOWEJ! Podgrzewanie w kuchence mikrofalowej zmienia skład mleka. Podgrzewanie w kuchence mikrofalowej może również spowodować wystąpienie w mleku „gorących punktów”, które mogłyby poparzyć dziecko.

UWAGA: Nie rozmrażać pokarmu w bardzo gorącej albo wrzącej wodzie.

10. Dane techniczne

1. Zasilanie

Zasilanie bateriami: 6 Baterie alkaliczne typu AA (nie dołączone do zestawu), wszystkie podłączone szeregowo. Nie używać akumulatorów.

Czas pracy na bateriach: Około 2 godzin z 6 bateriami alkalicznymi (nie dołączone do zestawu). Zasilanie sieciowe: 100 V/240 V, zasilacz sieciowy podłączany do gniazdka, izolowany galwanicznie, napięcie wyjściowe 9 V. Rozpraszanie mocy laktatora: Maksymalnie 10 W. Regulacja napięcia: Linijowy regulator napięcia z małym spadkiem napięcia i zabezpieczeniem przed zwarcieniem.

2. System kontroli

Zespół kontroli: Mikrokontroler z wbudowaną pamięcią programu. Pamięć programu: 8K flash ROM, 1K RAM. Dostępne są 2 fazy: odciągania i stymulacji, wybierane z klawiatury. Regulowany poziom ssania: 6 poziomów ssania wybieranych i kontrolowanych z klawiatury. Poziom podciśnienia ssania: Minimum 56 mmHg, maksimum 225 mmHg.

Zgodność z przepisami

Część typu BF



⚠ Ostrzeżenie: Zdarzały się przypadki, że dzieci UDWISLIŁ SIĘ kablami. Przechowuj kabel w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Dane techniczne

Wymagania dotyczące zasilania

Zasilacz sieciowy (w zestawie)

Zasilacz sieciowy – UE

Konfigurator wtyczki

Typ wtyczki do gniazdka elektrycznego 100 V/240 V

Zasilacz sieciowy, izolowany galwanicznie, napięcie wyjściowe z 9 V

Baterie (nie dołączone do zestawu): 6 baterii alkalicznych AA 1,5 V

Zgodność z normami: zatwierdzone UL (E314167) i CSA z zasilaczem UE

11. Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów pojedynczego laktatora elektrycznego Lansinoh®

Zakłócenia elektryczne

Jeśli wystąpią przerwy w normalnym elektrycznym lub mechanicznym działaniu laktatora, po prostu wykonaj poniższe czynności:

- Odłącz przewód zasilania od gniazdka elektrycznego.

- Odczekaj kilka sekund, a następnie podłącz przewód zasilania do gniazda elektrycznego. Jeśli to nie rozwiąże usterki elektrycznej, spróbuj odłączyć laktatora z sześcioma bateriami typu AA przy odłączonym zasilaczu sieciowym.

Dyskomfort podczas odciągania pokarmu

Jeśli czujesz dyskomfort, być może potrzebujesz koliera w innym rozmiarze. Odpowiedź stronę www.lansinoh.com UK albo zadzwoń pod numer +44 (0) 113 205 4201 w Wielkiej Brytanii lub skontaktuj się z dystrybutorem w swoim kraju.

Zmniejszona moc ssania

Jeśli odczuwasz wrażenie, że zmniejszyła się moc ssania, spróbuj wykonać następujące czynności:

- Odłącz przewody od laktatora i umieść palec na złączu. Jeśli czujesz ssanie, laktator działa prawidłowo, ale zestaw do odciągania pokarmu może być niewłaściwie zamontowany lub biały zawór może być uszkodzony. Jeśli nie czujesz na palcu ssania, spróbuj odłączyć zasilacz od gniazda elektrycznego, odczekaj kilka sekund i podłącz go z powrotem do gniazdka.
- Sprawdź, czy zestaw do odciągania pokarmu został prawidłowo złożony. Sprawdź informacje dotyczące sposobu montażu w sekcji „Montaż zestawu do odciągania pokarmu”.
- Sprawdź, czy na białym zaworze nie ma rozrządca albo nakładki. Ten element jest niezwykle ważny dla osiągnięcia prawidłowego ssania. Wymień biały zawór na jeden z zapasowych zaworów dostarczonych wraz z produktem.

12. Karmienie mlekiem matki za pomocą smoczka perystaltycznego NaturalWave™


Smoczek perystaltyczny NaturalWave™ został specjalnie zaprojektowany, aby:

- Pomagać utrzymać ustalone wzorce karmienia piersią.
- Łatwo przechodzić pomiędzy karmieniem piersią a butelką.
- Zachęcać dziecko do „falowego” poruszania językiem.
- Zachęcać do instynktownego ssania, wspomagającego



naturalny rozwój jamy ustnej.

Smoczek perystaltyczny NaturalWave™ został zaprojektowany tak, aby zachęcał do rozwoju tego naturalnego wzorca karmienia, a jego działanie udowodniono klinicznie.



- Kończówka smoczka**
Dziecko kontroluje przepływ mleka.
- Miękkie 100% silikon**
Rozciąga się i zgina dla optymalnej kompresji.
- Wewnętrzne pionowe fałdy**
Wzmocniają konstrukcję smoczka, sprawiając, że jest on odporny na zapadanie się.
- Wyjątkowo stopniowe nacheylenie**
Umożliwia płynne ruchy perystaltyczne języka
- Szeroka podstawa smoczka**
Dla łatwego złączenia smoczka i efektywnego ssania
- AVS**
Zmniejsza ilość pokącanego powietrza, potencjalną przyczynę koliek.


Smoczek o jednoczęściowej, nieklopotliwej konstrukcji dostępny w wersji o małej, średniej i dużej prędkości przepływu. Przez pierwsze 6 miesięcy życia dziecka zalecane jest karmienie wyłącznie piersią. Przed wprowadzeniem butelki i smoczka karmienie piersią i produkcja pokarmu powinny być już porządnie unormowane.

Instrukcja użytkownika: Wlać odpowiednią ilość płynu i dokręcić nakrętkę. Podgrzewanie w kuchence mikrofalowej nie jest zalecane.

Decydując się na podgrzewania pokarmu w kuchence mikrofalowej, nie zamykaj szczelnie butelki. Wkładając do kuchni mikrofalowej, zdjąć smoczek, kolierz i pokrywkę. Dobrze wstrząsnąć przed użyciem i przed podaniem pokarmu dziecku zawsze sprawdź temperaturę. Nierównie podgrzane jedzenie może poparzyć usta dziecka. Nie podgrzewaj mleka matki w kuchence mikrofalowej; mikrofałe zmieniają skład mleka. Umyc przed pierwszym użyciem. Dla zachowania higieny przed użyciem gotować butelkę, smoczek i pozostałe elementy przez 5 minut. W przypadku przenoszenia prędko butelki sprawdzić, czy nakrętka jest prawidłowo zakręcona, a smoczek znajduje się pośrodku, by mogła zadziałać funkcja zapobiegania rozlaniu zawartości.

Czyszczenie: Przed pierwszym użyciem umieścić butelkę na 5 minut we wrzącej wodzie, pozostawić do wystygnięcia i dokładnie wypłukać wszystkie elementy butelki. Ma to na celu zapewnienie higieny. Później butelka może być również myta w górnym koszu zmywarki albo sterylizowana w kuchence mikrofalowej lub sterylizatorze. Zawsze zaraz po użyciu myć wszystkie elementy zestawu. Myć w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła i starannie płukać. Umyc przed każdym użyciem.

Montaż: Dokładnie wysuszyć, a następnie przełożyć smoczek przez środek kolnierza na nakrętkę. Zamocować kolierz nakrętki na szyjce butelki.



Środki ostrożności: Kiedy produkt nie jest używany, przechowywać w suchym, osłoniętym miejscu. Zawsze używać produktu pod nadzorem osoby dorosłej. Nie czyścić, nie przechowywać i nie dopuszczać do kontaktu z rozpuszczalnikami albo silnie działającymi środkami chemicznymi. Mogłoby to spowodować uszkodzenia. Nie poddawać działaniu promieni słonecznych, wysokiej temperatury ani nie przekraczać zalecanego czasu dezynfekcji (sterylizacji). Nie podgrzewać plynu, stawiając butelkę bezpośrednio na palniku gazowym, kuchence elektrycznej, płytach grzewczych, w piekarnikach elektrycznych itp.

OSTRZEŻENIE dla bezpieczeństwa twojego dziecka! Zawsze używać produktu pod nadzorem osoby dorosłej. Nigdy nie używać smoczka do karmienia jak zwykłego smoczka. Ciągłe i przedłużające się ssanie płynów powoduje próchnicę zębów. Przed karmieniem należy zawsze sprawdzić temperaturę pokarmu. Wszystkie używane elementy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie pozostawiać dziecka bez opieki z butelką lub elementami rozmontowanego zestawu w pozycji ryzyka zakrzepnięcia, dziecko może się też przewrócić.

OSTRZEŻENIE: Próchnica u małych dzieci może pojawić się, nawet jeśli nie pija one słodkich płynów. Może się tak zdarzyć, jeżeli dziecko pozwala się używać butelki/kubka przez dłuższy czas w ciągu dnia, a zwłaszcza w nocy, kiedy zmniejsza się produkcja śliny albo kiedy butelki/kubka używa się w charakterze smoczka. Nie poddawać działaniu promieni słonecznych, wysokiej temperatury ani nie przekraczać zalecanego czasu dezynfekcji (sterylizacji), ponieważ może to spowodować osłabienie smoczka. Sprawdzić przed każdym użyciem. Wywrócić przy pierwszych oznakach zniszczenia lub osłabienia. Ze względu na bezpieczeństwo i higieny wymieniać smoczek co 7 tygodni. Pociągając smoczek we wszystkich kierunkach, aby sprawdzić produkt.

UWAGA: Niektóre soki owocowe są sterylne, a roztworzy mogą sprawić, że silikon zmatowieje. Nie ma to wpływu na jego właściwości. Nie podgrzewaj mleka matki w kuchence mikrofalowej; mikrofałe zmieniają skład mleka. Podgrzewanie w kuchence mikrofalowej może powodować powstanie gorących punktów w pokarmie. Używając kuchni mikrofalowej, należy zachować szczególną ostrożność. Podgrzany pokarm zawsze należy zamieszać, by zapewnić równomierne rozprzodzenie ciepła, i sprawdzić temperaturę przed podaniem.

OSTRZEŻENIE: Opakowanie nie jest częścią produktu. Dla bezpieczeństwa dziecka, przed użyciem należy zdjąć całe opakowanie i je wyrzucić, ale instrukcje użytkowania przeczytać i zachować na przyszłość. Podczas podgrzewania w kuchence mikrofalowej pozostawić butelkę otwartą.

13. Gwarancja

Ograniczona gwarancja produktów konsumenckich
Niniejszy produkt jest objęty gwarancją względem pierwotnego

nabywcy – konsumenta („nabywca”) i jest wolny od niedopuszczalnych w handlu wad materiałowych i produkcyjnych, na okres jednego roku od daty zakupu na mechanizm laktatora oraz na okres 90 dni na pozostałe elementy. Niniejsza gwarancja wygasa w przypadku sprzedaży lub przekazania tego produktu innej osobie. Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi konkretne prawa a użytkownik może mieć również zagwarantowane inne prawa, które różnią się w zależności od lokalizacji.

LANSINOH NIE UDZIELA GWARANCJI ŻADNEGO RODZAJU DOTYCZĄCYCH PRODUKTU INNEGO NIŻ GWARANCJĘ WYRAŹNIE OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. WSZELKIE GWARANCJE DOROZUMIANE, W TYM DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, SĄ OGRANICZONE DO 90 DNI OD DATY ZAKUPU PRODUKTU PRZED PIERWOTNEGO NABYWCE.

W przypadku gdy Lansinoh® uzna, że produkt nie spełnia powyższych gwarancji, w ramach jedynie i wyłącznej formy zadośćuczynienia nabywcy Lansinoh® dokona naprawy albo, zależnie od decyzji Lansinoh®, wymiany tego produktu bez dodatkowych opłat za taką wymianę, części zamienne lub pracę

UWAGA: Wszelkie koszty związane ze zwrotem tego produktu do Lansinoh® ponosi nabywca. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów, które zostały niewłaściwie wykorzystane, nadużyte lub zmieniane. Do wykorzystania z produktami związanymi z karmieniem piersią marki Lansinoh® zalecane są wyłącznie części zamienne Lansinoh®. Niewłaściwe lub nieprawidłowe wykonane czynności serwisowych lub naprawa albo użycie części zamiennych innych niż Lansinoh® może spowodować unieważnienie niniejszej gwarancji.

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, LANSINOH NIE BĘDZIE ODPOWIADZAĆ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE. W TYM, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO, KOSZTY WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK PISEMNYCH ANI DOMNIEMANYCH GWARANCJI.

Aby dokonać zgłoszenia na podstawie gwarancji, zadzwonić pod numer +44 (0) 113 205 4201, jeśli jesteś w Wielkiej Brytanii, lub skontaktuj się z dystrybutorem w swoim kraju. Jeśli to będzie konieczne, otrzymasz adres Freepost, pod który zwrócisz produkt wraz z oryginalnym rachunkiem z wyszczególnioną datą zakupu lub innym datowanym dowodem zakupu i krótkim opisem problemu.

Oświadczenie o zgodności elektromagnetycznej (EMC)
Wyłącznie do celów informacyjnych

Oświadczenie FCC
Niniejsze urządzenie spełnia wymogi części 15 przepisów FCC. Obsługa urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) niniejsze urządzenie nie może generować szkodliwych zakłóceń i (2) niniejsze urządzenie musi być odporne na wszelkie odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować działania niepożądane.

UWAGA

Zalecana odległość pomiędzy przenośnymi i mobilnymi urządzeniami komunikacyjnymi emitującymi fale radiowe (RF) a modelem o 3Vrms				
Pojedynczy laktator elektryczny Lansinoh jest przeznaczony do użytku w środowisku pól elektromagnetycznych, w którym zakłócenia fal radiowych są kontrolowane. Klient lub użytkownik pojedynczego laktatora elektrycznego Lansinoh może przyczynić się do zapobiegania zakłóceniom elektromagnetycznym poprzez utrzymywanie minimalnej – określonej poniżej – odległości pomiędzy przenośnymi i mobilnymi urządzeniami komunikacyjnymi emitującymi fale radiowe (nadajnikami) a pojedynczym laktatorem elektrycznym Lansinoh, zgodnie z maksymalną mocą wyjściową urządzenia komunikacyjnego.				
	Odległość zgodnie z częstotliwością nadajnika m			
Znamionowa maksymalna moc wyjściowa nadajnika W	150 khz do 80 Mhz	80 Mhz do 800 Mhz	800 Mhz do 2,5 Ghz	
0,01	0,12	0,12	0,23	
0,1	0,37	0,37	0,74	
1	1,17	1,17	2,33	
10	3,69	3,69	7,38	
100	11,67	11,67	23,33	

Oświadczenie dotyczące łączności bezprzewodowej
Urządzenia do komunikacji bezprzewodowej, takie jak urządzenia domowej sieci bezprzewodowej, telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe i ich stacje bazowe czy walkie-talkie mogą oddziaływać na ten aparat i powinny być trzymane co najmniej w odległości 3,5 m od urządzenia.

Układanie na innych urządzeniach
To urządzenie nie powinno być stosowane w pobliżu ani ustawiane na innych urządzeniach. A jeśli konieczne jest ustawienie w pobliżu bądź na innym urządzeniu, urządzenie to należy obserwować w celu potwierdzenia prawidłowości jego funkcjonowania w takiej konfiguracji, w jakiej ma być używany.

Niniejszy produkt jest przeznaczony do użytku osobistego i w związku z tym po otwarciu opakowania nie może być zwrócony. W razie wystąpienia problemów z tym produktem, zadzwonić na naszą bezpłatną linię obsługi klienta pod numer +44 (0) 113 205 4201 w Wielkiej Brytanii lub skontaktuj się z dystrybutorem w swoim kraju. Nasz przedstawiciel chętnie udzieli ci pomocy.

Lansinoh® Laboratories, Inc. Jason House, Kerry Hill, Leeds, LS18 4JR, UK.
lansinoh.co.uk

Produceur: Lansinoh Laboratories Saglik Gerecleri Tasarim San.Tic.Sti.
A.O.S.B – 10006 Sok. No:64 35620 Cigli / Izmir / Turcja

Lansinoh® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Lansinoh Laboratories, Inc.

©2014 Lansinoh Laboratories, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

304-013-00

Blahopřejeme!

Jednoduchá elektrická prsní odsávačka Lansinoh® je určena pro kojící maminky, které chtějí krmít dítě mateřským mlékem, i když se musí vzdát. Umožní Vám snadno a rychle odsát mateřské mléko.

Naše odsávačka:

- **Snadno se čistí, smontuje a používá** - Hygienický design brání vstupu mléka do hadiček - hadičky není třeba čistit.
- **Má nastavitelné úrovně odsávání** pomocí snadno použitelných regulačních tlačítek +/-.
- **Má kontrolu LED**, takže přesně víte, jaké je nastavení odsávání a ve které jste fázi.
- **Součástí dodávky je savička NaturalWave™ (s víčkem)**, která napomáhá zachovat způsob krmení vytvořený při kojení.
- **„Odsávání po skládování -> krmení”** Dodává se s jednou lahvi pro odsávání, skládávaní a krmení pro komfort a jednoduchost (těšení) pro skládování a savičku NaturalWave™ je součástí dodávky).
- **Je napájena ze síťe nebo bateriemi** - 6 tužkových baterií velikosti AA (nejsou součástí dodávky).
- **Lze myt v myčce nádobí a sterilizovat** (hadičku a nastavovací konektor není nutné myt).

Máte-li jakékoli otázky, zatelefonojte laskavě do našeho oddělení služeb zákazníkům na číslo +44 (0) 113 205 4201 nebo nám pošlete e-mail na adresu help@lansinoh.co.uk

Obsah

01. Důležité bezpečnostní pokyny
02. Schéma odsávačky
03. Společné jednoduché elektrické prsní odsávačky Lansinoh®
04. Pokyny po čištění
05. Seřazení sadů k odsávání mateřského mléka
06. Typy pro odsávání
07. Používání jednoduché elektrické prsní odsávačky Lansinoh®
08. Možnosti napájení
09. Pravidla pro skládování mateřského mléka
10. Technické parametry
11. Řešení problémů
12. Krmení mateřským mlékem s použitím peristaltické savičky NaturalWave™
13. Záruka

01. Důležité bezpečnostní pokyny

Elektrická prsní odsávačka Lansinoh® je předmětem pro osobní péči a z hygienických důvodů by nikdy neměla být sdílena s ostatními matkami nebo dále prodána jedinou matkou další matce. V těchto případech pozbyvá záruka platnost.

Pokud jste matka infikovaná virem hepatitidy B, hepatitidy C nebo virem lidské imunodeficiency (HIV), odsávání mateřského mléka jednoduchou elektrickou prsní odsávačkou Lansinoh® nesníží ani neodstraní riziko přenosu viru na Vaše dítě mateřským mlékem.

Při používání elektrických prostředků, zejména za přítomnosti dětí, je třeba vždy zachovávat základní bezpečnostní opatření, mimo jiné následující:

Před použitím si přečtěte všechny pokyny

Nebezpečí: Pro snížení rizika zášahu elektrickým proudem:

- Vždy odpojte výrobek od elektrické sítě bezprostředně po použití
- Nepoužívejte při koupání
- Neumísťujte ani neskladujte na místě, kde může odsávací spadnout nebo být vtlačena do vany nebo do umyvadla
- Odsávací nesmí být umístěna ani spadnout do vody nebo do jiné kapaliny
- Nesahajte na elektrický výrobek, který spadl do vody. Okamžitě vytáhněte šňůru z elektrické zásuvky.

Varování: Pro snížení rizika popálení, zášahu elektrickým proudem, požáru nebo zranění osob:

- Tento výrobek nesmí být nikdy ponechán bez dozoru, když je připojen k elektrické síti
- Pečlivý dozor je zapotřebí při používání výrobku v blízkosti dětí nebo invalidů
- Používejte tento výrobek pouze k účelu, k němuž je určen, podle popisu v této příručce. Nepoužívejte doplňky nedoporučené výrobcem
- Tento výrobek nikdy nepoužívejte, pokud má poškozenou šňůru nebo zástrčku nebo nefunguje správně nebo pokud spadl na zem nebo do vody nebo byl poškozen
- Udržujte šňůru mimo vyhřívané povrchy
- Nikdy nepoužívejte, když spíte nebo dímáte
- Do otvoru nebo hadičky nesmíte upustit ani vkládat žádné předměty
- Nepoužívejte tento výrobek, pokud je rozbitý nebo pokud chybí kterákoli jeho část
- Nedovolte malým dětem nebo domácím mazlíčkům hrát si s odsávací, síťovým adaptérem, atd.
- Nepoužívejte pod širým nebem se síťovým adaptérem ani tam, kde se používají aerosolové spreje výrobky nebo kde se podává kyslík

Uložte si tento návod společně s odsávacíou pro budoucí použití.

DŮLEŽITÉ BODY PRO POUŽÍVÁNÍ VAŠÍ JEDNODUCHÉ ELEKTRICKÉ PRSNÍ ODSÁVACÍ LANSINOH®

Nemyjte a nesterilizujte hadičku ani konektor hadičky.

Fáze uvolnění a exprese

Když jsou děti kojeny, začnou rychle sát pro stimulaci uvolnění a toku mléka. Po uvolnění mléka začne dítě sát mléko pomaleji, hlubšími doušky. Protože nic nemůže přesně napodobit kojení dítěte, pro simulaci přirozeného rytmu nabízí jednoduchá elektrická prsní odsávací Lansinoh® dvě fáze - fázi uvolňování a fázi exprese.

Fáze uvolňování (fáze 1) je rychlejší odsávání pro spuštění uvolnění Vašeho mateřského mléka, aby začalo téci.

Fáze exprese (fáze 2) má 6 nastavitelných sil odsávání, které lze přizpůsobit pro Vaš komfort.

Dotyková klávesnice

Jednoduchá elektrická prsní odsávací Lansinoh® je vybavena skrytými kontrolkami LED pod červeným panelem dotykové klávesnice pro indikaci sání a nastavení fáze.

Toto tlačítko umožňuje přepínání mezi fázemi. Fáze 1 (uvolňování) je identifikována pomalým tlumením světla LED. Fáze 2 (expres) je identifikována trvalým svitem světla LED.


Každá fáze má 6 úrovní odsávání. S použitím tlačítka můžete zvýšit úroveň odsávání a tlačítkem můžete snížit úroveň odsávání. Lansinoh Vám doporučuje zvolit úroveň a fázi, která Vám nejlépe vyhovuje.

Může zde svítit maximálně 6 LED světla, která se rozsvěcí podle zvolené úrovně odsávání. Po 20 sekundách zůstane svítit pouze nejvyšší LED (nejvíce vpravo) pro indikaci, že je odsávací zapnutá a aktuálně zvolené úrovně odsávání. Nižší LED se automaticky vypnou pro úsporu energie.

Když je odsávací zapnutá, začne fázi 1 (uvolňování) a po 2 minutách se automaticky přepne do fáze 2 (expres). V případě potřeby se lze vždy vrátit do fáze 1 (uvolňování). Odsávací se automaticky vypne za 60 minut.


Lansinoh® je zde proto, aby Vás podpořil v období kojení. Máte-li jakékoli otázky, neváhejte a kontaktujte nás telefonicky na čísle +44 (0) 113 205 4201 nebo nám pošlete e-mail na adresu help@lansinoh.co.uk nebo Velké Británii nebo kontaktujte distributora ve své zemi.

02. Schéma odsávací




Základní ovládací prvky, displej a funkce

- 1 Hlavní vypínač
- 2 Tlačítko pro zvýšení úrovně odsávání
- 3 Tlačítko pro snížení úrovně odsávání
- 4 Tímto tlačítkem se přepíná mezi fázemi uvolňování a exprese a zpět.
- 5 LED ukazatel síly odsávání




- 7 Vstup hadičky
- 8 Oddíl pro baterie na 6 tužkových baterií AA (nejsou součástí dodávky)

POZNÁMKA: Používání dobíjecích baterií se nedoporučuje.



- 9 Zásuvka pro konektor síťového adaptéru
- 10 Síťový adaptér



3. Součástí jednoduché elektrické prsní odsávací Lansinoh® (Appendix 1)

Položka/Číslo položky

- 11 Hadička 800mm #54100
- 12 Konektor odsávací #53453
- 13 Prsní kužel (standard) #54101
- 14 Silikonová prsní podložka ComfortFit™ (standard) #54103
- 15 Těleso prsní podložky #53454
- 16 Diafragma #54105
- 17 Víčko diafragmy #53410
- 18 Bílý ventil (1+1) #53401
- 19 Kružnice 160 ml (1) #53451
- 20 Kroužek zásobníku (1) a těsnicí podložka (1) #53450
- 21 Síťový adaptér/síťová šňůra
- 22 Držák lahve (1) #53452

Před každým použitím...

- Před manipulací se sadou pro expresi mléka, tělesem odsávací nebo dalším příslušenstvím si důkladně umyte ruce vodu a mydlem.
- Rozmontujte sadu pro expresi mléka za účelem čištění. Hadičku odložte stranou, protože hadičku není nutno mýt ani sterilizovat. Odsávací nepoužívejte, pokud je v hadičce vidět tekutina nebo vlhkost. Nejprve hadičku pečlivě vysušte, pokud její známky vlhkosti, a teprve potom odsávací použijte.

04. Pokyny pro čištění

Pokud Váš poskytovatel zdravotní péče neuvede jinak, postupujte podle těchto pokynů pro čištění a sterilizaci.

Sterilizace

1. Před prvním použitím sadu rozmontujte a všechny součásti sady pro expresi mateřského mléka, které přicházejí do styku s mateřským mlékem, vyvařujte po dobu 10 minut.

Sada obsahuje všechny součásti kromě základny odsávací, zástrčky, hadičky a konektoru hadičky.

- **Poznámka:** Použijte dostatek vody, aby součásti při vyvařování plavaly
- **Poznámka:** Nevývařujte hadičku a konektor hadičky
- 2. Po vyvaření vyjměte okamžitě všechny součásti z vody.
- 3. Před sestavením a dalším použitím nechejte součásti zcela vyschnout.
- **Poznámka:** Neúplně suché součásti mohou negativně ovlivnit fungování odsávací. Před použitím musí být součásti zcela suché.

Čištění

- Hadičku a konektor hadičky odložte stranou. Tyto součásti není potřeba mýt ani sterilizovat, protože diafragma brání tomu, aby přišly do kontaktu s mateřským mlékem.
- Prsní podložku a zásobník lze mýt v horkém odliu myčky nádobí nebo je lze mýt horkou vodou a prostředkem k mytí nádobí. Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme k čištění zásobníku použít kartáč na kojenecové láhev a k čištění vnitřku první podložky použít kartáč na savičku. **NEPOUŽÍVEJTE** rozpouštědla a abrazivní prostředky.
- Opláchněte čistou horkou vodou.
- Všechny ostatní součásti sady k expresi mateřského mléka je třeba mýt v ruce, aby se zabránilo jejich poškození a prodloužila se jejich životnost.
- Základnu prsní odsávací čistěte otíráním textilií navlhčenou vodou a šetrné působícím mýdlovým přípravkem.
- Nemyjte a nesterilizujte hadičku ani konektor hadičky.
- **Poznámka:** Optimálních výsledků dosáhnete, když jsou diafragmy před použitím zcela suché.
- **Poznámka:** Před použitím sady k expresi mateřského mléka prohleďte jednotlivé komponenty na přítomnost prasklin, ulomků, trhlin, změn barvy a degradace, protože by mohly mít negativní vliv na fungování sady pro expresi mléka.

Další pokyny můžete získat a náhradní díly si můžete objednat na naší stránce na adrese www.lansinoh.co.uk nebo telefonicky na čísle +44 (0) 113 205 4201 ve Velké Británii nebo kontaktujte distributora pro Vaši zemi.

05. Sestavení sady k odsávání mateřského mléka (Appendix 2)

Sada k expresi mateřského mléka se dodává předem sestavená ve výrobkovém balení Lansinoh®. Čistěte součásti sady k expresi mléka (kromě hadičky a konektoru hadičky) jak je popsáno v oddávce Pokyny k čištění. Když jsou všechny součásti čisté a zcela suché, smontujte expresní sadu následovně:

1. Umístěte červenou diafragmu stranou se šipkou nahoru (šipka je viditelná) na těleso prsní podložky. Zjistěte, aby šipky mířily k prsní podložce ComfortFit™.



2. Pak upevněte víčko diafragmy k tělesu prsní podložky otáčením ušazuje červené diafragmy ve směru hodinových ručiček.
3. Zatlačte měkkou silikonovou prsní podložku ComfortFit™ do prsního kužle. **Poznámka:** Zjistěte, aby byl okraj prsního kužle bezpečně unavit chlopně prsní podložky a aby byla nálevka prsní podložky řádně uspořádána v kužle.
4. Pak zatlačte prsní podložku ComfortFit™ a kužel do tělesa prsního kužle.
5. Opatrně upevněte bílý ventil do dna tělesa prsní podložky. **Poznámka:** Při čištění malého bílého ventilu a při manipulaci s ním postupujte opatrně.
6. Přisluhuje sběrnou lahvi na těleso prsní podložky.
7. Nasadte hadičku opět do víčka diafragmy a zkontrolujte, zda těsně sedí.
8. Nasadte vstup hadičky do odsávací.

06. Tipy pro odsávání

Pro úspěšné odsávání je nejdůležitější schopnost spustit reflex uvolňování mléka. To znamená, když vám začne mléko volně

vytěkát. Sítačování prsou teplými vřhkyými prostředky a jemná kruhová masáž prsou před odsáváním a v průběhu odsávání může pomoci spustit tento přirozený reflex. Také může pomoci myšlení na Vaše dítě, pohled na ně nebo pohled na jeho fotografii. Možná také budete chtít vyzkoušet terapii prsou Lansinoh® Therapearl™ 3 v 1, která Vám může pomoci uvolnit mléko.

Některé maminky mohou při odsávání dosáhnout i více než jedno uvolnění mléka. Je možné, že v průběhu odsávání dosáhnete druhého i třetího uvolnění mléka návratem do fáze uvolňování stiskem tlačítka .

Jak dlouho odsávat

Mateřské mléko se vytváří na základě dodávky a potřeby a pravidelnou expresi Vašeho mateřského mléka. Vaše tělo bude stimulováno a budete schopna vytvářet mateřské mléko. Podobně jako při kojení není nutno odsávat načasovat, bude vám chvíli trvat, kdy získáte pojem o čase kdy odsávat mateřské mléko s použitím odsávky.


Máte-li jakékoli otázky ke kojení nebo k prsní odsávce, obraťte se na porodní asistentku nebo na jiného zdravotníka nebo navštivte stránku www.lansinoh.co.uk

Tipy pro odsávání a krmení

- Můžete odsávat mléko z jednoho prsu a z druhého prsu krmit dítě. Umožní Vám to maximalizovat efektivitu odsávání s využitím efektu uvolnění mléka, spuštěného sáním Vašeho dítěte.
- Možná budete chtít vyzkoušet láhev Lansinoh® mOmma® se savičkou NaturalWave™, u níž je klinicky prokázáno, že pomáhá dětem zachovat si vytvořené schéma kojení a umožňuje přecházet z prsu na láhev a opět zpět.
- Pokud se rozhodnete používat láhev Lansinoh® mOmma® se savičkou NaturalWave™ ke krmení svého dítěte, postupujte podle následujících bezpečnostních pokynů:
- Před krmením dítěte vždy zkontrolujte teplotu podávané kapaliny.
- Nepřipusťte, aby si dítě vzalo láhev do pusky bez dozoru.

07. Používání jednoduché elektrické prsní odsávky Lansinoh®

Jak používat jednoduchou elektrickou prsní odsávku Lansinoh®



Pro dosažení maximálního toku postupujte podle těchto pokynů:


1. Zajistěte, aby byly všechny hadičky připojeny ke konektoru hadičky.
2. Přidržte sadu k expresi mléka u prsu s bradavkou uprostřed směřující k nupky v prsní doli.
3. Zajistěte, aby prs zcela vyplýval prsní podložkou tak, aby se vytvořilo vakuum a neunikal žádný vzduch. Pokud pocítíte tíž nebo nepříjemný pocit v bradavkách, je možné že potřebujete jinou velikost podložky. Podložky větších velikostí jsou rovněž k dispozici. Pro získání bližších podrobností laskavě zatelefonojte na číslo +44 (0) 113 205 4201, navštivte stránku www.lansinoh.co.uk nebo kontaktujte distributora ve Vaší zemi.
4. Sada pro expresi mateřského mléka a tunýlkem bradavky musí směřovat mírně dolů, aby mohlo mléko přirozeně stékat do láhve.
5. Odsávání zapněte stiskem hlavního vypínače na několik sekund.
6. Když je odsávka zapnutá, začne fáze 1 (uvolňování) a po 2 minutách se automaticky přepne do fáze 2 (exprese).
7. Pokud začne mléko proudit dříve, stiskněte tlačítko  a přejděte do fáze exprese.
8. Odsávka je vždy nastavena úroveň odsávání 1 při spuštění a přepínání mezi různými uvolňování a exprese. Úroveň odsávání lze nastavit tlačítky  a .

9. Pokud dáváte přednost vyměnit fáze 1 (uvolňování), prostě opět stiskněte tlačítko  pro přepnutí do fáze 2 (exprese). V případě potřeby se lze vždy vrátit do fáze 1 (uvolňování).
Poznámka: Pokud kdykoli v průběhu odsávání dosáhnete odsávání nepříjemné úrovně, snižte úroveň odsávání stiskem tlačítka .
10. Po ukončení odsávání odsávku vypněte hlavním vypínačem. Před odstraněním podložky prsu z prsu nesmí na bradavku působit sání. V případě potřeby přerušete odsávání vsunutím prstu mezi prsní podložku a prs. Po přerušení odsávání lze prsní podložku bezpečně odstranit.
11. Použijte běžný stojan, aby láhev nespadla a nedošlo ke ztrátě mateřského mléka.
12. Zavřete láhev s použitím dodaného víčka a těsnění. Postupujte podle pokynů pro skladování mateřského mléka, uvedených v odstavci 9.

08. Možnosti napájení


Odsávku lze napájet některým z následujících způsobů:

Síťový adaptér (je součástí dodávky)



Připojte síťový adaptér k zásuvce pro síťový konektor na pravé straně odsávky. Připojte síťový adaptér do dostupné síťové zásuvky. Elektrickou bezpečnost lze dosáhnout pouze tehdy, když je prsní odsávka připojena k síťovému adaptéru dodanému s výrobkem (viz odstavce Technické parametry)

6 alkalických tužkových baterií AA (nejsou součástí dodávky)



Zajistěte, aby byly baterie vloženy se správnou polaritou (+) a (-), jak je vyznačeno. Zavřete oddíl na baterie jemným přitlaččením krytu tak, aby zaklapl na místo. Pokud se odsávka delší dobu nepoužívá, vyjměte z ní baterie. Likvidace baterie se provádí podle předpisů pro ochranu životního prostředí a recyklaci. Vyměňujte všechny baterie zároveň. Odsávka není určena k použití s nabíjecími bateriemi. Nepoužívejte zároveň staré a nové baterie. Nepoužívejte zároveň alkalické a standardní baterie (uhlíko-zinkové) baterie. Pokud jsou baterie v odsávce, ale používá se síťový adaptér, odsávka bude napájena přes síťový adaptér a ne z baterií. Neekonomičtější je používání odsávky s dodaným síťovým adaptérem. Dodaný síťový adaptér je univerzální síťový zástrčkový adaptér, který lze použít pro sítě s napětím od 100 V do 240 V s kmitočtem 50 Hz a 60 Hz.

09. Pravidla pro skladování mateřského mléka

Pravidla pro skladování a rozmrazování mateřského mléka pro zdraví dítěte.

V oblasti specifických pravidel pro skladování Vám může poradit zdravotník nebo porodní asistentka. Když zmrazujete mateřské mléko, nepřilte nádoby více než do ¼, aby bylo počítáno z rozptínání při zmrazení. Na nádoby s mateřským mlékem vyznačte datum odtání. Jako první použijte nejstarší mateřské mléko.

Pokořová teplota	(<-26°C)	6 Hodiny
Chladnička	(>4°C)	3 Dny
Chladnička	(<4°C)	5 Dny
Mrazicí oddíl v chladničce		2 Týdny
Domácí mraznička	(<-18°C)	6 Měsíce

Poznámka: Neskladujte mateřské mléko ve dvířkách chladničky nebo mrazničky. Dvířka jsou nejteplejším místem chladničky nebo mrazničky.

Rořmrazení

Rořmrazujte zmrazené mléko v chladničce nebo umístěte nádoby s mateřským mlékem pod studenou tekoucí vodu a teplotu vody pomalu zvyšujte, až se mléko rozmrazí. Rozmrazené mléko lze uchovávat v chladničce po dobu 24 hodin.

POZNÁMKA: NEZMRAZUJTE znovu mateřské mléko, které již bylo rozmrazeno.

Před krmením dítěte rozmrazené mléko jemně přefiltrujte, aby se oddělené vrstvy spojily. Mateřské mléko není homogenizované a „smetana“ stoupá v láhvi nahoru. Barva a konzistence mateřského mléka se může měnit v závislosti na denní době, kdy bylo mléko odtáno, na tom, co jste jedla a na věku dítěte v době odsávání.

POZNÁMKA: NEZAHŘÍVEJTE MATEŘSKÉ MLÉKO V MIKROVLNNÉ TROUBĚ! Mikrovlny mění složení mléka. Mikrovlny mohou rovněž vytvářet horké body a mléko se může spálit.

POZNÁMKA: NEZMRAZUJTE mateřské mléko v horké nebo vařící vodě.

10. Technické parametry

1. Napájení
Bateriový provoz: 6 tužkových baterií AA zapojených do série (nejsoú součástí dodávky) Nepoužívejte dobíjecí baterie. Doba provozu s bateriovým napájením: Přibližně 2 hodiny při použití 6 alkalických baterií (nejsoú součástí dodávky). Napájení přes síťový adaptér: Zástrčkový adaptér 100V/240V, galvanicky oddělený, s výstupním napětím 9 DC. Ztráta výkonu odsávky: minimálně 10 W
Regulace napětí: Lineární regulátor napětí s nízkým výpadkem napětí a s ochranou proti zkratu.

2. Řídicí systém

Řídicí jednotka: Mikroprocesor s integrovanou programovou pamětí Programová pamět: pamět 8K flash ROM, 1K RAM Existují dvě fáze: exprese a stiskání, které lze navolit z dotykové klávesnice. Nastavitelná úroveň odsávání: Z dotykové klávesnice lze navolit a regulovat 6 úrovní odsávání. Úroveň vakua odsávání: Minimum 56 mm Hg, maximum 225 mm Hg

Shoda s předpisy

Aplikace součástí typu BF

 Zařazení Třída II	 Připravená/skládávání	 Připravená/skládávání	 Pozor
 Provoz	 Provoz	 Návod k obsluze	 1008

 Varování: Děti se mohou DUSIT šňůrami. Uchovávejte šňůry mimo dosah dětí.

Technické parametry

Požadavky na napájení
Síťový adaptér (je součástí dodávky)
Síťový adaptér - EU
Konfigurace zástrčky
Nastěnná zástrčka 100V/240V
Síťový adaptér, galvanicky oddělený s výstupním napětím 9 V DC. 6 alkalických tužkových baterií AA 1,5 V (nejsoú součástí dodávky)
Shoda předpisů UL (E314167) a CSA se schválením pro napájecí adaptér EU

11. Řešení problémů

Řešení problémů s jednoduchou elektrickou prsní odsávkou Lansinoh®

Přerušení elektrického napájení

Jestliže dojde k přerušení normálního mechanického a/nebo elektrického fungování odsávky, postupujte následovně:
• Odpojte síťovou šňůru od zásuvky elektrické sítě.
• Vyčkejte několik vteřin a pak připojte šňůru síťového adaptéru od síťové zásuvky. Pokud dojde k selhání napájení, zkusťte použít prsní odsávku s napájením šesti tužkovými bateriemi AA a zajistěte, aby byl síťový adaptér odstraněn.

Nepříjemné pocíty při odsávání

Pokud máte nepříjemný pocit, je možné, že potřebujete jinou velikost prsní podložky. Navštivte stránku www.lansinoh.co.uk nebo zatelefonojte na číslo +44 (0) 113 205 4201 ve Velké Británii nebo kontaktujte distributora pro Vaši zemi.

Omezené sání

Máte-li pocit, že je sání omezené, postupujte následovně:
• Odstraňte hadičku z odsávky a položte prst na konektor hadičky. Když pocítíte sání, odsávka funguje správně, je však možné, že sada pro expresi mateřského mléka není správně sestavena nebo je bíly ventily poškozen. Pokud na prstu necítíte sání, zkusťte odpojit adaptér od elektrické zásuvky, vyčkejte několik vteřin a opět jej připojte do elektrické zásuvky.
• Zajistěte, aby byla sada pro expresi mateřského mléka byla správně sestavena. Prostudujte si informace o sestavení v odstavci „Sestavení sady pro expresi mateřského mléka“.

- Zkontrolujte bílý ventil, zda není natržený nebo na něm není malý otvor. Tato součást má zásadní význam pro dosažení řádného sání. Nahraďte bílý ventil jedním z náhradních ventilů, dodaných s výrobkem.

12. Krmení mateřským mlékem s použitím peristaltické savičky NaturalWave™


Peristaltická savička NaturalWave™ je speciálně konstruována tak, že:

- Pomáhá zachovat způsob krmění vytvořený při kojení.
- Lze snadno přecházet z prsu na láhev a zpět.
- Podporuje vlnové pohyby jazyku dítěte.
- Podporuje instinktivní sání pro přirozený vývoj úst.



- 1. Přísátí**
Rty se otevrou ven a přisají se k dvorci prsní bradavky.
- 2. Peristaltický pohyb jazyka**
Jazyk se vlnově pohybuje, stlačuje bradavku a vytlačuje z ní mléko. To podporuje přirozený vývoj úst, čelistí a obličej.
Skutečnost: Jazyk dítěte opakuje při jednom kojení peristaltický pohyb asi 800 až 1000krát.
- 3. Polknutí**
Zadní strana jazyka dítěte se zvedne a vede mléko do jícnu.

Peristaltická savička NaturalWave™ je vyrobena tak, aby podporovala způsob krmění vytvořený při kojení, což je klinicky prokázáno.



- 1. Konec savičky**
Dítě reguluje tok mléka.
- 2. Měkký 100% silikon**
Natahuje se a ohýbá se pro optimální kompresi.
- 3. Vnitřní vertikální výstupky**
Zpevňují strukturu savičky a činí ji odolnou vůči zborcení.
- 4. Jedinečný postupy sklon**
Umožňuje hladký peristaltický pohyb jazyka.
- 5. Široká strukturovaná základna savičky**
Pro snadné přisátí a efektivní sání.
- 6. AVS**
Sníží příjem vzduchu, potenciální příčiny koliky.

Savička v provedení v jednom kuse s bezproblémovou manipulací se dodává pro pomalý, střední a rychlý průtok.


Výhradní kojení se doporučuje v prvních 6 měsících života dítěte. Před zavedením láhve savičky musí být pevně vytvořen reflex kojení a produkce mateřského mléka.

Návod k použití: Naplňte požadovaným množstvím kapalinu a pevně přišroubujte láhev. Ohřívání v mikrovlnné troubě se nedoporučuje. Pokud se rozhodnete ohřívat potravu v mikrovlnné troubě, láhev nezapínejte. Před ohříváním v mikrovlnné troubě odstraňte z láhve savku, kroužek a víčko. Před použitím důkladně pročeptejte a před nabídnutím dítěti vždy zkontrolujte teplotu. O nerovnoměrném ohřátou potravu si může dítě spálit ústa. V mikrovlnné troubě neohřívajte mateřské mléko, protože mikrovlnný mří složení mléka. Před prvním použitím výrobek vyčistěte. Pro zajištění hygieny vložte savičku a láhev se všemi součástmi před použitím na 5 minut do vařící vody. Při přenášení plné láhve dbejte na to, aby byla láhev zavězená víčkem a aby byla savička uprostřed víčka pro aktivaci funkce „odolnosti vůči rozlití“.

Čištění: Před prvním použitím vložte výrobek na 5 minut do vařící vody, nechte vychladnout a důkladně opláchněte všechny součásti láhve. Tento postup slouží k zajištění hygieny. Následně lze láhev také umýt v horkém oddílu myčky nádobí a sterilizovat (otevřenou) v mikrovlnné troubě nebo ve speciálním sterilizátoru. Vždy umyjte všechny komponenty výrobku bezprostředně po každém použití. Umyjte je v teplé vodě s přídatkem saponátu a důkladně opláchněte. Před každým použitím vyčistěte.

Sestavení: Po důkladném očištění prostrčte savičku kroužkem šroubovacího víčka. Šroubovací kroužek láhve pevně přišroubujte

na hrdlo láhve.



Bezpečnostní opatření: Při nepoužívání skladujte na suchém a chráněném místě. Tento výrobek je třeba vždy používat pod dohledem dospělé osoby. Nikdy nepoužívejte savičku určené pro krmění jako dudlík. Průběžně a dlouhodobě sání tekutin způsobuje zubní kaz. Při krměním vždy zkontrolujte teplotu potravy. Všechny nepoužívané součásti uchovávejte mimo dosah dětí. Nenechávejte dítě samotné s láhví z důvodu rizika udušení, pádu dítěte nebo rozmontování láhve.

VAROVÁNÍ pro zdraví a bezpečnost Vašeho dítěte! Tento výrobek je třeba vždy používat pod dohledem dospělé osoby. Nikdy nepoužívejte savičku určené pro krmění jako dudlík. Průběžně a dlouhodobě sání tekutin způsobuje zubní kaz. Při krměním vždy zkontrolujte teplotu potravy. Všechny nepoužívané součásti uchovávejte mimo dosah dětí. Nenechávejte dítě samotné s láhví z důvodu rizika udušení, pádu dítěte nebo rozmontování láhve.

VAROVÁNÍ: U malých dětí může dojít ke vzniku zubního kazu, i když jsou podávány neslazené tekutiny. Může k tomu dojít, když dovolíte dítěti používat láhev po dlouhé doby v průběhu dne a zejména v noci, když je omezena tvorba slin, nebo když se používá jako dudlík. Nenechávejte savičku na přímém slunečním světle a nenechávejte ji v dezinfekčním prostředku (sterilizačním roztoku) delší dobu než je doporučeno. Před každým použitím zkontrolujte. Zahodte při první známce opotřebení nebo oslabení. Z hygienických důvodů vyměňte savičku každých 7 týdnů. Těsněte za savičku ve všech směrech pro kontrolu výtoků.

POZOR: Některé šrávy a roztoky mohou způsobit zakažení silikonu. Nemění se tím žádné jeho vlastnosti. V mikrovlnné troubě neohřívajte mateřské mléko, protože mikrovlnný mří složení mléka. Ohříváním v mikrovlnné troubě mohou vzniknout lokalizované vysoké teploty. Při ohřívání v mikrovlnné troubě je třeba postupovat se zvláštní opatrností. Ohřátou potravu vždy zamíchejte, aby bylo zajištěno rovnoměrné rozložení tepla a vyzkoušejte teplotu před podáním dítěti.

VAROVÁNÍ: Obalové materiály nejsou součástí výrobku. Pro bezpečnost Vašeho dítěte odstraňte veškeré obalové materiály před použitím, avšak přečtěte si návod k použití a uložte si jej pro použití v budoucnu. V mikrovlnné troubě nechávejte láhev otevřenou.

13. Záruka

Omezená záruka na výrobek pro spotřebitele
Spotřebitel, který tento výrobek původně koupil („kupující“) se poskytuje záruka, že výrobek nevyskytuje vady materiálu a zpracování, které nejsou komerčně přijatelné, po dobu jednoho roku od data zakoupení na mechanismus odsávající a 90 dní na všechny ostatní součásti. Záruční krytí končí, když tento výrobek prodáte jiné osobě. Tato záruka Vám poskytuje specifická zákonná práva, a je možné, že máte i další práva, která se mění v závislosti na lokalitě.

LANSINOH NEČINÍ ŽÁDNÁ ZÁRUČNÍ PROHLÁŠENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU O VÝROBKU KROMĚ TĚCH, KTERÁ JSOU ZDE VYSLOVNĚ UVEDENA. VEŠKERÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NA PRODEJNOST NEBO JAKÝCHKOLI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NA VÝHODNOST K URČITÉMU ÚČELU, JSOU V ROZSAHU POVLADNÝM ZÁKONEM OMEZENY NA DOBU 90 DNÍ OD DATA KOUPĚ PŮVODNÍM KUPUJÍCÍM.

V případě, že Lansinoh® shledá, že výrobek nesplňuje výše uvedenou záruku, jako jedinou náhradu poskytnutou kupujícímu Lansinoh® na základě svého rozhodnutí výrobek opraví nebo vymění a za materiál ani práci si nebude účtovat žádné poplatky.

POZNÁMKA: Kupující bude hradit náklady na vrácení výrobku společnosti Lansinoh®. Tato záruka se nevztahuje na výrobek, který byl nesprávně použit, zneužit nebo pozměněn. Pro výrobky

Lansinoh® pro podporu kojení se doporučuje používat pouze značkové náhradní díly Lansinoh®. Nepatřičné nebo nesprávně provedená údržba nebo oprava či použití jiných než značkových náhradních dílů Lansinoh® může zneplatnit tuto záruku.

V ROZSAHU, KTERÝ PŘÍPOUŠTÍ ZÁKON, NEBUDE LANSINOH ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, MIMO JINÉ ZA NÁKLADY NA VÝMĚNU V DŮSLEDKU PORUŠENÍ JAKÉKOLI PÍSEMNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY.

Přijete-li si uplatnit nárok na základě této záruky, zatelefonujte na číslo +44 (0) 113 205 4201 pokud jste ve Velké Británii nebo kontaktujte distributora ve Vaší zemi. Dostanete adresu Freeport pro vrácení výrobku v případě potřeby společně s Vaším datovaným originálem dokladu o koupi nebo jiným datovaným dokladem o koupi a stručným popisem problému.

Prohlášení o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
Pouze k informačním účelům

Prohlášení FCC

Tento produkt splňuje požadavky oddílu 15 pravidel FCC. Provoz je předmětem následujících podmínek: (1) Tento produkt nemůže způsobovat škodlivé rušení a (2) tento produkt musí tolerovat veškeré přijímané rušení, včetně rušení, které by mohlo být způsobeno nežádoucím provozem.

POZOR

Doporučená dělicí vzdálenost mezi přenosným a mobilním RF komunikačním zařízením a modelem © 3Vrms

Jednoduché elektrické prsty odsávající Lansinoh je určen k použití v elektromagnetickém prostředí, ve kterém jsou kontrolována vyzařovaná RF rušení. Zákazník nebo uživatel jednoduché elektrické hrudní pumpy Lansinoh musí elektromagnetickým rušením zabránit udržováním minimální vzdálenosti mezi přenosným a mobilním RF komunikačním zařízením (vysílač) a jednoduchou elektrickou prsní odsávající Lansinoh, jak je doporučeno níže, podle maximálního výstupního výkonu komunikačního zařízení.

Dělicí vzdálenost podle frekvence vysílače (m)			
Jmenovitý maximální výstupní výkon vysílače (W)	150 kHz až 80 MHz	80 MHz až 800 MHz	800 MHz až 2,5 GHz
0,1	0,12	0,12	0,23
0,1	0,37	0,37	0,74
1	1,17	1,17	2,33
10	3,69	3,69	7,38
100	11,67	11,67	23,33

Prohlášení k bezdrátovým zařízením
Bezdrátové komunikační zařízení, jako jsou domácí síťová zařízení, mobilní telefony, bezdrátové telefony a jejich nabíječky základny a vysílačky mohou tuto zařízení ovlivnit a je třeba je udržovat ve vzdálenosti nejméně 3,5 m od tohoto zařízení.

Stohování

Toto zařízení se nesmí používat v bezprostřední blízkosti na jiném zařízení nebo postavené na jiném zařízení. Je-li použití v bezprostřední blízkosti nebo stohování nutné, je třeba toto zařízení pozorovat pro ověření normálního provozu v konfiguraci, v níž se používá.

Tento výrobek je výrobek pro osobní péči a po otevření jej nelze vrátit. Pokud pociťte jakékoli problémy s tímto výrobkem, laskavě zatelefonujte na naši bezplatnou servisní linku pro zákazníky ve Velké Británii na číslo +44 (0) 113 205 4201 nebo kontaktujte distributora ve Vaší zemi. Náš zástupce Vám ochotně pomůže.

Lansinoh® Laboratories, Inc. Jason House, Kerry Hill, Leeds, LS18 4JR, Velká Británie.
lansinoh.co.uk

Výrobce: Lansinoh Laboratories Saglik Gerecleri Tasarim San.Tic.Sti.
A.O.S.B – 10006 Sok. C.64 35620 Cigli / Izmir / Turecko

Lansinoh® je registrovaná ochranná známka Lansinoh Laboratories, Inc.

©2014 Lansinoh Laboratories, Inc. Veškerá práva vyhrazena.

304-013-00

SK Gratulujeme!

Narvnuté pre dojčacie matky, ktoré chcú pokračovať v kŕmení svojich detí svojim vlastným materským mliekom aj počas svojej neprítomnosti, jednoranná elektrická odsávačka Lansinoh® vám umožní pohodlne odsávať materské mlieko rýchlo a ľahko.

Naša odsávačka;

- **Jednoducho sa čistí, skladá a používa** - hygienický dizajn zabráňuje prieniku mlieka do hadičiek - nie je potrebné čistiť hadičky.
- **Má nastaviteľnú intenzitu satia** s ľahko použiteľnými ovládacími tlačidlami +/-.
- **Obsahuje LED indikátor**, takže presne viete akú máte nastavenú fázu a satie.
- **Obsahuje cumeľ NaturalWave™ (s krytom)**, ktorý pomáha udržať získané zvyšky dojčenia.
- **"Pump Store Feed"** Obsahuje jednu fľašu pre odsávanie, uskladnenie a kŕmenie pre komfort a jednoduchosť (tesniaci disk pre uskladnenie a cumeľ NaturalWave™ sú súčasťou dodávky).
- **Obsahuje sieťové napájanie alebo batérie** - 6 AA batérií (nie sú obsahom balenia).
- **Je vhodná pre umývačku riadu a sterilizátor** (Nie je treba umývať hadičky alebo konektor hadičiek).

Ak budete mať akékoľvek otázky, prosím volajte našu zákaznícku podporu na tel. čísle +44 (0) 113 205 4201 alebo emailom help@lansinoh.co.uk

Obsah

1. Dôležité bezpečnostné upozornenia
2. Náčrt odsávačky
3. Časti jednorannej elektrickej odsávačky Lansinoh®
4. Inštrukcie pre čistenie
5. Zostavenie súpravy na odber materského mlieka
6. Rady pre odsávanie
7. Ako používať vašu jednorannú elektrickú odsávačku Lansinoh®
8. Možnosti napájania
9. Ako skladovať vaše odsaté materské mlieko
10. Technické údaje
11. Riešenie problémov
12. Kŕmenie s materským mliekom pomocou peristaltického cumeľa NaturalWave™
13. Záruka

01. Dôležité bezpečnostné upozornenia

Jednoranná elektrická odsávačka Lansinoh® je predmet osobnej starostlivosti a z hygienických dôvodov by ju nikdy nemalo používať viaceru matiek, ani by sa nemala ďalej predávať iným matkám. V oboch týchto prípadoch záruka stráca platnosť.

Ak ste matka infikovaná vírusom hepatitídy B, hepatitídy C alebo HIV, odsávanie mlieka pomocou jednorannej elektrickej odsávačky Lansinoh® neznižuje riziko prenosu tohto vírusu na dieťa prostredníctvom materského mlieka.

Pri používaní elektrických spotrebičov, najmä ak sú v prítomnosti detí, by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledovných:

Pred použitím si prečítajte všetky pokyny

Nebezpečenstvo: aby ste znížili riziko zasiahnutia elektrickým prúdom:

- Vždy odpojte tento spotrebič zo siete ihneď po použití
- Nepoužívajte počas kúpeľa
- Nepoložte a neskladujte tento spotrebič na mieste, kde by mohol spadnúť do umývadla alebo potrubia
- Nedávajte alebo nehádzajte odsávačku do vody alebo inej tekutiny
- Nesiahajte na elektrický spotrebič, ktorý padol do vody. Ihneď odpojte zo siete.

Upozornenie: Aby ste znížili riziko popálenín, zasiahnutia elektrickým prúdom, ohňa alebo zraneniu osôb:

- Nikdy nenechávajte tento spotrebič bez dozoru, keď je pripojený do elektrickej siete
- Je potrebné aby ste dobre dohliadali na spotrebič, keď je používaný v blízkosti dieťa alebo invalidu
- Používajte tento spotrebič iba na účel pre ktorý je určený, tak ako je to popísané v tomto návode na použitie. Nepoužívajte nadstavce, ktoré nie sú doporučené výrobcom
- Nikdy nepoužívajte tento spotrebič, ak má poškodený kábel alebo zástrčku, ak nepracuje správne, ak vám padol alebo je poškodený alebo padol do vody
- Držte napájací kábel ďalej od horúcich povrchov
- Nikdy nepoužívajte odsávačku počas spánku alebo ak ste ospalí
- Nikdy nevhadzujte ani nekladajte žiadne predmety do žiadneho z otvorov ani do hadičiek
- Nepoužívajte tento spotrebič ak je prasknutý alebo chýbajú nejaké časti
- Zabráňte tomu, aby sa deti alebo domáce zvieratá hrali s jednorannou odsávačkou, sieťovým adaptérom, atď.
- Nepoužívajte zariadenie s elektrickým adaptérom vonku, na miestach, kde sa používajú aerosolové spreje alebo kde sa podáva kyslík

Tieto pokyny, spolu s príjmovým dokladom, si odložte pre pripad, keby ste ich neskôr potrebovali.

DÔLEŽITÉ POKYNY PRE POUŽÍVANIE VAŠEJ JEDNORANNEJ ELEKTRICKEJ ODSÁVAČKY LANSINOH®

Neumývajte ani nesterilizujte hadičky, ani spojku hadičiek.

Funkcia stimulácie a odberu

Keď sú deti dojčené, začínajú s rýchlym satím, aby stimulovali tok vášho mlieka a pustili ho. Keď už mlieko tečie, dieťa si ho vytáhuje pomalšími, hlbokými ťahmi. Napriek tomu že nič nemôže napodobniť prirodzené kŕmenie dieťaťa na prsníku, pre simuláciu prirodzeného rytmu, má jednoranná elektrická odsávačka Lansinoh® k dispozícii dve fázy – fáza stimulácia (uvoľňovania) a fáza odberu.

Fáza stimulácie (uvoľňovania) je rýchlejší rytmus satia na uvoľnenie mlieka a spustenie jeho toku.

Fáza odberu (fáza 2) má 6 nastaviteľných spôsobov nastavenia sily satia, ktoré si môžete meniť podľa svojich potrieb.

Kľavesnica

Vaša jednoranná elektrická odsávačka Lansinoh® má skryté LED kontrolky pod fialovým panelom kľavesnice, čo pomáha pri zobrazení, aké aktuálne satie alebo fázu máte nastavenú.

⊕ Tlačidlá vám umožňujú prepínať medzi fázami. Fáza 1 (stimulácia) je naznačená s pomaly blikajúcimi LED kontrolkami. Fáza 2 (odber) je naznačená so stále svietiacimi LED kontrolkami.

Každá fáza má 6 úrovni satia. Použitím tlačidla ⊕ môžete zvyšovať úroveň satia a tlačidlom ⊖ znížovať úroveň satia. Spoločnosť Lansinoh vám odporúča zvoliť úroveň a fázu, ktorá vám najviac vyhovuje.

Rozsvietenie sa maximálne 6 LED diód v závislosti na zvolenej úrovni satia. Po 20 sekundách, ostane svietiť iba LED kontrolka najvyššej úrovne (úplne vpravo), čím zobrazuje, že odsávačka je zapnutá a zobrazuje aktuálne zvolenú úroveň satia. LED kontrolky nižšej úrovne budú automaticky vypnuté, aby sa šetrila energia.


Keď je odsávačka zapnutá, začne fáza 1 (stimulácia) a bude automaticky prepnutá na fázu 2 (odber) po 2 minútach. Odsávačka je vždy na úrovni satia 1, keď je spustená a pri prepínaní medzi fázami stimulácia a odber. Úroveň satia môžu byť potom zmenené tlačidlami ⊕ a ⊖.

Ak chcete preskočiť fázu 1 (stimulácia), jednoducho stlačte tlačidlo ⊕ pre prepnutie na fázu 2 (odber). Vždy je možné sa vrátiť späť na fázu 1 (stimulácia), ak je to potrebné.

Odsávačka sa automaticky vypne po 60 minútach.


Lansinoh® je tu pre vás, aby vás podporil pri vašej ceste dojčenia. Ak máte akékoľvek otázky, prosím neváhajte nás kontaktovať na +44 (0) 113 205 4201 alebo help@lansinoh.co.uk v UK, alebo kontaktujte distribútora vo vašej krajine.

02. Náčrt odsávačky




Základné ovládacie prvky, displej a funkcie

- 1 Tlačidlo zapnutia/vypnutia ⊕
- 2 Tlačidlo pre zvyšovanie úrovne satia ⊕
- 3 Tlačidlo pre znížovanie úrovne satia ⊖
- 4 Tlačidlo na prepínanie medzi fázou stimulácie a odberu.
- 5 LED indikátor úrovne satia




- 6 Vstup pre pripojenie hadičky
- 7 Priehradka na 6 batérií typu AA (nie sú súčasťou balenia)

POZNÁMKA: Použitie nabíjateľných batérií sa neodporúča.



- 6 Zásuvka na konektor elektrického adaptéra
- 7 AC adaptér



03. Časti jednorannej elektrickej odsávačky Lansinoh®

(Appendix 1)

Položka/Číslo položky

- 1 Hadičky 800mm #54100
- 2 Konektor odsávačky #53453
- 3 Prsné olemovanie (standard) #54101
- 4 Silikónový prsný nadstavec ComfortFit™ #54103
- 5 Telo prsného nadstavca #53454
- 6 Membrána #54105
- 7 Kryt membrány #53410
- 8 Biely ventil (1+1) #53401
- 9 160ml zberná nádoba (1) #53451
- 10 Veko nádoby (1) a tesniaci disk (1) #53450
- 11 AC adaptér/napájací kábel
- 12 Držiak na fľašu (1) #53452

Pred každým použitím...

- Vždy si dôkladne umyte ruky mydlom a vodou pred napojením sa odsávačou časťou, telom odsávačky alebo inými časťami.
- Rozoberte odsávačcu časť, ak ju chcete čistiť. Dajte nabok hadičky, pretože tie nepotrebuje byť umyté alebo sterilizované.
- Nespúšťajte odsávačku ak je viditeľnátekutina alebo vlhkosť v hadičkách, ale poriadne ich najprv vysušte pred použitím ak sú tam nejaké znaky vlhkosti.

04. Inštrukcie pre čistenie

Ak nemáte iné pokyny od vášho lekára, držte sa nasledovných inštrukcií ohľadom čistenia a sterilizácie.

Sterilizácia

1. Pred prvým použitím odsávačky, ju rozložte na časti a prevarte všetky časti odsávačce časťou, telom prichádzajú do kontaktu s materským mliekom podobu 10 minút. Do tejto súpravy patria všetky časti okrem základne odsávačky, zátky, hadičiek a spojky hadičiek.
- **Poznámka: Uistite sa, že ste do nádoby dali dostatočné množstvo vody, aby sa pri vytváraní jednotlivé časti nedotýkali dna.**
- **Poznámka: Nevývážajte hadičky ani spojku hadičiek.**
2. Hneď po vyvarení vyberte všetky časti von z vody.
3. Pred zložením a ďalším použitím ich nechajte dôkladne vysušnúť na vzduchu.
- **Poznámka: Súčiastky, ktoré sú len čiastočne vysušené môžu ovplyvniť fungovanie odsávačky. Prosíme uistite sa, že všetky časti sú dokonale suché pred použitím**

Čistenie

- Dajte nabok hadičky a konektor na hadičky. Tieto časti nepotrebuje byť čistené ani sterilizované, pretože membrána im zabráňuje, aby prišli do kontaktu s materským mliekom.
- Prsný nadstavec a nádoby môžu byť umyté v horúcej vode. Pre lepšie očistenie nádoby, odporúčame použiť kefku na dojčenskú fľašu a na čistenie vnútra prsného nadstavca odporúčame použiť kefku na cumeľ. **NEPOUŽÍVAJTE** rozpušťač ani drsňacie prostriedky.
- Opláchnite čistou teplou vodou.
- Všetky ostatné časti súpravy na odbermaterského mlieka by sa mali umývať ručne, aby sa predišlo ich poškodeniu a predĺžila sa ich životnosť.
- Ak chcete vyčistiť vašu odsávačku, utrite základňu odsávačky vlhkou utierkou, pričom použite čistú vodu alebo len jemné mydlo.
- Neumývajte ani nesterilizujte hadičky, ani spojku hadičiek.

- Poznámka: Aby to bolo dôkladné, uistite sa že membrány sú úplne suché pred použitím.
- Poznámka: Pred použitím súpravy na odber materského mlieka, vizuálne skontrolujte jednotlivé časti, či nie sú na nich praskliny, útoky, kvapky, zafarbenia alebo poškodenia, pretože to môže ovplyvniť funkčnosť súpravy na odber materského mlieka.

Prosím navštívte našu stránku www.lansinoh.co.uk alebo volajte +44 (0) 113 205 4201 v UK alebo kontaktujte distribútora vo vašej krajine pre prípadnú pomoc alebo výmenu jednotlivých častí.

05. Zloženie súpravy na odber materského mlieka (Appendix 2)

Súprava na odber materského mlieka sa v rámci balenia výrobku Lansinoh® dodáva vopred poskladaná. Očistite časti súpravy na odber materského mlieka (okrem hadičiek a spojky hadičiek) tak, ako je uvedené v časti „Inštrukcie pre čistenie“. Po očistení a úplnom vysušení všetkých súčastí poskladajte súpravu na odber materského mlieka nasledovným spôsobom:

1. Umiestnite fialovú membránu, šípkami smerom hore (šípky sú viditeľné) na vrchnú časť tela prsného nastavca. Uistite sa že šípky smerujú smerom k prsnému nastavcu ComfortFit™.



2. Potom zaistite kryt membrány do tela prsného nastavca, otočením priloženej fialovej membrány v smere hodinových ručičiek.
3. Zatláčte jemný silikónový prsný nastavec ComfortFit™ do prsného olemovania.
Poznámka: Uistite sa, že okraj prsného olemovania je pevne vo vnútri prsného nastavca a kanálík nastavca je zarovnaný presne s olemovaním.
4. Potom zatlačte prsný nastavec ComfortFit™ a olemovanie do tela prsného nastavca.
5. Jemne upevnite biely ventil do spodnej časti tela prsného nastavca.
Poznámka: Dávajte pozor pri manipulovaní čistení malého bieleho ventilu.
6. Upevnite fľašu na zbieranie materského mlieka na telo prsného nastavca.
7. Vložte hadičky do zadnej časti krytmembrány; zaistite pevné držanie.
8. Vložte vstup pre pripojenie hadičky do odsávačky.

06. Rady pre odsávanie

Najdôležitejší pre úspešné odsávanie je reflex spustenia mlieka. To je vtedy, keď vaše mlieko začnevoľne tiecť. Teplé mokré obklady na prsníoch a jemná, cirkulárna masáž prsníka pred a/alebo počas odsávania môžu pomôcť, aby sa tento prirodzený reflex dostavil. Môže pomôcť, ak budete myslieť vaše dieťa alebo sa pozerať na jeho fotografiu. Tiež môžete vyskúšať terapiu prsníkov Lansinoh® Therapearl™ 3v1, ktorá vám môže pomôcť so spustením mlieka.

Niektoré matky môžu dosiahnuť viac ako jeden spúšťací reflex počas jedného odsávania. Druhý alebo tretí spúšťací reflex môžete dosiahnuť počas odsávania, vrátením sa do fázy (stimulácie) stlačením tlačidla.

Ako dlho odsávať

Mlieko sa tvorí na základe ponuky a dopytu a tým, že si budete mlieko pravidelne odsávať budete stimulovať a udržiavať tvorbu mlieka. Rovnako ako pri dojčení, nie je potrebné plánovať čas odsávania, keď chcete získať lepší zmysel pre čas potrebný pre vaše telo na tvorbu mlieka pri používaní odsávačky.


Ak máte akékoľvek otázky ohľadom dojčenia alebo odsávačky, spojte sa s vaším pediatrom, laktáčnou poradkyňou alebo iným lekárom alebo navštívte www.lansinoh.co.uk

Rady pre odsávanie a kŕmenie

- Môžete odsávať jeden prsník počas dojčenia dieťaťa z druhého. Toto vám umožní maximalizovať efektívnosť odsávania, použitím reflexu spustenia mlieka stimulovaného satím vašeho dieťaťa.
- Môžete vyskúšať fľašu Lansinoh® mOmma®, s cumľom NaturalWave™, ktorá je klinicky otestovaná, aby pomohla deťom udržiavať získané zvyky a umožnila vašemu dieťaťu prejsť z prsníka na fľašu a zase späť.
- Ak sa rozhodnete používať fľašu Lansinoh® mOmma® s cumľom NaturalWave™, pre kŕmenie vašeho dieťaťa s odsávaným materským mliekom, prosím dodržiavajte nasledovné opatrenia:
- Vždy odskúšajte teplotu akejkoľvek tekutiny pred tým ako idete vaše dieťa kŕmiť.
- Nenechajte dieťa, aby si zobralo fľašu do postieľky alebo aby sa samé kŕmilo bez dozoru.

07. Používanie vašej jednostrannej elektrickej odsávačky Lansinoh®

Ako používať vašu jednostrannú elektrickú odsávačku Lansinoh®



Pre maximálne spustenie mlieka, prosím dodržujte tieto pokyny:

1. Uistite sa, že sú všetky hadičky pripojené k spojke hadičky.
2. Priložte si súpravu na odber materského mlieka ku prsiam tak, aby vaše bradavka bola v strede oproti kanálu prsného nastavca.
3. Uistite sa, že prsník kompletne vyplní prsný nastavec, tak aby bolo vytvorené vakuum a neunikal žiadny vzduch. Ak budete pociťovať trenie alebo nepohodlie na vašich bradavkách, možno potrebujete inú veľkosť nastavca. K dispozícii sú aj väčšie veľkosti nastavcov. Pre viac informácií, prosím volajte +44 (0) 113 205 4201, navštívte www.lansinoh.co.uk alebo kontaktujte distribútora vo vašej krajine.
4. Súprava na odber materského mlieka a bradavkový kanál musia byť jemne naklonené dole, aby ste umožnili mlieku prirodzene stekať do fľaše.
5. Stlačte a podržte tlačidlo On/Off (zapnutie/vypnutie) na pár sekúnd, aby ste zapli odsávačku.
6. Keď je odsávačka zapnutá, začne fáza 1 (stimulácia) a bude automaticky prepnutá na fázu 2 (odber) po 2 minútach.
7. Ak sa mlieko spustí skôr, stlačte tlačidlo (↺) pre zmenu na fázu odberu.
8. Odsávačka je vždy na úrovni satia 1, keď je spustená a pri prepínaní medzi fázami stimulácia a odber. Úroveň satia môžu byť potom zmenené tlačidlami (+) a (-).
9. Ak chcete preskočiť fázu 1 (stimulácia), jednoducho stlačte tlačidlo (↺) pre prepnutie na fázu 2 (odber). Vždy je možné sa vrátiť späť na fázu 1 (stimulácia), ak je to potrebné.
Poznámka: Ak sa kedykoľvek odsávanie vašeho prsníka stane nepohodlným, znížte úroveň satia stlačením tlačidla (-).
10. Keď je odsávanie ukončené, vypnite odsávačku tlačidlom On/Off (vypnutie/zapnutie). Uistite sa že neprebieha odsávanie na bradavke, pred tým ako odstránite prsný nastavec z prsníka. Ak je to potrebné, prerušte odsávanie vložením prsta medzi prsný nastavec a prsník. Keď je odsávanie prerušené, môže byť bezpečne odstránený prsný nastavec.
11. Používajte špeciálny stojan, aby ste predišli prevráteniu fľaše a unikú vylitá akéhokoľvek materského mlieka.
12. Zatvorte fľašu s vrchnákom a tesniacim diskom priloženým v balení - Prosím dodržiavajte pokyny pre skladovanie materského mlieka, ktoré sú uvedené v časti 9.

08. Možnosti napájania


Odsávačka môže pracovať pri ktoromkoľvek z nasledovných spôsobov napájania:

AC adaptér (je súčasťou dodávky)



Zapojte elektrický adaptér do zásuvky pre napájací konektor umiestnenej na pravej strane odsávačky. Zapojte elektrický adaptér do sieťovej zásuvky, ktorý máte k dispozícii. Elektrická bezpečnosť môže byť zaručená len ak bude odsávačka zapojená pomocou pribaleného AC sieťového adaptéra. (Pozrite časť „Technické údaje“).

6 AA alkalických batérií (nie sú súčasťou dodávky)



Uistite sa, že sú batérie správne vložené podľa ich polaritu (+) a (-) tak, ako je to znázornené. Prieťažku uzavrite jemným zatlačením krytu, aby zapadol na svoje miesto. Ak odsávačku dlhšie nepoužívate, batérie vyberte. Batérie vyhodte v súlade s predpismi pre životné prostredie a recykláciu. Vymieňajte všetky batérie naraz. Prosím pamätajte si že odsávačka nie je navrhnutá na používanie s dobijateľnými batériami. Nemeňte staré a nové batérie. Nemeňte alkalické a štandardné (karbónovo-zinkové) batérie. Ak sú v odsávačke batérie, ale zároveň je odsávačka napojená do elektrickej siete, bude používať elektrinu a nie batérie na svoje fungovanie. Pre najekonomickejšie používanie, odporúčame používať vašu odsávačku pomocou AC adaptéru, ktorý bol priložený. Priložený AC adaptér má univerzálny AC vstup a môže byť použitý so systémami 100V až 240V s napájaním 50Hz a 60Hz.

09. Pokyny pre skladovanie materského mlieka

Pokyny pre skladovanie a rozmrazovanie materského mlieka pre zdravé bábätká narodené v termíne.

Konkrétne podmienky skladovania mlieka konzultujte s vašou laktáčnou poradkyňou alebo lekárom.

Keď zamrazujete materské mlieko, neplňte nádobu do viac ako ¾ objemu, aby ste umožnili expanziu tekutiny pri zamrazení. Na nádoby napíšte dátum odsatia mlieka, aby ste v budúcnosti vedeli, kedy bolo mlieko odsať. Najprv používajte staršie materské mlieko.

Teplota miestnosti	(<26°C)	6 Hodiny
Chladnička	(>4°C)	3 Dni
Chladnička	(<4°C)	5 Dni
Mraziaca časť v chladničke		2 Týždne
Domáci mraziak	(<-18°C)	6 Mesiace

*La Leche League (2012)

Poznámka: NEUSCHOVÁJTE vaše materské mlieko do dvierach mrazičiek/chladničiek. Dvere zvyknú byť najteplejšou časťou mrazičiek.

Rozmrazovanie

Rozmrazte zamrazené mlieko v chladničke alebo umiestnite nádobu pod studenú tečúcu vodu, a postupne zvyšujte jej teplotu až kým mlieko nie je rozmrazené. Rozmrazené mlieko môže byť uskladnené v chladničke až 24 hodín.

POZNÁMKA: Rozmrazené mlieko už NEMRAZTE.

Jemne potraťte nádobu s rozmrazeným mliekom predtým ako budete dieťaťko kŕmiť, aby ste premiesli jednotlivé vrstvy, ktoré sa oddelili. Materské mlieko nie je homogenizované a „smotana“

sa umiestni vo vrchnej častí flasky. Materské mlieko môže mať rôznu farbu a konzistenciu podľa toho, v ktorom čase dňa bolo odobraté, čo ste jedli a podľa veku dieťaťa v čase odšávania.

POZNÁMKA: MATERSKÉ MLIEKO NEDÁVAJTE DO MIKROVLNNEJ RÚRY! Mikrovlnná energia zloží mlieko. Mikrovlnné zohrievanie môže zároveň vytvoriť v mlieku „horúce miesta“, ktoré by mohli dieťaťko popáliť.

POZNÁMKA: NEROZMRAZUJTE materské mlieko vo veľmi horúcej alebo vriacej vode.

10. Technické údaje

- Napájanie**
Prevádzka na batérie: 6 AA alkalických batérií (nie sú súčasťou dodávky), všetky naraz zapojené. Nepoužívajte nabíjateľné batérie. Prevádzkový čas na batérie: Približne 2 hodiny so 6 alkalickými batériami (nie sú súčasťou dodávky).
Prevádzka s AC adaptérom: 100V/240V AC adaptér so stenovou zástrčkou, galvanicky izolovaný adaptérom s výstupným napätím 9V DC. Spotrebný výkon odsávačky: Maximálne 10 wattov
Regulácia napätia: Lineárny regulátor napätia s nízkou stratou napätia ochranou proti skratu.


2. Ovládací systém

Ovládací jednotka: Mikroovládač s vnútornou programovou pamäťou
Programová pamäť: 8K flash ROM, 1K RAM pamäť
Obsahuje 2 fázy: fáza odberu a stimulácie, ktoré sú voľiteľné tlačidlami.

Nastaviteľná úroveň satia: 6 úrovní satia je voľiteľných a ovládaných pomocou tlačidiel.
Úroveň vákuu satia: Minimálne 56 mmHg, maximálne 225 mmHg

Súlad s predpismi

Použitá časť typu BF



Upozornenie: Detské SKRUTI kábliami. Držte káble ďalej z dosahu detí.

Technické údaje

Požiadavky na napájanie
AC adaptér (je súčasťou dodávky)
AC Adaptér – EU
Konfigurácia zástrčky
100V/240V zástrčka stenového typu
AC adaptér, galvanicky izolovaný adaptérom s výstupným napätím 9V DC
Batérie (nie sú súčasťou dodávky) 6 AA batérií, 1.5V alkalické
V súlade s predpismi UL (E314167) a CSA schválené s EU napájacím adaptérom

11. Riešenie problémov

Riešenie problémov s jednostrannou elektrickou odsávačkou Lansinoh®

Prerušenie prívodu elektriny

- AK sa preruší normálne fungovanie odsávačky buď z elektrickej/ alebo mechanickej stránky, jednoduchou cestou nasledovne:
 - Odpojte AC adaptér z elektrickej siete.
 - Počkajte pár sekúnd a potom zapojte AC adaptér späť do elektrickej zásuvky. AK stále pretrvávajú problémy s elektrinou, skúste použiť odsávačku so 6 batériami AA a uistite sa pritom, že ste odpojili AC adaptér.

Nepohodlie pri odšávani

AK pocítujete nepohodlie pri odšávani, možno budete potrebovať inú veľkosť prsného nastavka. Navštívte www.lansinoh.co.uk alebo volajte +44 (0) 113 205 4201 v UK alebo kontaktujte distribútora vo vašej krajine.

Znížený výkon odsávania

- AK sa vám zdá, že výkon odšávania sa znížil, vyskúšajte nasledovné:
 - Odstráňte hadičky z odsávačky a priložte prst na konektor hadičky. AK cítite satie, odsávačka funguje správne, ale časť na odšavanie mlieka možno nie je správne zložená, alebo môže byť poškodený biely ventil. AK nečítate žiadne satie na vašom prste, skúste odpojiť sieťový adaptér z prúdu, počkajte pár sekúnd a znovu ho zapojte do elektrickej zásuvky.
 - Uistite sa, že časť na odšavanie bola správne zložená. Skontrolujte inštrukcie o zložení v časti „Ako zostaviť vašu odsávačku“.
 - Prekontrolujte biely ventil, či na ňom nie sú hrúbky alebo diery. Táto súčiastka je najdôležitejšia pre správne satie. Vymeňte biely ventil za iný náhradný biely ventil dodaný k spotrebiču.


12. Kmenie s materským mliekom pomocou peristaltického cumľa NaturalWave™

Peristaltický cumel NaturalWave™ je špeciálne navrhnutý aby:

- pomohol udržať získané zvyky z dojčenia.
- bolo jednoduché prejsť z prsnika na flašu a zase späť.
- Nabáda dieťa na pohyb jazykom "v tvare vlny".
- Podporuje inštinktívny spôsob satia pre prirodzený rozvoj úst.

- 1. Prísatie**
Pery otvorené smerom von a jazyk na dvorci prsnej bradavky.
- 2. Peristaltický pohyb jazyka**
Jazyk sa pohybuje súvislým pohybom „v tvare vlny“ aby stlačil bradavku a vytlačil mlieko. Toto zabezpečí prirodzený rozvoj úst, čeluste a tváre. Fakt: Jazyk dieťaťa opakuje peristaltický pohyb asi 800 až 1000 krát počas jedného dojčenia.
- 3. Prehltanie**
- 4. Zadná časť jazyka dieťaťa sa dvíha a odvádza mlieko do pažeráka.**

Peristaltický cumel NaturalWave™ bol navrhnutý a klinicky testovaný, aby nabádal na tento prirodzený spôsob pri kmení.



- 1. Špička cumľa**
Dieťa si odvádza mlieko.
- 2. Jemný 100% silikón**
Nafuša sa a vyhýba pre optimálnu kompresiu.
- 3. Vnútrore vertikálne hrebene**
Posilujú štruktúru cumľa, aby bol odolný voči prelomiu.
- 4. Unikátny postupný sklon**
Umožňuje plynulý peristaltický pohyb jazyka.
- 5. Široká, štruktúrovaná základňa cumľa**
Pre ľahké prísatie a efektívne satie.
- 6. AVS**
Znižuje príjem vzduchu ako potenciálnej príčiny koliky.

Z jedného kusu vytvorený, bezproblémový dizajn cumľa k dispozícii s pomalým, stredným a rýchlym tokom.

Doporučuje sa výhradne dojiť počas prvých 6 mesiacov života dieťaťa. Dojčenie a tvorba materského mlieka, by mala byť pevne zaužívaná pred využívaním flaše a cumľa.

Pokyny pre použitie: Naplňte s potrebným množstvom tekutiny a utiahnite vrchnák. Zohrievanie v mikrovlnnej rúre sa neodporúča. Ak sa rozhodnete zohrievať jedlo v mikrovlnnej rúre, nezavrhajte flašu. Odstráňte cumel a vrchnák, keď zohrievate v mikrovlnnej rúre. Dobré zamiešajte pred použitím a vždy skontrolujte teplotu pred kmením dieťaťa. Nepriemerane zohriate jedlo môže spôsobiť popálenie úst dieťaťa. Materské mlieko nedávajte do mikrovlnnej rúry, mení zloženie mlieka. Pred prvým použitím, vyčistite spotrebič. Aby ste zaistili hygienu spotrebiča, dajte cumel a flašu so všetkými časťami do vriacej vody na 5 minút pred ich použitím. Keď nesiete plnú flašu, uistite sa, že je zavretá s vrchnákom na správnom mieste, dajte pritom pozor aby bol cumel v strede vrchnáku, aby bola aktivovaná funkcia spotrebiča „spill-proof“ (odolnosť voči vyliatiu).

Čistenie: Pred prvým použitím, dajte produkt do vriacej vody na 5 minút, nechajte ho vychladnúť a všetky časti flaše dôkladne opláchnite. Týmto zabezpečíte hygienu. Následne, môže byť flaša tiež umytá v horúcom koši umývačky riadu a môžu byť sterilizované (otvorené) až v mikrovlnnej rúre aj použitím špeciálneho sterilizačného zariadenia. Vždy umývajte všetky časti produktu ihneď po každom použití. Umyvajte v teplej mydlovej vode a následne opláchnite. Očistite pred každým použitím

Zloženie produktu: Keď sú časti úplne suché, vložte cumel cez vrch šroubovacej vrchnáku. Pripevnte šroubovací vrchnák pevne na hrdlo flaše.



Upozornenie: Keď nepoužívate, uskladnite na suchom a tmavom mieste. Vždy používajte tento produkt pod dohľadom dospelého osoby. Skladujte, čistite tak, aby produkt neprišiel do kontaktu s rozpúšťadlami alebo chemikáliami. Mohlo by to spôsobiť poškodenie. Nenechávajte produkt na priamom slnku alebo ho nenechávajte v dezinfekčnom prostriedku (sterilizačné riešenie) dlhšie ako je odporúčané. Nezhrievajte tekutinu, tak že umiestnite flašu priamo na plynový alebo elektrický sporák, ohrievacie platničky, v elektrickej rúre atď.

Pre bezpečnosť vášho dieťaťa a jeho zdravie, **UPOZORŇUJEME!** Vždy používajte tento produkt pod dohľadom dospelého osoby. Nikdy nepoužívajte cumel na kmenie ako dudlik. Opakované a dlhé satie tekutín spôsobuje kazenie zubov. Vždy skontrolujte teplotu jedla pred kmením. Všetky časti, ktoré nepoužívate udržiavajte mimo z dosahu detí. Nenechávajte dieťa samé s vyfukovaním na piti, kvôli riziku udusenia, pádu dieťaťa alebo keď je produkt rozbitý.

UPOZORNENIE: Kazenie zubov môže u malých detí nastať aj keď sú používajú nesladené nápoje. Tuto sa môže stať, ak nechávate vaše dieťa používať flašu na dlhšiu dobu počas dňa a občasť počas noci, keď je znížený tok slín alebo keď je používaná ako dudlik. Nenechávajte cumel na priamom slnku alebo ho nenechávajte v dezinfekčnom prostriedku (sterilizačné riešenie) dlhšie ako je odporúčané, pretože to môže oslabiť cumel. Skontrolujte pred každým použitím. Zahoďte ho pri prvom náznaku poškodenia alebo oslabenia. Vymeňte cumel každých 7 týždňov, z bezpečnostných a hygienických dôvodov. Poľahčite cumel pre kmenie do všetkých strán, aby ste prekontrolovali produkt.

POZOR: Niektoré šfavy sú sterilné a môžu urobiť silikón nepriehľadným. Tuto nemeňte žiadne vlastnosti. Materské mlieko 13. Záruka

Omešadená záruka spotrebiteľného tovaru

Na tento výrobok sa použije záruka pôvodnému zákazníkovi, ktorý si ho zakúpil („kupujucemu“), na všetky chyby materiálu a remeselného spracovania, ktoré nie sú v obchodnej praxi prijateľné počas obdobia jedného roka od dátumu kúpy na mechanizmus odsávačky a počas obdobia 90 dní na všetky ostatné časti produktu. Záručné krytie prestane platiť v prípade, ak tento výrobok predáte alebo inak previedete na inú osobu. Táto záruka však poskytuje konkrétne zákonné práva, okrem ktorých ešte môžete mať, v závislosti od krajiny, ďalšie práva.

LANSINOH NEPOSKYTLJE ŽIADNU ĎALŠIU ZÁRUKU TYKAJÚCU SA PRODUKTU, AK ŽE ZÁRUKY EXPLICITNE STANOVENÉ TU. AKÉKOLIEK ODVOĎENÉ ZÁRUKY, VRÁTANE ODVOĎENÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI ALEBO AKÉKOLIEK ODVOĎENÉ ZÁRUKY APLIKOVATELNOSTI Z URČITÉHO DÔVODU, V ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM, SÚ OMEŠZENÉ NA 90 DNÍ OD DÁTUMU ZAKÚPENIA PRVÝM KUPUJÚCIM.

V prípade že spoločnosť Lansinoh zistí že produkt ® nesplňa vyššie uvedené limitované záruky, zákazníkovi ako výhradný dodávateľ Lansinoh®urobí nápravu, opravy alebo spoločnosť Lansinoh®, vymení tento produkt bezodplatne alebo jeho pracovné časti.

POZNÁMKA: Kupujiaci znáša všetky náklady spojené s vrátením tohto produktu spoločnosti Lansinoh®. Táto záruka sa nevzťahuje na akýkoľvek produkt, ktorý bol predmetom nesprávneho použitia, nesprávne vykonanej údržby alebo opráv. Iba náhradné diely značky Lansinoh®sú doporučované pre použitie s produktami pre dojčenie značky Lansinoh®. Nevhodná alebo nesprávne prevedená údržba alebo oprava alebo použitie náhradných dielov, ktoré nie sú značky Lansinoh® môžu zrušiť túto záruku.

V ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM, BY NEMALA BÝT SPOLČNOSŤ LANSINOH ZODPOVEDNÁ ZA AKÉKOLIEK NÁHODNÉ ALBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, A NIE SÚ VYHRADENÉ, ŽIADNE NÁKLADY NA VYMENU SPOŠOBENÚ PORUŠENÍM AKÝCHKOLIEK PISANÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ZÁRUK.

AK chcete uplatniť nárok v rámci tejto záruky, prosím volajte +44 (0) 113 205 4201 ak ste v UK alebo kontaktujte distribútora vo vašej krajine. Bude vám poskytnutá adresa pre vrátenie produktu, ak je to potrebné, príde však vý originál pokladničný doklad o nákupe alebo iný doklad o kúpe s dátumom a stručným popisom problému.

Deklarácia o elektromagnetickej kompatibilité (EMC)

Iba pre informačné použitie

Príloha FCC

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka je predmetom nasledujúcich dvoch podmienok: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie, a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

UPOZORNENIE

Odporúčaný odstup medzi prenosným a mobilným RF komunikačným zariadením a modelom @ 3Vrms			
Jednoduchá elektrická prsná odsávačka Lansinoh je určená pre použitie v elektromagnetickom prostredí, v ktorom je vyvolané rádiové rušenie regulované. Zákazník alebo užívateľ jednoduché elektrické prsnej odsávačky Lansinoh môže pomôcť zabrániť elektromagnetickým interferenciám dodržaním minimálnych vzdialeností medzi prenosnými a mobilnými RF komunikačnými zariadeniami (vysielačmi) a jednoduchú elektrickú prsnú odsávačku Lansinoh, ktoré sú uvedené nižšie, v súlade s maximálnym výstupným výkonom komunikačného zariadenia.			
Odstup podľa frekvencie vysielača m			
Nominálny maximálny výstupný výkon vysielača W	150 khzaž 80 Mhz	80 Mhzaž 800 Mhz	800 Mhzaž 2,5 Ghz
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,37	0,37	0,74
1	1,17	1,17	2,33
10	3,69	3,69	7,38
100	11,67	11,67	23,33

Prehľadovanie o bezdrôtový prevádzke

Bezdrôtové komunikačné zariadenia, ako sú bezdrôtové domáce sieťové zariadenia, mobilné telefóny, bezdrôtové telefóny a ich základne, vysielačky môžu ovplyvniť toto zariadenie a mali by byť udržiavané minimálne 3,5 m ďalej od zariadenia.

Na hromade (položene na inom zariadení)

Toto zariadenie by nemalo byť používané v tesnej blízkosti alebo položené na inom zariadení. Ak je používanie v tesnej blízkosti alebo na inom zariadení nevyhnutné, toto zariadenie by malo byť pozorované, či pracuje správne spôsobom akým má byť používané.

Tento produkt je produkt osobného použitia a preto ak je raz rozbitý už nemôže byť vrátený. Ak sa budete mať akékoľvek problémy s týmto produktom, prosím zavolať našu zákaznícku linku zdarma na +44 (0) 113 205 4201 v UK alebo kontaktujte distribútora vo vašej krajine. Naš predajca vám rád pomôže.

Lansinoh® Laboratories, Inc. Jason House, Kerry Hill, Leeds, LS18 4JR, UK
lansinoh.co.uk

 Výrobca: Lansinoh Laboratories Saglik Gerecleri
Tasarim San.Tic.Sh.
A.O.S.B – 10006 Sok. No:64 35620
Cigli / Izmir / Turkiye

Lansinoh® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Lansinoh Laboratories, Inc.

©2014 Lansinoh Laboratories, Inc. Všetky práva vyhradené.

304-013-00

 Čestitamo!

Dizajnirana za mame dojičky koje žele da nastave da hrane svoje bebe svojim mlekom, čak i ako su odvojene od njih, Lansinoh® jednostruka električna pumpica za izmlazanje omogućava da brzo, lako i udobno izmlazate majčino mleko.

Naša pumpica:

- Je jednostavna za čišćenje, sklapanje i upotrebu - Higijenski dizajn garantuje sprečavanje ulaska mleka u pumpicu - nema potrebe da čistite cevčicu.
- Ima prilagodljive nivoe izvlačenja sa +/- jednostavnim za upotrebu kontrolnim tasterima.
- Ima LED pokazatelj tako da tačno znate koje podešavanje izmlazanja i fazu ste uključili.
- Uključuje NaturalWave™ cuclu (sa poklopecem) koja pomaže da se održi već uspostavljen obrazac dojenja.
- „Izmlazanje → čuvanje → hrانjenje“ dolazi sa jednom bočicom za udobno i lako izmlazanje, čuvanje i hrانjenje (u pakovanju su uključeni zapltni disk za čuvanje i NaturalWave™ cucla).
- Radi na struji ili na baterije - 6 AA baterija (nisu uključene u pakovanje).
- Je pogodna za pranje u mašini za suđe i sterilizaciju (Nije potrebno da perete cevčice ili priključnu spojnicu).

Ako imate bilo kakva pitanja, nazovite naše odeljenje korisničkog servisa na +44 (0) 113 205 4201 ili pošaljite e-poštu help@lansinoh.co.uk

Sadržaj

01. Važne mere zaštite
02. Dijagram pumpice
03. Delovi Lansinoh® jednostruke električne pumpice za izmlazanje
04. Uputstva za čišćenje
05. Sklapanje kompleta za izmlazanje majčinog mleka
06. Saveti za pumpanje
07. Korišćenje Lansinoh® jednostruke električne pumpice za izmlazanje
08. Opcije napajanja
09. Smernice za čuvanje majčinog mleka
10. Tehnički podaci
11. Rešavanje problema
12. Hranjenje majčinim mlekom pomoću NaturalWave™ peristaltičke cucle
13. Garancija

01. Važne mere zaštite

Lansinoh® jednostruka električna pumpica za izmlazanje je predmet za ličnu upotrebu i iz higijenskih razloga nikad ne treba da se deli sa drugim majkama ili da se preporođi drugoj majci. Bilo koja od ovih radnji će poništiti garanciju.

Ukoliko ste majka koja je inficirana hepatitisom B, hepatitisom C ili virusom humane imunodeficijencije (HIV), izmlazanje majčinog mleka korišćenjem Lansinoh® jednostruke električne pumpice za izmlazanje neće smanjiti ili ukloniti rizik od prenošenja virusa na vašu bebu putem majčinog mleka.

Kada koristite električne proizvode, posebno kada su prisutna deca, trebalo bi da se pridržavate osnovnih bezbednosnih procedura, koje uključuju sledeće:

Pročitajte celo uputstvo pre korišćenja

Opasnost: Da biste smanjili rizik od strujnog udara:

- Uvek isključite proizvod odmah posle korišćenja.
- Ne koristite za vreme kupanja.
- Nemojte ostavljati niti čuvati ovaj proizvod na onim mestima gde može da upadne ili da potone u kadu ili odvod.
- Ne ostavljajte i ne spuštajte pumpicu u vodu ili drugu tečnost.
- Ne dohvaćajte električni proizvod koji je upao u vodu. Odmah isključite.

Upozorenje: Da biste smanjili rizik od opekotina, strujnog udara, požara ili povreda osoba:

- Ovaj proizvod nikada ne biste trebalo da ostavljate bez nadzora kada je uključen.
- Neposredan nadzor je neophodan kada se ovaj proizvod koristi u blizini dece ili invalida.
- Korišćenje ovog proizvoda je isključivo za namenu opisanu u ovom priručniku. Ne koristite dodatke koje nije preporučio proizvođač.
- Nikada nemojte da upotrebljavate proizvod ukoliko ima oštećen kabl ili utikač, ako je ispao ili oštećen, ili ako je upao u vodu.
- Držite kabl dalje od zagrejanih površina.
- Nikad ne koristite dok spavate ili ste pospani.
- Nikada ne ubacujte bilo kakve predmete u otvore ili cevčice.
- Nemojte da koristite ovaj proizvod ukoliko je polomljen ili neki od delova nedostaje.
- Nemojte da dozvolite maloj deci ili kućnim ljubimcima da se igraju sa jedinicom pumpice, strujnim adapterom i slično.
- Nemojte da ga koristite napojiti sa strujnim adapterom ili da ga koristite na onim mestima gde se koriste proizvodi sa aerosolima ili gde se primenjuje kiseonik.

Sačuvajte ova uputstva zajedno sa računom za buduću upotrebu.

VAŽNE NAPOMENE ZA RAD VAŠE LANSINOH® JEDNOSTRUKKE ELEKTRIČNE PUMPICE ZA IZMLAZANJE

Nemojte da perete ili sterilizujete cevčice ili spojnice cevčica.

Funkcija otpuštanja i izmlazanja

Kada beba doji, ona počne sa brzim sisanjem da bi stimulišala da se vaše mleko otpusti i poteče. Onoga trenutka kada se vaše mleko otpusti, beba izvlači mleko sporijim, dubljim gutljajima. Kako ništa ne može da ponovi kako se tačno beba hrani na dojci, da bi stimulišala prirodni ritam, Lansinoh® jednostruka električna pumpica za izmlazanje nudi dve faze - fazu otpuštanja i fazu izmlazanja.

Faza otpuštanja (1. faza) je način brzog pumpanja pomoću kog se aktivira otpuštanje vašeg mleka.

Faza izmlazanja (2. faza) poseduje 6 podesivih usisnih jačina koje mogu da se prilagode za vašu udobnost.

Tastatura

Vaša Lansinoh® jednostruka električna pumpica za izmlazanje poseduje skrivena LED svetla ispod ljubicašće ploče tastature, kako bi na koristan način ukazala koje podešavanje i fazu izmlazanja koristite.

 Dugmad vam dozvoljavaju da prebacite sa jedne faze na drugu. Faza 1 (otpuštanje) je označena sa lagano zatampljenim LED svetlima. Faza 2 (izmlazanje) je označena sa mirnim LED svetlima.

Svaka faza ima 6 nivoa isisavanja. Korišćenjem  dugmeta, možete da povećate nivo isisavanja, a  dugme smanjuje nivo isisavanja. Lansinoh vam preporučuje da odaberete nivo i fazu koja vam najviše odgovara.

Imate maksimalno 6 LED svetla koja osvetljavaju u zavisnosti od izabranog nivoa isisavanja. Nakon 20 sekundi, samo najviše (najdalje desno) LED svetlo će ostati kako bi ukazalo da je telo pumpice uključeno i kao podsetnik koji je trenutno izabran nivo isisavanja. Niža LED svetla će se automatski isključiti kako bi sačuvali energiju.


Kada je pumpica uključena, ona počinje sa fazom 1 (otpuštanje) i automatski će se prebaciti na fazu 2 (izmlazanje) nakon 2 minute. Pumpica će uvek podrazumevati nivo 1 isisavanja kada počinje i kada se prebaci između faza otpuštanja i izmlazanja. Nivoi isisavanja se mogu prilagoditi sa  i  dugmadima.

Ako više volite da zaobiđete fazu 1 (otpuštanje), jednostavno pritisnite  dugme kako biste prebacili na fazu 2 (izmlazanje). Uvek je moguće da se vratite nazad na fazu 1 (otpuštanje) kada je to potrebno.

Pumpica će se automatski isključiti nakon 60 minuta.


Lansinoh® je ovde kako bi vam pružio podršku na vašem putu ka dojenju. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, ne oklevajte da nas kontaktirate na +44 (0) 113 205 4201 ili help@lansinoh.co.uk u Velikoj Britaniji ili kontaktirajte distributera u vašoj zemlji.

02. Dijagram pumpice




Osnovne kontrole, ekran i karakteristike


- ① Dugme uključeno/isključeno 
- ② Kontrolno dugme za povećavanje nivoa isisavanja 
- ③ Kontrolno dugme za smanjivanje nivoa isisavanja 
- ④ Dugme za promenu između faza otpuštanja i izmlazanja i obrnuto 
- ⑤ LED indikator jačine isisavanja



- ⑥ Umetanje cevčice
 - ⑦ Kucište za 6 AA baterija (baterije nisu uključene u pakovanje)
- NAPOMENA: Nisu preporučljive punjive baterije**



- ⑨ Spojnica za utičnicu strujnog adaptera
- ⑩ Strujni adapter



03. Delovi Lansinoh® jednostruke električne pumpe za izmlazanje (Dodatak 1)

Artikal/Broj artikla

- 1 Cevčica 800mm#54100
- 2 Spojnica pumpe br. 53453
- 3 Kupasti nastavak za grudi (standardni) #54101
- 4 ComfortFit™ silikonska podloga za grudi (standardni) #54103
- 5 Telo podloge za grudi br. 53454
- 6 Dijafragma #54105
- 7 Poklopac dijafragme br. 53410
- 8 Beli ventil (1+1) br. 53401
- 9 Sud 160ml (1) br. 53451
- 10 Poklopac sa navojem (1) i zapfivni disk (1) br. 53450
- 11 Adapter za baterije/kučičice za napajanje
- 12 Držalac za bočice (1) br. 53452

Pre svake upotrebe...

- Uvek temeljno operite ruke sapunom i vodom, pre rukovanja sa kompletom za izmlazanje, telom pumpe ili drugim dodacima.
- Razstavite komplet za izmlazanje kako biste ga očistili. Ostavite sa strane cevčice, pošto one ne treba da se peru ili sterilisu.
- Ne koristite pumpicu ukoliko je tečnost ili vlaga vidljiva u cevčicama, nego ih prvo osušite pre upotrebe ukoliko ima bilo kakvih znakova vlage.

04. Uputstva za čišćenje

Pratite ova uputstva za čišćenje i sterilizaciju, osim ako vas nije drugačije uputio vaš zdravstveni radnik.

Sterilizacija

1. Pre korišćenja kompleta po prvi put, rastavite na delove i prokuvajte 10 minuta sve delove kompleta za brzo izmlazanje koji su došli u kontakt sa mlekom iz grudi. Komplet uključuje sve delove, izuzev baze pumpe, utikača, cevčica i spojnica za cevčice.
- **Napomena: obezbedite dovoljno vode kako bi delovi plutali prilikom prokuvajanja.**
- **Napomena: ne prokuvajajte cevčice i spojnice za cevčice.**
2. Odmah posle prokuvajanja izvadite sve delove iz vode.
3. Potpuno ih osušite na vazduhu pre sklapanja i ponovne upotrebe.
- **Napomena: delimično osušeni delovi mogu da utiču na rad pumpe. Pre upotrebe osigurajte da su delovi potpuno suvi.**

Čišćenje

- Ostavite sa strane cevčice i spojnica za cevčice. Ove delove ne treba da čistite ili sterilisete zbog toga što dijafragma sprečava da oni dođu u kontakt sa mlekom iz grudi.
- Podloga za grudi i sud mogu da budu očišćeni u gornjoj polici vaše mašine za pranje posuda ili da budu ručno oprani u vrućoj vodi sa deterdžentom za posude. Za najbolje rezultate preporučujemo korišćenje četke za pranje dečjih flašica kako biste očistili sud i četkice za zube da očistite unutrašnjost podloge za grudi. **NE MOJTE** koristiti rastvarače i abrazivna sredstva.
- Isperite vrućom, čistom vodom.
- Svi ostali delovi kompleta za izmlazanje trebalo bi da budu ručno oprani kako bi se sprečio njihov gubitak i produžio životni vek.
- Da biste očistili vašu pumpicu za izmlazanje, obrišite bazu važnom krpom, koristeći samo vodu ili blagi sapun.
- Nemojte da perete ili sterilisete cevčice ili spojnice cevčica.
- Napomena: za najbolje rezultate, uverite se da su dijafragma potpuno suve pre upotrebe.
- Napomena: pre upotrebe kompleta za izmlazanje, pregledajte pojedinačne delove da li imaju pukotine, ogrebotine, poderoštine, promenu boje ili znake propadanja tj. sve ono što bi moglo uticati na funkcionalnost kompleta za izmlazanje.

Posetite www.lansinoh.co.uk ili pozovite +44 (0) 113 205 4201 u Velikoj Britaniji ili kontaktirajte distributera u vašoj zemlji za buduće rukovanje i rezervne delove.

05. Sklapanje kompleta za izmlazanje majčinog mleka (Dodatak 2)

Vaš komplet za izmlazanje dolazi rastavljen u Lansinoh® pakovanju proizvođa. Čistite delove kompleta za izmlazanje (osim cevčica i spojnica za cevčice) na način opisan u sekciji „Uputstva za čišćenje“. Kada svi delovi budu čisti i potpuno suvi, sastavite komplet na sledeći način:

1. Postavite ljuštičastu dijafragmu, sa strelcom na gore (strelac je vidljiv), na vrh tela podloge za grudi.

Obezbedite da strelce pokazuju u pravcu ComfortFit™ podloge za grudi.



2. Zatim obezbedite poklopac dijafragme na telo podloge za grudi okretanjem u smeru kazaljke na satu kako bi zatvorili ljuštičastu dijafragmu.
3. Pritisnite mekane silikonske ComfortFit™ podloge za grudi u kupasti nastavak za grudi.
- **Napomena:** osigurajte da je obod kupastog nastavka za grudi bezbedan unutar usana podloge za grudi i da je levak na podlozi lepo poravnat sa kupastim nastavkom.
4. Zatim pritisnite ComfortFit™ podloge za grudi i kupasti nastavak unutar tela podloge za grudi.
5. Nežno obezbedite beli ventil na dno podloge za grudi.
- **Napomena: pažljivo rukujte i čistite mali beli ventil.**
6. Zavrnite bočicu za sakupljanje na telo podloge za grudi.
7. Ubacite cevčice na poleđinu poklopca dijafragme; osigurajte da stoje čvrsto.
8. Postavite ulaz cevčice u pumpu.

06. Saveti za pumpanje

Najvažniji deo uspešnog pumpanja je mogućnost da aktivirate refleks otpuštanja. To je faza kada mleko iz vaše dojke počne slobodno da teče. Tople vlažne komprese postavljane na dojke i nežna kružna masaža dojki pre i/ili tokom faze izmlazanja mogu pomoći da se ovaj prirodni refleks ostvari. Razmišljajte o bebi ili gledanje vaše bebe ili njene slike, ukoliko ste odvojeni od nje, takođe može da bude korisno. Takođe možda poželite da isprobate Lansinoh® Therapearl™ 3 u 1 terapiju za grudi koja vam može pomoći da mleko poteče.

Neke mame mogu da postignu više od jednog otpuštanja tokom izmlazanja. Može čete biti u mogućnosti da dostignete drugo ili treće otpuštanje tokom izmlazanja, tako ćete se vratiti na fazu (otpuštanje) pritiskom na dugme.

Koliko dugo da pumpan

Mleko se proizvodi na bazi ponude i potražnje, tako će da redovno izmlazanje vašeg mleka stimulise vaše telo i bićete u stanju da održite količinu mleka. Baš kao i sa dojenjem, nije neophodno da vremenski ograničite svoj period izmlazanja, ali čete dobiti bolji osećaj za vreme koje je potrebno vašem telu da izdoli mleko iz vaših grudi korišćenjem pumpe za grudi.


Ukoliko imate pitanja vezana za dojenje ili za korišćenje pumpe za grudi, konsultujte babicu, patronažnu sestru ili lekara ili posetite www.lansinoh.co.uk

Saveti za izmlazanje i hranjenje

- Možete da izmlazate jednu dojku dok na drugoj dojite bebu. Ovo omogućava maksimalan efekat izmlazanja, korišćenjem refleksa otpuštanja koji je stimulisan bebinim sisanjem.
- Možda biste želeli da probate Lansinoh® mOmma® bočicu, opremljenu sa NaturalWave™ cucloom, za koju je klinički dokazano da pomaže bebama da održe uspostavljeni obrazac dojenja dozvoljavajući vašoj bebi da se prebaci sa dojke na bočicu i nazad.
- Ukoliko odaberete da koristite Lansinoh® mOmma® bočicu sa NaturalWave™ cucloom kako biste hranili bebu isključivo majčinim mlekom, obratite pažnju na sledeće mere predostrožnosti:
- Uvek testirajte temperaturu bilo koje tečnosti pre nego što nahranite bebu.
- Nemojte da dozvolite detetu da nosi bočicu u krevet ili da se sama hrani bez nadzora.

07. Korišćenje Lansinoh® jednostruke električne pumpe za izmlazanje

Kako da koristite Lansinoh® jednostruku električnu pumpicu za izmlazanje




Za maksimalan protok mleka, pratite ova uputstva:

1. Osigurajte da su sve cevčice spojene na spojnicu za cevčice.
2. Držite komplet za izmlazanje na vašoj dojci tako da se bradavica nalazi u centru tunela podloge za dojku.
3. Uverite se da dojka potpuno ispunjava podlogu za dojku, tako da se formira vakum i nema izlaska vazduha. Ako osećate trenje ili nelagodnost na bradavicama, možda vam je potrebna podloga druge veličine. Dostupne su takođe podloge veće veličine.
4. Komplet za izmlazanje i tunel unutar podloge za grudi mora da bude blago nagnut na dole, da bi mleko prirodnom padom išlo ka bočici.
5. Pritisnite i držite nekoliko sekundi dugme za uključivanje/isključivanje kako biste uključili pumpicu.
6. Kada je pumpica uključena, ona počinje sa fazom 1 (otpuštanje) i automatski će se prebaciti na fazu 2 (izmlazanje) nakon 2 minuta.
7. Ako mleko ranije počne da teče, pritisnite dugme kako biste promenili fazu izmlazanja.
8. Pumpica će uvek podrazumevati nivo 1 isisavanja kada počinje i kada se prebacuje između faza otpuštanja i izmlazanja. Nivoi isisavanja se mogu prilagoditi sa i dugmadima.
9. Ako više volite da zaobiđete fazu 1 (otpuštanje), jednostavno ponovo pritisnite dugme kako biste prebacili na fazu 2 (izmlazanje). Uvek je moguće da se vratite nazad na fazu 1 (otpuštanje) kada je to potrebno.
- **Napomena:** Ukoliko u bilo kom trenutku izmlazanja osetite nelagodnost u vašim dojkama, smanjite nivo izmlazanja pritiskom na dugme.
10. Kada je proces izmlazanja završen, isključite pumpicu pritiskom na dugme za uključivanje/isključivanje. Obezbedite da izmlazanje bradavice nije u toku pre uklanjanja podloge za grudi od grudi. Ako je to neophodno, prekinite izmlazanje umetanjem prsta između podloge za grudi i grudi. Kada je izmlazanje prekinuto, podloga za grudi se može bezbedno ukloniti.
11. Koristite prilagođeno postolje da sprečite prevrtanje bočice i smanjite rizik od gubitka majčinog mleka.
12. Zatvorite bočicu poklopcem i zapfivajući cvrtnac koji ste dobili uz pumpicu - Pratite smernice za čuvanje majčinog mleka kao što je naznačeno u sekciji 9.

08. Opcije napajanja


Pumpica može raditi sa bilo kojim od sledećih režima napajanja:

Strujni adapter (uključen u pakovanje)



Priključite strujni adapter u utičnicu za napajanje strujom koja se nalazi sa desne strane pumpice. Uključite strujni adapter u raspoloživu strujnu utičnicu. Bezbednost od struje se može postići samo kada je pumpica za izmlazanje povezana strujnim adapterom koji ste dobili sa proizvodom (Pogledajte sekciju „Tehnički podaci“).

6 AA alkalnih baterija (nisu uključene u pakovanje)



Uverite se da su baterije umetnute ispravno u skladu sa naznačenim (+) i (-) polaritetima. Zatvorite kućište za baterije nežnim pritiskom poklopca dok ne dođe u ležište. Uklonite baterije ako se pumpica ne koristi duže vremenski period. Odstranite baterije u skladu sa odredbama o zaštiti životne okoline i reciklaže. Zamenite sve baterije istovremeno. Imajte u vidu da pumpica nije napravljena da se koristi sa punjivim baterijama. Nemojte mešati stare i nove baterije. Nemojte mešati alkalne i standardne (ugljen-cink) baterije. Ako su baterije u pumpici, a koristi se i strujni adapter, pumpica će koristiti adapter za napajanje pumpice, a ne baterije. Radi najekonomičnije upotrebe, preporučujemo korišćenje strujnog adaptera koji ste dobili u pakovanju. Vaš strujni adapter je univerzalni tip strujnog adaptera sa utičnicom i može se koristiti u sistemima od 100V do 240V sa mrežnim napajanjem od 50Hz i 60Hz.

09. Smernice za čuvanje majčinog mleka

Smernice za čuvanje majčinog mleka i odmrzavanje za bebe rođene u terminu.

Savetujte se sa lekarom, babicom ili patražnom sestrom oko specifičnih uputstava za čuvanje.

Kada zamrzavate majčino mleko, nemojte puniti sudove više od 3/4 zapremine kako bi omogućili širenje prilikom zamrzavanja. Oznacite sudove datumom kada ste izmislili mleko za buduću upotrebu. Najpre koristite najstarije majčino mleko.

Sobna temperatura	(<26°C)	6 Sati
Frizider	(>4°C)	3 Dana
Frizider	(<4°C)	5 Dana
Deo za zamrzavanje u frižideru		2 nedelje
Zamrzivač za domaćinstva	(<-18°C)	6 Meseci

*La Leche League (2012)

Napomena: NEMOJTE držati majčino mleko u vratima frižidera ili zamrzivača. Obično su vrata najtopliji deo frižidera ili zamrzivača.

Odmrzavanje

Odmrznite zamrznuto mleko u frižideru ili stavite sudove ispod tekuće hladne vode, postepeno povećavajući toplotu vode dok se mleko ne odmrzne. Odmrznuto mleko se može čuvati u frižideru do 24 sata.

NAPOMENA: NEMOJTE zamrzavati mleko nakon što je odmrznuto.

Nežno protresite odmrznuto mleko pre hranjenja bebe kako bi se sedlini slojevi koji su se izdvojili. Majčino mleko nije homogenizovano i „kajmak“ će se uzdignuti na vrh bočice. Majčino mleko može varirati u boji i gustini u zavisnosti od doba dana kada je mleko izmamljeno, od hrane koju ste konzumirali i od starosti bebe u vreme izmamljavanja.

NAPOMENA: NEMOJTE ZAGREVATI HUMANO MLEKO U MIKROTALASNOJ PEČNICI! Zagrevanje u mikrotalasnoj pećnici menja sastav mleka. Zagrevanje u mikrotalasnoj pećnici takođe stvara „vrela tačka“ u mleku koje može da dovede do opekotina. NAPOMENA: NEMOJTE odmrzavati majčino mleko u vrućoj ili ključaloj vodi.

10. Tehnički podaci

1. Napajanje
Rad 6 AA alkalnih baterija veličine AA (nisu uključene u pakovanje), serijski povezane. Nemojte koristiti punjive baterije. Operativno vreme baterija: otprilike 2 sata sa 6 AA alkalnih baterija (nisu uključene u pakovanje).
Rad strujnog adaptera: tip strujnog adaptera za zidni utikač koji radi na 100V ili 240V, galvanski izolovan sa izlaznom naponom od 9V jednosmerne struje.
Raspajanje energije pumpice: maksimalno 10 vati
Regulisanje napona: linearni regulator napona sa zaštitom od

niskog napona i kratkog spoja.
2. Sistem upravljanja
Upravljačka jedinica: mikro-kontrolor sa integralnom programskom memorijom
Programska memorija: fleš memorija od 8k, RAM memorija od 1K
Postoje 2 faze: izmlazanje i stimulacija se biraju preko tastature.
Podesivi nivo isisavanja: 6 nivoa isisavanja se mogu izabrati i kontrolisati putem tastature.
Nivo vakuma isisavanja: minimalno 56 mmHg, maksimalno 225 mmHg

Usklađenost sa regulativama

Primenjeni deo tipa BF



Upozorenje: Deca se mogu ZADAVITI kabloom. Čuvajte kablove van domašaja dece.

Tehnički podaci

Zahtevi za napajanje
Strujni adapter (uključen u pakovanje)
Strujni adapter - EU
Konfiguracija utikača
Tip zidnog utikača na 100V/240V
Strujni adapter, galvanski izolovan sa izlaznom naponom od 9V jednosmerne struje
Baterije (nisu uključene u pakovanje) 6 AA baterija, 1.5V alkalne
Usklađenost sa regulativama UL (E314167) i odobreno od strane CSA sa EU naponskim adapterom

11. Rešavanje problema

Rešavanje problema sa vašom Lansinoh™ jednostrukom električnom pumpicom za izmlazanje

Prekid strujnog napajanja

Ako vam se desi da dođe do prekida u normalnom radu električnih ili vi mehaničkih funkcija pumpice, prosto uradite sledeće:

- Izvučite kabl strujnog adaptera iz strujne utičnice.
- Sačekajte par sekundi, a zatim opet utaknite kabl strujnog adaptera u strujnu utičnicu. Ako i dalje imate problema sa prekidom struje, pokušajte da koristite pumpicu sa šest AA baterija sa isključenim strujnim adapterom.

Nelagodnost prilikom pumpanja

Ako osećate bilo kakvu nelagodnost, možda vam treba podloga za grudni drugi veličine. Posetite www.lansinoh.co.uk ili pozovite +44 (0) 113 205 4201 u Velikoj Britaniji ili kontaktirajte distributera u vašoj zemlji.

Umanjena jačina isisavanja

Ako imate osećaj da se jačina isisavanja umanjuje, pokušajte sledeće:

- Uklonite cevčicu iz pumpice i postavite preklop spojnice za cevčicu. Ako osećate isisavanje, pumpa normalno radi, ali možda komplet za izmlazanje majčinog mleka nije ispravno sastavljen ili je beli ventil oštećen. Ako ne osećate isisavanje na prstu, pokušajte da izvučete adapter iz strujne utičnice, sačekajte par sekundi, i opet ga utaknite u strujnu utičnicu.
- Uverite se da je komplet za izmlazanje majčinog mleka ispravno sastavljen. Pogledajte informacije o sklapanju u poglavlju „Sklapanje kompleta za izmlazanje majčinog mleka“.
- Proverite beli ventil da li nema poderotine ili silne rupe. Ova komponenta je kritična da bi se postiglo ispravno isisavanje. Zamenite beli ventil sa jednim od rezervnih ventila koje ste dobili uz proizvod.


12. Hranjenje majčinim mlekom pomoću NaturalWave™ peristaltičke cucle

NaturalWave™ peristaltička cucla je specijalno dizajnirana: Da pomogne prirodnim održavanjem uspostavljenog obrasca dojenja.

- Da se lako pređe sa dojenja na hranjenje na bočicu i natrag.
- Da se potpomoćno bebin „talasasti“ rad jezika.
- Da se potpomoćno aktivnost instinktivnog sisanja radi prirodnog razvoja usne šupljine.

- 1. Hvatanje**
Usne se otvaraju na napred i hvataju areolu.
- 2. Peristaltičko pokretanje jezika**
Jezik se pomera neprekidnim, „talasastim“ pokretima kako bi pritisnuo bradavicu i izvuкао mleko. Ovo potpomaže prirodnom razvoju usnuju, vilice i lica. Činjenica: bebin jezik ponavlja ovaj peristaltički pokret od 800 do 1000 puta tokom samo jednog dojenja.
- 3. Gutanje**
Zadnji deo bebinog jezika se podiže, čime usmerava mleko u jednjak.

NaturalWave™ peristaltička cucla je dizajnirana u klinički dokazana da podstiče ovaj prirodni način hranjenja.




- 1. Vrh cucle**
Beba kontroliše protok mleka.
- 2. Mekani 100% silikon**
Rasteže se i savija radi optimalne kompresije.
- 3. Unutrašnji vertikalni rubovi**
Ispravlja oblik cucle, čime sprečava njeno padanje.
- 4. Jedinstveni dizajn postepenog nagiba**
Omogućava kontinualne peristaltičke pokrete jezika.
- 5. Široka osnova cucle sa teksturom**
Za lako hvatanje i efikasno sisanje.
- 6. AVS**
Smanjuje unos vazduha, potencijalni uzrok stomahnih grčeva.

Jednodelni dizajn cucle, za sklapanje bez muke, dostupna sa sporim, srednjim i brzim protokom.

Isključivo dojenje je preporučeno za prvih 6 meseci bebinog života. Dojenje i proizvodnja majčinog mleka bi trebalo da budu čvrsto utemeljeni pre upotrebe flašice i cucle.

Uputstvo za korišćenje: napunite sa potrebnom količinom tečnosti i zategnite poklopac sa navojem. Grejanje u mikrotalasnoj pećnici nije preporučeno. Ukoliko se odlučite da zagrejte hranu u mikrotalasnoj pećnici, nemojte zatvarati flašicu. Uklonite cuclu, zatvaraj i poklopac kada koristite mikrotalasnu pećnicu. Dobro protresite pre upotrebe i uvek proverite temperaturu pre nego što ponudite flašicu bebi. Nejednako zagrejana hrana može da ispeče bebina usta. Nemojte zagrevati humano mleko u mikrotalasnoj pećnici jer ona menja sastav mleka. Pre prve upotrebe, očistite proizvod. Da bi ste bili sigurni u higijenu proizvoda, ubacite cuclu i flašicu sa svim delovima u ključalu vodu na 5 minuta pre upotrebe. Kada nosite punu flašicu, uverite se da je ispravno zatvorena poklopcem i uverite se da je cucla za hranjenje u centru poklopca da bi ste bili sigurni da će sistem „protiv-prosijanja“ biti u funkciji.

Čišćenje: pre prve upotrebe, ubacite proizvod u ključalu vodu na 5 minuta, sačekajte da se ohladi i dobro isperite sve delove flašice. Ovo je radi osiguranja higijenskih uslova. Tanjke, flašice može da se opere u gornjoj foliji mašine za pranje sudova i može biti sterilisana (otvorena) u mikrotalasnoj pećnici i korišćenjem specijalnog uređaja za sterilisanje. Uvek operite sve delove proizvoda odmah nakon upotrebe. Perite u toploj vodi sa sapunicom i temeljno isperite. Operite pre svake upotrebe. Sklapanje: kada je potpuno suvo, ubacite cuclu za hranjenje kroz gornji deo poklopca sa navojem. Zavijte poklopac sa navojem čvrsto na grlić flašice.



Mere opreza: kada se ne koristi, odložite na suvom i pokrivenom mestu. Uvek koristite proizvod uz nadzor odrasle osobe. Nemojte čistiti, odlagati ili dozvoljavati da dođe u kontakt sa razredzivačima ili jakim hemikalijama. Može doći do oštećenja. Nemojte ostavljati proizvod izložen direktnoj sunčevoj svetlosti ili toploti, ili ga ostavljati u defenzivnoj (rastvor za sterilisanje) duže nego što je preporučeno. Nemojte da zagrevate tečnost stavljanjem flašice direktno na gasnu ili električnu ringlu, ploče za zagrevanje, u električnu rernu i sl.

UPOZORENJE: vezano za bezbednost i zdravlje vašeg deteta! Uvek koristite proizvod uz nadzor odrasle osobe. Nikada ne koristite cuclu kao lažu. Kontinualno ili dugotrajno konzumiranje tečnosti će prouzrokovati kvarenje zuba. Uvek proverite temperaturu hrane pre hranjenja. Držite sve delove koje ne koristite van domašaja dece. Ne ostavljajte bebe samu sa opremom za hranjenje zbog rizika od gušenja, od pada bebe ili od rasklapanja proizvoda.

UPOZORENJE: Do kvarenja zuba kod male dece može doći čak i ako ne koristite zasladene tehnosti. Do ovoga može doći ako se bebi dozvoli da koristi bočicu ili šolju duži vremenski period u toku dana a posebno noću, kada je smanjen dotok pljuvačke ili kada se koristi kao laža. Nemojte ostavljati čudlu izloženu direktnoj sunčevoj svetlosti ili toploti, ili je ostavljati u dezinficijonu (rastvor za sterilisanje) duže nego što je preporučeno, jer ovo može dovesti do slabljenja čudle. Proverite je pre svake upotrebe. Bacite je na prvi znak oštećenja ili slabosti. Zamenite čudlu svakih 7 nedelja, iz bezbednosnih i higijenskih razloga. Povećite čudlu za hranjenje u svim pravcima da bi ste izврšili pregled proizvoda.

PAŽNJA: Neki sokovi su sterilni i rastvoru mogu da uzrokuju da silikon postane neprovodan. Ovo ne menja svojstva proizvoda. Nemojte zagrevati humano mleko u mikrotalasnoj pećnici jer ona menja sastav mleka. Zagrevanje u mikrotalasnoj pećnici može dovesti do mestimičnih visokih temperatura. Obratite posebnu pažnju prilikom zagrevanja u mikrotalasnoj pećnici. Uvek promešajte zagrejanu hranu da bi ste se uverili da je toplota ravnomerno raspoređena i proverite temperaturu pre hranjenja.

UPOZORENJE: Ambalaža nije deo proizvoda. Radi bezbednosti vašeg deteta, uklonite i bacite svu ambalažu pre korišćenja ali pročistajte i zadržite uputstvo za upotrebu za kasniju upotrebu. Ostavite flašicu otvorenu u mikrotalasnoj pećnici.

13. Garancija
Ograničena potrošačka garancija proizvoda

Za ovaj proizvod se garantuje prvobitnom potrošaču koji je kupio proizvod („Kupac“) da je oslobođen plaćanja svih defekata materijala i izrade koji nisu komercijalno prihvatljivi za period od jedne godine od datuma kupovine na mehanizam pumpe i na period od 90 dana na sve ostale delove proizvoda. Pokriće garancije se prekida ako prodate ili na drugi način predate ovaj proizvod drugom licu. Ova garancija vam daje određena zakonska prava a možete imati i druga prava, koja variraju, zavisno od lokacije.

KOMPANIJA LANSINOH NE DAJE NEPOSREDNE GARANCIJE BILO KOJE VRSTE U VEZI SA PROIZVODOM VAN ONIH GARANCIJA KOJE SU OVDE IZRIČITO NAVEDENE. BILO KOJA IMPLICITNA GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI BILO KOJU IMPLICITNU GARANCIJU O POGODNOSTI ZA TRGOVINU ILI BILO KOJU IMPLICITNU GARANCIJU O PODROBNOSTI ZA ODREĐENE SVRHE, DO GRANICA DOZVOLJENIH OD STRANE ZAKONA, BIĆE OGRANIČENA U TRAJANJU OD 90 DANA OD DANA KUPOVINE OD STRANE PRVOBITNOG KUPCA.

U slučaju da se od strane kompanije Lansinoh® utvrdi da proizvod ne zadovoljava gorenavedenu ograničenu garanciju, kao jedini i isključivi pravni lek za kupca, kompanija Lansinoh® će proizvod popraviti ili, po izboru kompanije Lansinoh®, zameniti proizvod bez naplate za takvu zmenu ili delove rada.

NAPOMENA: Kupac će snositi troškove vraćanja proizvoda kompaniji Lansinoh®. Garancija se ne odnosi na proizvode koji su bili predmet pogrešne upotrebe, zloupotrebe ili prepravki. Za proizvode za dojenje kompanije Lansinoh® se preporučuje isključivo upotreba brendiranih zamenskih delova kompanije Lansinoh®. Nepravilno ili pogrešno objavljeno održavanje ili popravka ili korišćenje zamenskih delova koji nisu brend kompanije Lansinoh® može dovesti do poništavanja ove garancije.

DO GRANICA DOZVOLJENIH OD STRANE ZAKONA, KOMPANIJA LANSINOH NEĆE BITI ODGOVORNA ZA BILO KAKVA SLUČAJNA ILI POSLEDIČNA OŠTEĆENJA UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI NA, TROŠKOVE ZAMENE KOJI REZULTUJU NARUŠAVANJE BILO KOG PISANOG ILI IMPLICITNOG DELA GARANCije.

Ako želite da podnesete zahtev u skladu sa ovom garancijom, pozovite +44 (0) 113 205 4201 ako se nalazite u Velikoj Britaniji ili kontaktirajte distributera u svojoj zemlji. Dobićete adresu na koju možete vratiti proizvod, ukoliko to bude bilo potrebno, zajedno sa originalnim fiskalnim računom sa datumom ili drugim dokazom o kupovini sa datumom i kratku izjavu o problemu koji imate.

Deklaracija o elektromagnetnoj kompatibilnosti (EMC)
Informativno

FCC izjava
Ovaj uređaj je u skladu sa delom 15 FCC pravila. Rad mora ispunjavati sledeća dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne sme izazivati štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve smetnje koje primi, uključujući sve smetnje koje mogu izazivati neželjene radnje.

Izjava za bežičnu konekciju
Oprema za bežičnu komunikaciju kao što su uređaji za kućne bežične mreže, mobilni telefoni, bežični telefoni i njihove bazne stanice, voki-toki, mogu imati uticaja na rad ove opreme i trebaju se držati na udaljenosti od najmanje 3,5m od ove opreme.

Preporučena udaljenost između prenosive i mobilne opreme za RF komunikaciju i model na 3Vrms			
Lansinoh jednostruka električna pumpa za izmlazanje je namenjena za upotrebu u elektromagnetnom okruženju u kom se kontrolišu RF smetnje. Kupac ili korisnik Lansinoh jednostruke električne pumpe za izmlazanje može da spreči elektromagnetne smetnje održavajući minimalnu udaljenost između prenosive i mobilne opreme za RF komunikaciju (predajnik) Lansinoh jednostruke električne pumpe za izmlazanje preporučenu u nastavku, prema maksimalnoj izlaznoj snazi opreme za komunikaciju.			
Udaljenost prema frekvenciji predajnika u metrima			
Nominalna maksimalna izlazna snaga predajnika W	150 khz do 80 Mhz	80 Mhz do 800 Mhz	800 Mhz do 2.5 Ghz
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,37	0,37	0,74
1	1,17	1,17	2,33
10	3,69	3,69	7,38
100	11,67	11,67	23,33

Postavljanje
Ovaj uređaj ne treba koristiti pored ili stavljanjem na drugu opremu. Ako je neophodno da se koristi pored ili postavljanjem na drugu opremu, ovaj uređaj treba posmatrati kako bi se potvrdilo normalno funkcionisanje u konfiguraciji u kojoj će biti korišćen.

Ovaj proizvod je proizvod za ličnu negu i u skladu sa tim se po obavljanju ne može vratiti. Ako imate bilo kakav problem sa ovim proizvodom, pozovite naš besplatni korisnički servis na +44 (0) 113 205 4201 u Velikoj Britaniji ili kontaktirajte distributera u svojoj zemlji. Našim predstavnicima će biti drago da vam pomognu.

Lansinoh® Laboratories, Inc. Jason House, Kerry Hill, Leeds, LS18 4JR, UK.
lansinoh.co.uk



Lansinoh® je registrovana trgovačka marka kompanije Lansinoh Laboratories, Inc.

©2014 Lansinoh Laboratories, Inc. Sva prava zadržana.

304-013-00

HR Čestitamo!

Lansinoh® jednostruka električna pumpa za izdajanje namenjena je majkama koje daju svoju decu majčinim mlekom čak i u slučaju njihove razdvojenosti te omogućuje na udoban način brzo i jednostavno izdajanje.

Naša pumpa

- je **jednostavna za čišćenje, sastavljanje i uporabu** – higijenski dizajn štiti od ulaženja mleka u cijev zbog čega nije potrebno nježno čišćenje
- ima **namjestive razine usisavanja** kojim se jednostavno upravlja kontrolnim tipkama +/-
- ima **LED pokazatelj** zahvaljujući kojim uvijek točno prikazuje trenutne postavke usisavanja i faze
- **uključuje dudu NaturalWave™** (s poklopcem) koja pomaže pri održavanju uspostavljenih obrazaca dojenja
- **"Izdajanje → Čuvanje → Dojenje"** dolazi s jednom bočicom za izdajanje, čuvanje i dojenje radi praktičnosti i jednostavnosti (uključuje disk za brtvljenje za čuvanje i dudu NaturalWave™)
- **radi na struji ili bateriji** – 6 AA baterija (nisu uključene)
- **može se prati u perilici posuđa i sterilizirati** (ne treba prati cijev ili cijevni spoj).

U slučaju pitanja nazovite naš odjel za korisničku podršku na +44 (0) 113 205 4201 ili pošaljite e-poruku na help@lansinoh.co.uk

Sadržaj

01. Važne mjere zaštite
02. Prikaz pumpe
03. Dijelovi Lansinoh® jednostruke električne pumpe za izdajanje
04. Upute za čišćenje
05. Sastavljanje kompleta za izdajanje majčinog mleka

06. Savjeti za izdajanje
07. Uporaba Lansinoh® jednostruke električne pumpe za izdajanje
08. Načini napajanja
09. Smjernice za čuvanje majčina mleka
10. Tehnički podaci
11. Uklanjanje grešaka
12. Hranjenje majčinim mlekom putem peristaltičke duple NaturalWave™
13. Jamstvo

01. Važne mjere zaštite

Lansinoh® jednostruka električna pumpa za izdajanje je predmet namijenjen osobnoj higijeni koji radi higijene ne treba nikad dijeliti s drugim majkama ili ga preprodavati drugoj majci. Bilo što od toga poništava jamstvo.

Ako ste majka zaražena hepatitisom B, hepatitisom C ili virusom humane imunodeficijencije (HIV), hranjenje majčinim mlekom putem Lansinoh® jednostruke električne pumpe za izdajanje neće smanjiti ili ukloniti rizik prijenosa virusa na vaše dijete putem majčinog mleka.

Pri uporabi električnih proizvoda, osobito u nazočnosti djece, uvijek se pridržavajte osnovnih sigurnosnih mjera opreza koje slijede u nastavku.

Pročitajte sve upute prije uporabe

- Opasnost: Kako biste smanjili opasnost od strujnog udara:
- isključite ovaj proizvod odmah nakon uporabe,
 - ne koristite ga tijekom kupanja,
 - ne stavljajte i ne čuvajte ovaj proizvod negdje gdje može pasti ili se povući u kadu ili sudoper,
 - ne stavljajte i ne spuštajte pumpu u vodu ili drugu tekućinu,
 - ne dosežete električni proizvod koji je upao u vodu – odmah ga isključite.

Upozorenje: Kako biste smanjili opasnost od opekline, strujnog udara, požara ili ozljeda:

- ovaj proizvod nikad ne ostavljajte bez nadzora dok je uključen,
- potreban je pažljiv nadzor kad se proizvod koristi u blizini djece ili osoba s invaliditetom,
- koristite proizvod samo u namijenjene svrhe opisane u ovim uputima (ne koristite dodatke koje nije preporučio proizvođač),
- proizvod nikad ne koristite ako je oštećen kabel ili utikač, ako ne radi ispravno, ako je pao ili je oštećen ili je upao u vodu,
- držite kabel udaljeno od zagrijanih površina,
- proizvod ne koristite dok sprovate ili ako ste pospani,
- nikad ne bacajte i ne umetajte predmete u otvor ili cijev,
- ne koristite proizvod ako je slomljen ili mu nedostaju dijelovi,
- ne dopuštajte maloj djeci ili kućnim ljubimcima da se igraju s pumpom, AC adapterom itd.
- ne koristite proizvod s AC adapterom na otvorenom niti u prostorima gdje se koriste aerosolni sprejevi ili gdje se daje kisik.

Sačuvajte ove upute zajedno s računom za buduće reference.

VAŽNE NAPOMENE ZA RUKOVANJE LANSINOH® JEDNOSTRUKOM ELEKTRIČNOM PUMPOM ZA IZDAJANJE

Ne perite niti sterilizirajte cijev i cijevni spoj.

Funkcija otpuštanja i izdajanja

Kod dojenja djece počinju brzim usisavanjem kako bi stimulirali vaše mleko da se otpusti i poteče. Nakon što je vaše mleko otpušteno, dijete izvlači majčino mleko sporijim, dubljim usisavanjem. Iako se ne može točno opisati kako dijete doji, za stimulaciju prirodnog ritma Lansinoh® jednostruka električna pumpa za izdajanje nudi dvije faze – fazu otpuštanja i izdajanja.

Faza otpuštanja (faza 1) je brži ritam usisavanja kako bi se mleko pokrenulo da se otpusti i poteče.

Faza izdajanja (faza 2) ima 6 namjestivih jačina koje se mogu prilagoditi vašoj udobnosti.

Tipkovnica

Lansinoh® jednostruka električna pumpa za izdajanje sadrži skrivena svjetla LED dioda ispod ljuštice tipkovnice kako bi vam pomogla pokazati trenutnu postavku usisavanja i faze.

Tipka uvijek dopušta mijenjanje između faza. Faza 1 (otpuštanje) prikazana je lagano zatamnjanim svjetlom LED diode. Faza 2 (izdajanje) prikazana je minimim svjetlom LED diode.

Svaka faza ima 6 razina usisavanja. Pritiskom na tipku povećava se razina usisavanja, a pritiskom na tipku smanjuje se razina usisavanja. Lansinoh preporučuje da odaberete razinu i fazu koje vam najbolje odgovaraju.

Ovisno o odabranoj razini usisavanja postoji maksimalno 6 svjetla LED dioda koja svijetle. Nakon 20 sekundi, samo najviša (najdšnija) LED dioda ostaje uključena kako bi pokazala da je pumpa uključena i koja je razina usisavanja trenutno odabrana. Niže LED diode se automatski isključuju čime se štedi energija.


Ako je pumpa uključena, ona počinje u fazi 1 (otpuštanje) i nakon 2 minute automatski prelazi u fazu 2 (izdajanje). Pumpa je uvijek u zadanoj razini usisavanja i prilikom pokretanja i vraća se na tu razinu kad se izmijenju faze otpuštanja i izdajanja. Razine se usisavanja namještaju tipkom  .

Ako želite zaobići fazu 1 (otpuštanje), jednostavno pritisnete tipku  za prijelaz na fazu 2 (izdajanje). Prema potrebi, uvijek se možete vratiti na fazu 1 (otpuštanje).

Pumpa se automatski isključuje nakon 60 minuta.


Lansinoh® je tu da vam pomogne na vašem putu k dojenju. U slučaju pitanja, u Velikoj Britaniji nam se obratite na +44 (0) 113 205 4201 ili na adresu help@lansinoh.co.uk ili se obratite svom lokalnom zastupniku.

02. Prikaz pumpe




Osnovne funkcije, zaslon i značajke

- 1 Tipka za uključivanje/isključivanje napajanja 
- 2 Tipka za povećanje razine usisavanja 
- 3 Tipka za smanjenje razine usisavanja 
- 4 Tipka za mijenjanje faze otpuštanja i izdajanja i ponovni povratac 
- 5 LED pokazivač jačine usisavanja




- 6 Ulaz cijevi
- 7 Pretinac za baterije za 6 AA baterija (nisu uključene)

NAPOMENA: ne preporučuju se punjive baterije



- 8 Priključni utikač za AC adapter
- 9 AC Adapter



03. Dijelovi Lansinoh® jednostruke električne pumpe za izdajanje (Appendix 1)

Stavka / broj stavke

- 1 Cijev 800 mm #54100
- 2 Spoj pumpe #53453
- 3 Nastavak za prsa (standardni) #54101
- 4 Silikonski jastučić za prsa ComfortFit™ (standardni) #54103
- 5 Tijelo jastučića za prsa #53454
- 6 Membrana #54105
- 7 Poklopac membrane # 53410
- 8 Bijeli ventili (1+1) # 53401
- 9 Spremnik od 160 ml (1) # 53451
- 10 Prsten spremnika (1) i disk za brtvljenje (1) # 53450
- 11 AC Adapter / mrežni kabel
- 12 Držać bočice (1) # 53452

Prije svake uporabe...

- ruke uvijek temeljito operite sapunom i vodom prije rukovanja kompletom za izdajanje majčinog mlijeka, pumpom ili drugim nastavcima,

- za čišćenje rastavite komplet za izdajanje majčinog mlijeka (ostavite sa strane cijev jer je nužno potrebno prati ili sterilizirati),
- ne koristite pumpu ako je tekućina ili vlaga vidljiva u cijevi, a u slučaju znakova vlage dobro ju osušite prije uporabe.

04. Upute za čišćenje

Ako vaš pružatelj zdravstvene zaštite nije drugačije odredio, pridržavajte se uputa za sterilizaciju i čišćenje.

Sterilizacija

1. Prije prve uporabe kompleta rastavite i 10 minuta prokuhajte sve dijelove kompleta za izdajanje majčinog mlijeka koje dolaze s njim u dodir. Komplet uključuje sve dijelove osim postolja za pumpu, utikač, cijev i cijevni spoj.
- **Napomena: koristite dovoljno vode kako bi dijelovi plutali na vodi pri prokuhavanju.**
- **Napomena: ne prokuhavajte crijevi i crijevni spoj.**
2. Nakon prokuhavanja odmah izvadite sve dijelove iz vode.
3. Ostavite da se osuše na zraku prije sastavljanja i sljedeće uporabe
- **Napomena: djelomično osušeni dijelovi mogu utjecati na rad pumpe i te bi zato potpuno osušite prije uporabe.**

Čišćenje

- Ostavite sa strane cijev i cijevni spoj. Te dijelove nije potrebno prati ili sterilizirati jer membrana sprječava njihov dodir s majčinim mlijekom.
- Jastučići za prsa i spremnici mogu se očistiti u gornjem pretincu perilice posuda ili se mogu prati u vrućoj vodi deterdžentom. Za najbolji rezultat preporučujemo čišćenje spremnika četkom za dječje bočice, a čišćenje unutrašnjeg dijela jastučića za prsa četkom za dudu. **NE KORISTITE** otapala i abrazivna sredstva.
- Isperite vrućom, čistom vodom.
- Sve druge dijelove kompleta za izdajanje majčinog mlijeka perite ručno kako biste spriječili njihov gubitak i produžili njihovu upotrebljivost.
- Za čišćene pumpe za izdajanje obrišite postojloje vlažnom krpom koristeći samo vodu ili blagi sapun.
- Ne perite i ne sterilizirajte cijev i cijevni spoj.
- Napomena: najbolji se rezultati postižu membranom koja je potpuno suha prije uporabe.
- Napomena: prije uporabe kompleta za izdajanje majčina mlijeka, vizualnim pregledom provjerite jesu li pojedinačni dijelovi napuknuti, otkrnuti, pohabani, jesu li promijenili boju ili su se pokvarili jer to može utjecati na funkcionalnost kompleta za izdajanje mlijeka.

Posjetite stranicu www.lansinoh.co.uk ili nazovite +44 (0) 113 205 4201 u Velikoj Britaniji ili se obratite svom lokalnom zastupniku za daljnje smjernice ili zamjenjske dijelove.

05. Sastavljanje kompleta za izdajanje mlijeka

(Appendix 2)

Komplet za izdajanje majčinog mlijeka dolazi prethodno sastavljen u Lansinoh® ambalaži. Očistite dijelove kompleta za izdajanje majčina mlijeka (osim cijevi i cijevnog spoja), kao što je to opisano u odlomku "Upute za čišćenje". Kad su svi dijelovi očišćeni i potpuno suhi, sastavite komplet za izdajanje kako slijedi.

1. Stavite ljučicu membranu, sa strelicom prema gore (strelica vidljiva), na vrh glavnog dijela jastučića za prsa. Strelice trebaju pokazivati prema jastučiću za prsa ComfortFit™.



2. Potom pričvrstite poklopac membrane na glavni dio pumpice okrećući ga u smjeru kazaljke na satu obujmivši ljučicu membranu.
3. Gumite mekani silikonski jastučić za prsa ComfortFit™ u jevak.
- **Napomena: rub nastavka za prsa treba postaviti čvrsto u rub otvora jastučića, a lijevak jastučića treba pravilno poravnati u nastavku.**
4. Potom gumite jastučić za prsa ComfortFit™ i lijevak u glavni dio jastučića.
5. Nježno učvrstite za dva bijela ventila glavnog dijela jastučića.
- **Napomena: budite oprezni pri rukovanju malim bijelim ventilom i njegovom čišćenju.**

6. Pričvrstite vijak spremnik za skupljanje na glavni dio jastučića za prsa.
7. Umetnite cijev u stražnji dio poklopca membrane i čvrsto ju stegnite.
8. Stavite ulaz cijevi u pumpu.

06. Savjeti za izdajanje

Najvažniji je dio uspješnog izdajanja sposobnost aktiviranja refleksa otpuštanja, a to je kad vaše mlijeko slobodno poteče. Tople vlažne obloge na prsima i nježno, kružno masiranje prsa prije i/ili tijekom izdajanja mogu potaknuti taj prirodni refleks. Također pomaže ako razmišljate o svom djetetu ili ga gledate ili, ako ste razdvojeni, gledate njegovu sliku. Možda želite iskušati Lansinoh® Therapear™ 3u1 terapiju za prsa koja može pomoći pri otpuštanju mlijeka.

Nekle majke postižu i više od jednog otpuštanja tijekom izdajanja. Možete postići drugo ili treće otpuštanje tijekom izdajanja vraćajući se na fazu (otpuštanja) pritiskom na tipku .

Koliko dugo izdajati

Majčino se mlijeko stvara na osnovi ponude i potražnje, a redovitim izdajanjem majčinog mlijeka važno je tijelo stimulirano i u stanju je osigurati maksimalnu učinkovitost izdajanja jer potrebno mjeriti trajanje izdajanja iako ćete bolje osjetiti koliko je vremena potrebno vašem tijelu da izdaje majčino mlijeko putem pumpe za izdajanje.


U slučaju pitanja vezanih uz dojenje ili pumpu za izdajanje, savjetujte se sa svojom primaljom, patronažnom sestrom ili drugim zdravstvenim radnikom ili posjetite www.lansinoh.co.uk.

Savjeti za hranjenje izdanim mlijekom i dojenje

- Možete izdati jednu dojku dok istovremeno hranite dijete na drugoj. To omogućuje maksimalnu učinkovitost izdajanja koristeći pritom refleks otpuštanja koji simulira djetetovo sisanje.
- Možda želite iskušati bočicu Lansinoh® mOmma® s dudom NaturalWave™ za koju je klinički dokazano da pomaže djeci pri održavanju uspostavljenih obrazaca dojenja omogućujući im prijelaz s dojenja na bočicu i obrnuto.
- Ako se odlučite za uporabu bočice Lansinoh® mOmma® s dudom NaturalWave™ kako biste hranili svoje dijete izdanim mlijekom, pridržavajte se sljedećih mjera opreza:
 - uvijek provjerite temperaturu svake tekućine prije nego što ju date djetetu.
 - ne dopuštajte djetetu da pones bočicu u krevet ili da se samo hrani bez nadzora.

07. Uporaba Lansinoh® jednostruke električne pumpe za izdajanje

Kako koristiti Lansinoh® jednostruku električnu pumpu za izdajanje



Za maksimalni protok mlijeka, slijedite sljedeće upute.


1. Sve cijevi trebaju biti spojene na cijevni spoj.
2. Držite komplet za izdajanje majčinog mlijeka na svojoj dojci tako da je bradavica u sredini nagnuta prema lijevu jastučića za prsa.
3. Provjerite popunjavanje li grudi potpuno jastučić za prsa tako da se stvori vakuum i da zrak ne može izaći. Ako osjetite trenje ili nelagodnu na bradavicama, možda vam je potrebna druga veličina jastučića. Također su dostupne i veće veličine. Za više detalja, nazovite +44 (0) 113 205 4201, posjetite www.lansinoh.co.uk ili se obratite svom lokalnom zastupniku.
4. Komplet za izdajanje majčinog mlijeka i lijevak za bradavice moraju se lagano nagnuti prema dolje kako bi mlijeko prirodno poteklo prema bočici.

5. Pritisnite i pridržite tipku On/Off nekoliko sekundi kako biste uključili pumpu.
6. Ako je pumpa uključena, ona počinje u fazi 1 (otpuštanje) i nakon 2 minute automatski prelazi u fazu 2 (izdajanje). Pumpa, uvijek se može vratiti na fazu 1 (otpuštanje).
7. Ako mlijeko potekne ranije, pritisnite  gumb za promjenu faze izdajanja.
8. Pumpa je uvijek u zadanoj razini usisavanja 1 prilikom pokretanja i vraća se na tu razinu kad se izmjenjuju faze otpuštanja i izdajanja. Razine se usisavanja namještavaju tipkom .
9. Ako želite zaobići fazu 1 (otpuštanje), jednostavno pritisnite tipku  za prijelaz na fazu 2 (izdajanje). Prema potrebi, uvijek se možete vratiti na fazu 1 (otpuštanje).
- Napomena:** Ako u bilo kojem trenutku usisavanje dođe postigne neugodnu razinu, tipkom smanjite razinu usisavanja. .
10. Ako je izdajanje završeno, isključite pumpu tipkom On/Off. Usisavanje na bradavici treba biti završeno prije nego što se ukloni jastučić za prsa. Prema potrebi prekinite usisavanje stavljanjem prsta između jastučića i prsa. Kad je prekinuto usisavanje, jastučić se može sigurno ukloniti.
11. Koristite stalak za jastučić kako biste spriječili da bočica padne, a time i rizik od protjecanja majčinog mlijeka.
12. Bočicu zatvorite ispušenim poklopcem i diskom za brtvljenje – slijedite upute o čuvanju majčinog mlijeka navedene u odlomku 9.

08. Načini napajanja


Pumpa radi u bilo kojem od sljedećih načina napajanja.

AC adapter (nije uključen)



Spojite AC adapter na mrežni priključak koji se nalazi s desne strane pumpe. Uključite AC adapter u dostupnu električnu utičnicu. Električna se sigurnost postiže samo ako je pumpa za izdajanje spojena na AC adapter ispušen s proizvodom (vidi odlomak "Tehnički podaci").

6 AA alkalnih baterija (nisu uključene)



Provjerite jesu li baterije pravilno umetnute prema polaritetima (+) i (-), kao što je to naznačeno. Zatvorite pretnac njezinm pritiskom na poklopac dok ne sjedne. Ostranite baterije ako se pumpa ne koristi duže vremensko razdoblje. Zbrinite baterije prema propisima za zaštitu okoliša i reciklažu. Istovremeno zamijenite sve baterije. Pumpa nije namijenjena za uporabu s punjivim baterijama. Ne miješajte stare i nove baterije. Ne miješajte alkalne i standardne (ugljik-cink) baterije. Ako su baterije u pumpi, ali je AC adapter u uporabi, tad pumpa koristi adapter, a ne baterije. Za najekonomičniju uporabu predlažemo korištenje pumpe s ispušenim AC adapterom. AC adapter je univerzalni tip AC utičnog adaptera i može se koristiti sa sustavima od 100 V do 240 V s mrežama od 50 Hz i 60 Hz.

09. Smjernice za čuvanje majčina mlijeka

Smjernice za čuvanje i odmrzavanje majčinog mlijeka za djecu rođenu u terminu

Provjerite kod zdravstvenog radnika, primajte li patronažne sestre posebne upute za čuvanje.

Kad zamrzavate majčino mlijeko, napunite spremnik samo do $\frac{3}{4}$ kako biste dopustili da se uslijed zamrzavanja proširi obujam. Označite spremnike datumima izdajanja mlijeka za buduću referencu. Najprije koristite najstarije majčino mlijeko.

Sobna temperatura	(<26 °C)	6 sati
Hladnjak	(>4 °C)	3 dana
Hladnjak	(<4 °C)	5 dana
Pretnac za zamrzavanje u hladnjaku		2 tjedna
Kućni zamrzivač	(<-18 °C)	6 mjeseci

*La Leche League (2012)

Napomena: NE čuvajte majčino mlijeko u vratima hladnjaka/zamrzivača. Vrata su najtopliji dio hladnjaka/zamrzivača.

Odmrzavanje

Odmrzavajte zamrznuto mlijeko u hladnjaku ili stavite spremnik pod hladnu, tekuću vodu, postupno zagrijavaajući vodu dok se mlijeko ne odmrzne. Odmrznuo se mlijeko može čuvati u hladnjaku do maks. 24 sata.

NAPOMENA: NE zamrzavajte ponovno majčino mlijeko nakon što se odmrzne.

Nježno protresite bočicu odmrznutog mlijeka prije nego što hranite dijete kako bi se pomiješali odvojeni slojevi. Majčino mlijeko nije homogenizirano i "vrhnje" se izdiže na vrh bočice. Boja i konzistentnost majčinog mlijeka mogu se razlikovati ovisno o dobu dana kad je mlijeko izdvojeno, o tome što ste jeli i o dobi djeteta za vrijeme izdajanja.

NAPOMENA: NE ZAGRIJAVAJTE LJUDSKO MLJEKO U MIKROVALNOJ PEČNICI! Zagrijavanje u mikrovalnoj pećnici mijenja sastav mlijeka. Zagrijavanje u mikrovalnoj pećnici može stvoriti "vruća mjesta" koja mogu opecati vaše dijete.

NAPOMENA: NE odmrzavajte majčino mlijeko u vrlo vrućoj ili kipućoj vodi.

10. Tehnički podaci

1. Napajanje

Rad s baterijom: 6 AA alkalnih baterija (nisu uključene), sve povezane u seriju. Ne koristite punjive baterije. Vrijeme rada baterije: otprilike 2 sata sa 6 alkalnih baterija (nisu uključene). Vrijeme rada AC adaptera: 100 V / 240 V izlazi naponom, galvanski izoliran s 9 V DC izlaznim naponom. Energetski gubici pumpe: maksimalno 10 W. Regulator napona: linearni regulator napona s niskim otpadnim naponom i kratkom zaštitom strujnog kruga.

2. Upravljački sustav

Upravljačka jedinica: mikroupravljački sklop s integriranim programskom memorijom. Programska memorija: 8 K flash ROM, 1 K RAM memorija. Postoje 2 faze, izdajanje i stimulacija, koje se mogu odabrati preko tipkovnice. Namjestive razine usisavanja: može se odabrati 6 razina kojima se može upravljati putem tipkovnice. Razina vakuum usisavanja: minimalno 56 mmHg, maksimalno 225 mmHg.

Sukladnost s propisima

Primijenjeni dio tipa BF



Upozorenje: Dječja se mogu ZADAVITI kablom. Držite kabele izvan dohvata djece.

Tehnički podaci

Potrebna snaga

AC adapter (uključen)

AC adapter – EU

Konfiguracija utikača

100 V / 240 V tipa zidni utikač

AC adapter, galvanski izoliran adapter s 9 V DC izlaznim naponom. Baterije (nisu uključene): 6 AA baterija, 1,5 V alkalne. Sukladnost s propisima – odobrenje UL (E314167) CSA s EU mrežnim adapterom.

11. Uklanjanje grešaka

Uklanjanje grešaka Lansinoh® jednostruke pumpe za izdajanje

Prekid električnog napajanja

Ako dođe do prekida uobičajenog rada električnog i/ili mehaničkog funkcioniranja pumpe, jednostavno napravite sljedeće:

- odspojite kabl AC adaptera iz električne utičnice,
- prčekajte nekoliko sekundi i potom utaknite ponovno kabl AC adaptera u električnu utičnicu. Ako potraje nestanak struje, pokušajte koristiti pumpu uporabom 6 AA baterija osiguravajući pritom uklanjanje AC adaptera.

Nelagoda pri dojenju

Ako osjećate nelagodu, promijenite veličinu jastučića za prsa. Posjetite stranicu www.lansinoh.co.uk ili nazovite +44 (0) 113 205 4201 u Velikoj Britaniji ili se obratite svom lokalnom zastupniku.

Smanjeno usisavanje

- Ako osjećate da se usisavanje smanjilo, napravite kako slijedi.
- Odstranite cijev iz pumpe i stavite prst iznad cijevnog spoja. Ako osjetite usisavanje, pumpa radi ispravno, no možda nije ispravno sastavljen komplet za izdajanje majčinog mlijeka ili je oštećen bijeli ventil. Ako na svom prstu ne osjetite usisavanje, pokušajte izvući adapter iz električne utičnice, pričekaite nekoliko sekundi te ga potom ponovno utaknite u električnu utičnicu.
- Komplet za izdajanje majčinog mlijeka treba biti ispravno sastavljen. Provjerite informacije o sastavljanju u odlomku "Sastavljanje kompleta za izdajanje majčinog mlijeka".
- Provjerite je li bijeli ventil pohaban ili ima li rupicu. Taj dio je važan za postizanje pravilnog usisavanja. Zamijenite bijeli ventil s jednim od zamjenskih ventila ispušenih s proizvodom.

12. Hranjenje izdvojenim mlijekom s peristaltičkom dudom NaturalWave™

Peristaltička dudu NaturalWave™ je posebno dizajnirana da:

- pomaže pri održavanju ustaljenih obrazaca dojenja
- olakšava prijelaz s dojenja na bočicu i obrnuto
- potiče kod djeteta pokret jezikom "u obliku vala"
- potiče instinktivno sisanje koje pridonosi prirodnom razvoju usne šupljine.



1. Prihvatanje

Usnice otvorene prema van prinose se na areolu.



2. Peristaltički pokret jezikom


Jezik blagim pokretom "u obliku vala" stiže bradavicu i izvlači mlijeko. To potiče prirodni razvoj usne šupljine, čeljusti i lica. Činjenica: djetetov jezik ponavlja peristaltički pokret od 800 do 1000 puta tijekom samo jednog hranjenja.



3. Gutanje

Strážnjak se dio djetetova jezika podiže, usmjeravajući mlijeko u jeđnjak.

Peristaltička dudu NaturalWave™ dizajnirana je tako da potiče taj prirodni obrazac hranjenja, što je i klinički dokazano.



1. Vrh dudu

Dijete kontrolira protok mlijeka.

2. Mekan 100-postotni silikon

Rasteže se i savija za optimalno stiskanje.

3. Unutarnja okomita ojačanja

Pojačavaju strukturu dudu i čine je otpornom na skupljanje.

4. Jedinstveni dizajn postupnog nagiba

Omoćuje nesmetano peristaltičko kretanje jezikom.

5. Duda sa širokom osnovicom s teksturom

Za laku prihvaćanje i učinkovito sisanje.

6. AVS

Smanjuje unos zraka koji može prouzročiti kolike.

Jednodijelna, pouzdana dudu dostupna sa sporim, srednjim i brzim protokom.


U prvih šest mjeseci djetetovog života iskušajte se preporučuje dojenje. Prije uvođenja bočice i dudu dojenje i priljev majčinog mlijeka trebaju biti čvrsto uspostavljeni.

Upute za uporabu: Napunite bočicu potrebnom količinom tekućine i čvrsto zatvorite čep s navojem. Ne preporučuje se zagrijavanje u

mikrovalnoj pečnici. Ako se odlučite na zagrijavanje u mikrovalnoj pečnici, ne zatvarajte bočicu. Uklonite dudu, prsten i čep ako koristite mikrovalnu pečnicu. Prije uporabe dobro protežite i uvijek provjerite temperaturu prije hranjenja. Neravnomjerno zagrijana hrana može opecati djetetova usta. Ne stavljaite ljudsko mlijeko u mikrovalnu pečnicu jer zagrijavanje u mikrovalnoj pečnici mijenja sastav mlijeka. Prije prve uporabe očistite proizvod. Radi higijene, prije uporabe stavite dudu u bočicu sa svim dijelovima na 5 minuta u kipuću vodu. Prije nošenja pune bočice, provjerite je li dobro zatvorena, s čepom na svom mjestu, pazite da je vrh dudu na sredini čepa jer se tako aktivira sustav "protiv proljevanja".

Čišćenje: Prije prve uporabe prokuhajte proizvod 5 minuta u kipuću vodu, ostavite ga da se osuši i temeljito isperite sve dijelove bočice. Tako se osigurava higijena. Nakon toga se bočica može prati u gornjem pretincu perlice za posude i može se sterilizirati (otvorena) u mikrovalnoj pečnici ili sterilizatoru. Nakon svake uporabe odmah isperite sve dijelove. Operite u toploj sapunastoj vodi i temeljito isperite. Očistite prije svake uporabe.

Sastavljanje: Nakon što se potpuno osuši, provucite dudu za hranjenje kroz gornji dio čepa s navojem. Dobro pričvrstite čep s navojem na grlo bočice.



Mjere opreza: Kad nije u uporabi, bočicu čuvajte na hladnom i pokrivenom mjestu. Proizvod uvijek koristite uz nadzor odrasle osobe. Ne čistite, ne čuvajte i ne dopuštajte dudu iz otapalima ili agresivnim kemikalijama jer mogu nastati oštećenja. Ne ostavljajte proizvod pod izravnim sunčevim svjetlom ili na toplom ili u sredstvu za dezinfekciju (otopina za sterilizaciju) duže nego što je to preporučeno. Ne zagrijavajte tekućinu stavljajući bočicu izravno na plinski plamenik ili električnu ploču, ploču za zagrijavanje, u električne pečnice itd.

UPOZORENJE za sigurnost i zdravlje djece! Proizvod uvijek koristite uz nadzor odrasle osobe. Nikad ne koristite dudu za hranjenje kao dudu varalice. Neprekidno i duže sisanje tekućina uzrokuje zubni karijes. Prije hranjenja uvijek provjerite temperaturu hrane. Sve dijelove koji nisu u uporabi držite izvan doseg djece. Ne dozvolite djetetu da bočicu ponese i krevet ili da se samo hrani dudu bez krmilje.

UPOZORENJE: Zubni se karijes kod mlade djece pojavljuje čak ako se koriste nezasićene tekućine. Može se pojaviti ako je djetetu dopušteno da koristi bočicu/času duže vrijeme tijekom dana i osobito tijekom noći kad je slina smanjena ili ako se ona koristi kao dudu varalica. Ne ostavljajte dudu pod izravnim sunčevim svjetlom ili na toplom ili u sredstvu za dezinfekciju (otopina za sterilizaciju) duže nego što je to preporučeno. Provjerite prije svake uporabe. Bacite dudu kod prvih znakova oštećenja ili habanja. Mijenjajte dudu svakih 7 tjedana radi sigurnosti i higijene. Povicite dudu za hranjenje u svim pravcima radi provjere ispravnosti proizvoda.

POZOR: Neki sokovi mogu slikom učiniti neprozirnim. To ne mijenja ni jedno svojstvo. Ne stavljaite ljudsko mlijeko u mikrovalnu pečnicu jer zagrijavanje u mikrovalnoj pečnici mijenja sastav mlijeka. Zagrijavanje u mikrovalnoj pečnici može prouzročiti u nekim dijelovima visoke temperature. Budite posebno oprezni pri zagrijavanju u mikrovalnoj pečnici. Zagrijanu hranu uvijek dobro promiješajte kako bi se toplina ravnomjerno rasporedila i prije posluživanja provjerite temperaturu.

UPOZORENJE: Ambalaža nije dio proizvoda. Za sigurnost svog djeteta odstranite ili bacite svu ambalažu prije uporabe, ali pročitate i zadržite upute za uporabu za buduća korištenja. Ostavite otvoreno u mikrovalnoj pečnici.

13. Jamstvo

Ograničeno jamstvo za kupce proizvoda
Za ovaj se proizvod izvornom kupcu ("kupač") daje jamstvo da je proizvod bez nedostataka u materijalima i izradi, koji nisu komercijalno prihvatljivi, u razdoblju od godinu dana od datuma kupnje na mehanizam proizvoda. Za sve druge dijelove proizvoda daje se jamstvo od 90 dana. Jamstvo prestaje vrijediti ako se proizvod preprodaja ili na drugi način prenese drugoj osobi. Ovo 64

vam jamstvo daje posebna zakonska prava i također možete imati druga prava, koja se razlikuju ovisno o lokaciji.

LANSINOH NE PREUZIMA NIKAKVA IZRIČITA JAMSTVA VEZANA UZ PROIZVOD OSIM OVDJE NAVEDENOG IZRIČITOG JAMSTVA. BILO KOJE PRETPOSTAVLJENO JAMSTVO, UKLJUČUJUĆI BILO KOJE PRETPOSTAVLJENO JAMSTVO VEZANO UZ MOGUĆNOST PRODAJE ILI PRIKLADNOST ZA ODREĐENU SVRHU, U MJERI DOPUŠTENOG ZAKONOM OGRANIČIT ĆE SE NA RAZDOLJE OD 90 DANA OD DATUMA KUPNJE IZVORNOG KUPCA.

U slučaju da Lansinoh® smatra da proizvod ne ispunjava gornje ograničeno jamstvo kao jedini i izvanredni pravni lijek kupca, Lansinoh® će popraviti ili, po izboru tvrtke Lansinoh®, zamijeniti ovaj proizvod bez naknade za zamjenu ili dio rada.

NAPOMENA: Kupac snosi sve troškove za vraćanje proizvoda tvrtki Lansinoh®. Jamstvo se ne primjenjuje na proizvod koji je bio podvrgnut zlorabi, pogrešnoj uporabi ili preinakama. Preporučuje se samo uporaba zamjenskih dijelova marke Lansinoh® s proizvodima za izdajanje Lansinoh®. Neprikladno ili neispravno održavanje ili popravak ili uporaba zamjenskih dijelova koji nisu marke Lansinoh® mogu poništiti ovo jamstvo.

U MJERI KOJA JE DOPUŠTENA ZAKONOM, LANSINOH NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BLO KOJU SLUČAJNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, TROŠKOVE ZAMJENE KAO POSLEDJICU KRŠENJA BILO KOJEG PISANOG ILI PRETPOSTAVLJENOG JAMSTVA.

Ako želite podnijeti zahtjev pod ovim jamstvom nazovite +44 (0) 113 205 4201 ako ste u Velikoj Britaniji ili se obratite svom lokalnom zastupniku. Dobit ćete frankiranu adresu za vraćanje proizvoda, prema potrebi, zajedno s računom s originalnim datumom ili drugim dokazom kupnje s datumom i kratkom izjavom o problemu.

Izjava o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC)
Samo u informativne svrhe

FCC izjava

Ovaj je uređaj u skladu s 15. člankom FCC pravila. Rad ovisi o sljedećim dvama uvjetima: (1) ovaj uređaj ne smije prouzročiti štetne interferencije i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene interferencije, uključujući interferencije koje mogu prouzročiti neželjeni rad.

PAŽNJA

Preporučeni razmak između prijenosne i mobilne radiofrekventijske komunikacijske opreme i modela @ 3Vrms

Električna jednostruka pumpa za izdajanje Lansinoh namijenjena je za uporabu u elektromagnetskom okruženju u kojem se kontrolira zračenje radi-frekventijskih smetnji. Kupac ili korisnik električne jednostruke pumpe za izdajanje Lansinoh može pomoći pri sprečavanju elektromagnetske smetnje održavanjem minimalnog razmaka između prijenosne i mobilne radiofrekventijske komunikacijske opreme (odaslijača) i električne jednostruke pumpe za izdajanje Lansinoh, kao što je to dolje preporučeno i u skladu s maksimalnom izlaznom snagom komunikacijske opreme.

Razmak prema frekvenciji odaslijača m			
Maksimalna izlazna nazivna snaga odaslijača u W	150 khz do 80 Mhz	80 Mhz do 800 Mhz	800 Mhz do 2,5 Ghz
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,37	0,37	0,74
1	1,17	1,17	2,33
10	3,69	3,69	7,38
100	11,67	11,67	23,33

Izjava o bežičnosti
Bežična komunikacijska oprema, kao što su bežični uređaji kućne mreže, mobilni telefoni, bežični telefoni i njihove bazne stanice, radiostanice mogu utjecati na ovu opremu i treba držati razmak od 3,5 m od te opreme.

Slaganje na drugu opremu
Ovaj uređaj ne treba koristiti blizu druge opreme ili ga spremati na nju. Ako je u blizini druge opreme ili na nju, uređaj treba nadgledati kako bi se provjerio normalan rad u konfiguraciji u kojoj se koristi.

Ovaj je proizvod proizvod osobne higijene i stoga se ne može vratiti kao se otvori. Ako imate problema s ovim proizvodom, nazovite besplatni broj naše korisničke službe, +44 (0) 113 205 4201 u Velikoj Britaniji, ili se obratite svom lokalnom zastupniku. Naš će vam zastupnik rado pomoći.

Lansinoh® Laboratories, Inc. Jason House, Kerry Hill, Leeds, LS18 4JR, UK.
lansinoh.co.uk

Proizvođač: Lansinoh Laboratories Saglik Gereceleri Tasarim San.Tic.Sti. A.O.S.B – 10006 Sok. No:64 35620 Cigli / Izmir / Turkiye

Lansinoh® je registran zaštitni znak Lansinoh Laboratories, Inc.

©2014 Lansinoh Laboratories, Inc. Sva prava zadržana

304-013-00

UA Вітаємо!

Одинарний електромолоковідсмоктувач Lansinoh® призначений для годуючих грудью мам, які бажають продовжувати давати своїм дітям грудне молоко, та дозволяє зручно швидко та легко його збирати.

Наш відсмоктувач:

- **Просто мити, збирати та використовувати** - Гігієнічна конструкція не дозволяє молоку проходити в трубки – таким чином, трубки не треба промивати.
- **Він дозволяє регулювати рівні тиску всмоктування** за допомогою зручних кнопок +/-.
- **Мак світлодіодний індикатор** що точно визначає напругування тиску та фази.
- **Включос сосок NaturalWave™** (з ковпачком) що допомагає підтримувати надійний контакт з груддю.
- **«Зідкування» до Зберігання → Годування»** Використовує одну пляшечку для зідкування, зберігання та годування, що зручно та легко у вжитку (в комплект поставки включений штифтований диск для краєвого зберігання та сосок NaturalWave™).
- **Живлення від мережі чи від батарей** - 6 батарейок AA (не включені в комплект поставки).
- **Можна мити у посудомийній машині та стерилізаторі** (Трубки та регульований перекидник мити не потрібно).

Якщо ви маєте якісь запитання, звертайтеся до нашого відділу обслуговування клієнтів за телефоном +44 (0) 113 205 4201 чи електронною поштою help@lansinoh.co.uk

Зміст

1. Вакції міри захисту
2. Схеми молоковідсмоктувача
3. Компоненти одинарного електромолоковідсмоктувача Lansinoh®
4. Інструкції з чистки
5. Збірка комплекту для зідкування грудного молока
6. Поради по зідкуванню
7. Використання одинарного електромолоковідсмоктувача Lansinoh®
8. Варіанти живлення
9. Настави по зберіганню грудного молока
10. Технічні дані
11. Усунення неполадок
12. Подана грудного молока за допомогою перистальтичного соска NaturalWave™
13. Гарантія

01. Важливі міри захисту

Одинарний електромолоковідсмоктувач Lansinoh® призначений для персонального використання, та за гігієнічних підстав не може передаватися чи продаватися від однієї матері до іншої. Порушення цієї умови призводить до втрати гарантії.

Якщо ви мати, що інфікована гепатитом В, гепатитом С чи вірусом імунodefіціту людини (ВІЛ), з використанням грудного молока за допомогою Одинарного електромолоковідсмоктувача Lansinoh® не усуває та не зменшує ризику передачі вірусу вашій дитині через грудне молоко.

При використанні електричних приладів, особливо в присутності дітей, слід обов'язково дотримуватися основних правил безпеки, а саме:

Перед використанням ознайомтеся з усіма інструкціями

Небезпечно: Для зменшення ризику ураження електричним струмом:

- Після використання слід обов'язково від'єднувати викилу від розетки
- Не використовувати мийнощі у ванні
- Не слід ставити прилад там, де він може впасти чи потрапити в раковину чи ванну
- Не слід ставити чи випускати відсмоктувач у воду чи іншу рідину
- Не можна торкатися електричної частини, що потрапив у воду. Нейайно відімкніть його від мережі

Застереження: Для зменшення ризику опіків, ураження електричним струмом, пожежу чи травмування:

- Не допускається залишати цей прилад ввімкненим без нагляду
- При використанні приладу інвалідами чи дітьми слід бути особливо уважливим
- Прилад слід використовувати лише за призначенням, визначеним у цьому посібнику. Не слід використовувати акумулятор не рекомендовани виробником

- Ні в якому разі не слід вимикати прилад з пошкодженням шнуром живлення чи вилкою, прилад ще неможливо працює, прилад, що падає на підлогу чи у воду або був пошкоджений
- Тримайте шнур подальше від нагрітих поверхонь
- Ніколи не використовуйте під час сну або з сонливому стані/коли ви вкладаєте та не вставляєте предмети в будь-які отвори або трубки
- Не використовуйте цей прилад, якщо він зламаний або відсутні які-небудь частини
- Не дозволяйте маленьким дітям або домашнім тваринам грати з насосним блоком, адаптером змінного струму, і т.д.
- Не використовуйте на відкритому повітрі з адаптером змінного струму або в місцях, де присутні аерозолі або чистий кисень

Зберігайте ці інструкції разом із квантисцією для подальшого використання.

ВАЖЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ОДИНАРНОГО ЕЛЕКТРОМОЛОКОВІДСМОКТАВЧА LANSINOH®

Не можна мити або стерилізувати трубку або перехідник.

Функції витискання та витягання

Коли дитина годується груддю, вона починає з швидкого смокання для стимуляції витягання молока. Коли молоко починає витікати, дитина переходить на повільніше але більш глибоке смокання. Хоча ніщо не може в точності повторити смокання грудної дитиною, для симуляції природного ритму Одинарний електромолоковідсмоктувач Lansinoh® має дві фази – фазу витискання та фазу витягання.

На етапі витискання (Фаза 1) імітується більш швидкий ритм смокання, який забезпечує витискання молока та початок його витягання.

Етап витягання (Фаза 2) має 6 регульованих рівнів сили смокання, які можна адаптувати для максимального комфорту.

Клавіатура

Одинарний електромолоковідсмоктувач Lansinoh® має світлодіодні індикатори, приховані під пурпуровою панеллю, що показують обрану фазу та силу смокання.

Кнопки дозволяють переключатися між фазами. Фаза 1 (витискання) визначається повільним миготінням світлодіодних індикаторів. Фаза 2 (витягання) визначається постійним світінням світлодіодних індикаторів.

На кожному етапі є 6 рівнів сили смокання. За допомогою кнопки можна збільшувати силу смокання, а за допомогою кнопки – зменшувати її. Lansinoh® рекомендує обирати рівень і фазу, що найкраще підходить для вас.

Є 6 світлодіодних індикаторів, які світяться в залежності від обраної сили смокання. Через 20 секунд залишається увімкненим тільки найвищий (крайній праворуч) індикатор, який вказує на те, що відсмоктувач працює на обраному рівні сили смокання. Усі інші світлодіоди автоматично вимикаються для економії електроенергії.


При ввімкненні відсмоктувач починає працювати з Фази 1 (витискання) та автоматично перемикається на Фазу 2 (витягання) через 2 хвилини. На початку роботи та під час перемикання між фазами витискання та витягання відсмоктувач зазвичай знаходиться на 1-му рівні сили смокання. Після цього силу смокання можна відрегулювати кнопками та

Якщо треба пропустити Фазу 1 (витискання), слід просто натиснути кнопку для перемикання на Фазу 2 (витягання). При необхідності завжди можна повернутися на Фазу 1 (витискання).

Відсмоктувач автоматично вимикається через 60 хвилин.


Lansinoh® завжди допоможе вам зробити грудне годування легким та приємним. Якщо ви маєте будь-які питання, звертайтеся до нас за телефоном +44 (0) 113 205 4201 чи адресою help@lansinoh.co.uk в Великобританії, або до дистриб'ютора в своїй країні.

02. Схема молоковідсмоктувача




Основні елементи управління, зовнішній вигляд і можливості


- 1 Кнопка вимикання/вмикання живлення
- 2 Кнопка підвищення сили смокання
- 3 Кнопка зниження сили смокання
- 4 Кнопка перемикання з фази витискання на фазу витягання та навпаки.
- 5 Світлодіодний індикатор сили смокання.



- 6 Вхід трубки
- 7 Батареї відсік для 6 батарей AA (не включені до комплекту поставки)
- 8 ПРИМІТКА: Не рекомендується застосовувати акумуляторні батареї.



- 9 Гніздо адаптера змінного струму
- 10 Адаптер змінного струму



03. Компоненти одинарного електромолоковідсмоктувача Lansinoh® (Додаток 1)

Поз./Номер поз.

- 1 Трубка 800 мм #54100
- 2 Перехідник відсмоктувача #53453
- 3 Нагрудний конус (стандартний) #54101
- 4 Грудна силіконова подушка ComfortFit™ (стандартна) #54103
- 5 Каркас силіконової подушки #53454
- 6 Діафрагма #54105
- 7 Кришка діафрагми # 53410
- 8 Білий клапан (1+1) # 53401
- 9 160 мл контейнер (1) # 53451
- 10 Кільце (1) та ущільнювальний диск контейнера (1) # 53450
- 11 Адаптер змінного струму / шнур живлення
- 12 Тримач палички (1) # 53452

Перед кожним використанням...

- Обов'язково ретельно вийміть руки з милом та водою перед тим, як братися за комплект для відсмоктування молока, корпус відсмоктувача чи інші компоненти.
- Перед чисткою розберіть комплект для відсмоктування молока. Вкладіть в сторону трубку, оскільки її не потрібно мити чи стерилізувати.
- Не вимикайте відсмоктувач при наявності у трубі рідини чи вологи, а ретельно висушіть його перед використанням.

04. Інструкції з чистки

Якщо інше не зазначено співробітником служби охорони здоров'я, виконайте наступні інструкції для стерилізації та очищення.

Стерилізація

1. Перед використанням набору в перший раз слід розібрати і промити тити протягом 10 хвилин всі частини грудного комплексу, які вступають в контакт з грудним молоком. У комплект входять всі деталі за винятком підсилювача відсмоктувача, роз'єму, штекера, наконечника трубки та переключника трубки.
 - **ПРИМІТКА:** При кінт'ятині рівень води має бути достатнім для того, щоб усі деталі були занурені
 - **ПРИМІТКА:** Не слід кінт'ятині трубку та перехідник трубки
 - Одразу після кінт'ятини витягніть усі деталі з води.
2. Перед зборкою та наступним використанням повністю висушіть деталі сухим повітрям.
 - **ПРИМІТКА:** Недостатньо сухі деталі можуть негативно вплинути на роботу відсмоктувача. Перед використанням переконайтеся, що деталі повністю сухі

Чистка

- Від'єднайте трубку та перехідник. Ці компоненти не треба мити чи стерилізувати, оскільки діафрагма запобігає їх контакту з грудним молоком.
- Грудну подушку та контейнер можна мити у верхньому відсіку посудомийної машини чи вручну з милом у гарячій воді. Для найкращих результатів рекомендується застосовувати для

контейнерів щітку для миття дитячих пляшечок та щітку для соски та миття внутрішньої поверхні грудної подушки. НЕ СЛІД ВИКОРИСТОВУВАТИ розчинні чи абразивні.

- Споліскувати слід гарячою чистою водою.
- Усі інші деталі комплексу для відсмоктування молока слід промити водою щоб запобігти їх псуванню та збільшити термін використання.
- Для чистки грудного молока відсмоктувача слід протерти підставку вологою ганчіркою, використовуючи лише воду чи легкий молочний розчин.
- **Не можна мити або стерилізувати трубку або перехідник.**
- **ПРИМІТКА:** Для отримання найкращих результатів, перед використанням переконайтеся, що діафрагма повністю висохла.
- **ПРИМІТКА:** Перед використанням комплексу для зидкування грудного молока, огляньте окремі компоненти на наявність тріщин, зазубин, дірок, знебарвлення або псування, так як це може вплинути на його функціональні можливості.

Відвідайте сайт www.lansinoh.co.uk чи зателефонуйте за номером +44 (0) 113 205 4201 в Великобританії або до зверніться до дистриб'ютора в своїй країні для подальших консультацій чи заміни запчастин.

05. Збірка комплексу для зидкування грудного молока (Додаток 2)

Комплект для зидкування грудного молока постачається зібраним в упаковці продукції Lansinoh®. Чистка деталей комплексу для зидкування грудного молока (за винятком трубки та перехідника) виконується відповідно до інструкції розділу «Інструкції з чистки». Після чистки та повного висихання усіх деталей збірка комплексу виконується наступним чином:

1. Помістіть пурпурову діафрагму стороною зі стрілкою вгору (стрілка видна) на верхню частину грудної подушки. Стрілки мають бути направлені у бік грудної подушки ComfortFit™.
2. Потім закріпіть кришку діафрагми на корпусі грудної подушки шляхом обертання за годинникову стрілку.
3. Вставте м'яку силіконову грудну подушку ComfortFit™ всередину грудного конуса.
4. Потім вставте грудну подушку та ComfortFit™ конус у каркас подушки.
5. Акратно зафікуйте білий клапан на дні каркасу грудної подушки.
6. Вкрутіть пляшечку для збору молока в каркас грудної подушки.
7. Вставте трубку в задній отвір кришки діафрагми; перевірте надійність її фіксації.
8. Вставте трубку у відсмоктувач.

06. Поради по відсмоктуванню

Найбільш важливою частиною оптимального зидкування є можливість ініціювати рефлекс виділення молока. Це коли ваше молоко починає текти вільно. Теплі вологі компреси, прикладені до грудей і ніжне кругове масування грудей до і/або під час зидкування може допомогти стимулювати цей природний рефлекс. Думачи про свою дитину або дивлячись на неї, або на фото вашої дитини, якщо ви не поруч один від одного, ви також можете сприяти стимуляції цього рефлексу. Можна також спробувати застосувати терапевтичний комплект Lansinoh® Therapeut™ з 3 в.

Деякі мами здатні виділяти молоко кілька разів за час одного циклу зидкування. Ви зможете досягти другого або третього виділення молока під час циклу відсмоктування, повернувшись до Фази 1 (витискання), натиснувши кнопку

Як довго має тривати зидкування

Грудне молоко виділяється в залежності від потреби та можливості; регулярно відсмоктуючи грудне молоко, ви зможете стимулювати своє тіло і будете мати можливість підтримувати виділення молока. Так само, як з грудним вигодовуванням, не варто чомусь визначати час циклів зидкування, хоча ви отримаєте краще уявлення про час, який потрібен для вашого тіла, щоб давати своє молоко, використовуючи молоковідсмоктувач.


Якщо ви маєте питання стосовно грудного вигодовування чи зцідження, проконсультуйтеся зі своєю акушеркою, медсестрою чи іншим медичним спеціалістом або відвідайте наш сайт www.lansinoh.co.uk

Поряди з грудного вигодовування та зцідження

- Можна зціджувати одну грудей, одночасно годуючи дитину іншою. Це дозволяє збільшити ефективність зцідження, використовуючи рефлекс виділення молока, стимульований смоктанням дитини.
- Можна спробувати пляшечку Lansinoh® mPmma® Bottle обладнану системою NaturalWave™, яка, як клінічно доведено, допомагає малюкам дотримуватись оптимального способу смоктання, що дозволяє переходити від грудей до пляшечки та знову до грудей.
- Якщо ви будете використовувати пляшечку Lansinoh® mPmma® Bottle із системою NaturalWave™ Teat для годування свого малюка зцідженим молоком, дотримуйтесь таких загальних заходів:
 - Завжди перевіряйте температуру рідини перед тим як годувати дитину.
 - Не дозволяйте малюку брати пляшечку у ліжко чи годуватись самостійно без нагляду.

07. Витискання одинарного електромолоковідсмоктувача Lansinoh®

Способ використання одинарного електромолоковідсмоктувача Lansinoh®




Для максимального потоку молока дотримуйтесь наступних інструкцій:

1. Під'єднайте усі трубки до перехідника.
2. Тримайте комплект для відсмоктування молока у своїх грудей таким чином, щоб центр соска входив у прохід грудної подушки.
3. Переконайтеся, що груд'я повністю заповнює грудну подушку так, що утвориться вакуум і повітря не виходить. Якщо ви відчуваєте тертя чи дискомфорт сосків, вам може знадобитись інший розмір подушки. Подушки більшого розміру є у наявності. За додатковою інформацією зателефонуйте за номером +44 (0) 113 205 4201, відвідайте сайт www.lansinoh.co.uk чи зверніться до дистриб'ютора в своїй країні.
4. Комплект для зцідження грудного молока та прохід соска треба трохи нахилити вниз, щоб молоко природним чином стікало у пляшечку.
5. Для відвінчування відсмоктувача натисніть та кілька секунд утримуйте кнопку On/Off.
6. При відвінчуванні відсмоктувач починає працювати з фази 1 (витискання) та автоматично перемикається на фазу 2 (витягання) через 2 хвилини.
7. Якщо молоко починає витікати раніше, натисніть кнопку «+» щоб змінити фазу зцідження.
8. На початку роботи та під час перемикання між фазами витискання та витягання відсмоктувач завжди знаходиться на 1-му рівні сили смоктання. Після цього силу смоктання можна відрегулювати кнопками «+» та «-».
9. Якщо треба пропустити фазу 1 (витискання), слід просто натиснути кнопку «-» для перемикання на фазу 2 (витягання). При необхідності завжди можливо повернутись на фазу 1 (витискання).
ПРИМІТКА: Якщо в будь-який момент сила відсмоктування грудей досягає некомфортного рівня, зменшити силу відсмоктування кнопкою «-».
10. По завершенні циклу зцідження вивіньте відсмоктувач кнопкою On/Off. Перед тим як відіяти грудну подушку від грудей переконайтеся в тому, що в соску не зашипилося вакууму. При необхідності перевірте відсмоктування, вставивши палець між грудною подушкою та грудей. Перевіривши відсмоктування можна безпечно відіяти грудну подушку.
11. Використовуйте спеціальну підставку, щоб пляшка не впала і молоко не розлилося.
12. Закрийте пляшечку наданою кришкою з ущільнювальним диском – будь-ласка, дотримуйтеся рекомендацій з використання грудного молока, як зазначено в розділі 9.

08. Варіанти живлення


Відсмоктувач може працювати в одному з таких режимів живлення:

Адаптер змінного струму (входить до комплекту)



Підключіть адаптер змінного струму до гнізда живлення з правого боку відсмоктувача. Увімкніть адаптер змінного струму до будь-якої наявної електричної розетки. Електробезпека може бути досягнута тільки тоді, коли молоковідсмоктувач підключений до адаптера змінного струму, який входить в комплект поставки виробу (див. розділ «Технічні дані»)

6 лужних батарейок AA (не входить до комплекту)



Переконайтеся, що батарейки встановлені правильно, дотримуючись полярності «+» і «-», як зазначено. Закрийте відсік, злегка натиснувши на кришку, поки вона не стане на місце. Вийдіть батарейки, якщо відсмоктувач не використовується протягом тривалого періоду часу. Утилізуйте батарейки згідно з правилами за охорони навколишнього середовища та утилізації. Замінюйте усі батарейки одночасно. Зверніть увагу, що насос не призначений для використання з акумуляторами. Не використовуйте разом старі та нові батарейки. Не використовуйте разом лужні та стандартні (вуглецево-цинкові) батарейки. Якщо батарейки встановлено, але адаптер змінного струму також вивінено, відсмоктувач буде використовувати для живлення адаптер, а не батарейки. Для найбільш економічного використання ми рекомендуємо використовувати відсмоктувач з наданим адаптером змінного струму. Ваш адаптер змінного струму є універсальним і може бути використаний в електромережах з напругою від 100 В до 240 В і частотою 50 Гц і 60 Гц.

09. Наставови по зберіганню грудного молока

Наставови по зберіганню та розморожуванню грудного молока для здорових новонароджених

З'ясуйте з вашим лікарем, акушеркою або патронажною сестрою конкретні інструкції по зберіганню.

Коли ви заморозите грудне молоко, не заповнюйте контейнери більше, ніж на ¾, щоб врахувати розширення від замерзання. Помітьте контейнери датою зцідження молока для використання в майбутньому. Насамперед використовуйте грудне молоко, що зціджувалося першим.

Кімнатна температура	(<26°C)	6 Годин
Холодильник	(>4°C)	3 Дні
Холодильник	(<4°C)	5 Дні
Морозильна камера		2 Тижні
Холодильника		
Домашній морозильник	(<-18°C)	6 Місяців

ПРИМІТКА: НЕ СПІД зберігати грудне молоко на дверцятх холодильника/морозильника. Дверця зазвичай є найтеплішим місцем холодильника/морозильника.

Розморожування

Розморозьте молоко в холодильнику або ставте контейнери під прохолодною проточною водою, поступово нагріваючи воду, поки молоко не розморозиться. Розморозене молоко можна тримати в холодильнику на протязі не більше 24 годин.

ПРИМІТКА: НЕ СПІД повторно заморозувати розморозене молоко.

Акуратно струстіть розморозене молоко перед годуванням дитини для змішування розділених шарів. Грудне молоко неоднорідне і «вершки» підіймаються до верхньої частини пляшечки. Грудне молоко може відділятися за кольором і консистенцією залежно від часу доби, коли було молоко зціджене, від того що ви з'їли та віку дитини на момент зцідження.

ПРИМІТКА: НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ РОЗГІРВІТИ ЖИНОЧЕ МОЛОКО У МІКРОХВІЛІВІЙ ПЕЧІ! Розгрів у мікрохвильовій печі змінює склад молока. Мікрохвильовий розгрів також створить «гарячі точки» в молоці, які можуть призвести до опіків.

ПРИМІТКА: НЕ СПІД розморозувати грудне молоко в гарячій воді чи киплячій.

10. Технічні дані

1. Електроживлення
Живлення від батарей: 6 лужних батарейок AA (не входить у комплект), включення послідовно. Не використовуйте акумуляторні батарейки. Термін роботи від батарей. Приблизно 2 години з 6 лужними батарейками (не входить у комплект).
Живлення від адаптера змінного струму: Штепсельний адаптер змінного струму 100/240 В та вихідною напругою 9 В постійного струму з гальванічним розв'язкою.
Споживана потужність: Не більше 10 Вт
Регулювання напруги: Лінійний регулятор напруги з низьким падінням напруги та захистом від короткого замикання.
2. Система управління
Блок управління: Мікроконтролер із вбудованою програмною пам'яттю
Програма пам'ять: 8 Кбайт ПЗУ, 1 Кбайт ОЗП
Існує 2 фази: зцідження та стимуляція, які обираються кнопками. Регульований рівень сили смоктання: 6 рівнів сили смоктання обирається та контролюється кнопками.
Вакуумний тиск смоктання: Не менше 56 мм рт.ст., не більше 225 мм рт.ст.

Відповідність нормативним вимогам

Прикладний пристрій типу BF



Важливе застереження: Дитина може зазнати шкідливого впливу. Прочитайте шпаргалку в інструкції для дітей на місці.

Технічні дані

Вимоги до джерела живлення
Адаптер змінного струму (входить до комплекту)
Адаптер змінного струму – ЕС
Конфігурація викили
100В/240В В постійного струму
Адаптер змінного струму випусканою напругою 9 В постійного струму з гальванічним розв'язкою
Батарейки (не входить до комплекту) 6 лужних батарейок AA, 1,5 В
Відповідність нормативним вимогам: атестовано згідно ІЕ (E314167) та CSA з адаптером живлення за стандартом ЄС.

11. Усунення неполадок

Усунення неполадок одинарного електромолоковідсмоктувача Lansinoh®

Перевіряння електроживлення

Якщо ви відчуваєте перебивання нормального роботи електричної та / або механічної робіт відсмоктувача, просто зробіть наступне

- Відікніть адаптер змінного струму від електричної розетки.
- Почекайте кілька секунд, а потім підключіть адаптер змінного струму в електричну розетку. Якщо ви все ще відчуваєте несправність електрики, спробуйте використовувати насос з шістьма батарейками AA переконавшись, що адаптер відключений.

Дисконфорт під час відсмоктування

Якщо ви відчуваєте дискомфорт, вам може знадобитись інший розмір грудної подушки. Відвідайте сайт www.lansinoh.co.uk чи зателефонуйте за номером +44 (0) 113 205 4201 у Великобританії чи зверніться до дистриб'ютора в своїй країні.

Послаблення сили смоктання

- Якщо відчувається послаблення сили смоктання, спробуйте зробити наступне:
 - Вийдіть трубку з відсмоктувача та наблизьте палець до перехідника трубки. Якщо ви відчуваєте, всмоктування, насос працює нормально, але комплект для відсмоктування молока може бути неправильно зібраний або білий клапан може бути пошкоджений. Якщо всмоктування не відчувається на пальці, спробуйте відключити адаптер від електричної розетки, зачекайте кілька секунд, і підключити його назад в електричну розетку.
- Перевірте чи правильно зібраний комплект для відсмоктування молока. Користуйтеся інформацією про збірку в розділі «Збірка комплексу для зцідження грудного молока».
- Перевірте білий клапан на наявність прорізів чи дірок. Цей компонент є критично важливим для належної роботи відсмоктувача. Замініть білий клапан одним з двох запасних клапанів, що входить до комплекту приладу.


12. Подача грудного молока за допомогою перистальтичного соска NaturalWave™

- Перистальтичний сосок NaturalWave™ спеціально призначений для:
 - Допомоги у підтримці належного контакту з груддю.
 - Легкого переходу від грудей до пляшечки та назад.
 - Імітації «хвилястого» руху змиза дитини.
 - Забезпечення інстинктивного смоктання для природного розвитку рота малюка.



- 1. Фіксація**
Відкриття губ дитини та їх фіксація навколо соска.
- 2. Перистальтичний рух язика**
Язик рухається м'яким «хвилюючимся» чином, стискаючи сосок і відсмоктуючи молоко. Це сприяє природному розвитку м'язів рота, щелепи та обличчя.
Факт: Язик немовляти повторює перистальтичні рухи приблизно від 800 до 1000 разів всього за один цикл грудного вигодовування.
- 3. Ковтання**
Задній кінець язика дитини підіймається, направляючи молоко в страваді.

Перистальтичний NaturalWave™ сосок розроблений та клінічно перевірений для забезпечення цього природного процесу грудного годування.



- 1. Кінець соска**
Немовля контролює потік молока.
- 2. М'який 100% силікон**
Розтягується для оптимального стиснення.
- 3. Внутрішні вертикальні ребра**
Посилюють структуру соска, роблячи його стійким до зминання.
- 4. Унікальний поступовий нахил**
Сприяє плавному перистальтичному руху язика.
- 5. Широкий із текстурово соска**
Для легкої фіксації та ефективного всмоктування.
- 6. AVS**
Зменшує заковтування повітря - потенційну причину колик.


Однокomorнecтa конструкция соска без стівок доступна для повільних, середніх і швидких потоків молока.

Протягом перших 6 місяців життя дитини рекомендується виключно грудне вигодовування. До використання пляшки і соску має бути повністю завершено вигодовування груддю та виділення грудного молока.

Інструкція з використання: Залийте необхідну кількість рідини і затягніть різьбовий ковпачок. Нагрівання в микроволнній печі не рекомендується. Якщо він буде нагріт для годування в микроволнній печі, не закривайте пляшку герметично. При використанні микроволнної печі зменшуйте сосок, кінець та кришку. Перед використанням слід добре збовтати молоко і завжди перевіряти його температуру, перш ніж давати дитині. Нерівномірно нагріте молоко може призвести до опіків рота малюка. Не розгрівайте в микроволнній печі жіноче молоко, оскільки це призводить до зміни його складу. Перед першим використанням слід промити прилад. Для забезпечення гігієни продукту слід покрити сосок і пляшечку з усіма її компонентами в киплячу воду на 5 хвилин перед використанням. При перенесенні повної пляшки переконайтеся, що вона належно закрита кришкою так, щоб сосок знаходився в центрі кришки, щоб активувати функцію «захисту продукту від вологи».

Чистка: Перед першим використанням покладіть пристрій в киплячу воду на 5 хвилин, дайте охолонути і ретельно промийте всі компоненти пляшечки. Це необхідно для забезпечення гігієни. Згодом, пляшку також можна мити в теплої стійкої посудомийної машини і стерилізувати (у відкритому стані) в микроволнній печі та за допомогою спеціальної стерилізаційної машини. Відразу після кожного використання завжди мийте всі компоненти виробу. Промийте теплою мильною водою та ретельно прополісуйте. Промийте перед кожним використанням.

Зборка: Після повного висихання, вставте соску для годування через верхню частину кильця гвинтової кришки. Надійно встановіть кінець гвинтової кришки на шийку пляшки.



Застереження: Коли ви не користуєтесь приладом, його слід зберігати в сухому і захищеному приміщенні. Прилад слід використовувати під обов'язковим наглядом дорослих. Не слід чистити, зберігати або дозволяти вступати в контакт з розчинниками або агресивними хімікатами. В результаті цього прилад може пошкодитися. Не тримайте цей виріб під прямими сонячними променями або теплом, та не тримайте його в розчині для дезінфекції (стерилізації) довше, ніж рекомендується. Не нагрівайте рідину, помістивши пляшку прямо на газових або електричних плитках, зігрівачих пристроях, в електричних печах і т.д.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ Для безпеки та здоров'я вашої дитини! Приклад слід використовувати під обов'язковим наглядом дорослих. Не використовуйте соску для годування якпусту. Безперервне і тривале всмоктування рідини буде викликати карієс. Безперервне і тривале всмоктування рідини буде викликати карієс. Перед годуванням завжди перевіряйте температуру їжі. Зберігайте всі компоненти що не використовуються в недоступному для дітей місці. Не залишайте дитину надійно з обладнання із-за ризику задусання, падіння або якщо продукт розбраний.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Карієс у дітей раннього віку може розвиватися навіть при використанні не-підсолодженої рідини. Це може статися, якщо дитині дозволить використовувати пляшку / чашку на протязі тривалого часу протягом дня і особливо в нічний час, коли слиновиділення зменшується або якщо вона використовується як соска. Не залишайте цей виріб під прямими сонячними променями або теплом, та не тримайте його в розчині для дезінфекції (стерилізації) довше, ніж рекомендується, так як це може його пошкодити. Перевіряйте перед кожним використанням. Викликані при перших ознаках пошкодження або наявності дефектів. Замініть соску слід кожні 7 тижнів з міркувань безпеки та гігієни. Потягніть соску для годування у всіх напрямках, щоб перевірити виріб.

УВАГА: Деякі соски і стерильними і розчини можуть зробити силікон непрозорим. Це не призводить до погіршення будь-яких його властивостей. Не розгрівайте в микроволнній печі жіноче молоко, оскільки це призводить до зміни його складу. Нагрів в микроволнній печі може призвести до виникнення локальних місць з високою температурою. При розгріві в микроволнній печі буде особливо обережними. Завжди слід перемишати їжу після її підігріву для забезпечення рівномірного розподілу тепла і перевірити температуру перед годуванням.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Пакувальні матеріали не є частиною виробу. Для безпеки вашої дитини змініть і викиньте всі пакувальні матеріали перед використанням, але прочитайте і зберігайте інструкції для подальшого використання. Залишайте виріб відкритим у микроволнній печі.

13. Гарантія

Обмежена гарантія споживчих товарів
Цей продукт гарантує первісному покупцю придбаного товару (що надалі називається «Покупцем») відсутність дефектів матеріалу / виготовлення, який не є комерційно прийнятним, на період одного року з дати покупки для механізму відсмоктувача протягом 90 днів на всі інші компоненти приладу. Для гарантії приміняється, якщо він проданий або іншим чином передає цей продукт іншій особі. Ця гарантія дає вам певні юридичні права, і ви можете мати також інші права, які змінюються, за місцем розташування.

LANSINOH НЕ ДАЄ НИЖЬОГО ПРАВО ВИРАЖЕННЯ ГАРАНТІЙ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ДАНОГО ВИРОБУ, КРИМ ТІХ ГАРАНТІЙ, ЯКІ ВЖЕ ВКАЗАНІ ТУТ. БУДЬ-ЯКІ ОБОВ'ЯЗКОВІ ГАРАНТІЇ, ВКЛЮЧАЮЧІ БУДЬ-ЯКІ ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ В МЕЖАХ ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОМ, ОБМЕЖЕНІ ЧАСОМ ПРОТЯГОМ 90 ДНІВ З МОМЕНТУ ПОКУПКИ ПЕРВІСНИМ ПОКУПЦЕМ.

У разі, якщо виріб буде визнано Lansinoh® не відповідним вище зазначеним обмеженим гарантії, у якості єдиного і виключного засобу відшкодування покупки Lansinoh® відеромуте або, за вибором Lansinoh®, замінити цей виріб без сплати за таку заміну або виконати роботу.

ПРИМІТКА: Покупцеві повинен нести всі витрати за повернення цього виробу Lansinoh®. Дана гарантія не поширюється на будь-який виріб, який був підданий неадекватному використанню або зломом. Тільки заповні частини виробництва Lansinoh® рекомендується для використання з приладами для грубого вигодовування Lansinoh®. Неправильне або неадекватне виконання обслуговування та ремонт або застосування запасних частин не торгової марки Lansinoh® може призвести до втрати цієї гарантії.

В РАМКАХ ЗАКОНОУ, LANSINOH НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ВИПАДКОВІ АБО НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, ВКЛЮЧАЮЧІ, АЛЕ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, ВИТРАТИ НА ЗАМІНУ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПОРУШЕННЯМ БУДЬ-ЯКИХ ПИСЬМОВИХ АБО ПЕРЕДАЧЕНИХ ГАРАНТІЙНИХ УМОВ.

Якщо ви хочете зробити заявку з даної гарантії, зателефонуйте за номером +44 (0) 113 205 4201, якщо він знаходиться, у Великобританії або зв'язитися з дистрибутором у вашій країні. Вам буде надана адреса безкоштовної пошти щоб повернути товар, якщо це необхідно, разом з датою первинної купівлі-продажу або іншим підтвердженням дати придбання і коротким викладом проблеми.

Декларація електромагнітної сумісності (ЕМС)
Лише для інформації

Декларація FCC
Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 правил FCC. Експлуатація пристрою залежить від наступних двох умов: (1) Цей пристрій не повинен створювати шкідливих перешкод і (2) цей пристрій повинен витримувати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, що можуть викликати збої в роботі.

УВАГА

Рекомендована відстань між портативним і мобільним комунікаційним радіостанціями об'єднання та моделлю @ 3Vrms			
Одинярний електромолоковідсмоктувач Lansinoh призначений для використання в електромагнітному середовищі з контрольованим радіостанціями випромінювання. Підтримуючи мінімальну відстань між портативним і мобільним комунікаційним радіостанціями об'єднання (передавачами) та одинярним електричним молоковідсмоктувачем Lansinoh відповідно до максимальної вихідної потужності комунікаційного об'єднання, покупець чи користувач одинарного електричного молоковідсмоктувача Lansinoh може запобігти впливу електромагнітних перешкод.			
Відстань відповідно до частоти передавача (м)			
Номинальна максимальна вихідна потужність передавача (Вт)	150 мГц – 80 МГц	800 МГц – 800 МГц	800 МГц – 2,5 ГГц
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,37	0,37	0,74
1	1,17	1,17	2,33
10	3,69	3,69	7,38
100	11,67	11,67	23,33

Декларація стосовно бездротових засобів зв'язу
Бездротове обладнання зв'язу, таке як пристрої бездротової домашньої мережі, мобільні телефони, бездротові телефони і їх базові станції, портативні радіо може вплинути на дане обладнання і повинне зберігатися принаймні, на відстані 3,5 м від приладу.

Розміщення
Це прилад не слід використовувати поруч або над іншим обладнанням. Якщо розміщення поруч або над іншим обладнанням необхідно, цей прилад слід обстежити для перевірки нормальної роботи в конфігурації, в якій він буде використовуватися.

Даний продукт є засобом особистої гігієни і, отже, не може бути повернутий після того, як він був відкритий. Якщо у вас виникли проблеми з цим продуктом, будь ласка, зателефонуйте на нашу безкоштовну лінію обслуговування клієнтів за номером +44 (0) 113 205 4201 у Великобританії або зверніться до дистрибутора в своїй країні. Наш представник буде радий допомогти вам.

Lansinoh® Laboratories, Inc. Jason House, Kerry Hill, Leeds, LS18 4JR, UK.
lansinoh.co.uk

Виробник: Lansinoh Laboratories Saglik Gereceleri Tasarim San.Tic.Sti.
A.O.S.B - 10006 Sok. No:64 35260 Cigli / Izmir / Turkey

Lansinoh® є зареєстрованою торговою маркою Lansinoh Laboratories, Inc.

©2014 Lansinoh Laboratories, Inc. Bci права захищені.

304-013-00

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Одинярний електричний молокоотсос Lansinoh® допомагає быстро и легко сцедить молоко и разработан специально для тех кормящих мам, которые хотят продолжать кормить малыша грудным молоком даже в те моменты, когда не могут находиться рядом.

Отличительные характеристики нашего молокоотсоса:

- Легкая очистка, сборка и применение** - гигиеничная конструкция исключает попадание молока в трубки и необходимость их постоянно промывать.
- Удобное регулирование силы всасывания** с помощью кнопок +/-.
- Светодиодный индикатор** позволяет четко видеть скорость и этап процесса сцеживания.
- Соска NaturalWave™ (с кривой)** в комплекте позволяет имитировать привычное малышу кормление грудью.
- «Сцеживание» → «Кормление»** → Корректирует Использование одной и той же бутылочки для сцеживания, хранения и кормления обеспечивает легкость в удобстве процесса (уплотнительное кольцо для хранения и соска NaturalWave™ входит в комплект).
- Работа от сети или батареек** - 6 батареек AA (не входят в комплект).
- Простая и удобная очистка в посудомоечной машине или стерилизаторе** (не нужно мыть трубки или соединительный элемент).

По всем вопросам, связанным с продукцией, обращайтесь в службу поддержки клиентов по телефону +44 (0) 113 205 4201 или пишите нам по адресу help@lansinoh.co.uk

Оглавление

- 01. Важные меры предосторожности
- 02. Схема сборки молокоотсоса
- 03. Компоненты одинарного электрического молокоотсоса Lansinoh®
- 04. Инструкции по очистке
- 05. Сборка блока устройства для сцеживания грудного молока
- 06. Полезные советы по сцеживанию
- 07. Применение одинарного электрического молокоотсоса Lansinoh®
- 08. Варианты подзарядки
- 09. Инструкции по хранению грудного молока
- 10. Технические данные
- 11. Устранение неисправностей
- 12. Кормление с помощью перистальтической соски NaturaWave™
- 13. Гарантия

01. Важные меры предосторожности

Однaрный элeктрический молокоотсос Lansinoh® представляет собой предмет личного ухода и в целях соблюдения гигиены никогда не должен использоваться совместно с другими женщинами или передаваться им по окончании грудного вскармливания. Любое из указанных выше действий автоматически отменяет гарантию на изделие.

В случае, если у вас обнаружен вирус гепатита В, гепатита С или вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), сцеживание грудного молока с помощью одинарного электрического молокоотсоса Lansinoh® никак не поможет сократить или устранить риск передачи вируса ребенку через грудное молоко.

При использовании любых электрических устройств, особенно в присутствии детей, необходимо соблюдать базовые меры предосторожности, включая следующие:

Прочтите все инструкции перед эксплуатацией устройства

Опасность: Чтобы снизить риск удара электрическим током:

- Всегда отключайте устройство сразу же после использования
 - Не используйте устройство, принимая ванну
 - Не оставляйте и не храните устройство там, где оно может упасть в ванну или раковину
 - Не помещайте и не роняйте молокоотсос в воду или другую жидкость
 - Не пытайтесь вытащить электрический прибор, упавший в воду.
- В этом случае немедленно отключите его от внешнего источника питания.

Предостережение: Чтобы снизить риск ожога, удара электрическим током, пожара или получения травмы:

- Всегда отключайте неиспользуемое устройство от источника питания
- Внимательно контролируйте использование устройства в присутствии детей или инвалидов
- Используйте устройство только по его прямому назначению в соответствии с описанием в данном руководстве по эксплуатации. Не используйте дополнительные детали, не рекомендуемые производителем устройства
- Никогда не используйте устройство с поврежденным шнуром питания или вилкой; устройство, не функционирующее надлежащим образом; упавшее или поврежденное устройство, а также устройство, упавшее в воду
- Храните шнур вдали от горячих поверхностей
- Не используйте устройство во время сна или в сонном состоянии
- Не бросайте и не роняйте предметы в трубки или отверстия устройства
- Не используйте поврежденное устройство или устройство с отсутствующими обязательными компонентами
- Не позволяйте детям или домашним животным играть с молокоотсосом, адаптером блока питания и так далее.
- Не используйте устройство у адаптером блока питания вне дома; не используйте устройство там, где были распылены аэрозольные продукты или в местах с ограниченным поступлением кислорода.

Сохраните эти инструкции вместе с чеком об оплате покупки для использования в будущем.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДИНАРНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МОЛОКОТОСОСА LANSINOH®
Не мойте и не стерилизуйте трубки или соединительные элементы трубок.

Функция стимуляции поступления и сцеживания молока

В процессе кормления ребенка грудью, активные сосательные движения малыша стимулируют поступление и выведение молока. После того, как молоко начинает поступать достаточно постоянно, ребенок высасывает его, совершая более медленные и сильные сосательные движения. Мы признаем тот факт, что ни одна технология не сможет идеально скопировать действия малыша во время кормления, но мы постарались сделать процесс стимуляции с помощью Однaрного электрического молокоотсоса Lansinoh® максимально приближенным к естественному, разделив его на два этапа – этап стимуляции поступления и этап сцеживания молока.

Режим стимуляции поступления молока (этап 1) представляет собой ускоренные движения, призванные стимулировать приток молока. Режим сцеживания молока (этап 2) включает в себя 6 настроек силы работы молокоотсоса, которые позволяют отрегулировать работу аппарата, обеспечив максимальный комфорт во время его использования.

Кнопочное управление

Ваш однaрный электрический молокоотсос Lansinoh® снабжен скрытыми светодиодными индикаторами под флюидовой панелью, позволяющими отслеживать текущий режим работы устройства.

- Ⓢ Переключаться между режимами работы можно с помощью кнопки. Режим 1 (стимулирование поступления молока) обозначается медленным миганием светодиодных индикаторов. Режим 2 (сцеживание молока) обозначается непрерывно включенным светодиодным индикатором.

Каждый режим имеет 6 настроек интенсивности работы молокоотсоса. Кнопка Ⓢ позволяет повышать интенсивность работы молокоотсоса, кнопка Ⓜ, соответственно, понижает интенсивность всасывания. Специалисты компании Lansinoh рекомендуют выбирать уровень интенсивности и режим работы, наиболее подходящие для вас лично.

Прибор оснащен шестью светодиодными индикаторами, комбинации которых обозначают выбранный режим работы. Через 20 секунд работы прибора включенным останется только верхний светодиодный индикатор (самый правый), указывая на текущий выбранный режим работы и на то, что прибор находится во включенном состоянии. Нижние светодиодные индикаторы будут автоматически выключены с целью экономии электроэнергии.


Сразу после включения, молокоотсос начинает работать в режиме 1 (стимуляция поступления молока), а через 2 минуты автоматически переключается в режим 2 (сцеживание молока). Во время включения и переключения между режимами стимуляции поступления и сцеживания молока настройки интенсивности работы насоса всегда сбрасываются до уровня 1. После этого интенсивность можно отрегулировать кнопками Ⓢ и Ⓜ.

Чтобы пропустить этап 1 (стимуляция поступления молока) и сразу перейти к этапу 2 (сцеживание молока) просто нажмите кнопку Ⓜ. При необходимости всегда можно вернуться к этапу 1 (стимуляция поступления молока).

Молокоотсос автоматически отключится через 60 минут работы.


Продукция Lansinoh® разработана специально для того, чтобы оказать кормицам матерям максимальную поддержку. При возникновении вопросов, связанных с нашей продукцией, вы всегда можете позвонить +44 (0) 113 205 4201, написать нам help@lansinoh.co.uk (в Великобритании) или связаться с представителем компании в вашей стране.

02. Схема сборки молокоотсоса




Основные элементы управления, индикация и характеристики


- Ⓢ Кнопка включения/отключения
- Ⓢ Кнопка увеличения интенсивности работы молокоотсоса
- Ⓜ Кнопка уменьшения интенсивности работы молокоотсоса
- ⓈⓂ Кнопка переключения между режимом стимуляции поступления и режимом сцеживания молока
- Ⓢ Светодиодный индикатор интенсивности работы молокоотсоса



- Ⓢ Ввод трубок
 - Ⓢ Отделение для 6 батареек AA (не входят в комплект)
- ПРИМЕЧАНИЕ: Использование перезаряжаемых батареек не рекомендуется.**



- Ⓢ Разъем адаптера для источника питания переменного тока
- Ⓢ Адаптер переменного тока



03. Компоненты одинарного электрического молокоотсоса Lansinoh® (Appendix 1)

Компонент/Номер компонента

- Ⓢ Трубки 800мм #54100
- Ⓢ Соединительный элемент насоса #53453
- Ⓢ Коническая накладка на грудь (стандартная) #54101
- Ⓢ Силиконовая подушечка ComfortFit™ (стандартная) #54103
- Ⓢ Корпус для силиконовой подушечки #53454
- Ⓢ Диафрагма #54105
- Ⓢ Крышка для диафрагмы #53410
- Ⓢ Белый клапан (1+1) #53401
- Ⓢ Контейнер емкостью 160мл (1) #53451
- Ⓢ Кольцо для контейнера (1) и уплотнительный диск (1) #53450
- Ⓢ Адаптер переменного тока/Шнур питания
- Ⓢ Держатель для бутылочки (1) #53452

Перед каждым использованием...

- Всегда тщательно мойте руки с водой и мылом прежде, чем взяться за устройство для сцеживания молока, корпус молокоотсоса или другие прикреплённые элементы.
- Чтобы очистить устройство для сцеживания молока, необходимо его отсоединить. Отложите в сторону трубки - их не нужно мыть или стерилизовать.
- Не используйте молокоотсос, если в трубках видна влага или жидкость - сначала их необходимо тщательно просушить.

04. Инструкции по очистке

Если иное не предписано вашим врачом, следуйте этим инструкциям по стерилизации и очистке.

Стерилизация.

1. Перед первым применением устройства разберите устройство для сцеживания молока и прокипятите в течение 10 минут все элементы, на которые может попасть молоко. Устройство включает в себя все части, кроме основания насоса, вилки питания, трубок и соединительного элемента трубок.
- **Примечание: Проверьте достаточный уровень воды во время кипячения, чтобы все элементы свободно плавали на поверхности**
- **Примечание: Не кипятите трубки и соединительный элемент**
2. Извлеките все компоненты из воды сразу после кипячения.
3. Тщательно просушите компоненты перед следующим использованием, оставив их сохнуть естественным путем.
- **Примечание: Не до конца просушенные компоненты могут влиять на работу молокоотсоса. Перед следующим использованием устройством убедитесь в том, что все компоненты полностью высохли.**

Очистка

- Отложите трубки и соединительный элемент. Эти элементы мыть и стерилизовать не нужно, так как диафрагма предотвращает попадание молока на них.
- Силиконовую подушечку и контейнер можно мыть в верхнем отделении посудомоечной машины или вручную в горячей воде с добавлением средства для мытья посуды. Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать щетку для мытья дна каждой бутылочки, чтобы очистить контейнер, и щетку для мытья соски, чтобы очистить внутреннюю поверхность подушечки. НЕ используйте растворители или абразивные вещества.
- Промойте эти компоненты горячей чистой водой.
- Все остальные компоненты блока вывода молока необходимо мыть вручную, чтобы избежать повреждений и продлить срок их эксплуатации.

- Чтобы очистить молокоотсос, протрите его основание влажной тканью, используя только воду или мягкое мыло.
- Не мойте и не стерилизуйте трубки или соединительный элемент.
- **Примечание:** Для достижения наилучших результатов убедитесь в том, что все диафрагмы полностью высохли.
- **Примечание:** Перед применением устройства для сцеживания молока осмотрите все его компоненты на наличие трещин, сколов, потерь, обеспечения или износа материала, так как это может повлиять на функциональность устройства.

Для получения дополнительной информации посетите наш сайт www.lansinoh.co.uk, позвоните нам +44 (0) 113 205 4201 (Великобритания) или обратитесь к дистрибьютору в вашей стране.

05. Сборка устройства для сцеживания грудного молока (Appendix 2)

Устройство для сцеживания грудного молока поставляется в собранном виде в фирменной упаковке Lansinoh®. Очистите компоненты устройства для сцеживания молока (кроме трубок и соединительного элемента) в соответствии с руководством в разделе «Инструкции по очистке». Когда все компоненты полностью высохнут, соберите устройство для сцеживания следующим образом:

1. Поместите флюидную диафрагму на верхнюю часть корпуса для силиконовой подушки стрелой вверх (стрелка должна быть видна). Убедитесь в том, что стрелки указывают в направлении подушки ComfortFit™.



2. Затем закрепите крышку диафрагмы на корпусе подушки, повернув крышку по часовой стрелке и зафиксировав диафрагму.
3. Вставьте мягкую силиконовую подушку ComfortFit™ в конический корпус.
4. После этого вставьте подушку ComfortFit™ и конус в корпус для подушки.
5. Закрепите белый клапан в нижней части корпуса накладки на грудь.
6. **Примечание:** Соблюдайте осторожность при работе с маленьким белым клапаном, а также во время его очистки.
7. Прикрутите бутылочку для сбора молока к корпусу для подушки.
8. Вставьте трубки в заднюю часть крышки диафрагмы; убедитесь в том, что они прочно закреплены.
9. Вставьте крепление для трубок в молокоотсос.

06. Полезные советы

Самой важной частью процесса сцеживания является способность запустить рефлекс прибывания молока, когда оно начинает свободно поступать по протокам. Помощь естественному поступлению молока могут теплые влажные компрессы на молочные железы и легкий массаж перед сцеживанием или во время него. Если ваш малыш сейчас не с вами, мысли о нем или его фотографии также помогут настроить на нужный лад. Кроме того, прибывание молока способствует применению терапевтического комплекса Lansinoh® Therapearl™ 361.

У некоторых кормящих мам молоко может прибывать по несколько раз за время одного сцеживания. Чтобы попробовать вызвать повторное прибывание молока, можно снова переключить молокоотсос в режим стимуляции поступления молока, нажав на кнопку

Продолжительность процесса сцеживания молока

Грудное молоко производится в организме женщины по необходимости, поэтому сцеживать молоко, вы стимулируете тело к постоянному производству нового молока. Как и в случае с естественным кормлением грудью, вам не обязательно соблюдать особый режим сцеживания, но придерживаясь определенного графика, вы сможете лучше понимать, сколько времени необходимо вашему организму для производства молока. При возникновении вопросов, связанных с кормлением грудью или работой молокоотсоса, проконсультируйтесь с акушером, патронажной медсестрой, доктором или посетите наш сайт www.lansinoh.co.uk


Рекомендации по сцеживанию и кормлению

- Сцеживать молоко из другой молочной железы можно, не прекращая кормления малыша с другой стороны. Это позволяет максимально увеличить эффективность сцеживания, так как процесс поступления молока будет протестимирован естественным кормлением ребенка.

- Вам также может понравиться бутылочка Lansinoh® mTmM™ с соской NaturalWave™, эффективность которой в имитации естественного процесса кормления доказана клинически и помогает малышу легко перейти к кормлению грудью на кормление из бутылочки и обратно.
- При использовании в процессе кормления бутылочки Lansinoh® mTmM™ и соски NaturalWave™ необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Всегда проверяйте температуру жидкости перед кормлением.
- Не позволяйте малышу брать бутылочку с собой в кровать или пить без присмотра.

07. Применение одинарного электрического молокоотсоса Lansinoh®

Способы применения одинарного электрического молокоотсоса Lansinoh®




Для обеспечения максимального притока молока мы рекомендуем следовать этим инструкциям:

1. Убедитесь в том, что все трубки подсоединены к соединительному элементу.
2. Приложите устройство для сцеживания молока к молочной железе так, чтобы сосок находился по центру относительно горлышка подушки.
3. Убедитесь в том, что молочная железа полностью заполняет пространство внутри конуса с подушкой так, чтобы сформировался вакуум. Если вы ощущаете дискомфорт, попробуйте использовать подушку другого размера. Доступны подушки большего размера. Для получения дополнительной информации позвоните нам по телефону +44 (0) 113 205 4201, перейдите на сайт www.lansinoh.co.uk или свяжитесь с дистрибьютором в вашей стране.
4. Устройство для сцеживания и сосок должны быть немного наклонены вниз, чтобы обеспечить естественный отток молока в бутылочку.
5. Чтобы включить молокоотсос, нажмите и удерживайте кнопку Вкл./Выкл в течение нескольких секунд.
6. Сразу после включения, молокоотсос начинает работать в режиме 1 (стимуляция поступления молока), а через 2 минуты автоматически переключается в режим 2 (сцеживание молока).
7. Если молоко начнет поступать раньше, нажмите на кнопку чтобы переключиться в режим сцеживания молока.
8. Во время включения и переключения между режимами стимуляции поступления и сцеживания молока настройте интенсивность работы насоса в соответствии до уровня 1. После этого интенсивность можно отрегулировать кнопками и .
9. Чтобы пропустить этап 1 (стимуляция поступления молока) и сразу перейти к этапу 2 (сцеживание молока) просто нажмите кнопку При необходимости всегда можно вернуться к этапу 1 (стимуляция поступления молока).
10. По завершении сцеживания молока отключите молокоотсос, нажав на кнопку Вкл./Выкл. Убедитесь в отсутствии ощущения засасывания на кончике соска прежде, чем снять конус с подушкой с молочной железы. При необходимости надавите пальцем на молочную железу в районе соприкосновения с подушкой, чтобы нарушить вакуум. После того, как вакуум будет нарушен, подушку можно безопасно снять.
11. Используйте подставку, чтобы избежать опрокидывания бутылочки и разливания сцеженного молока.
12. Закройте бутылочку уплотнительным диском из комплекта и крышкой. Храните молоко в соответствии с рекомендациями, приведенными в разделе 9.

08. Варианты подзарядки


Молокоотсос может работать в любом из следующих режимов подачи питания:

Адаптер переменного тока (входит в комплект)



Подключите адаптер переменного тока к разъему на правой стороне корпуса молокоотсоса. Подключите адаптер к доступному источнику питания. Электрическая безопасность обеспечивается только в случае использования молокоотсоса совместно с адаптером переменного тока, поставляемым в комплекте (см. раздел «Технические данные»).

6 алкалиновых батареек AA (не входит в комплект)



Убедитесь в том, что полоса батареек (+) и (-) расположена правильно. Закройте отделение для батареек, слегка нажав на крышку до щелчка. Выньте батарейки, если молокоотсос не используется в течение длительного периода времени. Утилизация батареек должна выполняться в соответствии с требованиями законодательства по переработке отходов и защите окружающей среды. Заменяйте все батарейки одновременно. Обратите внимание на то, что молокоотсос не предназначен для работы на перезаряжаемых батарейках. Не используйте старые и новые батарейки одновременно. Не используйте алкалиновые и стандартные (углеродно-цинковые) батарейки одновременно. При наличии батареек в корпусе молокоотсоса и подключенном адаптере переменного тока, по умолчанию будет использоваться адаптер переменного тока. В целях более экономичного применения, мы рекомендуем использовать молокоотсос с адаптером переменного тока, входящим в комплект поставки. Такой адаптер является универсальным и может быть использован с системами на 100 – 240 В в сетях на 50 и 60 Гц.

09. Инструкции по хранению грудного молока

Инструкции по хранению и размораживанию грудного молока для безопасного и здорового кормления.

Для получения специальных инструкций по хранению грудного молока проконсультируйтесь с доктором, акушером или патронажной медсестрой. Подготавливая грудное молоко к заморозке, не заполняйте контейнеры более, чем на ¾, чтобы оставить пространство для расширения в процессе заморозки. Укажите дату сцеживания молока на всех контейнерах, подлежащих заморозке. Используйте молоко с наиболее ранней датой сцеживания в первую очередь.

Комнатная температура	(<26°C)	6 Часы
Холодильник	(>4°C)	3 Дни
Холодильник	(<4°C)	5 Дни
Морозильное отделение в холодильнике		2 Недели
Домашний морозильник	(<-18°C)	6 Месяцев

Примечание: НЕ храните грудное молоко в дверце холодильника / морозильной камеры, так как дверца обычно является в них самым теплым местом.

Размораживание

Размораживайте замороженное молоко в холодильнике или под струей холодной воды, постепенно повышая ее температуру по мере размораживания. Размороженное молоко можно хранить в холодильнике в течение 24 часов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не замораживайте размороженное молоко повторно.

Слегка встряхните бутылочку с размороженным молоком перед кормлением, чтобы смешать разделившийся слой. Грудное молоко не

является однородной субстанцией и «сливки» всегда поднимаются наверх. Грудное молоко также может варьироваться по цвету и консистенции в зависимости от времени дня, когда оно было сцежено, вашей диеты и возраста малыша на момент кормления.

ПРИМЕЧАНИЕ: НИКОГДА НЕ РАЗОГРЕВАЙТЕ ГРУДНОЕ МОЛОКО В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ! Микроволны разрушают компоненты молока. Кроме того, микроволны могут создавать в молоке «горячие фракции», которые могут обжечь горло ребенка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не размораживайте грудное молоко в горячей или кипящей воде.

10. Технические данные

1. Источник питания

Работа от батареек: 6 alkalинных батареек размера AA (не входят в комплект), устанавливаемых в определенном порядке. Не используйте перезаряжаемые батарейки. Время работы от батареек: Около 2 часов от 6 alkalинных батареек (не входят в комплект). Работа от адаптера переменного тока: адаптер переменного тока на 200/240В, подключаемый к стене, гальванически изолированный, с напряжением на выходе 9В постоянного тока. Распределение мощности от молокоотсоса: максимум 10 Ватт Регулирование напряжения: регулятор линейного напряжения с защитой от малого падения напряжения и короткого замыкания.

2. Система управления

Блок управления: микроконтроллер со встроенной программной памятью Программная память: флеш-ПЗУ на 8К, оперативная память 1К Переключение между двумя этапами работы - стимулирующей поступлению и выведением молока - осуществляется с помощью кнопочного управления. Регулируемая интенсивность работы молокоотсоса: 6 уровней интенсивности работы молокоотсоса выбираются и изменяются с помощью кнопочного управления. Глубина вакуума всасывания: минимум 56 мм рт. ст., максимум 225 мм рт. ст.

Соблюдение нормативных требований

Применяемая часть типа BF

	Оборудование КЛАСС II		Функционирование/хранение		Функционирование/разное		Внимание
	Эксплуатация		Эксплуатация		Инструкции по эксплуатации		CE 1008

Предостережение: Если зарегистрированы случаи, когда контакт ребенка с оборудованием приводит к травме. Храните продукт в недоступном для детей месте.

Технические данные

Требования к источнику питания

Адаптер переменного тока (входит в комплект)

Адаптер переменного тока - европейский стандарт

Конфигурация разъема электропитания

настенный разъем 100V/240V

Адаптер переменного тока, гальванически изолированный, с напряжением на выходе 9В постоянного тока

Батарейки (не входят в комплект) 6 alkalинных батареек AA, 1,5В

Соблюдение нормативных требований UL (E314617) и CSA для европейского адаптера

11. Устранение неисправностей

Устранение неисправностей одинарного электрического молокоотсоса Lansinoh®

Превышение подачи электропитания

В случае возникновения сбоев в ходе нормального электрического или механического функционирования молокоотсоса, выполните следующие действия:

- Отключите шнур адаптера переменного тока от источника питания.
- Выньте несколько секунд, а затем снова подключите шнур адаптера к источнику питания. Если неисправность сохраняется, попробуйте отключить адаптер и использовать в качестве источника питания штекер батарей AA.

Дискомфорт во время сцеживания молока

Если в процессе сцеживания вы ощущаете дискомфорт, попробуйте использовать накладку другого размера. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт www.lansinoh.co.uk, позвоните нам +44 (0) 113 205 4201 (Великобритания) или обратитесь к дистрибьютору в вашей стране.

Снижение интенсивности работы насоса

Если вы чувствуете, что интенсивность работы насоса снизилась, попробуйте выполнить следующие действия:

- Снимите трубки с насоса и положите палец на соединительный элемент. Если вы ощущаете пальцем всасывание, значит насос работает нормально, но блок вывода грудного молока может быть собран неправильно или белый клапан может быть поврежден. Если всасывание не ощущается, попробуйте отключить адаптер от источника питания, подождите несколько секунд и снова подключите адаптер к сети.
- Убедитесь в том, что блок вывода грудного молока собран правильно. См. рекомендации по сборке в разделе «Сборка блока вывода грудного молока».

- Осмотрите белый клапан на предмет наличия разрыва или прокола. Этот элемент крайне важен для правильной работы насоса. Замените белый клапан одним из запасных клапанов, поставленных в комплекте.

12. Кормление с помощью перистальтической соски NaturalWave™


Перистальтическая соска NaturalWave™ специально разработана в следующих целях:

- Имитация привычного малышу процесса кормления грудью.
- Простой и легкий переход от кормления грудью к кормлению из бутылочки и обратно.
- Поощрение естественных «волнообразных» движений языка малыша.
- Стимуляция инстинктивных сосательных движений для естественного развития малыша.



- 1. Прикладывание к груди**
Малыш открывает рот и захватывает губами сосок.
- 2. Перистальтическое движение языка**
Малыш выполняет языком «волнообразные» движения, чтобы сжать сосок и получить молоко. Такой процесс стимулирует естественное развитие целостно-лицевого аппарата ребенка.
Факт: За один сеанс кормления малыш совершает от 800 до 1000 перистальтических движений языком.
- 3. Проглатывание**
Слипка языка малыша приподнимается, направляя молоко в пищевод.

Эффективность использования перистальтической соски NaturalWave™ в симуляции естественного процесса кормления доказана клинически.



- 1. Специальный контроль соски.**
Малыш сам контролирует поступление молока.
- 2. Мягкий 100% силикон**
Растягивается и изгибается для оптимального сжатия.
- 3. Внутренний вертикальный рельеф**
Более прочная конструкция соски, устойчивая к разрывам.
- 4. Уникальное плавное сужение к концу**
Стимулирует плавные перистальтические движения языком.
- 5. Широкое текстурное основание соски**
Для более удобного прикладывания малыша и эффективного процесса высасывания.
- 6. Система отвода воздуха**
Сокращает вероятность поступления воздуха - потенциальной причины возникновения у малыша колики.

Удобная в использовании неразборная соска доступна в трех вариантах - для медленного, среднего и быстрого оттока молока.

В первые 6 месяцев жизни малыша настоятельно рекомендуется только грудное вскармливание. Перед переходом на кормление с помощью бутылочки и соски необходимо приучить малыша к грудному кормлению и убедиться в постоянном наличии молока.

Рекомендации по применению: Наполните бутылочку необходимым количеством жидкости и закройте крышку. Нагрейте бутылочку в микроволновой печи не рекомендуется. Если вы решите нагревать бутылочку в микроволновой печи, не закрывайте ее крышку. Прежде, чем поместить бутылочку в микроволновую печь, снимите соску, прокладку и крышку. Хорошо встряхните бутылочку перед кормлением и всегда проверяйте ее температуру прежде, чем дать ее ребенку. Неравномерно разогретая пища может обжечь горло ребенка. Не разогревайте грудное молоко в микроволновой печи, так как микроволны разрушают его компоненты. Очистите продукт перед первым использованием. В целях обеспечения гигиены перед первым использованием положите бутылочку и все ее компоненты в кипящую воду на 5 минут. Во время переноса бутылочки убедитесь в том, что крышка бутылочки закрыта и соска находится по центру, исключая возможность разливания молока.

Очистка: Перед первым использованием поместите компоненты бутылочки в кипящую воду на 5 минут, выньте их, дайте им остыть, а затем тщательно промойте каждый компонент. Эти действия помогут обеспечить необходимый уровень гигиены. После этого бутылочку также можно вымыть в отдельном отделении посудомоечной машины и простерилизовать (в открытом виде) в микроволновой печи или в специальном стерилизаторе. Мыть компоненты

необходимо непосредственно после каждого использования. Для мытья необходимо использовать мыльную воду, после чего все компоненты нужно ополоснуть чистой водой. Ошпарьте компоненты перед каждым использованием

Сборка: После того, как все компоненты высохнут, вставьте соску в верхнюю часть воронки, навинчиваясь к крышке. Надержи закрепите ворончик навинчивающейся крышки на горлышке бутылочки.



Меры предосторожности: Хранить в сухом закрытом месте. Применять только под надзором взрослых. Не ошпаривать, не хранить рядом и не допускать контакта с разостертыми или сильными химикатами. Это может привести к повреждению материала. Не храните продукт на прямом солнечном свете или рядом с таким местом, не оставляйте продукт в растворе для стерилизации дольше, чем рекомендуется. Разогревая молоко, не помещайте бутылочку непосредственно на газовые или электрические конфорки, нагревательные элементы, в электрические печи и т.д.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ в целях обеспечения безопасности ребенка! Применять только под надзором взрослых. Никогда не используйте соски для кормления в качестве пустышек. Длительное непрерывное всасывание жидкостей приводит к разрыву кишечника. Всегда проверяйте температуру еды перед кормлением. Храните все неиспользуемые компоненты в недоступном для детей месте. Не оставляйте ребенка без присмотра рядом с бутылочками для питья во избежание удара в результате падения ребенка или проглатывания отдельных частей бутылочки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Кариес у маленьких детей может возникнуть даже при использовании непериодических напитков. Это может происходить в тех случаях, когда ребенку позволяют сосать бутылочку/крышку слишком долго днем и, особенно, ночью, когда слюноотделение снижается, а также в случае использования соски в качестве пустышки. Не храните соску на прямом солнечном свете или рядом с таким местом, не оставляйте соску в растворе для стерилизации дольше, чем рекомендуется, так как это может разрушить материал. Проверьте продукт перед каждым использованием. Соску необходимо выбросить при первых признаках повреждения или износа. В целях обеспечения безопасности и соблюдения правил гигиены соску необходимо менять каждые 7 недель. Чтобы проверить прочность соски, потяните ее в разные стороны.

ВНИМАНИЕ: Силикон может становиться прозрачным под воздействием некоторых стерилизованных сосок. Это не влияет на свойства материала. Не разогревайте грудное молоко в микроволновой печи, так как микроволны разрушают его компоненты. Нагревание в микроволновой печи может приводить к локальной концентрации высокой температуры. Разогревая еду в микроволновой печи нужно с особой осторожностью. Всегда перемешивайте разогретую еду, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла и проверяйте температуру перед кормлением.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Упаковка не является частью продукта. Ради обеспечения безопасности ребенка снимите и выбросьте всю упаковку перед применением продукта. Прочтите и сохраните инструкции. Не закрывайте крышку во время нагревания в микроволновой печи.

13. Гарантия

Ограниченная гарантия на потребительские товары

Гарантия на механизмы насоса и другие компоненты продукции выдается сроком на один год и сроком на 90 дней соответственно, если, купившему данный продукт («покупателю») и подразумевает отсутствие дефектов материалов и сборки. Гарантия автоматически снимается с случаев продажи или передачи данного продукта другому лицу иным способом. Данная гарантия предоставляет покупателю определенные права, которые могут дополняться другими правами в зависимости от законодательства страны покупателя.

КОМПАНИЯ LANSINOH НЕ ДЕЛАЕТ НИКАКИХ ВЪЯВЛЕННЫХ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ ПРОДУКЦИИ, КРОМЕ ГАРАНТИЙ, УКАЗАННЫХ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ. ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, В ОБЪЕМЕ, ДОСТУПНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНЫ ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД ДО 90 ДНЕЙ С ДАТЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ПОКУПАТЕЛЕМ

В случае выявления компанией Lansinoh® несоответствия указанной выше гарантии, компания Lansinoh® по своему усмотрению проведет ремонт или заменит продукцию, не взимая с покупателя компенсации за такой ремонт или замену.

ПРИМЕЧАНИЕ: Покупатель берет на себя все расходы по возвращению продукции в компанию Lansinoh®. Данная гарантия не распространяется на продукцию, в отношении которой зафиксировано неправильное использование, злоупотребление или изменение первоначальной конструкции. Запасные части к продукции марки Lansinoh® должны быть

изготовлены компанией Linsinh®. Неправильно или ненадлежащее техническое обслуживание или ремонт, а также использование запасных частей, не произведенных компанией Linsinh®, может стать причиной отмены данной гарантии.

В ОБЪЕМЕ, ДОПУСТИМОМ ЗАКОНОМ, КОМПАНИЯ LINSINH НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЗАТРАТАМИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, ВЫЗВАННОГО НАРУШЕНИЕМ ПИСЬМЕННОЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ.

Чтобы направить претензию по данной гарантии, свяжитесь с нами по телефону +44 (0) 113 205 4201 (Великобритания) или обратитесь к дистрибьютору в вашей стране. После того мы сообщим вам адрес почтовой службы Freeport, на который можно будет отправить продукт для возврата, а также чек или другое подтверждение покупки и краткое описание проблемы, если это необходимо.

Заявление об электромагнитной совместимости (EMC)
Приводится только в информационных целях

Заявление о соответствии нормам FCC
Данное устройство соответствует классу 15 норм FCC. Для работы устройства необходимо соблюдение двух следующих условий: (1) Данное устройство не должно вызывать вредных помех, и (2) данное устройство должно быть устойчиво к воздействию любых помех, включая помехи, способные вызвать сбой в работе.

ВИНИМАНИЕ

Рекомендуемое расстояние между переносными радиочастотным оборудованием связи и моделью @ 3Vrms

Одинрный электрический монокотос Linsinh® предназначен для использования в условиях электромагнитной среды с контролируемым радиочастотным излучением. Покупатели или пользователи одиного радиочастотного монокотоса Linsinh® могут способствовать предотвращению создания электромагнитных помех, сохраняя минимальное расстояние между переносными радиочастотным оборудованием связи (транспмиттеры) и одиными радиочастотным монокотосом Linsinh®, как рекомендовано ниже, исходя из максимальной выходной мощности оборудования связи.

Расстояние в зависимости от частоты транспмиттера (м)			
Номинальная максимальная выходная мощность транспмиттера (Вт)	150 кГц – 80 МГц	80 МГц – 800 МГц	800 МГц – 2,5 ГГц
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,37	0,37	0,74
1	1,17	1,17	2,33
10	3,69	3,69	7,38
100	11,67	11,67	23,33

Заявление о совместной работе с устройствами беспроводной связи

Оборудование для беспроводной связи, включая домашние устройства обеспечения беспроводной связи, мобильные телефоны, беспроводные телефоны и их базовые станции, переносные радиом, может влиять на работу данного продукта и должно храниться на расстоянии минимум в 3,5 метра от данного продукта.

Складирование
Данное устройство не должно использоваться рядом или храниться на другом оборудовании. В случае, если совместное хранение необходимо, устройство нужно проверить на пригодность к нормальной работе в сборке и условиях его обычной эксплуатации.

Данное устройство является средством личной гигиены и не подлежит возврату после вскрытия упаковки. При возникновении проблем, связанных с данным устройством, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону +44 (0) 113 205 4201 (Великобритания) или свяжитесь с дистрибьютором в вашей стране. Наши представители с радостью вам помогут.

Linsinh® Laboratories, Inc.Jason House, Kerry Hill, Leeds, LS18 4JR, Великобритания. linsinh.co.uk

Производитель: Linsinh Laboratories Saglik Gerecderi Tasarim San.Tic.Sti.
A.O.S.B – 10006 Sok.No:64 35620 Cigli / Izmir / Turkiye

Lansinh® является зарегистрированным товарным знаком компании Linsinh Laboratories, Inc.

©2014 Linsinh Laboratories, Inc.Все права защищены.


304-013-00

تبیین				
مساحت الفصل الموصى به في أجهزة الاتصالات الثتالة وتزودات الراديو للناقل				
Vrms الثقال والتعديل 3				
لا تستخدم في بيئة الكومبوتاسيـة Lmsinhos مـضخة الـ كـوابـريـة الـطـردية				
يرتبط بها التحكم في اضطرابات تزداد الترددات الراديوية يمكن العمل أو لاستخدام				
المساعدة في منع التداخل الكهرومغناطيسي مضخة الترددات الراديوية الثتالة أو تزداد				
على Lmsinhos الراديو للناقل الترددات الراديوية الثتالة مضخة الترددات الراديوية الثتالة أو تزداد				
الموصى به، أدناه، وفقًا للحقل الأقصى للناقل للصارمة من أجهزة الاتصال				
مساحة الفصل وفقًا للترددات الراديوية بالتر				
الحد الأدنى للناقل	كلو هيرتز	ميجا هيرتز	ميجا هيرتز	ميجا هيرتز
الخارجية من جهاز البث	150	80	800	2.5
الداخلية	80	ميجا هيرتز	ميجا هيرتز	ميجا هيرتز
1	0.01	0.12	0.12	0.23
10	0.1	0.37	0.37	0.74
100	1	1.17	1.17	2.33
1000	10	3.69	3.69	7.38
10000	100	11.67	11.67	23.33

تجهيزات الضخ والراحة

- يمكنك استخدام المضخة مع أحد التينزين أثناء رضاعة الطفل على الثدي الآخر. يسمح ذلك بخفض فعالية الضخ، واستخدام تجهيزات البرول التي يحفظها حصى الطفل.
- قد تترسبن في تجربة راحة "NaturalWave" والتي تمتد بسرعة أنها تساعد الأطفال على الحفاظ على أنماط الرضاعة الطبيعية المحددة مما يسمح لطفلك بالانتقال من الثدي إلى الرضاعة والعودة مرة أخرى.
- إذا اخترت عدم استخدام المضخة "NaturalWave" المدمجة مع NaturalWave، فستحتاج إلى التنبؤ بالوقت المثالي الذي تريده، يرجى اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة.
- عليك دائماً اختيار عدد راحة أي مثال قبل تغذية طفلك به.
- عليك عدم ترك الطفل بأحد الرضاعة للسير أو للتغذية إذا لم يتغذى بدون رقابة.

07. استخدام مضخة الثدي الكهربائية المدمجة "NaturalWave"
كيفية استخدام مضخة الثدي الكهربائية المدمجة "NaturalWave"



لأقصى تدفق الحليب، يرجى اتباع هذه التعليمات:

1. عليك التأكد من تثبيت جميع الأنابيب في وصلة الأنابيب.
2. عليك تثبيت مضخة إدرار حليب الثدي عند توكيد مع مركز الحملة تجاه أنبوب وصلة الثدي.
3. عليك التأكد من دخول الثدي بكامله في وصلة الثدي حتى يكون فراغ لا يتسرب أي هواء. إذا شعرت بالهكة أو الاضطراب في حملاتك، قد تحتاجين لوسادة بحجم مختلف. تاح أيضاً الوسادات بحجم مختلف. للمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال برقم 444 (0) 113 205 2021، أو زيارة الموقع الإلكتروني www.lansinoh.co.uk.
4. لابد من إمالة مضخة إدرار حليب الثدي وأنبوب الحملات يرقى إلى الأسفل لتترك الحليب لينتدفق طبيعياً تجاه الرضاعة.
5. عليك الضغط والاستمرار بالضغط على زر تشغيل لإيقاف لضبعة ثوانٍ تشغيل المضخة.
6. عند تشغيل المضخة، ستبدأ في المرحلة 1 (التورول) وستبدل تلقائياً إلى المرحلة 2 (الإدرار) بعد دقيقتين.
7. إذا بدأ الحليب في التدفق في وقت مبكر، عليك الضغط على زر للتغيير (الإدرار) بعد دقيقتين.
8. سيكون الضغط الإفريقي للمضخة على مستوى الضغط 1 عند البدء وعند التبديل بين مراحل التورول والإدرار يمكن عند ذلك ضبط مستويات الضغط بالزر 1 و 2.
9. إذا كنت تفعلين تجاوز المرحلة 1 (التورول) بعد أخرى الضغط على زر التبديل إلى المرحلة 2 (الإدرار)، من الممكن دائماً العودة مرة أخرى إلى المرحلة 1 (التورول) عند الحاجة.
10. **مُحذرة: في أي وقت إذا وصل الضغط في ثديك إلى مستويات غير مرغوبة، يمكنك تخفيض مستوى الضغط بالضغط على الزر 3.**
11. عند انتهاء جلسة الضخ، عليك إيقاف تشغيل المضخة زر تشغيل لإيقاف. عليك التأكد من عدم وجود ضغط في الحملات قبل إزالة وصلة الثدي من الثدي. عند الضرورة، عليك ضغط الضغط بإدخال إصبعك بين وصلة الثدي والضغط. يجب إقطاع الحليب، يمكن إزالة وصلة الثدي بأيام.
12. إذا كنت تستخدم حلمات مصطنع لمنع الرضاعة من الوقوع وخيف فقدان أي حليب للثدي.
13. عليك إيقاف الرضاعة بالضغط والفرص لإيقاف المتوفرة معها - يرجى اتباع إرشادات تخزين حليب الثدي على النحو المحدد في القسم

09. خيارات الطاقة

يمكن تشغيل المضخة تحت أي من أنماط مزود الطاقة التالية:

محول تيار متردد (محول)



عليك توصيل محول التيار المتردد بنفس وصلة الطاقة الموجودة على الجانب الأيمن من المضخة. عليك وضع محول التيار المتردد في منفذ تيار كهربائي متاح - لا يمكن تحقيق السلامة الكهربائية سوى عند توصيل مضخة الثدي بمحول طاقة التيار المتردد المتوفر مع المنتج (أنظر قسم "إمكانيات الطاقة").

(غير مشمولة) بطاريات AA قلووية بحجم 6



عليك التأكد من إدخال البطاريات على النحو الصحيح وفقاً للأقطاب (+) و (-) على النحو المحدد. عليك إيقاف المضخة والضغط برفق على الغطاء حتى تبت في مكانه. عليك إزالة البطاريات إذا لم تكن المضخة قيد الاستخدام لمدة زمنية طويلة. عليك تجنب الحظر من البطاريات وفقاً لتعليمات هدية البطارية وإعدادات التدوير.

عليك استبدال جميع البطاريات في ذات الوقت. يرجى ملاحظة أن المضخة غير مصممة لاستخدامها مع بطاريات قابلة لإعادة الشحن. عليك عدم ضغط البطاريات الجديدة والقدية. عليك عدم ضغط البطاريات القوية والإفريقية (الليثيوم-أيون). إذا كانت البطاريات في المضخة، ولكن كان محول التيار المتردد قيد الاستخدام، ستستفيد المضخة المحول لتزود المضخة بالطاقة. وليس البطاريات للاستخدام الأثر الاقتصادي، يرجى باستخدام المضخة مع محول التيار المتردد المتوفر. محول التيار المتردد هو من نوع محول قاس تيار متردد وأبدي ويمكن استخدامه مع أنظمة 100 فولت حتى 240 فولت تيار متردد بقوة 60 و 60 هرتز.

09. إرشادات تخزين حليب الثدي

إرشادات تخزين وقت تجميد حليب الثدي لصحة الأطفال.

عليك التحقق من تعليمات إدرار حليب الثدي، والقابلة، أو الرضاعة الصحيحة للتعليمات الخاصة للتخزين.

عندما تجمد حليب الثدي، عليك عدم ملء الحاويات بما يزيد 3/4 من حجمها للسماح بالتدريج عدم التجمد. عليك تحديد التاريخ على الحاويات بالتاريخ الذي تر فيه إدرار الحليب. وذلك كمرجع مستقبلي. عليك استخدام أقدم حليب ثدي أولاً.

ساعات 6	26°C (<)	درجة حرارة الغرفة
أيام 3	4°C (>)	التلاجة
أيام 5	4°C (<)	التلاجة
سايح 2	سر الفريزر في التلاجة	
أسهر 6	18°C (<)	فريزر المنزل

مُحذرة: عليك عدم تخزين حليب الثدي في باب التلاجة/الفريزر، حيث يميل الباب إلى أن يكون أكثر المناطق حرارة في التلاجة/الفريزر.

التجميد

يرفك تجميد حليب الثدي في التلاجة أو وضع الأولي تحت مياه جارية باردة، مع تدفئة المياه تدريجياً حتى يرفك قوام حليب الثدي. عليك تجنب المضخة بالحليب الذي تر فيه تجميده في التلاجة حتى 24 ساعة.

مُحذرة: عليك عدم إعادة إدرار الحليب بمجرد قد تجميده.

عليك وضع الحليب الذي تر فيه تجميده قبل تغذية الطفل به لخطوط الطاقة التي انفصلت. حليب الثدي غير متجانس. ستستفيد "لقدسة" لرضاعة يمكن أن يختلف حليب الثدي في اللون واللذعة وفقاً لوقت من اليوم الذي تر فيه إدرار الحليب، وما قد تتأثره من الطعم، وعمر الطفل في وقت الضخ.

مُحذرة: عليك عدم وضع الحليب البشري بالميكروويف! حيث أن الميكروويف يعمل على تعديل تركيز الحليب. يمكن العمل بالميكروويف أيضاً على تكوين "فقاخ سائلة" في الحليب والتي قد تؤدي إلى السعال.

مُحذرة: عليك عدم قجم حليب الثدي في مياه ساخنة أو مغليّة.

10. إشارات الطاقة

1. مزود التيار:
2. تشغيل البطارية: 6 بطاريات قلووية بحجم AA (غير مشمولة)، جميعها متصلة على التوالي. عليك عدم استخدام البطاريات القابلة لإعادة الشحن.
3. وقت تشغيل البطارية: وقتاً تقريباً ساعتين مع 6 بطاريات قلووية (غير مشمولة).
4. تشغيل محول التيار المتردد: محول تيار متردد من نوع سبوت حائلي 100 فولت/240 فولت، مزود كهربائياً بجهد مخرج تيار 9 تا 13 فولت.
5. استهلاك الطاقة: 10 وات كحد أقصى.
6. تجهيزات المضخة: منظر جهد خطي مع انخفاض تسرب الجهد وحماية من التماس الكهربائي.
7. ضغط المحرك
8. وحدة التحكم: ميكرو كنترول مع ذاكرة برنامج مدمجة
9. الكهرناج: RAM 1024 فلاش 8، ذاكرة RAM 1 ك
10. ترموستات: الإدرار والتخفيف يمكن تحديدهما من لوحة المفاتيح.
11. مستوى الضغط القابل للتعديل: يمكن تحديد 6 مستويات ضغط والحجم مع خلال لوحة المفاتيح.
12. مستوى الضغط الفارغ: حد أدنى 56 ملل رقيق، حد أقصى 225 ملل رقيق.

الإنشال التنظيمي

الجود التنظيمي في النوع BF



Warning: Children have STRANGLER in cords.
Keep the cords out of the reach of children.

تحذير: قد يتعرض الأطفال للخطر عند التآكل.
عليك إبعاد الأطفال عن متناول الأطفال.
السلامة الكهربائية
معلومات الطاقة
محول التيار المتردد (مشمول)
محول التيار المتردد - الإصدار الأوروبي
إعداد القابس
قابس حائلي من النوع 100 فولت/240 فولت
محول تيار متردد مع محول كهربائياً بجهد خارج 9 فولت تيار ثابت

البطاريات (غير مشمولة) 6 بطاريات بحجم AA 1.5 فولت قلووية
الإنشال التنظيمي: محول طاقة الاتحاد الأوروبي معتمد من CSA و UL (E314167) و

11. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

استكشاف الأخطاء وإصلاحها بمضخة الثدي الكهربائية المدمجة "NaturalWave"

الضغط المضخة الكهربائية

- 1. إذا واجهت ضغطاً في التشغيل العادي الكهربائي وأو الميكانيكي للمضخة، عليك فقط القيام بالتالي:
- 2. عليك تزيين حليب محول التيار المتردد من المنفذ الكهربائي.
- 3. عليك الانتظار بضعة ثوانٍ، ثم إعادة كامل حليب محول التيار المتردد إلى منفذ كهربائي.
- 4. إذا كنت لولت نجاحه ضغطاً في التيار الكهربائي، عليك محاولة استخدام المضخة مع ستة بطاريات AA مع التأكد من إزالة محول التيار المتردد.

الاضطراب الضخ

إذا شعرت أي اضطراب، قد تحتاجين لوسادة تدجج بحجم مختلف. عليك زيارة الموقع الإلكتروني www.lansinoh.co.uk أو الاتصال بهاتف رقم 444 (0) 113 205 2021 أو 444 (0) 113 205 2021 للمساعدة أو الاتصال بالموزع في دولك.

انخفاض الضغط


- 1. إذا شعرت بانخفاض الضغط، عليك محاولة التالي:
- 2. عليك إزالة الأنبوب من المضخة ووضع إصبعك على وصلة الأنبوب. إذا شعرت بالضغط، فإن المضخة تعمل بكفاءة، ولكن قد لا تكون مضخة إدرار حليب الأمل.
- 3. مضخة على وصح أو أن أنابيب الرضاعة قد تلفت. إذا لم تر شعور مضخة على إصبعك، ففعلك تحتاجين تغيير قابس حليب من المنفذ الكهربائي، والانتظار لضعة ثوانٍ، ثم إدخاله مرة أخرى في منفذ كهربائي.
- 4. عليك التأكد من تجميع المضخة فقط حليب الأمل على النحو الصحيح. عليك فحص بيانات التجميع في القسم "تجميع مضخة إدرار حليب الأمل".
- 5. عليك فحص المسامير الأرضية للاشتباك وجود تمزق أو ثقب. فهذا المكون ضروري جداً لتحقيق الضغط المناسب. عليك استبدال المسامير الأرضية بأحد المسامير الاحتياطية المتوفرة مع المنتج.

12. تغذية حليب الأمل بحملة NaturalWave™ Peristaltic

صممت حملة NaturalWave™ Peristaltic خصيصاً لكي:
تساعد على الحفاظ على أنماط رضاعة الثدي.
التبديل بسهولة إلى الثدي إلى الرضاعة والعودة مرة أخرى.
تشجيع حركات لسان الطفل "التي تملأ الحلمات".
تعزز عمل الضغط لتحسين تدفق طبيعي للحم.

1. الاتصال على
2. حركات اللسان التي تشبه الحلمات
3. الابتاج

ترفع تضيق لسان الطفل، ليجه الحليب إلى السرى.



طرف الحملة

1. يتحكم الطفل بتدفق اللبن.
2. سكين ناعم 100%
3. تتبدد توتر الضغط الأثلي.
4. الضغط العمودي الداخلية
5. تعزيز من هيكل الحملة، مما يجعلها تقاوم الانهيار.
6. يمكن من حركات اللسان المشابهة للموجات.
7. بقاء الحملة العريضة، التلاصقة
8. AVS
9. يخفف من دخول الهواء، وسبب محتمل لحداث فحص.

حلمة من قطعة واحدة، بتصميم خالي من أي عيوب متاح بتدفقات بطيئة، ومتوسطة، وسريعة.
يوصى بالرضاعة الطبيعية الحصرية للأسهر الأول من عمر الطفل. يجب ترسيخ الرضاعة الطبيعية وإنتاج حليب الثدي قبل الإنشال الرضاعة والحلمة.

تعليمات الاستخدام: عليك التنبؤ بالمتعة المطلوبة من الأسفل وإحكام الغطاء. لا يوصى بالسخن في الميكروويف. إذا اخترت تسخين الطعام في الميكروويف، ففعلك عدم إفلاق الرضاعة قبل إزالة الحملة، والغطاء والطقع عند الاستخدام في الميكروويف. عليك جداً قبل الاستخدام عليك دائماً فحص درجة الحرارة قبل تقديمها للطفل. قد يؤدي الطعام ذو درجات الحرارة غير المتوازنة إلى اسع فرط الطفل. عليك عدم وضع الحليب البشري في الميكروويف حتى أن الميكروويف يعمل على تعديل تركيز الحليب. عليك قبل الاستخدام الأول، عليك تنظيف المنتج. التأكد من صحة المنتج. عليك وضع الحليب والرضاعة مع جميع مكوناتها في مياه معقاة لمدة 5 دقائق قبل الاستخدام. عليك ملء راحة كامله. عليك التأكد من إغلاقها بغطاء في مكانها، مع الصيانة بوضع الحملة في مركز الغطاء لتفصيل وتغيير "مائع الأسلاك" للنتج.

التنظيف: قبل الاستخدام المبدئي، عليك وضع المنتج في مياه معقاة لمدة 5 دقائق، مع تركها لتجف، وعلك شطف جميع مكونات الرضاعة تماماً وذلك لغسل المضخة، والبسطة، يمكن أيضاً غسل الرضاعة في الحار لغسل لفائف الأنبوب ويمكن تنظيفها (مفوضة) في الماء بالميكروويف واستخدامها أو التغير التغير الحليب. عليك دائماً جمع جميع مكونات المنتج على الفور بعد كل استخدام. تغسل في مياه فائقة بالماء، وتغسل المضخة بمر.

تأهيات!

صممت من أجل الأنظمة المبرصعات اللاتي يرغبن في الاستقرار توفير طيف طيف اللمر الخاص بهن لأطفالهن، حتى ولو كانوا مقيدين، تسمح مضخة التبريد الكهرومائية "Lansinoh" لكي يتأصلخص الثدي الذي سريعاً وسهولة.

مضخة؟

- بسيطة في التشغيل، والتجميع، والاستخدام - ضمان التصميم الصحي للثدي الذي يدخل في الأنبوب - بدون الحاجة إلى تلميع الأنبوب.
- لها استيعاباً ممتازاً قابلية للتكيف مع **أزوار تكبير** 4-6، سهلة الاستخدام.
- لها مؤشر LED حتى يمكنك معرفة الدفعية إعدادات (معدلات التدفق التي أنت بها).
- **تتمتع مضخة NaturalWave مع غطاء** والذي يساعد في الحفاظ على أنماط التدفق المحددة.
- مضخة "تخزينية" تاتي مع ٦ زجاجات واحدة للمضخة، وتخزين والتدفية للعلامات والسهولة (الرضع إغلاق لتخزين وتشمل مضخة "NaturalWave".
- تعمل على التبريد الكهربائي (البطارية 6 - بطاريات بحجم AA غير مشحونة).
- **يسمح غطاءها في غسالة الأطباق بقطعها بسهولة** (بدون الحاجة لفصل الأنبوب أو وصلة الأنبوب).

إذا كان لديك أي أسئلة، يرجى الاتصال بإدارة خدمة العملاء على 4201 113 205 44 أو عبر البريد الإلكتروني على help@lansinoh.co.uk

المحتويات

01. الضمانات الهامة
02. مخطط المضخة
03. أجزاء مضخة "Lansinoh" الكهربائية الفردية للندي
04. تعليمات التنظيف
05. تجميع مضخة الثدي
06. تثبيت المضخة
07. استخدام مضخة "Lansinoh" الكهربائية الفردية للندي
08. خيارات الطاقة
09. إرشادات تخزين الثدي
10. البيانات الفنية
11. استكشاف الأخطاء وإصلاحها
12. ضمان مضخة الثدي من خلال خدمة العملاء "NaturalWave"
13. الضمان

01 الضمانات الهامة

مضخة "Lansinoh" الكهربائية الفردية للندي هي عنصر للعناية الشخصية والسباب المضخة لا يجوز أبداً مشاركتها مع أي مهمات أخرى أو إعادة بيعها من أمر لآخر. حيث أن التبريد يأتي من هذه الإجراءات من شأنه إبطال الضمان.

إذا كنت أمر مصابة وبالنسبة إلى، والتهاب الثدي، أو فيروس نقص المناعة المكتسبة (HIV)، فمضخة الثدي التي تستخدم مضخة مضخة الثدي الكهربائية الفردية "Lansinoh" يخضع أو يزول من خطر نقل الفيروس للثدي من خلال الثدي.

استخدام مضخة الثدي الكهربائية، وبخاصة في حضور الأطفال، يجب دائماً اتباع تدابير السلامة الأساسية، بما يشمل التالي:

اقرأ جميع التعليمات قبل الاستخدام

خطن: تخفيض خطر الكهرباء:

- عليك دائماً نزع قابس الجهاز على الفور بعد الاستخدام
- لا تير استخدامه أثناء الاستخدام
- لا تضع أو تقوم بتخزين هذا الجهاز في مكان من الممكن أن يقع منه أو تقوم بسحب أي حوض استخدام.
- لا تضع أو تقوم بإسقاط المضخة في المياه أو السوائل الأخرى.
- لا تحاول الوصول إلى جهاز كهربائي سقط في المياه، بل، قم بترغ مفس الطاقة على الفور.

تحذير: تخفيض خطر الحرق، أو الصدمة الكهربائية، أو الحرق، أو الإصابة للأشخاص:

- لا يجوز ترك هذا المنتج بدون رقابة أثناء توصيله بالكهرباء.
- في الظروف العادية، المضخة مصممة لاستخدامها مع المنتج بالقرب من الأطفال أو المصابين.
- لا تستخدم هذا الجهاز سوى للرضع المهد من أجله على النحو المتصور في هذا الدليل. ولا تستخدم المضخات الغير موصي بها من جهة المصنع.
- لا تترك أبداً تشغيل هذا الجهاز إذا كان قابل أو قابس الطاقة مائة، أو إذا لم يعمل على نحو مناسب، أو إذا سقط أو نزل، أو إذا سقط في الماء.
- حافظ على الكابل بعيداً عن الأسطح الساخنة.
- لا تستخدم أبداً التيار الكهربائي أو التيار الكهربائي.
- لا يجوز إسقاط أو إدخال أي جسم أو أي فتحة أو أي أنبوب.
- لا تستخدم هذا الجهاز إذا كان قابس أو قابس الطاقة مائة، أو إذا سقط أو نزل، أو إذا سقط في الماء.
- لا تسمح للأطفال الصغار أو الحيوانات الأليفة باللعب بوحدة المضخة، أو حول التيار الكهربائي. . إلخ.
- لا تستخدم بالداخل باستخدام محول تيار متردد، ولا تير تشغيل في المناطق التي تير بها استخدام منتجات بخاخ الأيروسول أو غبار التلويح.

عليك حفظ هذه التعليمات إلى جانب الإصدار كمرجع مستقبلي.

نقاط عامة تشغيل مضخة الثدي الكهربائية الفردية "LANSINOH"

لا تير غسل أو تغيير الأنبوب أو وصلات الأنبوب.

مرحلة التبريد ومرحلة الإبرار

بعد رضاعة الأطفال، سيبدون بعض مريض تخفيف الثدي للتدفق واليمن، ويحدث تدفق وزول الثدي، يمتص الطفل الثدي بمصامت أكثر ببطء وفعلاً. وسنما لا يوجد شيء، ويمكنه البصمة محالة ليلية تغذية الطفل بالثدي، وتلخيز الطيف الطبيعي، فإن مضخة الثدي الكهربائية الفردية "Lansinoh" توفر مرحلتين - مرحلة التبريد ومرحلة الإبرار.

مرحلة التبريد (المرحلة 1) هي طيف المضخة المبرع للثدي للثدي التي تير ويبدأ في التدفق.

مرحلة الإبرار (المرحلة 2) تستمر 6 دقائق. قوفاً شطف قبالة الثدي والتي يمكن إعدادها للثدي.

نوع المصباح

لضخ المضخة الثدي الكهربائية الفردية "Lansinoh" أضواء LED مخفية أسفل لوحة المصباح الأضواء لإضاءة إلى إعدادات الشفط والمزجعة التي أت عليها الآن.

يسمح لك زر

بالتبديل بين المراحل وتحدد المرحلة 1 (التبريد) بأضواء LED تختف

بطءاً وتحدد المرحلة 2 (الإبرار) بأضواء LED ثابتة.

لكل مرحلة 6 مستويات شفط باستخدام الزر **1**، يمكنك زيادة مستوى الشفط واستخدام الزر **2**، يمكنك تخفيض مستوى الشفط. توصيك Lansinoh بتحديد المستوى والمرحلة الأفضل لك.

لديك عدد آتيني 6 مؤشرات إضاءة LED والتي تير وفقاً لمستوى الشفط المحدد. بعد 20 ثانية، سيقال لك (التي اليمين) مؤشر LED مضاء ليخبرك أن جسر المضخة قيد التشغيل مع الإشارة إلى مستوى الشفط المحدد. سيؤشر مؤشر LED الأخضر تلقائياً لخفض الطاقة.


عند تشغيل المضخة، تبدأ في المرحلة 1 (التبريد) وتستحوط تلقائياً إلى المرحلة 2 (الإبرار) بعد دقيقتين. ستكون إعدادات المضخة الافتراضية دائماً على مستوى الشفط 1 عند البدء، وعند التبديل بين مراحل التبريد والإبرار، يمكن عدداً ضبط مستويات الشفط بالآزوار **1** و **2**.

إذا كنت تفعلين تجاوز المرحلة (التبريد)، عليك الضغط على زر **1** للتبديل إلى المرحلة 2 (الإبرار). من الممكن دائماً العودة مرة أخرى إلى المرحلة 1 (التبريد) عند الحاجة.

تستحوط المضخة تلقائياً من العمل بعد 60 ثانية.


"Lansinoh" لها لدسة في رة الرضاعة إذا كان لديك أي أسئلة، يرجى عدم التردد في الاتصال بنا على هاتف رقم 4201 113 205 44 أو help@lansinoh.co.uk بالملحة.

02. مخطط المضخة



الأدوات الأساسية للتشكر، والعرض، والخصائص

01. زر تشغيل / إيقاف الطاقة
02. زر التحكم في زيادة مستوى الشفط
03. زر التحكم في تخفيض مستوى الشفط
04. زر التحكم في التبديل بين مراحل التبريد والإبرار والعودة مرة أخرى.
05. مؤشر LED لشفط الشفط



03. أجزاء مضخة الثدي الكهربائية الفردية "Lansinoh"

01. أنبوب 800 ملم #54100
02. وصلة المضخة #34533
03. مضخة الثدي (الفراسي) #54101
04. وصلة السليكون للثدي "ComfortFit" (الفراسي) #54103
05. جسر مصادة الثدي #54354
06. غطاء #54105
07. غطاء الفشاء #54101
08. مصارم أبيض (1+1) #53401
09. حاوية 160 مل (1) #53451
10. حلقة الحاوية 1 / وقوس الإغلاق #53450
11. أنبوب التبريد / كابل الطاقة
12. حامل (المرجاة) #53452

قبل كل استخدام

- دائماً غسيل الأيدي غاملاً بالماء والصابون قبل التعامل مع مجموعة إبرار

حليب الثدي، أو جسر المضخة، أو لمحات الأخرى.

- عليك طاف مجموعة إبرار حليب الثدي لتنظيفها، يتر جيب الأنبوب حيث أنه لا يحتاج للتنظيف أو التعقيم.
- لا تير تشغيل المضخة إذا كان هناك أي سائل أو رطوبة ظاهرة في الأنبوب، ولكن تير تنظيفها تماماً أولاً قبل استخدامها إذا كان هناك أي علامات الرطوبة.

04 تعليمات التنظيف

ما يير مريض الرضاعة الصحية على خلاف ذلك، عليك اتباع تعليمات التعقيم والتنظيف.

التعقيم

01. قبل استخدام المجموعة للمرة الأولى، عليك فكها وعلى جميع أجزاء مجموعة إبرار حليب الثدي والتي تشمل حليب الثدي لمدة 10 دقائق. تشمل المجموعة جميع الأجزاء فيما عدا قاعدة المضخة، والانبوب، والأنبوب، ووصلة الأنبوب، **ملاحظة: كدتي من وجود مياه آتية في خطل الأجزاء عالية أثناء الغليان**.
02. يير في **الأنبوب ووصلة الأنبوب**.
03. عليك إزالة جميع الأجزاء من الماء في الحال بعد الغليان.
04. عليك الغليان بالماء والي التبريد والاستخدام التالي.
05. **ملاحظة: الأجزاء التي تير تنظيفها جيداً قد تؤثر على تشغيل المضخة، يير في التبريد**.

التنظيف

- عليك غيب الأنبوب ووصلة الأنبوب. **فهدة العناصر لا تتيج للفسل أو التعقيم لألأفشاء، يبعثها من الاتصال بحليب الثدي.**
- يمكن تنظيف وصادة الثدي والحقنات والحقنات المصنوعة العليا من عساة الأطباق أو يتر غسلها يدوياً بصابون الأطباق في مياه ساخنة. لافضل النتائج، توصي باستخدام فرشاة تنظيف الأظفار لتنظيف الحافة وقرشاة الحلمة لتنظيف وصادة الثدي من الداخل. لا تستخدم المذيبات أو المواد الكاشطة.
- عليك الشفط بمياه نظيفة وساخنة.
- يجب غسل جميع أجزاء مجموعة إبرار حليب الثدي يدوياً لغسلها ولتجديد قوة فادتها.
- تنظيف مضخة الثدي، عليك مسح القاعدة بقطعة قماش رطبة، وقطط باستخدام الماء أو صابون معتدل.
- **عليك عدم عمل أو تغيير الأنبوب أو وصلة الأنبوب.**
- لمؤشحة، تنظيف النتائج، كدتي من أن الأشعة جافة تماماً قبل الاستخدام.
- لمؤشحة، قبل استخدام مجموعة إبرار حليب الثدي، عليك فحص المكونات العفوية بصرياً لكشف وجود أي تلف، أو تصدع، أو تاكل، أو تشوه اللون أو فساد، حيث أن ذلك قد يؤثر على عمل مجموعة إبرار حليب الثدي.

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.lansinoh.co.uk أو الاتصال بهاتف رقم 4201 113 205 44 أو في المملكة المتحدة أو الاتصال بمرجع دولتك للمزيد من الإرشادات أو للحصول على قطع الغيار.

05. تجميع مجموعة إبرار حليب الثدي

يأتي مجموعة إبرار حليب الثدي مجموعة مسبقاً في عبوة منتج "Lansinoh". عليك تنظيف أجزاء مجموعة إبرار حليب الثدي (فيما عدا الأنبوب ووصلة الأنبوب) على النحو الصحيح في قسم "تعليمات التنظيف". ويجوز تنظيف جميع الأجزاء وغسلها تماماً، عليك تجميع مجموعة الأنبوب كالتالي:

01. عليك وضع الغشاء الأرجواني مع توجيه السهم لأعلى (السهم الفاهر)، أعلى جسر مضخة الثدي. ويجب كدتي من إشارة السهم تير وصادة الثدي "ComfortFit".



02. تير بعدد، كدتي تأمين غطاء الفشاء على جسر وصادة الثدي بتدويره في اتجاه عقارب الساعة، على ارتفاع الغشاء الأرجواني.
03. عليك وضع وصادة الثدي السليكون الرفقة "ComfortFit" داخل مخروط الثدي. **ملاحظة: كدتي من تثبيت حافة مخروط الثدي داخل غطاء وصادة الثاني ومصادة قمع الوصادة بصفاء داخل المخروط.**
04. تير عليك تير مخروط ووصادة الثدي "ComfortFit" في جسر وصادة الثدي.
05. عليك تأمين الصمام بصفاء في أسفل جسر وصادة الثدي.
06. **ملاحظة: عليك تير في تحريك خرطع الثدي 3in1 Lansinoh والذي يمكن أن يساعد في إزالة الحليب.**
07. عليك زيارة صفحة التجميع في جسر وصادة الثدي.
08. عليك إدخال الغشاء في موزعة غطاء الفشاء، وأكادتي من تثبيته بإحكام.
09. عليك وضع مدخل الأنبوب في المضخة.

06. تبيهاات الضخ

الجزء الأكثر أهمية لنجاح الضخ هو القدرة على الضغط على الانعكاس السفلي. وذلك حينما يبدأ الحليب في التدفق بحرية. تير ممارسة الضغط الخفيف الربط على الثدي، مع التدليك الذاتي الرفق على الثدي قبل وأثناء جلسة الضخ من شأنه تشجيع هذا الانعكاس الطبيعي. عليك التفكير في الظفر إلى ظفر لطفلك، أو ثوراة طفلك إذا كنت بعيدة فقد يبد ذلك أيضاً وقت قصير في تحريك خرطع الثدي 3in1 Lansinoh والذي يمكن أن يساعد في إزالة الحليب.

يرجى بعض المهمات الوصول إلى المزيد من مرات التبريد أثناء جلسة الضخ قد تستطيع تحقيق أكثر التبريد أثناء جلسة الضخ بالعودة إلى مرحلة (التبريد) بالضغط على الزر **1**.

كمر من الوقت تحتاج إليه في استخدام المضخة

يتمتع حليب الثدي وفقاً لطيفه الخاص بالحليب الذي لديك بانتظام، سيتم تخفيف جسدك وستجسب الحفاظ على الحليب لديك تماماً مثل الرضاعة، من غير الضروري حساب وقت جلسات الضخ وبالتالي تحسين على شعور أفضل بالوقت الذي يستغرقه الأمر لحسكت لإبرار الحليب باستخدام مضخة الثدي.

إذا كان لديك أي أسئلة تتعلق بالرضاعة أو بمضخة الثدي، عليك استشارة الفائلة، أو الأثرية، أو أي أخصائي رعاية صحية آخر أو عليك زيارة الموقع الإلكتروني www.lansinoh.co.uk.

Lansinoh®

Lansinoh Laboratories Inc.

Jason House, Kerry Hill
Leeds, LS18 4JR, UK
www.lansinoh.co.uk

Lansinoh Laboratories Inc.

Bayerischer Platz 1
10779 Berlin
www.lansinoh.de
SE54060/54050/54070/54080/IF0215

Lansinoh Laboratories Inc.

Barbaros Mah. Al Zambak Sok. Varyap Meridian Sitesi Grand Tower A Blok
Kat:1 D:21 34746 Batı Ataşehir - İstanbul

**Lansinoh® is a registered trademark
of Lansinoh Laboratories, Inc.**

©2014 Lansinoh Laboratories, Inc.
All Rights Reserved

Manufacturer: Lansinoh Laboratories Sağlık Gereçleri Tasarım San. Tic. Ltd. Sti.
A.O.S.B - 10006 Sok. No:64 35620 Çigli / İzmir / Türkiye

